

P O W E R S E R I E S

TDX[®] SP2 NB Ultra



Agile and compact mid wheel drive power chair
with advanced ULM seating



| TDX® SP2 NB Ultra

Eenvoudig bewegen.

De **TDX®** SP2 NB (Narrow Base) is onze compacte en veelzijdige midwielangedreven elektrische rolstoel.

Navigeert met gemak door krappe ruimtes en brengt je waar je heen wilt, in uiteenlopende omstandigheden.


Ontspan met het vertrouwen dat hoort bij een betrouwbare, hoogwaardige rit.



| TDX® SP2 NB Ultra

Het begint met een compacte basis.

De TDX® SP2 NB (Narrow Base) is ontworpen om door de kleinste ruimtes te rijden met consistente en soepele rijprestaties.



Nieuwe bekapping collectie

Kies uit een selectie van mooie kleuren bekapping voor een stijlvolle look.



Breedte **610** mm



Wendbaar **560** mm draaicirkel



Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Midwielangedreven stoel is eenvoudig door krappe ruimtes binnens- en buitenshuis te navigeren.



Gepatenteerde SureStep® vering

Voor een soepele en comfortabele rit, zelfs over uitdagende oppervlakken.



Verbeterde stabiliteit en veiligheid

Ontworpen om ervoor te zorgen dat alle zes de wielen stevig op de grond blijven met de geïntegreerde stability lock functie.

| TDX® SP2 NB Ultra

Nieuwe kleuren. Extra duurzaamheid.

Voeg een frisse en stijlvolle touch met een nieuwe bekappingskleur. De extra duurzaamheid van de bekapping helpt dagelijkse uitdagingen aan te gaan.



Obsidian Black

Ruby Red

Purple Passion

Peacock Blue

Arctic Blue

| TDX® SP2 NB Ultra

Ontworpen voor klinische topkwaliteit.

De Ultra zitting is ontworpen door onze klinische experts om optimaal comfort en ondersteuning te bieden, met een gepersonaliseerde pasvorm voor nog meer onafhankelijkheid en toegankelijkheid.

De combinatie van geïntegreerde instellingsmogelijkheden en het slimme Ultra Rail systeem zorgt ervoor dat de Ultra de correcte, individuele zitoplossing biedt.



Reductie van schuifkrachten

Ontworpen rondom de natuurlijke draaipunten van het lichaam, met een geoptimaliseerde reeks elektrische verstellingen voor een ondersteunde en comfortabele zit. Design helpt schuifkrachten te reduceren en druk te herverdelen.



Positionering op maat

Zeer modulair en aanpasbaar om aan te sluiten bij door de tijd veranderende behoeften.



LNX beensteun

Verlengt in zowel lengte als hoogte, werkt met elektrische rugkanteling om wrijving te verminderen.



Bekroonde Matrix®

Gepersonaliseerde Matrix zitopties voor een optimale pasvorm, altijd.



| TDX® SP2 NB Ultra

matrx®
SCIENCE OF SEATING

Het multi-instelbare Ultra zitsysteem biedt je, in combinatie met de bekroneerde **Matrx**® zitting range, een goed ondersteunde zit met verhoogde bescherming voor maximaal comfort.



Hoofdsteunen

Onze zeer instelbare Matrx Elan hoofdsteun is ontworpen voor effectieve positionering. Het dubbel gegoten foam biedt onderdamping, comfort en bescherming.



Heupgordel

Instelbare quick release bevestiging voor goede positionering en transfers.



Rugopties

Een range rugopties inclusief onze Matrx ruggen zijn beschikbaar voor maximale houdingsondersteuning, drukverlichting en buitengewoon microklimaatmanagement. Met ingebouwde contourondersteuning voor extra stabiliteit.



Zitkussens

Kies uit een selectie zitkussens die positionering en huidbescherming ondersteunen. Onze geavanceerde Matrx Libra is ontworpen met een dubbellaagse Flo-tech gelzak voor verbeterde controle van schuifkrachten. Kan bovendien worden aangepast met extra positioneringsopties.



| TDX® SP2 NB Ultra

Met geavanceerde LiNX® technologie.

LiNX® technologie helpt een gepersonaliseerde en vertrouwde rijervaring te geven. De innovatieve technologie leert gewoontes en voorkeuren in, wat het een superintuïtief systeem maakt.



| TDX® SP2 NB Ultra

Ontdek meer.

360°

Nieuwe Resolve Joystick montage

- Exceptionele reeks bereikbare joystick-posities voor zeer veel comfort
- Instelbare spanningsreactie
- Optimale controle en comfort



3.5" Touchscreen

Indrukwekkend 3,5" kleuren touchscreen met joystick, snelheidsmeter en kilometerteller.



Speciale bedieningen

Inclusief compacte begeleidersbedieningen, hoofdbesturingen en benaderingsbesturingen.



Ingebouwde Bluetooth®

Maakt verbinding met apparaten en omgevingsbesturingen mogelijk.



Bedieningsinput opties

Verschillende bedieningsinput mogelijkheden zorgen voor een persoonlijke set-up voor maximale controle en vertrouwen dat de rolstoel consistent reageert.



| TDX® SP2 NB Ultra


Technische Gegevens.

Kijk voor uitgebreidere informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op onze website www.invacare.nl.

Kleuren



Obsidian Black Ruby Red Purple Passion Peacock Blue Arctic Blue



Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Armsteunhoogte	Voetsteunen	Zithoek
405 - 555 mm	405 - 580 mm	420 - 544 mm	355 - 685 mm	230 - 405 mm	290 - 465 mm	-10° - 50°
Rughoek	Totale hoogte	Totale lengte inc. voetsteunen	Totale lengte exc. voetsteunen	Breedte basis	Max. gebruikersgewicht	Accupaciteit
60° - 168°	1080 - 1210 mm	1290 mm	980 mm	610 mm	136 kg	50 Ah
Draaicirkel	Max. obstakelhoogte	Max. veilige helling	Snelheid	Bereik	Totaal gewicht	
1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Tot 10 km/h	Tot 28 km	164 kg	

| TDX® SP2 NB Ultra

Deel jouw ideeën en help de toekomst van elektrische rolstoelen vorm te geven.

We nodigen je uit jouw feedback te delen. Jouw inzichten helpen ons de gebruikers van elektrische rolstoelen beter te ondersteunen.

Scan hiervoor het formulier en vul dit in.



Bedankt dat wij jouw reis mogen meemaken.

Invacare Power Series Team





Deel jouw feedback

SUBSCRIBE



Mijn stoel zorgt ervoor dat ik een onafhankelijk leven leidt en iedere dag naar buiten kan.

Ian Mackay
Invacare Ambassador



POWER SERIES

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +31 318 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2024 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen
zonder voorafkondiging. NL - TDX SP2 NB ULM - 10/2024

