

# Softform<sup>®</sup> Premier Visco

Drukverdelend visco-elastisch matras



Yes, you can.<sup>®</sup>

# Effectieve decubitus preventie

De Invacare Softform Premier Visco is een drukverdelend matras met een dikke visco-elastische inleg. Hierdoor past het zich aan de lichaamsvormen van de cliënt aan en zorgt het voor een hoge mate van comfort, uitstekende drukverdeling en minimale piekdrukken.

De temperatuurgevoelige visco elastische inleg van de Invacare Softform Premier Visco past zich aan de


vorm van de cliënt aan en maakt daardoor een goede drukverdeling mogelijk. De matrashoes is in twee richtingen rekbaar, waterdicht en draagt bij aan vermindering van schuif- en wrijvingskrachten.

Het kwalitatief hoogwaardige visco elastisch schuim biedt een uiterst comfortabele ligondersteuning.



## Waterdichte hoës

› De **waterdichte polyurethane** hoës strecht naar twee kanten, heeft gesealde naden en een flap over de rits. De versterkte PU coating zorgt mede voor een langere levensduur.



## Modulaire opbouw

› Zorgt voor een **eenvoudige vervanging** van de verschillende delen en verlengt de levensduur.



## Oriëntatie symbool

› Dit symbool waarborgt dat het matras op de **juiste wijze** in bed wordt gelegd.

## Technische gegevens ▼

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing, op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).



Breedte ▼



Hoogte ▼



Lengte ▼



Gewicht ▼



Gebruikers-  
gewicht ▼



Reinigings-  
temperatuur ▼



Baltic  
Blue

Kleur

Eenpersoons:  
660 - 900 mm  
Tweepersoons:  
910 - 1370 mm  
Extra groot:  
1380 - 1525 mm

152 mm

1410 - 2080  
mm

13 kg

247.6 kg

95 °C

Geproduceerd volgens Europese Normen:  
BS EN 597-1 Cig,  
BS EN 597-2 Match.  
Foam Interior:  
BS 5852:1990 Crib Source 5; Cover BS7175:  
1989 Crib Source 5.

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland



Yes, you can.