



Invacare[®] | **Octave**[®]

Octave sætter nye standarder

Trusted Solutions,
Passionate People



Med en SWL på 385 kg er *Invacare Octave* udviklet og designet specielt til tunge brugere. Med elektrisk 4-delt liggeflade som standard, opnås der med *Octave* plejesengen optimal komfort og støtte til brugeren. Også plejepersonale og deres arbejdsforhold er der tænkt på - det er let at komme til brugeren, idet *Octave* har aftagelige gavle og al tilbehør af- eller påmonteres uden brug af værktøj. Desuden har *Octave* ingen sengeramme, hvilket bevirker, at madrassen når helt ud til kanten af sengens liggeflade.

God komfort og godt design

Invacare Octave kan forlænges i begge ender og giver således bedre støtte til brugeren. Ved hjælp af betjeningsboksen er både bruger og hjælper i stand til at indstille liggefladen. Til trods for at *Octave* er en stor solid seng, er der ikke gået på kompromis med den gode kvalitet eller det flotte design. Grå stål og bøgetræsfiner kombineret med, at sengen er konstrueret uden ramme, bevirker at *Octave* får et let og tidssvarende udseende.

Egenskaber og tilbehør



Galge

Håndtaget er justerbart i højde og dybde.



Forlænget liggeflade

Det er muligt at forlænge liggefladen med 100 mm i begge ender.



Støttehåndtag

Gør det let for brugeren at komme ind og ud af sengen.

Levering og opbevaring

For at lette levering og transport mest muligt, leveres *Octave* på transportstativ. Montering og demontering af *Octave* kan på trods af sengens størrelse ikke være lettere. Ydermere betyder transportstativet, at sengen er let at opbevare på lager og let at transportere fra sted til sted.

Tekniske data

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product's user manual, please see your local *Invacare* website.

	Udvendig bredde	Udvendig længde Indvendig længde	Højdeindstilling	Mål på liggeflade	Rygvinkel	Lårvinkel	Bendelsvinkel	Stål
<i>Invacare Octave</i>	1190 mm	2210 mm 2070 mm Mattress: 2000 mm	400 - 800 mm Totalhøjde: 1720 - 2120mm	810-340- 330-520 mm (4-sectioned)	0 - 57°	0 - 30°	0 - 30°	180 kg

Max. brugervægt



Invacare Octave SWL 385 kg
350 kg

NB:

Octave sengen må ikke anvendes af børn under 12 år, eller af patienter/brugere

hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årigs eller mindre.



Stelfarve og træsort

Grå

Bøg



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

