



AQUATEC®

Ocean Ergo

Sortiment af avancerede bade- og toiletstole
med mange tilpasningsmuligheder



Kvalitetsløsning for personlig hygiejne

Ergonomisk, alsidig og let at manøvrere



Yes, you can.®

Den alsidige badestol med god ergonomi i centrum

Designet er baseret på brugernes erfaringer for at øge selvhjulpethed, sikkerhed og fleksibilitet.

Ocean Ergo programmet tilbyder en løsning til næsten alle behov - lige fra en standard hjælperbetjent badestol til en badestol med drivhjul, og til en stol med sædeklip og justerbar rygvinkel.

I samarbejde med ledende terapeuter og brugere var vores designmål fokuseret på god ergonomi og livsstil og værdighed for brugerne.

Modeller som har sædeklip og indstillelig rygvinkel

Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo har sædeklip fra -5° til 40° med et indbygget glidende balancepunkt, som sikrer optimal stabilitet samtidig med et begrænset ydermål.

Ocean Dual VIP Ergo tilbyder foruden sædeklip også et separat indstilleligt ryglæn, der kan vinkles mellem 5° og 35° grader. Indstilling af ryggen foregår i en let og glidende bevægelse.

Alle Ocean Ergo modellerne er opdateret med nyt design for at opnå bedre sikkerhed, komfort og støtte.

Uanset om den personlige hygiejne foregår selvstændigt eller med hjælp, tilbyder alle vores modulære bad- og toiletstole en værdig løsning.

5° - 35°



NYE egenskaber

Forbedret armlæn

- › Nydesignede armlæn giver øget støtte og komfort for brugeren.

Det nye valgfrie armlænspolster tilbyder brugeren en blødere overfalde at placere armene på. For yderligere sikkerhed tilbyder vi en let betjent armlænslås.



Reduceret sædehøjde

- › Det er nu muligt at justere til ekstra lav siddehøjde for at fremme en sikker og selvstændig forflytning til og fra stolen.

Stolerammen kan sænkes yderligere til personer med en mindre kropsbygning. Dette tilbydes på Ocean Ergo, Ocean 24" og Ocean Ergo XL.



Tilt stop-funktion

- › En let-monteret valgfri funktion, som forhindrer chassiset i at tilte bagover forbi 0 grader. Dette sikrer, at sædet forbliver horisontalt og er en hjælp for brugere, som liftes ind og ud af stolen.



Ergonomisk nakkestøtte-holder

- › Multijusterbart nakkestøttebeslag tilbyder god postural støtte for hoved/nakke regionen. Justeringer er enkle og hurtige ved hjælp af fingerskruer for at opnå den korrekte position for den enkelte bruger.



Innovativt ergonomisk sæde

- › Sædets intuitive design understøtter en mere opret siddeposition for øget selvstændighed og komfort.
- › Designet ud fra det aftryk personer efterlader, når de sidder ned.
- › Sædefladen er let tillet, så knæene løftes 5° fortil for at lette toilettet.
- › Indbygget plads til håndroden fortil tillader brugeren at positionere sig selv i en komfortabel position, der letter forflytning.



Højt konfigurerbar

- › Det brede sortiment af positionerings-, toilette- og sædetilbehør sikrer, at badestolen kan tilpasses et bredt spektrum af individer og posturale behov.



Meget stabil

- › Forbedret stabilt chassis i rustfri stål for ekstra sikkerhed og tryghed.



Let at håndtere

- › En lille, optimeret hjulbase gør stolen let at manøvrere i små omgivelser.
- › Enkel at skille ad for transport og opbevaring.

Præsentation af vores nyeste **Ocean Ergo** program

Alle Ocean Ergo stolene er enkle at justere, og sammen med det store tilbehørsprogram kan bade-/toiletstolene tilpasses ethvert behov.



Ocean Ergo

Standardmodellen for bad og toilette.



Ocean Ergo XL

En XL-model for borgere med maksimal vægt på 180 kg.



Ocean VIP Ergo

Komfortabelt sædekip med glidende balancepunkt til borgere med behov for ekstra positioneringsstøtte.



Ocean Dual VIP Ergo

Sædekip med glidende balancepunkt og justerbar rygvinkel for mere komplekse positioneringsbehov.

Tekniske data

Ved behov for uddybende information om Ocean Ergo produkterne, herunder brugermanualen, henvises til Invacares hjemmeside: www.invacare.dk



Sædebredde ▼



Sædedybde ▼



Totalbredde ▼



Totaldybde ▼



Bredde mellem armlæn ▼

	Sædebredde ▼	Sædedybde ▼	Totalbredde ▼	Totaldybde ▼	Bredde mellem armlæn ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Sædehøjde ▼



Sædekip ▼



Ryglæsvinkel ▼



Vægt ▼



Brugervægt ▼

	Sædehøjde ▼	Sædekip ▼	Ryglæsvinkel ▼	Vægt ▼	Brugervægt ▼
Ocean Ergo	440 - 600 mm	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	440 - 600 mm	-	-	18 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	475 - 600 mm	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	475 - 600 mm	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Hvid

Farve

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®