



AQUATEC®

Ocean Ergo

Soluciones modulares de cuidado personal



Soluciones de alto nivel

Ergonómica, versátil y fácil de maniobrar



Yes, you can.®

Aún más versatilidad y mejoras ergonómicas

Nuestra gama Ocean Ergo ha sido diseñada especialmente para hacer aún más fácil la ducha y el baño.

La gama Ocean Ergo ofrece una solución para casi todos con una silla de ducha estándar propulsada por un cuidador, una silla con autopropulsión o sillas con basculación y desplazamiento.

En colaboración con reconocidos terapeutas, nuestros objetivos de diseño se centraron en la ergonomía, el estilo de vida y el bienestar de los pacientes.

Cada modelo de la gama Ocean Ergo está optimizado con nuevos diseños para lograr mayores niveles de seguridad, comodidad y soporte.

Cada una de nuestras sillas, altamente modulares, ofrece una solución digna para el cuidado personal, ya sea independiente o con la ayuda de un cuidador.

Modelos basculantes que brindan soluciones de asiento con apoyo adicional

La Ocean VIP Ergo y Ocean Dual VIP Ergo tienen una basculación de asiento de -5° a 40° con un mecanismo de deslizamiento del peso que asegura estabilidad óptima y ocupa menor espacio.

La Ocean Dual Vip Ergo es multifuncional y ofrece los beneficios tanto de la basculación como de la inclinación, lo que permite que el ángulo del asiento y del respaldo se abran entre 5° y 35° con un ajuste sencillo y extramadamente suave, gracias a su nuevo mecanismo.

5° - 35°

> Ocean Dual Vip Ergo,
reclinación de respaldo
 5° a 35° - basculación de
asiento de -5° a 40°



NUEVAS características

Sistema de reposabrazos mejorado

- > El nuevo diseño de los reposabrazos brindan mayor soporte y comodidad al usuario.

Las nuevas almohadillas opcionales para reposabrazos ofrecen al usuario una superficie más suave y una posición de descanso más cómoda. También como opción, se puede contar con un sistema de bloqueo integrado y fácil de utilizar.



Reducción en la altura del asiento

- > Se ha incorporado un sistema de ajuste adicional de la altura del asiento al suelo para facilitar las transferencias seguras e independientes. El marco ahora puede bajar aún más para adaptarse a personas de menor estatura, disponible en Ocean Ergo, Ocean 24" y Ocean XL.



Función de bloqueo de basculación

- > Una función opcional fácil de montar que evita que el chasis bascule hacia adelante más allá de 0°. Esto garantiza que el chasis permanezca horizontal respecto del suelo y es una ayuda para subir o bajar de la silla.



Soporte ergonómico de reposacabezas

- > Con múltiples ajustes de los ejes, el soporte ergonómico de reposacabezas ofrece un soporte postural superior para la región de la cabeza y el cuello. Los ajustes son rápidos y fáciles, simplemente girando las palomillas para lograr la posición correcta del usuario. Ideal para fines de evaluación y puede ser instalado por profesionales sin necesidad de herramientas.



Innovador asiento ergonómico

- > El diseño desarrollado en la información recogida fomenta una posición de asiento más erguida para una mayor independencia y comodidad.
- > Diseño basado en la huella que deja cuando está sentada.
- > Una inclinación del asiento de 5° eleva las rodillas a una posición natural para ir al baño.
- > Soportes de transferencia en la parte delantera para permitir que el usuario se repositone a una posición cómoda.



Altamente configurable

- > Disponible una amplia gama de accesorios de posicionamiento, uso del wc y asiento que pueden utilizarse para soportar una amplia gama de condiciones y necesidades posturales.



Extremadamente estable

- > Chasis de acero inoxidable con mayor estabilidad para mayor seguridad y tranquilidad.



Fácil de utilizar

- > Un tamaño reducido y compacto y con una distancia entre ejes optimizada, facilitan la maniobra en espacios pequeños.
- > Fácil desmontaje para transporte y almacenamiento.

Te presentamos nuestra familia **Ocean Ergo**

Descubra a continuación la gama completa y sus accesorios opcionales para necesidades específicas.



Ocean Ergo

El modelo base propulsado por el cuidador



Ocean Ergo XL

La versión XL de la Ocean Ergo, que soporta un peso máximo de usuario de 180 kg



Ocean 24\"/>

La Ocean Ergo versión autopropulsable



Ocean 24\"/>

La versión XL de la Ocean Ergo autopropulsable, que soporta un peso máximo de usuario de 180 kg



Ocean VIP Ergo

Diseñada para personas que requieren más asistencia y control postural mientras están sentadas



Ocean Dual VIP Ergo

Diseñada para personas con necesidades de posicionamiento más complejas



Ocean Ergo

Segura, individual y altamente configurable a cada paciente.

- > Estructura robusta, de acero inoxidable.
- > Altura del asiento ajustable sin herramientas.
- > Respaldo cómodo, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Conducción óptima, movimientos fáciles en cuartos de baño
- > Diferentes alturas de asiento disponibles - 445 a 600mm.
- > Amplia gama de accesorios.
- > Capacidad de carga de hasta 150 kg.



Ocean Ergo XL

Segura, individual y versátil, incluso para personas con sobrepeso.

- > Estructura robusta de acero inoxidable.
- > 8 cm más de espacio entre los reposabrazos gracias al respaldo XL.
- > Altura de asiento ajustable sin herramientas.
- > Respaldo cómodo, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Conducción óptima, movimientos fáciles en cuartos de baño.
- > Amplia gama de accesorios.
- > Capacidad de carga hasta 180 kg.



Ocean 24" Ergo

Segura, individual y versátil, ideal para usuarios que se autopropulsan

- > Estructura robusta de acero inoxidable
- > Ruedas de 24 " con sistema de extracción rápida (incluye ruedas pequeñas traseras)
- > Altura de asiento regulable sin herramientas
- > Respaldo cómodo, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Conducción óptima dentro de los cuartos de baño
- > Amplia gama de accesorios
- > Capacidad de carga de hasta 150 kg



Ocean 24" Ergo XL

Adaptable, individual y versátil para usuarios con sobrepeso que se autopropulsan

- > Estructura robusta de acero inoxidable.
- > 8 cm más de espacio entre los reposabrazos gracias al respaldo XL.
- > Con ruedas de 24" para auto-propulsión.
- > Altura de asiento ajustable sin herramientas.
- > Respaldo cómodo, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Conducción óptima, movimientos fáciles en cuartos de baño.
- > Amplia gama de accesorios.
- > Capacidad de carga hasta 180 kg.



Ocean VIP Ergo

Con basculación de asiento

- > Ajuste innovador de la basculación (-5 ° a 40 °):
- > Mínimo esfuerzo para el personal de enfermería
- > Mínimo cambio de centro de gravedad para el usuario
- > Sin pistón de gas
- > Ajustes para usuarios desde muy pequeños a muy grandes:
 - Ajuste de altura en 6 posiciones, sin herramientas
 - Ajuste de reposapiés en 7 posiciones, sin herramientas
 - Ajuste de reposabrazos en 3 posiciones
- > Respaldo cómodo, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Incluye de serie reposacabezas
- > Amplia gama de accesorios
- > Capacidad de carga de hasta 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo

Con basculación de asiento y reclinación de respaldo

- > Ajuste innovador de la basculación (-5 ° a 40 °):
 - Mínimo esfuerzo para el personal de enfermería
 - Mínimo cambio de centro de gravedad para el usuario
- > Reclinación del respaldo de 5° a 35°
- > Ajustes para usuarios desde muy pequeños a muy grandes:
 - Ajuste de altura en 6 posiciones, sin herramientas
 - Ajuste de reposapiés en 7 posiciones, sin herramientas
 - Ajuste de reposabrazos en 3 posiciones
- > Respaldo extra confort, regulable en tensión, lavable a máquina con broches rápidos - fácil adaptación para cada individuo.
- > Incluye de serie reposacabezas y antivuelcos.
- > Amplia gama de accesorios
- > Capacidad de carga de hasta 150 kg



- > Ocean Dual Vip Ergo con basculación y reclinación de respaldo incluye reposacabezas y antivuelcos

Accesorios

Asiento y respaldo



Cojín confort con diseño ergonómico

Con corte en forma de llave.

AP1603142



Tapa confort

Se puede usar con o sin el cojín de asiento cuando no se requiere la función de inodoro.

AP1603143



Cojín confort pequeño con diseño ergonómico

Con abertura pequeña y ovalada para personas de talla pequeña.

AP1603145



Tapa confort pequeña

Para usarla con el cojín de asiento confortable pequeño cuando no sea necesaria la función de inodoro.

AP1603152



Cojín extra suave con diseño ergonómico

Extra suave, con superficie texturizada para conseguir estabilidad pélvica.

AP60121311



Asiento multi-posición suave

La abertura higiene puede colocarse en las 4 direcciones.

1544469



Asiento confort universal

Cojín cerrado muy cómodo, compatible con toda la familia Ocean Ergo.

AP1603154



Respaldo XL

Respaldo 80 mm más ancho. Compatible con las Ocean Ergo estándar.

AP1604015 + funda de respaldo XL AP1603577



Respaldo rígido

Facilita una posición erguida más estable y es fácil de limpiar.

1575299



Reposabrazos anchos XL

Incrementa el ancho de los reposabrazos en 40 mm a cada lado.

1470086



Cojín de respaldo suave

Para mayor estabilidad y confort. Este cojín también beneficia a usuarios de talla pequeña.

1558769



Respaldo confort

Para mayor comodidad: fácil de limpiar y secado rápido (superficie lisa)

AP1604136 - Ocean Ergo y 24"

AP1604016 - Ocean Ergo XL y 24"XL

AP1603606 - Ocean Ergo Vip y Dual Vip

Posicionamiento



Soporte lateral

Para un posicionamiento seguro. Ajustable en profundidad y altura - también para usuarios de talla pequeña.

1535077



Soporte de reposacabezas 2.0 multiajustable

Seguro y cómodo con diferentes posiciones de ajuste

AP1531613 (almohadilla no incluida).



Almohadillas

Con forma ergonómica y suave, para mejor posicionamiento.

1531465 Almohadilla estándar

1531608 Soporte de cuello (foto)



Soporte de pantorrilla con reposapiés

Acolchado, ajustable en ángulo y altura con reposapiés adicional.

AP1643572 izquierdo
AP1643543 derecho



Soporte de pantorrilla y amputado

Acolchado, ajustable en altura y ángulo. Se puede usar con el asiento estándar y con los cojines confort y confort pequeño.

AP1643574 izquierda
AP1643573 derecha



Ruedas 24"

Kit de ruedas de 24" con freno y fijación permanente para utilizar la silla con ruedas pequeñas o ruedas grandes.

16379



Acolchado para reposabrazos 2.0

AP1643748



Bloqueo basculación negativa

AP60129156

Seguridad



Barra de seguridad 2.0

Para mayor seguridad y tranquilidad.

AP60123732 - Ocean Ergo, 24", VIP y Dual VIP

AP60123771 - Versión XL (+80 mm) para Ocean Ergo XL y 24" XL



Cinturones de sujeción

Para garantizar mayor seguridad. Ajustables individualmente y fáciles de montar. Se pueden lavar a máquina.

Largo: 620 - 1210 mm.

1470081 - Cinturón pectoral

1470082 - Cinturón pélvico (foto)



Dispositivo de bloqueo del reposabrazos

Bloquea el reposabrazos.

AP1643760



Antivuelcos

Para mayor seguridad.

AP1601986 - Ocean Ergo

AP1603992 - Ocean Ergo Vip y Dua Vip

Función inodora



Protector higiénico

Se puede adaptar fácilmente al asiento estándar y a los cojines confort y confort pequeño.

AP1603155



Cubeta con tapa

Su maneta ergonómica permite al cuidador quitar la cubeta del soporte fácilmente

Marcas de medida dentro de la cubeta

Sujeción de la tapa para cuando no hay que usarla.

10230 Cubeta

AP1602078 Soporte de cubeta

Compatibilidad

- ✓ - Compatible
- x - No compatible
- - Incluido

La mayoría de accesorios son compatibles con todos los modelos de Ocean Ergo.

| | Código | Ocean Ergo | Ocean 24" Ergo | Ocean Ergo XL | Ocean 24" Ergo XL | Ocean VIP Ergo | Ocean Dual VIP Ergo |
|---|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Cojín confort con diseño ergonómico | AP1603142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapa confort | AP1603143 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cojín confort pequeño con diseño ergonómico | AP1603145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapa confort pequeña | AP1603152 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protector higiénico | AP1603155 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento confort universal - completo | AP1603154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cojín de asiento extra suave | AP60121311 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento multi-posición suave | 1544469 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barra de seguridad 2.0 | AP60123732 | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ |
| Barra de seguridad XL 2.0 | AP60123771 | x | x | ✓ | ✓ | x | x |
| Cinturón pectoral | 1470081 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturón pélvico | 1470082 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivo de bloqueo para los reposabrazos 2.0 | AP1643760 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chasis de respaldo XL (sin funda) | AP1604015 | ✓ | ✓ | - | - | x | x |
| Respaldo rígido | 1575299 | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ |
| Cojín de respaldo suave | 1558769 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reposabrazos anchos XL | 1470086 | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ |
| Kit de 2 ruedas de 24", con porta ejes y frenos | 16379 | ✓ | - | x | - | x | x |
| Soporte de pantorrilla y amputado derecho | AP1643573 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de pantorrilla y amputado izquierdo | AP1643574 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de pantorrillas con reposapiés derecho | AP1643543 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de pantorrillas con reposapiés izquierdo | AP1643572 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte lateral (unidad) | 1535077 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de reposacabezas multi-ajustable (no incluye reposacabezas) | AP1531613 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almohadilla de reposacabezas estándar | 1531465 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de cuello ergonómico | 1531608 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubeta con tapa | 10230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de cubeta | AP1602078 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivuelcos delanteros y traseros (par) | AP1603992 | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Antivuelcos delanteros para Ocean Ergo (par) | AP1601986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x |
| Respaldo confort suave para Ocean VIP Ergo | AP1603606 | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Respaldo confort suave para Ocean Ergo | AP1604136 | ✓ | ✓ | x | x | x | x |
| Respaldo confort suave para Ocean Ergo XL | AP1604016 | x | x | ✓ | ✓ | x | x |

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Ancho de asiento ▼



Profundidad de asiento ▼



Ancho total ▼



Largo total ▼



Ancho entre reposabrazos ▼

| | Ancho de asiento ▼ | Profundidad de asiento ▼ | Ancho total ▼ | Largo total ▼ | Ancho entre reposabrazos ▼ |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Ocean Ergo | 480 mm | 480 mm | 565 mm | 905 mm | 475 mm |
| Ocean Ergo XL | 480 mm | 480 mm | 645 mm | 905 mm | 555 mm |
| Ocean 24" Ergo | 480 mm | 480 mm | 670 mm | 1050 mm | 475 mm |
| Ocean 24" Ergo XL | 480 mm | 480 mm | 670 mm | 1050 mm | 555 mm |
| Ocean VIP Ergo | 480 mm | 480 mm | 565 mm | 1000 mm | 475 mm |
| Ocean Dual VIP Ergo | 480 mm | 480 mm | 565 mm | 1000 mm | 475 mm |



Altura de asiento ▼



Angulo de basculación ▼



Reclinación respaldo ▼



Peso ▼



Peso max. usuario ▼

| | Altura de asiento ▼ | Angulo de basculación ▼ | Reclinación respaldo ▼ | Peso ▼ | Peso max. usuario ▼ |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------|
| Ocean Ergo | 440 – 600 mm | - | - | 17 kg | 150 kg |
| Ocean Ergo XL | 440 – 600 mm | - | - | 18 kg | 180 kg |
| Ocean 24" Ergo | 440 – 600 mm | - | - | 23 kg | 150 kg |
| Ocean 24" Ergo XL | 475 – 600 mm | - | - | 24 kg | 180 kg |
| Ocean VIP Ergo | 475 – 600 mm | -5° - 40° | - | 23.5 kg | 150 kg |
| Ocean Dual VIP Ergo | 475 – 600 mm | -5° - 40° | 5° - 35° | 28.3 kg | 150 kg |

Blanco

Color chasis

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Ocean Ergo - ES 08/2024