

Invacare® | **Octave**®



Voldoet aan de nieuwe
veiligheidsnorm
IEC 60601-2-52



Tot 350 kg

Zet nieuwe standaarden...

Met een veilige werkbelasting van 385 kg is de *Invacare Octave* een technisch hoogstaand zorgbed dat mensen met een hoger gewicht optimaal ondersteunt in hun dagelijks leven. Met standaard een volledig elektrisch bediend 4-delig inlegraam, biedt de *Octave* optimaal comfort en perfecte ondersteuning. De *Octave* biedt een ideale werkomgeving voor verzorgenden. De constructie van het inlegraam zorgt ervoor dat de patiënt goed benaderd kan worden. Het hoofd- en voetenbord kunnen eruit gehaald worden, zodat de verzorgende gemakkelijk bij hoofd en voeten kan.



Yes, you can.®



Groots in comfort en design

Invacare **Octave** is specifiek ontworpen voor mensen met een hoger gewicht. Het inlegraam loopt door buiten het frame voor optimale ondersteuning. Met de gebruiksvriendelijke handbediening kan de gebruiker of verzorgende de positie van hoofd en voeten veranderen, alsmede de hoogte van het bed. Ondanks de grootte van het bed zijn de bekende Scandinavische ontwerp kwaliteiten goed bewaard gebleven.

Levering en opslag

Om bezorging en transport zo makkelijk mogelijk te maken, kan de **Octave** ook met een transportset besteld worden. Het demonteren en monteren van de **Octave** is, ondanks de afmetingen van het bed, uitermate eenvoudig. Bovendien zorgt de transportset ervoor dat er opslagruimte bespaard wordt en dat er eenvoudig tussen verschillende locaties gemanoeuvreed kan worden.

Eigenschappen en opties



Papegaai

De triangel kan worden aangepast in zowel hoogte als diepte.



Verstelbaarheid

Het voeten- en hoofdeinde kunnen elk met 100 mm worden verlengd.



Handgrepen voor inlegraam

Vergemakkelijken het in en uit bed gaan.

Technische gegevens

Invacare
Octave



Breedte
buitenmaat:
1190 mm



Lengte binnenmaat:
2070 mm
Lengte buitenmaat:
2210 mm
Matraslengte: 2000 /
2100 / 2200 mm




Hoogte
verstelbaarheid:
400-800 mm
Totale hoogte:
1720-2120 mm



Afmetingen
inlegraam:
810 - 340 -
330 - 520 mm
(4-delig)



0° - 57°
Rugverstelling



0° - 30°
Knieverstelling



0° - 30°
Beenverstelling

Invacare
Octave



Staal 180 kg
Hout: 199 kg



Belastbaar gewicht:
385 kg
Max. gebruikersgewicht:
350 kg



NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

Framekleur en houtwerk



Zilver



Beuken