

H440 Omega Eco



På anbud med NAV



Yes, you can.®

Invacare **H440 Omega Eco** er rett valg dersom du vil kombinere funksjon, komfort og design. Den er enkel å regulere i høyden, har en komfortabel innleggsplate for setet som er praktisk i bruk og et moderne design som passer godt inn både hjemme og på institusjoner.

Invacare **Omega Eco H440** har en toalettbøtte som enkelt kan fjernes ovenfra.

Toalettstolen kan også brukes over vanlige toaletter for ekstra støtte. Det moderne og lette designet sørger for at toalettstolen passer godt inn i ethvert bomiljø og gir støtte der det trengs.


Egenskaper

- Høydejusterbar fra 40,5 cm til 58,5 cm
- Enkel håndtering både av innleggsplaten for setet og toalettbøtten
- Stolen er enkel å rengjøre
- Høy maksimal brukervekt: 140 kg
- Kan enkelt plasseres over standardtoaletter.

På anbud
med NAV

Tekniske data

	H440 Omega Eco	HMS nr
Toalettstol – minstebestilling 5 stk	1542903	243288
Mål		
Setebredde	450 mm (A)	
Setedybde	430 mm (B)	
Setehøyde	405 - 585 mm (C)	
Total bredde	580 mm (D)	
Total dybde	530 mm (E)	
Total høyde	790 - 970 mm (F)	
Høyde til armlener	620 - 800 mm (G)	
Høyde opp til nedre setekant:		
Med holder for toalettbøtte	335 - 515 mm	
Uten holder for toalettbøtte	345 - 525 mm	
Høyde fra gulv til seteplate	405 - 585 mm	
Bredde mellom armlener	470 mm	
Bredde, intimhull i seteplate	200 mm	
Dybde, intimhull i seteplate	255 mm	
Annen informasjon		
Maks brukervekt	140 kg	
Vekt	7,5 kg	
Farge	Lavendelblå	



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

