

AQUATEC®

Baden



Opvouwbare douchezitting
& badplank



Yes, you can.®



Aquatec® Sansibar

- Ruimtebesparend: wordt gemonteerd aan de muur en kan worden opgeklapt wanneer niet in gebruik
- Grote hygiëne-opening maakt persoonlijke hygiëne eenvoudig
- Hoogteverstelbare steunpoten voor individuele instelling en extra stabiliteit
- Compenseert oneffenheden in de vloer door nauwkeurig instelbare pootjes



Invacare Marina XL

- Badplank met een aantrekkelijk design
- Anti-slip zitoppervlak
- Handgreep biedt extra veiligheid
- Praktische douchekophouder aan beide kanten
- Individueel instelbaar door instelelementen


Technische gegevens

Voor uitgebreidere informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, verwijzen wij naar invacare.nl.


Artikelnummer	Aquatec® Sansibar	Invacare Marina XL
Opvouwbaar douchezitting	9.10.101	
XL badplank met handgreep		1471594
Afmetingen		
Zitbreedte	400 mm (A)	-
Zitdiepte	410 mm (B)	-
Zithoogte	460 - 530*1 mm (C)	-
Totale breedte	400 mm (D)	350 mm (A)
Totale diepte	460 mm (E)	740 mm (B)
Totale hoogte	530 - 600 mm (F)	160 mm (C)
Breedte, handgreep	-	180 mm (D)
Bereik, binnenmaat	-	420 - 690 mm (E)
Stappen, hoogteverstelling	23 mm	-
Diepte, opgeklapt	110 mm	-
Hoogte, opgeklapt	540 - 610 mm	-
Extra informatie		
Gewicht	2,6 kg	2,8 kg
Belastbaar gewicht	130 kg	200 kg
Kleur	Wit	Wit

1. 3. Hoogtheadapter optioneel

Aquatec Sansibar



Invacare Marina XL



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Nederland

