

# INVACARE Action 2 Transit Lite

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

## Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



### INVACARE Action 2 Transit Lite

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo **◆**

€ 510,00

Codifica consigliata in configurazione standard

12.21.06.045  
12.24.03.121

PESO SENZA RUOTE 10,2 KG

PORTATA MASSIMA 125 KG

Nr. Rep. DM: 2539389/R

## ACTION 2 Transit Lite RUOTE 12" PIENE

<input type="checkbox"/>	BR1685837	Action2 Transit Lite	40.5 cm
<input type="checkbox"/>	BR1685838	Action2 Transit Lite	43 cm
<input type="checkbox"/>	BR1685839	Action2 Transit Lite	45.5 cm
<input type="checkbox"/>	BR1685840	Action2 Transit Lite	48 cm

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

<input type="checkbox"/>	Telaio pieghevole	◆
<input type="checkbox"/>	Profondità seduta 40 cm	◆
<input type="checkbox"/>	Altezza seduta da terra regolabile a 51 e 48,5 cm (consegnata a 48,5 cm)	◆
<input type="checkbox"/>	Tela schienale imbottita con tasca	◆
<input type="checkbox"/>	Manopole di spinta separate, ergonomiche con forma a Y	◆
<input type="checkbox"/>	Freni per accompagnatore e per utente	◆
<input type="checkbox"/>	Schienale pieghevole a metà	◆
<input type="checkbox"/>	Portapedane estraibili	◆
<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi ribaltabili con striscia ferma tallone	◆
<input type="checkbox"/>	Braccioli desk imbottiti, estraibili, ribaltabili	◆
<input type="checkbox"/>	Colore telaio Mocha-marrone	◆
<input type="checkbox"/>	Ruote posteriori 12" piene NERE	◆
<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori piene 7"x1 1/4 (178x26 mm L40) NERE	◆
<input type="checkbox"/>	Ganci per trasporto (Crash tested)	◆

## ACCESSORI (forniti separatamente)

		Prezzo Pubblico consigliato
<input type="checkbox"/>	1562005 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 38/40,5 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/>	1562006 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 43/45 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/>	1562007 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 48 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/>	AP1656946 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 38/40,5 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/>	AP1657056 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 43 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/>	AP1662822 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 45,5cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/>	AP1662823 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 48 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/>	AP0572-02056 Porta bastone	€ 45
<input type="checkbox"/>	AP1673828 Antiribaltamento (paio)	€ 40
<input type="checkbox"/>	AP1673830 Poggianuca con tensore SW 40,5 cm	€ 125
<input type="checkbox"/>	AP1673831 Poggianuca con tensore SW 43 cm	€ 125
<input type="checkbox"/>	AP1673832 Poggianuca con tensore SW 45,5 cm	€ 125
<input type="checkbox"/>	AP1673833 Poggianuca con tensore SW 48 cm	€ 125
<input type="checkbox"/>	AP1673836 Asta flebo on tensore SW 40,5 cm	€ 120
<input type="checkbox"/>	AP1673837 Asta flebo on tensore SW 43 cm	€ 120
<input type="checkbox"/>	AP1673838 Asta flebo on tensore SW 45,5 cm	€ 120
<input type="checkbox"/>	AP1673839 Asta flebo on tensore SW 48 cm	€ 120

