



viamobil[®] eco

SCHEDA D'ORDINE GENNAIO 2023



- Standard
- Campo Obbligatorio
- ORDINE
- Opzione a Pagamento
- PREVENTIVO

Informazioni generali

Ragione sociale	
Nome utente	
mail	



Viamobil eco V14


Sistema di trazione elettrico da agganciare alla carrozzina manuale come aiuto per l'accompagnatore. Gruppo composto da un motore con maniglie di spinta. Azionamento "intellidrive" con selettore unico per accensione, regolazione velocità e disinserimento del sistema. Ausilio fornito di batterie sigillate da 9Ah e caricabatterie. Autonomia max 12Km e possibilità di superare pendenza fino al 10%. Velocità max 6 Km/h. Peso utente fino a 120 Kg.

Nr. Repertorio DM: 100268/R


Piastra di fissaggio OBBLIGATORIA - PREZZI AL PUBBLICO (IVA esclusa)

Viamobil eco V14	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice: 1489118	
batteria da 9 Ah	
Autonomia fino a 12km	€ 2.800

LARGHEZZA SEDUTA



ALTEZZA SEDUTA



Informazioni generali sulla carrozzina

Marchio (es. Invacare)	
Modello (es. Küschall Compact)	

Larghezza seduta SW
(misurata esternamente ai tubi)


Altezza seduta SH
(misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

Montaggio

	SI	NO
Freni a tamburo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiribaltamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Posizione attuale delle ruote posteriori

- 1 = DIETRO
- 2 = CENTRALE
- 3 = AVANTI



Piastra di montaggio obbligatoria

Kit Piastra per carrozzine di produzione Invacare	€ 275.00
Kit Piastra per carrozzine di altri produttori	€ 325.00

Accessori (4) - il prezzo degli accessori si intende se ordinati assieme al prodotto

Descrizione	Codice	Prezzo
<input type="checkbox"/> Ruotine antiribaltamento + Piastra di fissaggio (paio)	1489339	€ 470,00
<input type="checkbox"/> Batterie di ricambio 12V 9Ah	1489197	€ 220,00