



Orderguide
Juli 2025
sweden@invacare.com

Rea Azalea Minor/ Azalea Minor Assist

Brukare
Kontaktperson
Telefon
Ordernummer

Max brukarvikt 75 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	MODELL	0037			
	Azalea Minor Assist	0020		16" drivhjul SH 40 alt 45cm SD 38-45cm vårdarbroms	☐
	Azalea Minor	0025		24" alt 22" drivhjul SH 45 alt 40cm SD 38-45cm	☐
	Azalea Minor med vårdarbroms	0030		24" alt 22" drivhjul med vårdarbroms SH 45 alt 40cm SD 38-45cm	☐

	SITTBREDD/FÄRG				
	Chassi Azalea Minor sb 34 Pärlgrå	0037			☐ 1512889-0515
	Chassi Azalea Minor sb 34 Himmelsblå	0037			☐ 1512889-0522
	Chassi Azalea Minor sb 34 Sand	0037			☐ 1512889-0523
	Chassi Azalea Minor sb 34 Electric Green	0037			☐ 1512889-0524
	Chassi Azalea Minor sb 34 Happy Red	0037			☐ 1512889-3000




	SITS				
	Sitsplatta inkl kardb och skruv sb34	0038			☐ 1513123

	SITTHÖJD				
	40 cm	0110		Passar ej långa fotstödsrör, fotlåda, 200mm länkhjul, 24 tum drivhjul	☐
	45 cm	0120		Passar ej 22" drivhjul	☐

	SITTDYNA	0165			
	Sittdyna Flosshape 355x450 plysch svart	0191			☐ 1509920-TR35
	Sittdyna Flosshape 355x450 Pu tyg	0201			☐ 1509920-TR26
	Sittdyna Flosshape 355x450 Spacer	0202			☐ SP1509920-TR36
	Utan sittdyna	0180			☐

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	RYGGSTÖD Ryggstöd ställbar Azalea minor	0217			☐	1543577
	Ryggstöd fast Azalea Minor	0218		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐	1510891
	RYGGDYNA Ryggöverdrag polstrat 415x510 plysch	0240		Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1564092
 	Ryggdyna Laguna 322x450 plysch sb34 Ryggdyna Laguna 322x450 PU tyg sb34 Ryggdyna Laguna 322x450 spacer sb34	0250			☐ ☐ ☐	SP1508972-TR35 SP1508972-TR26 SP1508972-TR36
 	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39	0260			☐ ☐	SP1431668-TR35 SP1431668-TR26
	Utan ryggdyna	0300			☐	

	KÖRHANDTAG Körhandtagsbygel sb 34	0340			☐	SP1650677
	Körbygel VS 34	0345			☐	SP1563968

	JUSTERING RYGG/SITSENHET Kolvsats f rygg o sits kpl t Minor tät	0350			☐	SP1605258
 	Låsdetalj för rygg/tilt par	1263		Ingår alltid	◆	SP1654988


 	BENSTÖDSALTERNATIV Benstödsinfästning sb 34cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm	0375 0378		Ingår alltid För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ ☐	1508926-0509 SP1656850
--	---	------------------	--	--	------------	-------------------------------


BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	BENSTÖDSÖVERDEL VÄNSTER					
	Benstöd vs m fäste f vadvstöd vä 2020	0380		Passar ej vadband	☐	SP60122669
	Benstöd vs m fäste f vadvstöd hö 2020	0430		Passar ej vadband	☐	SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0390		Passar både hö/vä	☐	SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0440		Passar både hö/vä	☐	SP1574349-0646
	Benstöd amputation vä	0410		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐	1442991
	Benstöd amputation hö	0460		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐	1442990
	Utan benstödsöverdel vänster	0420			☐	
	Utan benstödsöverdel höger	0470			☐	
	VADSTÖD					
	Vadvstöd 145mm u fäste vä 2019	0380	34	Passar benstöd vs m fäste f vadvstöd vä 2020	☐	SP1605831
	Vadvstöd 145mm u fäste hö 2019	0430	34	Passar benstöd vs m fäste f vadvstöd hö 2020	☐	SP1603256
	FOTPLATTA HEL VS & DJUPSTÄLLBARA					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0475			☐	1493268
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0476			☐	1493358
		0477		Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	☐	SP1571749
	OBS! Välj benstödsöverdelar för infästning			Fotlådan har korta fotrör, 24cm Passar ej länkhjul 175mm		
	FOTPLATTA DELADE					
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0490		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0490		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta	☐	1429164
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0520		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0580		Ej VS benstöd, förlängare fotplatta, SH 40	☐	1429176
	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0520			☐	SP1603263
Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0580			☐	SP1603259	
	FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd. Passar ej helt fotstöd.	☐	SP1672669
	ARMSTÖD					
	Armstöd smal dyna vä	0600			☐	SP1517368
	Armstöd smal dyna hö	0630			☐	SP1517367
	Armstöd extra smal vä	0602			☐	SP1652418
	Armstöd extra smal	0632			☐	SP1652419
	Armstöd bred dyna vä	0607		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐	1427167
	Armstöd bred dyna hö	0637		Passar ej 22" och 24" drivhjul	☐	1427168
	Armstöd Skålad vä	0606			☐	SP60126946
	Armstöd Skålad hö	0636			☐	SP60126947
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0610		Passar ej med bord	☐	SP1492547
	Armstöd/Sidostöd hö/vä	0640		Passar ej med bord	☐	SP1492547
	ARMSTÖD Forts					
	Armstöd smal dyna låg höjd vä	0611		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	☐	SP1563966
	Armstöd smal dyna låg höjd hö	0641		Låg = - 6cm, passar enbart med bord swing away	☐	SP1563965
Armstöd hemi kpl vä	0615		Passar ej med bord	☐	1492901	
Armstöd hemi kpl hö	0645		Passar ej med bord	☐	1492900	
Utan armstöd vänster	0620			☐		
Utan armstöd höger	0650			☐		

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR ARMSTÖD					
	Dyna f sidoskydd m överdrag	0695		Passar ej armstöd / sidostöd, alltid för hö och vä	☐	SP1563943
	TILLBEHÖR SITS					
	Inkontinensöverdrag Svart SB34	0710		För Flosshape dynor	☐	1510636
	Bendelare m fäste st	0720		Passar ej glidsits, centralplacerad fotplatta	☐	SP1663114
	Vinkelmätare sits	0725			☐	SP1561584

	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD					
	Huvudstöd m sidostöd Pro	0730		Justerbart i sidled	☐	SP60122729
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0740			☐	1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	0750		Justerbart i sidled	☐	SP1666582
	Nackstöd Pro	0770			☐	SP60122046
	Rattvredsats	0790		2 st handvred för nack/huvudstöd	☐	1445693

	BÅLSTÖD FÖR FAST OCH STÅLLBAR RYGG inkl fäste					
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä	☐	
	Bålstöd multi inkl fäste Flex2	0800			☐	SP1448692
	Bålstöd multi inkl fäste Flex2	0810			☐	SP1448692
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna					
	Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste vä	0820			☐	SP1484447
	Bålstöd förhöjt multi kpl inkl fäste hö	0830			☐	SP1484448
	Bålstöd std dyna					
	Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä	0840		Passar både hö/vä	☐	SP1551850
	Bålstöd std Minor inkl fäste hö/vä	0850			☐	SP1551850
	Bålstöd Swing away std dyna					
	Bålstöd Swing away multi inkl fäste vä	0860			☐	SP1551851
	Bålstöd Swing away multi inkl fäste hö	0870			☐	SP1551852
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna					
	Bålstöd Swing away multi vä inkl fäste	0895			☐	SP1530457
	Bålstöd Swing away multi hö inkl fäste	0895			☐	SP1530456

	TILLBEHÖR RYGGSTÖD					
	Bålstödsfäste Azalea Max	0900		Om bålstöd beställs separat	☐	SP1653541
	Bålstöd bas m kardborre st	0905			☐	SP1602253
	Vinkelmätare rygg	0915			☐	SP1563954
	Ryggkilar, par	0920			☐	SP1513037

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR BENSTÖD					
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	0930 0940		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP60128964
 	Polstring fotplatta 172mm	0941		Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	☐	SP1650355
	Polstring Fotplatta delad	0941		Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	☐	SP1533946
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39	0941			☐	SP1563959
	Vadmatta	0942			☐	SP1563951
	Vadband justerbart	0945		Passar ej VS benstödsöverdelar	☐	SP1433580

	LÄNKHJUL					
	Länkhjul 140x40 mm mass svart u axel	0982		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐	SP1663537
	Länkhjul 150x30 massivt svart u axel	0992		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐	SP1659704
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel	0997		Länkhjulsgaffel f vald sh tillkommer	☐	SP1663538

	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM					
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par	1047			☐	SP1656801



	DRIVHJUL STANDARD 22 TUM	1055 1074				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109190
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109196
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109199

	DRIVHJUL STANDARD 24 TUM	1062 1074				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109178
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1086		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109184
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐	SP60109187

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM	1055			
		1076			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring	1084		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108744
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108745
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108746
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 45, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108752
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM	1062			
		1076			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1082		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring	1084		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108732
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108733
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108734
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1092		Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar ej SH 40cm, armstöd H/S bred dyna	☐ SP60108740

	TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	Ekerskydd 22 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1160		Passar ej 16 tum hjul	☐ 5102807

 Bild 1Bild 2	BROMSAR				
	Broms brukarman u fäste vä	1170		Bild 1	☐ SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö	1170		Bild 1	☐ SP1588567
	Broms brukarmanövrerad 16 tum Assist par	1170		Bild 2	☐ 1444335
	Bromssats vb kpl			Passar 22-24 tum VB hjul till Azalea familjen	☐ 1536757
	Broms enarm kpl vä	1180		Passar 22-24 tum hjul	☐ SP1575308
	Broms enarm kpl hö	1185		Passar 22-24 tum hjul	☐ SP1575309

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR Midjebälte m plastspänne	1200			☐ SP1672778
	Transportfäste f Azalea fram	1225			◆ SP1591222
	Bord kpl Small (Monteringssats bord medföljer)	1230		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	☐ SP1567517
	Bord m dyna small kpl (Monteringssats bord medföljer)	1231		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	☐ SP1580887
	Hemibord m armstöd kpl vä	1232		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	☐ SP1588322
	Hemibord m armstöd kpl hö	1233			☐ SP1588321
	Bord swingaway Minor m sarg u fäste	1240		Passar ej låssats bord, armstöd/sidostöd	☐ 1511916
	Monteringssats bord swingaway Minor			Tillkommer	☐ 1509850
	Stoppning bord Small	1235			☐ SP1570746
	Stoppning hemibord hö/vä	1235			☐ SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014	1250		Passar monterings-sats bord SP1570745	☐ SP1572460
	Monteringssats bord	1260		Väljs enbart då bord beställs separat, ej för swingaway	☐ SP1570745
	Kryckkäppskållare Flex3	1280			☐ SP1560811
	Rattvredssats Azalea	1290		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	☐ 1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats	1295		För Armstöd smal dyna	☐ SP1605347
	Handvred f arm/benstöd bred dyna sats	1295		För Armstöd bred dyna	☐ SP1605335
	Övre fäste för sele	1300		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐ SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par	1310			☐ SP1563952
	Droppställning kpl	1320		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐ 1440897
	Tippskydd Azalea			Ingår alltid som std, par	◆ SP1439933