



Rea Dahlia 30° / Dahlia Assist 30°

Brukare

Kontaktperson

Telefon

Ordernummer

Max brukarvikt 135 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	MODELL				
	Ingår alltid som standard till Dahlia: Tippskydd, länkhjulsgaffel beroende på val av länkhjul, drivhjulsinfästningar, armstödsfästen, sitstilt upp till 30°				
	Dahlia Assist 30° med 16 tum vårdarbromsade hjul	0020		16" drivhjul, vårdarbroms. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	☐
	Dahlia 30° med 20, 22 eller 24 tum drivhjul med eller utan vårdarbroms	0030		20", 22" alt 24" drivhjul. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	☐
	Enarmsdrift			Enbart SH 43 med 22" hjul eller SH 45 med 24" hjul	☐
	Höger	0042			☐
	Vänster	0044			☐
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	☐ SP1668393
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	☐ SP1668394
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	☐ SP1668395
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	☐ SP1668396
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	☐ SP1668389
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	☐ SP1668390
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	☐ SP1668391
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	☐ SP1668392
SITTBREDD					
	DAHLIA 30° SB 39	0050	39		☐ 1564098
	DAHLIA 30° SB 44	0060	44		☐ 1564099
	DAHLIA 30° SB 49	0060	49		☐ 1564100
	Förinställd breddning av sits med:	0080	5+	Måste väljas vid beställning av distanser för bredning av ryggstöd +5cm	☐
		0090	10+		☐
SITTHÖJD					
	33 cm	0120		Med 16" och 20" drivhjul	☐
	35 cm	0130		Med 16", 20" och 22" drivhjul	☐
	38 cm	0140		Med 20" drivhjul	☐
	40 cm	0150		Med 20" och 22" drivhjul	☐
	43 cm	0160		Med 22" och 24" drivhjul	☐
	45 cm	0170		Med 16" och 24" drivhjul	☐
	48 cm	0180		Med 16" drivhjul	☐
	50 cm	0190		Med 20" drivhjul	☐
SITSVINKEL					
	Negativ sitsvinkel -1gr (standard är +0 gr)	0240			☐
SITTDYNA					
 	Floshape plysch	0272			
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch		39		☐ 1508055-TR35
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch		44		☐ 1508057-TR35
	Sittdyna Floshape 505x535 plysch		49		☐ 1508059-TR35
	Sittdyna Floshape PU tyg	0270			
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg		39		☐ 1508055-TR26
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg		44		☐ 1508057-TR26
	Sittdyna Floshape 505x535 PU tyg		49		☐ 1508059-TR26
	Sittdyna Floshape spacer	0274			
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer		39		☐ SP1508055-TR36
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer		44		☐ SP1508057-TR36
	Sittdyna Floshape 505x535 spacer		49		☐ SP1508059-TR36


BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	Vicair Adjuster O2 inkl överdrag	0310				
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10		39		☐	OAD10/CC/4053
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10		44		☐	OAD10/CC/4553
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10		49		☐	OAD10/CC/5053
	Utan sittdyna	0320			☐	
	RYGG					
	Distanser för breddning av ryggstöd +5cm	0370		Kräver 5 cm förinställd breddning av sittsbredd, en stl. större ryggdyna/överdrag	☐	SP1571009
	RYGGSTÖD	0360				
	Fast Flex3	0430		Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49		
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna		39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1573298 SP1573299 SP1573300
	Fast Flex3	0430		Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49		
	För Mistral ryggdyna		39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1572919 SP1572920 SP1572937
	Ställbar Flex 3	0440	39 44 49	Passar ej matta sits/rygg Passar ej matta sits/rygg Passar ej matta sits/rygg	☐ ☐ ☐	SP1572938 SP1572943 SP1572944
	Ryggstöd Laguna 2	0420	54	För SB 49 +5cm breddning av ryggstöd	☐	SP1572582
	Rygggrör raka u ryggstöd sb 39	0450	39	För MatrX eller annat ryggsystem.	☐	SP1572462
	Rygggrör raka u ryggstöd sb 49	0450	44	För MatrX eller annat ryggsystem.	☐	SP1572463
	Rygggrör raka u ryggstöd sb 49	0450	49	För MatrX eller annat ryggsystem.	☐	SP1572530
  	RYGGDYNA					
	Ryggöverdrag polstrat plysch	0490				
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39		39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49		49/54	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR35
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg					
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39		39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49		49/54	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR26
	Ryggöverdrag polstrat spacer					
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39		39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR36
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR36
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49		49/54	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR36
  	Ryggdyna Laguna plysch	0500				
	Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39		39		☐	SP1427118-TR35
	Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44		44		☐	SP1427119-TR35
	Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49		49		☐	SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna 495x550 plysch sb54		54		☐	SP1427121-TR35
	Ryggdyna Laguna PU tyg					
	Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39		39		☐	SP1427118-TR26
	Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44		44		☐	SP1427119-TR26
	Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49		49		☐	SP1427120-TR26
	Ryggdyna Laguna 495x550 PU tyg sb54		54		☐	SP1427121-TR26
	Ryggdyna Laguna spacer					
	Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39		39		☐	SP1427118-TR36
	Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44		44		☐	SP1427119-TR36
	Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49		49		☐	SP1427120-TR36
	Ryggdyna Laguna 495x550 spacer sb54		54		☐	SP1427121-TR36
 	Ryggdyna Mistral 2 plysch	0510				
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39		39		☐	SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44		44		☐	SP1424651-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49		49		☐	SP1424652-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 PU tyg					
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39		39		☐	SP1431668-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44		44		☐	SP1424651-TR26
	Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49		49		☐	SP1424652-TR26


BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA!	ARTNR
 	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49 Ryggdyna Passad 580x550 plysch sb54	0520	39 44 49 54		☐ SP1429271-TR35 ☐ SP1424647-TR35 ☐ SP1424649-TR35 ☐ SP1429278-TR35
	Ryggdyna Passad 2 PU tyg Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49 Ryggdyna Passad 580x550 PU tyg sb54		39 44 49 54		☐ SP1429271-TR26 ☐ SP1424647-TR26 ☐ SP1424649-TR26 ☐ SP1429278-TR26
	Ryggdyna Passad 2 spacer Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49 Ryggdyna Passad 580x550 spacer sb54		39 44 49 54		☐ SP1429271-TR36 ☐ SP1424647-TR36 ☐ SP1424649-TR36 ☐ SP1429278-TR36
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	0540	39 44 49	Beställs separat Beställs separat Beställs separat	☐ OMFB/CC/4054 ☐ OMFB/CC/4554 ☐ OMFB/CC/5054
	Utan ryggdyna				☐
	KÖRHANDTAG				
	Körbygel VS 39 Flex3 Körbygel VS 44 Flex3 Körbygel VS 49 Flex3	0580	39 44 49		☐ SP1563967 ☐ SP1564551 ☐ SP1564552
	Körhandtag Flex 3, kpl, par		0590	För både Flex 3 fast- och ställbarrygg	☐ SP1572734
 	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49+5cm	0600	39 44 49 54	För SB 49+5cm	☐ SP1571966 ☐ SP1571967 ☐ SP1571968 ☐ SP1572787
	Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49+5vm		39 44 49 54	Enbart när man väljer ryggörör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggörör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggörör utan ryggstöd Enbart när man väljer ryggörör utan ryggstöd	☐ SP1572531 ☐ SP1572574 ☐ SP1252575 ☐ SP1572576
	JUSTERING RYGG/SITSENHET Kolvsats f sits inkl vajer f Dahlia 30 tät	0620			☒ SP1605264
	Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Rio (avbildad)	0630		Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm	☐ SP1587506
	Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Ducktail			Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm	☐ SP1587505
	Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Rio	0632		Endast 10gr tilt, endast höger	☐ SP1587504
	Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Ducktail			Endast 10gr tilt, endast höger Vänster monterad special, kontakta kundservice	☐ SP1587503
	Elektrisk sits o rygg tilt f Dahlia 30 u laddkabel 2023-07 =>	0637		Ej till sitthöjderna 33, 35 och 38cm, laddkabel medföljer vid beställning med rullstol	☐ SP1673229
	Kolvsats f rygg inkl vajer t Dahlia 30/45 tät	0640			☒ SP1605263
	Vantskruv, fast ryggvinkel	0660		Justering av ryggvinkel med vantskruv	☐ SP1570962






BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	BENSTÖDSALTERNATIV Centralplacerad fotplatta	0670		Passar ej bendelare, fotplatteförlängare, SH 33, 35, 38, 40cm	☐	1484821
	Benstödsinfästning sb 39cm Benstödsinfästning sb 44cm Benstödsinfästning sb 49cm	0680		Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs	☐ ☐ ☐	1449888-0509 1449889-0509 1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm	0690		5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning	☐ ☐ ☐	SP1574112 SP1574113 SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm	0692		När man vill ha 90° i knävinkel för vs eller 80° benstöd	☐ ☐ ☐	SP1656850 SP1656851 SP1656852
	BENSTÖDSÖVERDEL Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020 Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020 Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019 Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019 Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019 Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019 Benstöd amputation vä Benstöd amputation hö Utan benstödsöverdel vänster Utan benstödsöverdel höger	0700 0750 0710 0760 0720 0770 0730 0780 0740 0790		Passar ej vadband Passar ej vadband Passar både hö/vä Passar både hö/vä Passar både hö/vä Passar både hö/vä 		

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd.	■	SP1672696
         	ARMSTÖD					
	Armstöd Rio lång dyna 38cm vä Dahlia	0900			□	SP1570787
	Armstöd Rio lång dyna 38cm hö Dahlia	0960			□	SP1570865
	Armstöd smal dyna vä Dahlia	0910			□	SP1570788
	Armstöd smal dyna hö Dahlia	0970			□	SP1570866
	Armstöd smal dyna hög höjd vä	0915			□	SP1584620
	Armstöd smal dyna hög höjd hö	0975			□	SP1584621
	Armstöd bred dyna vä Dahlia	0920			□	SP1570789
	Armstöd bred dyna hö Dahlia	0980			□	SP1570867
	Armstöd Skålad dyna Dahlia vä	0925			□	SP60126944
	Armstöd Skålad dyna Dahlia hö	0985			□	SP60126943
	Armstöd hemi vridbart vä Dahlia	0930		Ej kombination m bord	□	SP1570825
	Armstöd hemi vridbart hö Dahlia	0990		Ej kombination m bord	□	SP1570868
	Utan armstöd vänster	0950			□	
Utan armstöd höger	1010			□		
	ARMSTÖD TILLBEHÖR					
	Dyna f sidoskydd m överdrag	1020		Passar ej armstöd / sidostöd	□	SP1563943
	Dyna f sidoskydd m överdrag	1020			□	SP1563943
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	1025			□	SP1574609
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	1025			□	SP1574609


	SITS TILLBEHÖR				
	Inkontinensöverdrag Svart SB39	1030	39	För Flosshape dynor	□ 5253078-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB44		44	För Flosshape dynor	□ 5253079-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB49		49	För Flosshape dynor	□ 5253080-TR26
	Bendelare inkl fäste	1040		Passar ej sitsplattor multijusterbar, centralplacerad fotplatta	□ SP1449897
	Multijusterbar sitsplatta kit passar alla sb	1050		Passar ej bendelare	□ SP1574225
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39	1060	39	Förhöjer sitsplattan 2cm, passar ej bendelare	□ SP1570896
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb44		44		□ SP1572855
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb49		49		□ SP1572856
	Vinkelmätare rygg	1300			□ SP1561584
	Vinkelmätare sits	1070			□ SP1563954
	Låsdetalj för rygg/tilt par			Ingår alltid	■ SP1654988

	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD				
	Huvudstöd m sidostöd Pro	1080			□ SP60122729
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd	1090			□ 1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	1100			□ SP1666582
	Nackstöd Pro	1110			□ SP60122046
	Rattvredsats f huvudstöd	1130			□ 1445693


BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 fäste SP1543574 tillkommer automatiskt					
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1555690
	Bålstöd multi Flex3 fast	1140			☐	SP1555690
	Bålstöd multi Flex3 fast	1150				
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna				☐	SP1555692
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä	1160			☐	SP1555691
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1170				
	Bålstöd std dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1552698
	Bålstöd standard Flex3 fast	1180			☐	SP1552698
	Bålstöd standard Flex3 fast	1190				
	Bålstöd Swing away				☐	SP60147461
	Bålstöd swing away 2025 u fäste vä	1220			☐	SP60146992
	Bålstöd swing away 2025 u fäste hö	1230				

	BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 fäste SP1554143 tillkommer automatiskt					
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä	☐	SP1561727
	Bålstöd multi Flex3 ställbar Bålstöd multi Flex3 ställbar	1140 1150			☐	SP1561727
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna				☐	SP1562920
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1160 1170			☐	SP1562919
	Bålstöd std dyna				☐	SP1561728
	Bålstöd standard Flex3 fast Bålstöd standard Flex3 fast	1180 1190			☐	SP1561728
	Bålstöd Swing away				☐	SP60147461
	Bålstöd swing away 2025 u fäste vä Bålstöd swing away 2025 u fäste hö	1220 1230			☐	SP60146992

	RYGGSTÖD TILLBEHÖR					
	Fäste bålstöd Flex3 fast	1260		För fast rygg, om bålstöd beställs separat	☐	SP1543574
	Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl	1260		För ställbar rygg, om bålstöd beställs separat	☐	SP1554143
SP1543574 SP1554143						
	Bålstöd bas m kardborre st	1265		Passar bara ställbar Flex 3 rygg	☐	SP1602253
	Ryggkilar, par	1280			☐	SP1513037

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st VÄ	1310	39, 44		☐	SP60128964
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st HÖ	1320	39, 44		☐	SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st VÄ	1310	49		☐	SP60128965
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st HÖ	1320	49		☐	SP60128965
	Vadband	1330		Passar ej VS benstödsöverdelar	☐	SP1433580
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	1340		Passar endast vinkelställbar fotplatta 2019	☐ ☐ ☐	SP1650355 SP1650356 SP1650357
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39 Polstring L 30cm f hel fotplatta 36+10 sb44 Polstring L 35cm f hel fotplatta 41+10 sb49	1340	39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1563959 SP1563962 SP1563963
	Vadmatta	1350			☐	SP1563951
	Färgade stripes till chassi Färg kit blå Färg kit silver Färg kit röd Färg kit champagne Färg kit petroleum grön Utan färg stripes	1360 13701 1380 1390 1400 1405			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	SP1570887 SP1570888 SP1570889 SP1570890 SP1570891
	Gaffelinfästning Länkhjulsinfästning par Dahlia Länkhjulsinfästning hög f Dahlia 30 sh 50 Länkhjulsinfästning QR låg sh par Dahlia Länkhjulsinfästning QR hög sh par Dahlia	1410 1410 1420 1420	 Enbart Sh 50		☐ ☐ ☐ ☐	SP1571101 1574864 SP1580879 SP1572001

	LÄNKHJUL					
	Länkhjul 100x30mm mass svart u axel	1435		Passar SH: 33 länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1663536
	Länkhjul 125x27mm mass svart u axel	1440		Passar SH: 35cm länkhjulsgaffel tillkommer	☐	1491228
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	1455		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	1475		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm	☐	SP1659704
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel	1495		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel	1515		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1659706
	DRIVHJULSBALANSERING					
	Standard	1534		Mest stabila balanseringen, drivhjul längst bak	☐	
	Aktiv	1538		Mest aktiva balanseringen, drivhjul längst fram som möjligt	☐	
	DRIVHJUL 16 TUM					
	Drivhjul 16 tum VB massiva svarta par Dahlia	1545		Passar SH 33, 35, 45, 48cm	☐	SP1656802
	DRIVHJUL 20 TUM	1555				
	MODELL	1584				
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60110640
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart plastad drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60110641
	DRIVHJUL 22 TUM	1565				
	MODELL	1584				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109199
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109196

BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA		ARTNR
	DRIVHJUL 24 TUM	1575				
	MODELL	1584				
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	1536542
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1640		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109184
	DRIVHJUL 22 TUM VÅRDARBROMSADE	1565				
	MODELL	1586				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108752
	DRIVHJUL 24 TUM VÅRDARBROMSADE	1575				
	MODELL	1586				
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	1536613
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108740
	TILLBEHÖR DRIVHJUL					
	Ekerskydd 20 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102795
	Ekerskydd 22 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102807








	BROMSAR					
	Broms brukarman u fäste vä	1720			☐	SP1588568
	Broms brukarman u fäste hö				☐	SP1588567
	Broms brukarmanövrerad kpl par 16tum Dahlia			För SH 45 och 48cm	☐	SP1580614
	Broms enarm kpl vä	1725			☐	SP1575308
	Broms enarm kpl hö	1727			☐	SP1575309
	Trumbroms kpl 20-24 par	1728		MÅSTE VÄLJAS MED VÅRDARBROMSADE DRIVHJUL 22 eller 24tum	☐	SP1570973

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR	
	TILLBEHÖR					
	Midjebälte med billås	1730			☐	SP1672778
	Bord (Monteringssats bord medföljer)	1750		Passar ej armstöd hemi	☐	SP1567518
	Bord kpl Medium		39		☐	SP1567519
	Bord kpl Large		44		☐	SP1568862
	Bord kpl X-large		49			
	Bord m dyna (Monteringssats bord medföljer)	1755		Passar ej armstöd hemi	☐	SP1580888
	Bord m dyna medium kpl		39		☐	SP1580889
	Bord m dyna large kpl		44		☐	SP1580890
	Bord m dyna x-large kpl		49			
	Bord Swing away stl S u dyna	1770	39,44	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	☐	SP1586424
	Bord Swing away stl M u dyna	1770	49	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	☐	SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna	1775	39, 44	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	☐	SP1584394
	Bord Swing away stl M m dyna	1775	49	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	☐	SP1584395
	Monteringssats bord	1790		Väljs enbart då bord beställs separat, ej f swingaway	☐	SP1570745
	Hemibord m armstöd kpl vä	1756		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	☐	SP1588345
	Hemibord m armstöd kpl hö	1757			☐	SP1588344
	Stoppning hemibord hö/vä	1760			☐	SP1602247-TR26
	Stoppning bord Medium	1760	39		☐	SP1571269
	Stoppning bord Large		44		☐	SP1571270
	Stoppning bord X-large		49		☐	SP1571271
	Låssats bord 2014	1780		Passar monteringsats bord SP1570745	☐	SP1572460
	Rattvredssats Azalea	1840		För rygg, sits arm-benstöd 10st	☐	SP1484457
	Fäste för po.bälte på sits fast par	1850			☐	SP1570882
	Infästning övre för selar	1860		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐	SP1559963
	Tramprör	1870			☐	SP1573173
	Tätningsskit	1880		STANDARD ingår alltid	☒	SP1563953
	Transportfäste Dahlia kpl	1890		STANDARD ingår alltid	☒	SP1570883
	Tillbehörshylla kpl Dahlia	1900			☐	SP1574838
	Tippskydd extra låga			För sitthöjd 33	☒	SP1572603
	Tippskydd kort par			För sitthöjd 35-40		SP1572604
	Tippskydd lång par			För sitthöjd 43-48		SP1572605
	Tippskydd extra långa par			För sitthöjd 50		SP1605955
				Tippskydd ingår alltid		
	Droppställning	1920		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐	1440897