



Orderguide
Dec 2025
sweden@invacare.com

Rea Dahlia 45° / Dahlia Assist 45°

Brukare

Kontaktperson

Telefon

Ordernummer

Max brukarvikt 135 kg

BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA!	ARTNR	
	MODELL Ingår alltid som standard till Dahlia: Tippskydd, länkhjulsgaffel beroende på val av länkhjul, drivhjulsinfästningar, armstödsfästen, sitsstilt upp till 45°					
	Dahlia Assist 45° med 16 tum vårdarbromsade hjul	0020		16" drivhjul, vårdarbroms. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	☐	
	Dahlia 45° med 20, 22 eller 24 tum drivhjul med eller utan vårdarbroms	0035		20", 22" alt 24" drivhjul. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	☐	
	DAHLIA 45° KPL. SB 39	0050	39		☐	1564095
	DAHLIA 45° KPL. SB 44	0060	44		☐	1564096
	DAHLIA 45° KPL. SB 49	0070	49		☐	1564097
	Förinställd breddning av sits med:	0080	5+	Måste väljas vid beställning av distanser för bredning av ryggstöd +5cm	☐	
		0090	10+		☐	

	SITTHÖJD					
	35 cm	0120		Med 16" och 20" drivhjul	☐	
	38 cm	0130		Med 16", 20" och 22" drivhjul	☐	
	40 cm	0140		Med 20" drivhjul	☐	
	43 cm	0150		Med 20" och 22" drivhjul	☐	
	45 cm	0160		Med 22" och 24" drivhjul	☐	
	48 cm	0170		Med 16" och 24" drivhjul	☐	
	50 cm	0180		Med 16" drivhjul	☐	
	TILTVINKLAR					
	Sits 45°	0200		45°	◆	
	Rygg 30°	0207		30°	◆	
	SITTDYNA	0230				
	Floshape plysch	0290				
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch		39		☐	1508055-TR35
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch		44		☐	1508057-TR35
	Sittdyna Floshape 505x535 plysch		49		☐	1508059-TR35
	Sittdyna Floshape PU tyg	0300				
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg		39		☐	1508055-TR26
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg		44		☐	1508057-TR26
	Sittdyna Floshape 505x535 PU tyg		49		☐	1508059-TR26
	Sittdyna Floshape spacer	0305				
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer		39		☐	SP1508055-TR36
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer		44		☐	SP1508057-TR36
	Sittdyna Floshape 505x535 spacer		49		☐	SP1508059-TR36
	Vicair Adjuster O2 inkl överdrag	0270				
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10		39		☐	OAD10/CC/4053
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10		44		☐	OAD10/CC/4553
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10		49		☐	OAD10/CC/5053
	Utan sittdyna	0290			☐	



BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA!	ARTNR		
	RYGGBREDD						
	Distanser för breddning av ryggstöd +5cm	0330		När man vill ha en storlek bredare rygg. Kräver 5 cm förinställd breddning av sittsbredd, en stl. större ryggdyna/överdrag. Ej med el-tilt.	☐	SP1571009	
	RYGGSTÖD						
	Ryggstöd Laguna 2 Fast 49	0370	54	För SB 49 +5cm breddning av ryggstöd, ej ryggöverdrag polstrat	☐	SP1571981	
	Fast Flex3	0390		Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49.	☐	SP1573298	
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna		39	☐	SP1573299		
			44	☐	SP1573300		
	49						
	Fast Flex3	0390		Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49.	☐	SP1572919	
	För Mistral ryggdyna		39	☐	SP1572920		
			44	☐	SP1572937		
		49					
	RYGG STÄLLBAR						
	Ställbar Flex 3	0400	39	Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1572938	
			44	Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1572943	
			49	Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1572944	
	Ställbar Flex 3+	0405	39	Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1682867	
			44	Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1682868	
	49		Passar ej matta sits/rygg	☐	SP1682869		
	Ryggörör raka utan ryggstöd	0410		För MatrX eller annat sittsystem. (Likadana ryggörör som är std på kpl rygg)	☐	1572463	
	RYGGDYNA						
	Ryggöverdrag polstrat plysch	0520					
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39	0450	39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR35	
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR35	
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49		49	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR35	
	Ryggöverdrag polstrat PU tyg	0530					
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39	0450	39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR26	
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR26	
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49		49	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR26	
	Ryggöverdrag polstrat spacer	0535					
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39	0450	39	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589929-TR36	
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44		44	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589930-TR36	
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49		49	Passar ej fast ryggstöd	☐	SP1589941-TR36	
		Ryggdyna Laguna plysch	0520				
		Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39	0460	39		☐	SP1427118-TR35
Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44		44			☐	SP1427119-TR35	
Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49		49			☐	SP1427120-TR35	
Ryggdyna Laguna 495x550 plysch sb54			49+5		☐	SP1427121-TR35	
Ryggdyna Laguna PU tyg		0530					
Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39		0460	39		☐	SP1427118-TR26	
Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44			44		☐	SP1427119-TR26	
Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49			49		☐	SP1427120-TR26	
Ryggdyna Laguna 495x550 PU tyg sb54			49+5		☐	SP1427121-TR26	
Ryggdyna Laguna spacer		0535					
Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39		0460	39		☐	SP1427118-TR36	
Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44			44		☐	SP1427119-TR36	
Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49			49		☐	SP1427120-TR36	
Ryggdyna Laguna 495x550 spacer sb54			49+5		☐	SP1427121-TR36	
	Ryggdyna Mistral 2 plysch	0520					
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	0470	39		☐	SP1431668-TR35	
	Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44		44		☐	SP1424651-TR35	
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49		49		☐	SP1424652-TR35	
	Ryggdyna Mistral 2 PU tyg	0530					
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39	0470	39		☐	SP1431668-TR26	
Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44	44			☐	SP1424651-TR26		
Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49	49			☐	SP1424652-TR26		
	Ryggdyna Passad 2 plysch	0520					
	Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39	0480	39		☐	SP1429271-TR35	
	Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44		44		☐	SP1424647-TR35	
	Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49		49		☐	SP1424649-TR35	
	Ryggdyna Passad 580x550 plysch sb54		49+5		☐	SP1429278-TR35	
	Ryggdyna Passad 2 PU tyg	0530					
	Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39	0480	39		☐	SP1429271-TR26	
	Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44		44		☐	SP1424647-TR26	
	Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49		49		☐	SP1424649-TR26	
	Ryggdyna Passad 580x550 PU tyg sb54		49+5		☐	SP1429278-TR26	

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	Ryggdyna Passad 2 spacer	0535				
	Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39	0480	39		❑	SP1429271-TR36
	Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44		44		❑	SP1424647-TR36
	Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49		49		❑	SP1424649-TR36
	Ryggdyna Passad 580x550 spacer sb54		49+5		❑	SP1429278-TR36
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag	0500				
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54		39	Beställs separat	❑	OMFB/CC/4054
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54		44	Beställs separat	❑	OMFB/CC/4554
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54		49	Beställs separat	❑	OMFB/CC/5054
	Utan ryggdyna	0510			❑	

	KÖRHANDTAG					
	Körbygel VS 39 Flex3	0540	39		❑	SP1563967
	Körbygel VS 44 Flex3		44		❑	SP1564551
	Körbygel VS 49 Flex3		49		❑	SP1564552
	Körhandtag Flex 3, kpl, par	0550		För både Flex 3 fast- och ställbarrygg, enbart körhandtag	❑	SP1572734
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39	0560	39		❑	SP1571966
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44		44		❑	SP1571967
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49		49		❑	SP1571968
	Körhandtagsbygel 540, fast, för nack/huvudstöd		54	För SB 49+5cm	❑	SP1572576

	JUSTERING RYGG/SITSENHET					
	Kolvssats f sits inkl vajer f Dahlia 45 tät	0580			■	SP1605270
	Elektrisk sits o rygg tilt f Dahlia 45 u laddkabel 2023-07 ==>	0595		Laddkabel medföljer vid beställning med rullstol.	❑	SP1673235
	Kolvssats f rygg inkl vajer t Dahlia 30/45 tät	0600		Passar både Dahlia 30 och 45	■	SP1605263
	Vantskruv, fast ryggvinkel	0620		Justering av ryggvinkel med vantskruv	❑	SP1570962


	BENSTÖDSALTERNATIV					
	Centralplacerad fotplatta	0630		Passar ej bendelare, fotplatteförlängare,	❑	1484821
	Benstödsinfästning sb 39cm	0640		Standard om inget annat väljs	❑	1449888-0509
	Benstödsinfästning sb 44cm			Standard om inget annat väljs	❑	1449889-0509
	Benstödsinfästning sb 49cm			Standard om inget annat väljs	❑	1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm	0650		5cm högre benstödsinfästninginfästning	❑	SP1574112
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	❑	SP1574113
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm			5cm högre benstödsinfästninginfästning	❑	SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm	0655		När man vill ha 90° i knävinkel för vs eller 80° benstöd	❑	SP1656850
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm				❑	SP1656851
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm				❑	SP1656852
	BENSTÖDSÖVERDEL					
	Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020	0660		Passar ej vadband	❑	SP60122670
	Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020	0710		Passar ej vadband	❑	SP60122669
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0670		Passar både hö/vä	❑	SP1574349-0646
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0720		Passar både hö/vä	❑	SP1574349-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0680		Passar både hö/vä	❑	SP1650918-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0730		Passar både hö/vä	❑	SP1650918-0646
	Benstöd amputation vä	0690			❑	1442991
	Benstöd amputation hö	0740			❑	1442990
	Utan benstödsöverdel vänster	0700			❑	
	Utan benstödsöverdel höger	0750			❑	







BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	VADSTÖD					
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	0660	39		☐	SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	0710	39		☐	SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	0660	44		☐	SP1605832
	Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	0710	44		☐	SP1605829
	Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	0660	49		☐	SP1605833
	Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0710	49		☐	SP1605834
Kort rör = 24cm Långt rör = 36cm 	FOTPLATTA HEL					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	0760	39	Passar ej hälband	☐	1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör		44	Passar ej hälband	☐	1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör		49	Passar ej hälband	☐	1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	0770	39	Passar ej hälband	☐	1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör		44	Passar ej hälband	☐	1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		49	Passar ej hälband	☐	1495826
Kort rör = 24cm  Långt rör = 36cm    	FOTPLATTA DELADE					
	FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0790	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0830	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429164
		0790	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0830	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	0790	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0830	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429168
	FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0810	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0850	39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0810	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0850	44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	0810	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0850	49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1429180
	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019					
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	0810	39		☐	SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0850	39		☐	SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	0810	44		☐	SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0850	44		☐	SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	0810	49		☐	SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0850	49		☐	SP1603261
	FOTSTÖD m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR					
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0790	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0830	39	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0790	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0830	44	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0790	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	0830	49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	☐	1446160
	FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st			Ingår alltid vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd.	■	SP1672696
  	ARMSTÖD					
	Armstöd Rio lång dyna 38cm vä Dahlia	0860			☐	SP1570787
	Armstöd Rio lång dyna 38cm hö Dahlia	0920			☐	SP1570865
	Armstöd smal dyna vä Dahlia	0870			☐	SP1570788
	Armstöd smal dyna hö Dahlia	0930			☐	SP1570866
	Armstöd smal dyna hög höjd vä	0875			☐	SP1584620
	Armstöd smal dyna hög höjd hö	0935			☐	SP1584621
	Armstöd bred dyna vä Dahlia	0880			☐	SP1570789
	Armstöd bred dyna hö Dahlia	0940			☐	SP1570867
	Armstöd hemi vridbart vä Dahlia	0890			☐	SP1570825
	Armstöd hemi vridbart hö Dahlia	0950			☐	SP1570868
	Utan armstöd vänster	0910			☐	
	Utan armstöd höger	0970			☐	
 	ARMSTÖD TILLBEHÖR					
	Dyna f sidoskydd m överdrag	1020		Passar ej armstöd / sidostöd	☐	SP1563943
	Dyna f sidoskydd m överdrag	1020			☐	SP1563943
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	0985			☐	SP1574609
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	0985			☐	SP1574609

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	TILLBEHÖR SITS					
	Inkontinensöverdrag Svart SB39	0990	39	För Flosshape dynor	☐	5253078-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB44		44	För Flosshape dynor	☐	5253079-TR26
	Inkontinensöverdrag Svart SB49		49	För Flosshape dynor	☐	5253080-TR26
	Bendelare m fäste st	1040		Passar ej sitsplattor multijusterbar, centralplacerad fotplatta	☐	SP1663114
	Multijusterbar sitsplatta kit passar alla sb	1010		Passar ej bendelare	☐	SP1574225
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39	1020	39	Förhöjer sitsplattan 2cm, passar ej bendelare	☐	SP1570896
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb44		44		☐	SP1572855
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb49		49		☐	SP1572856
	Vinkelmätare sits	1030			☐	SP1561584
	Låsdetalj för rygg/tilt par 			Ingår alltid	■	SP1654988
	NACKSTÖD/HUVUDSTÖD					
	Huvudstöd m sidostöd Pro	1040			☐	SP60122729
	Överdrag f huvudstöd m sidostöd	1050			☐	1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	1060			☐	SP1666582
	Nackstöd Pro	1070			☐	SP60122046
	Rattvredsats f huvudstöd	1090			☐	1445693

	BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 fäste SP1543574 tillkommer automatiskt					
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä		
	Bålstöd multi Flex3 fast	1100		Vä	☐	SP1555690
	Bålstöd multi Flex3 fast	1110		Hö	☐	SP1555690
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna					
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä	1120			☐	SP1555692
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1130			☐	SP1555691
	Bålstöd std dyna			Passar både hö/vä		
	Bålstöd standard Flex3 fast	1140		Vä	☐	SP1552698
	Bålstöd standard Flex3 fast	1150		Hö	☐	SP1552698
	Bålstöd Swing away					
	Bålstöd swing away 2025 u fäste vä	1180		Vä	☐	SP60147461
	Bålstöd swing away 2025 u fäste hö	1190		Hö	☐	SP60146992
	BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 fäste SP1554143 tillkommer automatiskt					
	Bålstöd multijusterbar dyna			Passar både hö/vä		
	Bålstöd multi Flex3 ställbar	1100		Vä	☐	SP1561727
	Bålstöd multi Flex3 ställbar	1110		Hö	☐	SP1561727
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna					
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä	1120			☐	SP1562920
	Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1130			☐	SP1562919
	Bålstöd std dyna					
	Bålstöd standard Flex3 fast	1140		Vä	☐	SP1561728
	Bålstöd standard Flex3 fast	1150		Hö	☐	SP1561728
	Bålstöd Swing away					
	Bålstöd swing away 2025 u fäste vä	1180		Vä	☐	SP60147461
	Bålstöd swing away 2025 u fäste hö	1190		Hö	☐	SP60146992

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA!	ARTNR	
	RYGGSTÖD TILLBEHÖR					
	Fäste bålstöd Flex3 fast	1220		För fast rygg, om bålstöd beställs separat	☐	SP1543574
SP1543574 SP1554143	Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl	1220		För ställbar rygg, om bålstöd beställs separat	☐	SP1554143
	Bålstöd velcro	1225			☐	SP1602253
	Ryggkilar, par	1240			☐	SP1513037
	Vinkelmätare rygg	1260			☐	SP1563954


	FOTSTÖD TILLBEHÖR					
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st VÄ	1270	39, 44		☐	SP60128964
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st HÖ	1280	39, 44		☐	SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st VÄ	1270	49		☐	SP60128965
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st HÖ	1280	49		☐	SP60128965
	Vadband	1290		Passar ej VS benstödsöverdelar	☐	SP1433580
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	1300	39 44 49	Passar ej fotstöd VF, fotplatteförlängare	☐ ☐ ☐	SP1650355 SP1650356 SP1650357
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39 Polstring L 30cm f hel fotplatta 36+10 sb44 Polstring L 35cm f hel fotplatta 41+10 sb49	1300	39 44 49		☐ ☐ ☐	SP1563959 SP1563962 SP1563963
	Vadmatta	1310			☐	SP1563951
	Färgade stripes till chassi Färg kit blå Färg kit silver Färg kit röd Färg kit champagne Färg kit petroleum grön Utan färg	1320 1330 1340 1350 1360 1365			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	SP1570887 SP1570888 SP1570889 SP1570890 SP1570891
	Gaffelfinfästning Länkhjulsinfästning par Dahlia Länkhjulsinfästning QR hög sh par Dahlia Länkhjulsinfästning QR låg sh par Dahlia	1370 1380 1380			☐ ☐ ☐	SP1571101 SP1572001 SP1580879

BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR	
	LÄNKHJUL					
	Länkhjul 100x30mm mass svart u axel	1395		Passar SH: 33 och 35cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1663536
	Länkhjul 125x27mm mass svart u axel	1400		Passar SH: 35cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	1491228
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	1415		Passar SH: 40, 43, 45 och 48cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1663537
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	1435		Passar SH: 40, 43, 45 och 48cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1659704
	Länkhjul 200x30 mm mass svart u axel	1455		Passar SH: 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1659705
	Länkhjul 200x45 mm mass svart u axel	1475		Passar SH: 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	☐	SP1659706

	DRIVHJUL 16 TUM					
	Drivhjul 16 tum VB massiva svarta par Dahlia	1505		Passar SH 35, 38, 48, 50cm	☐	SP1656802
	DRIVHJUL 20 TUM		1515			
	MODELL		1544			
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1565		Passar SH 33, 35, 38, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60110640
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 33, 35, 38, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60110641
	DRIVHJUL 22 TUM		1525			
	MODELL		1544			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1565		Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1585		Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109199
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring	1095		Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109194
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109195
	Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109196
	DRIVHJUL 24 TUM		1535			
	MODELL		1544			
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	1536542
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1565		Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1585		Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1595		Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109182
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109183
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60109184








BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA		ARTNR			
	DRIVHJUL 22 TUM VÅRDARBROMSADE	1525							
	MODELL	1546							
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1565		Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐ ☐	SP60108741			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring					SP60108742			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring					SP60108743			
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1585	Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 38, 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	☐ ☐ ☐	SP60108750					
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring				SP60108751					
Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring				SP60108752					
	DRIVHJUL 24 TUM VÅRDARBROMSADE	1535							
	MODELL	1546							
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	1536613			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1565				Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐	SP60108729	
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring						☐	SP60108730	
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring						☐	SP60108731	
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1585	Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna Passar SH 45, 48cm, ej armstöd bred dyna	☐ ☐ ☐	SP60108738				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring				SP60108739				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring				SP60108740				
		Enarmsdrift	0044		Enbart SH 45 med 22" hjul eller SH 48 med 24" hjul	☐ ☐			
Vänster									
Höger		0042							
Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	Passar sitthöjd 45cm					☐	SP1668393
Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	Passar sitthöjd 45cm					☐	SP1668394
Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	Passar sitthöjd 45cm					☐	SP1668395
Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats	44 / 49	Passar sitthöjd 45cm	☐	SP1668396					
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	Passar sitthöjd 48cm	☐	SP1668389			
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	Passar sitthöjd 48cm	☐	SP1668390			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	Passar sitthöjd 48cm	☐	SP1668391			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	Passar sitthöjd 48cm	☐	SP1668392			
		TILLBEHÖR DRIVHJUL							
		Ekerskydd 20 tum neutral	1670		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102795		
Ekerskydd 22 tum neutral		1670		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102800			
Ekerskydd 24 tum neutral		1670		Passar ej 16 tum hjul	☐	5102807			
	BROMSAR								
	Broms brukarman u fäste vä	1680		För 20-24" hjul och 16" hjul i SH 35 och 38cm	☐	SP1588568			
	Broms brukarman u fäste hö	1680		För 20-24" hjul och 16" hjul i SH 35 och 38cm	☐	SP1588567			
	Broms brukarmanövrerad kpl par 16tum Dahlia	1680		För SH 48 och 50cm	☐	SP1580614			
	Trumbroms kpl 20"-24", par				☐	SP1570973			
	Broms enarm kpl vä	1685			☐	SP1575308			
	Broms enarm kpl hö	1687			☐	SP1575309			

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR
	TILLBEHÖR				
	Midjebälte m plastspänne	1690			SP1672778
	Bord (Monteringssats bord medföljer)	1710		Passar ej armstöd hemi	
	Bord kpl Medium Bord kpl Large Bord kpl X-large		39 44 49		SP1567518 SP1567519 SP1568862
 	Bord m dyna (Monteringssats bord medföljer) Bord m dyna medium kpl Bord m dyna large kpl Bord m dyna x-large kpl	1716	39 44 49	Passar ej armstöd hemi	SP1580888 SP1580889 SP1580890
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö	1716 1717		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida.	SP1588345 SP1588344
	Stoppning hemibord hö/vä	1720			SP1602247-TR26
	Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	1720	39 44 49		SP1571269 SP1571270 SP1571271
 	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna	1730 1730	39,44 49	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad 1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	SP1586424 SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna	1735 1735	39, 44 49	1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad 1449518 Monteringsats bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad	SP1584394 SP1584395
	Låssats bord 2014	1740		Passar monteringsats bord SP1570745	SP1572460
	Monteringssats bord	1750		Väljs enbart då bord beställs separat	SP1570745
	Rattvredssats Azalea	1800		För rygg, sits arm-benstöd 10st	SP1484457
	Fäste för po.bälte på sits fast par	1810			SP1570882
	Infästning övre för selar	1820		Nack / huvudstöd krävs för montering	SP1559963
	Tramprör	1830			SP1573173
	Tätningsskit	1840		STANDARD ingår alltid	SP1563953
	Transportfäste Dahlia kpl	1850		STANDARD ingår alltid	SP1570883
	Tillbehörshylla kpl Dahlia	1860			SP1574838
	Tippskydd extra låga Tippskydd kort par Tippskydd lång par			För sitthöjd 35 För sitthöjd 38-40 För sitthöjd 43-50 Tippskydd ingår alltid	SP1572603 SP1572604 SP1572605
	Droppställning	1880		Nack / huvudstöd krävs för montering	1440897