



Beställningsunderlag - Alber E-motion DuoDrive



E-motion DuoDrive från Alber

Extrakt till rullstolen

En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka.

Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber e-motion M25 hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.

Nu finns även versionen E-Motion M25 DuoDrive med kontinuerlig drift. Tillhörande kontrollenhet ger möjlighet att via kontinuerlig drift driva rullstolen. Man styr fortfarande via hjulens drivringar. För mer information om denna modell, ta kontakt med den ansvariga säljaren i ditt distrikt.

Se kontaktuppgifter på sista sidan.

Portabel och mångsidig

- Tack vare Quick Release-systemet kan e-motion tas bort från rullstolen på nolltid.
- Med en vikt på endast 7,8 kg per hjul är e-motion en av de lättaste aktiva driv-anordningarna på marknaden.
- Kontrollenheten väger ca 0,25 kg.
- e-motion kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera e-motion DuoDrive är att man monterar några små fästen för hjulen och kontrollenheten. Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, vilket gör att rullstolen kan användas helt manuellt.



Simply mobile.

Följande komponenter ingår i standardkonfigurationer av E-motion DuoDrive.

Vid beställning finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan. Nedan framgår även att vissa kombinationer inte är möjliga. Tabellen på sidan tre visar vilka konfigurationer som är möjliga och vilka artikelnummer som den önskade konfigurationen har. Glöm inte välja monteringsset till rätt rullstol på sidan fyra.

1. Val av dimension



25" - däckstorlek 19-559

24" - däckstorlek 19-540

22" - däckstorlek 19-489

2. Val av däcktyp



Right Run



Marathon Plus



Rolko Pro Speed hel massiv



Airless massivt inlägg

3. Val av drivring



Rostfri



Tetra



Quadro



Curve L

Följande komponenter finns som tillval för e-motionhjul, M25.

4. Val av tillbehör till E-motionhjul

<u>Artikel nr.</u>	<u>Tillbehör</u>
1592425	Drivringsöverdrag 22" (beställ 2st)
1592421	Drivringsöverdrag 24" (beställ 2st)
1592426	Drivringsöverdrag 25" (beställ 2st)
1592266	Ekerskydd 22" Alber, Comic (beställ 2st)
1592553	Ekerskydd 24" Alber Plain (beställ 2st)
1592268	Ekerskydd 24" Alber Sphere (beställ 2st)
1592269	Ekerskydd 25" Alber Sphere (beställ 2st)
1592972	Quick release axel ergonomisk (par)
1592486	Fjärrkontroll e-motion M25
1591362	Transportaxel
1592232	Fäste för ECS fjärrkontroll M25 (Endast magnetadapter, stolsfäste beställs separat)
1593206	Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta



Modifierings-kit
Monteras på "standardhjul" för att kunna växla mellan dessa och E-motionhjulen



Drivringsöverdrag



Quick release axel



Fjärrkontroll (ECS)



Fäste för ECS fjärrkontroll M25



Ekerskydd Cosmic



Ekerskydd Sphere



Transportaxel



Tippskydd med uoställningsfunktion

Som standard ingår: Litium-Ion batteri och laddare

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring. Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul och kontrollenhet exkl monteringsatts.

Right Run

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594446	Rostfri
1594447	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594428	Rostfri
1594429	Tetra
1594434	Quadro
1594441	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594436	Rostfri
1594450	Curve L

Marathon Plus

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
Kombination ej tillgänglig	

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594430	Rostfri
1594431	Tetra
1594435	Quadro
1594442	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594437	Rostfri
1594451	Curve L

Roloko Pro Speed hel massiv

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
Kombination ej tillgänglig	

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594438	Rostfri
1594439	Tetra
1594440	Quadro
1594443	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
Kombination ej tillgänglig	

Airless massivt inlägg

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594448	Rostfri
1594449	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1594432	Rostfri
1594433	Tetra
1594444	Quadro
1594445	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
Kombinationen ej tillgänglig	

Komplettera med en monterings-sats. E-Motion M25 passar till de flesta manuella rullstolar på marknaden. **Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna** på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monterings-satsen och fäste för kontrollenheten till för dessa. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monterings-sats till inte stå angivet här nedan så går det bra att ringa kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com

XLT Swing

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585092	Mont.sats M24/M25 Invacare XLT 2008
1593035	Bracket kontrollenhet 25mm
<u>Tillval</u>	
1490924	Fäste Tippskydd Invacare XLT 2008 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

SPIREA 4NG

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585312	Mont.sats M24/M25 Rea Spirea4
1593123	Bracket kontrollenhet 22mm
<u>Tillval</u>	
1489221	Fäste Tippskydd (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Küschall K-serie 2.0

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585097	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 0°
1585098	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 3°
1594616	Bracket kontrollenhet Uni-Lock
<u>Tillval</u>	
1457664	Fäste Tippskydd e-motion Küschall K4
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger

Etac Cross 5

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653510	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 5
1593123	Bracket kontrollenhet 22mm
<u>Tillval</u>	
1565527	Fäste Tippskydd Etac Cross 5 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Etac Cross 6

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1663846	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 6
1593123	Bracket kontrollenhet 22mm
<u>Tillval</u>	
1594310	Fäste tippskydd Etac Cross 6
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Etac XACT

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1595779	Mont.sats M24/M25 Etac XACT
1593035	Bracket kontrollenhet 25mm
<u>Tillval</u>	
1595642	Fäste tippskydd Etac XACT
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Panthera S3/U3 med bakaxel tidigare standard

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653509	Mont.sats M24/M25 Panthera S3/U3 (Ej i kombination med Albers tippskydd)
1594616	Bracket kontrollenhet Uni-Lock
<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Panthera S2/U2 med bakaxel tidigare standard

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585094	Mont.sats Panthera S2/U2 med (Ej i kombination med Albers tippskydd)
1594616	Bracket kontrollenhet Uni-Lock
<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna, fortsättning...

Sunrise Helium 0° OBS! Byt till Albers tippskydd

Art.nr Beskrivning
1585089 Mont.sats Sunrise Helium 0°

1593036 Bracket kontrollenhet Profil 1

Tillval
1519971 Tippskyddsfäste Quickie Helium
(beställ även tippskydd)

Sunrise Helium 3° OBS! Byt till Albers tippskydd

Art.nr Beskrivning
1585090 Mont.sats Sunrise Helium 3°

1593036 Bracket kontrollenhet Profil 1

Tillval
1519971 Tippskyddsfäste Quickie Helium
(beställ även tippskydd)

Vill du boka upp ett personligt möte med en produktspecialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.
För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida Invacare.se vill du ställa en mer generell fråga finns vår **Kundservice** att nå via:
mail: kundservice.el@invacare.com eller tele: 08-52 23 70 25



Peder Tägtström

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

blundh@invacare.com
070-202 43 32

Vakant

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland