



## Rea Dahlia 30° / Dahlia Assist 30°

Brukare \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_

Max brukarvikt 135 kg



BILD	BENÄMNING	KOD	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	<b>MODELL</b>				
	<b>Ingår alltid som standard till Dahlia:</b> Tippskydd, länkhjulsgaffel beroende på val av länkhjul, drivhjulsinfästningar, armstödsfästen, sitstilt upp till 30°				
	Dahlia Assist 30° med 16 tum vårdarbromsade hjul	0020		16" drivhjul, vårdarbroms. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	<input type="checkbox"/>
	Dahlia 30° med 20, 22 eller 24 tum drivhjul med eller utan vårdarbroms	0030		20", 22" alt 24" drivhjul. Chassifärg svart, tilt/ryggfällning, tippskydd	<input type="checkbox"/>
	<b>Enarmsdrift</b>			Enbart SH 43 med 22" hjul eller SH 45 med 24" hjul	
	<b>Höger</b>	0042			<input type="checkbox"/>
	<b>Vänster</b>	0044			<input type="checkbox"/>
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668393
	Drivhjul 22x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668394
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668395
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 43cm	<input type="checkbox"/> SP1668396
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668389
	Drivhjul 24x1 tum luft svart f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668390
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 260-370mm sb 39 sats		39	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668391
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU f enarmsdrift inkl axel 330-440mm sb 44 o 49 sats		44 / 49	För sitthöjd 45cm	<input type="checkbox"/> SP1668392
	<b>SITTBREDD</b>				
	DAHLIA 30° SB 39	0050	39		<input type="checkbox"/> 1564098
	DAHLIA 30° SB 44	0060	44		<input type="checkbox"/> 1564099
	DAHLIA 30° SB 49	0060	49		<input type="checkbox"/> 1564100
	<b>Förinställd breddning av sits med:</b>				
		0080	5+	Måste väljas vid beställning av distanser för breddning av ryggstöd +5cm	<input type="checkbox"/>
		0090	10+		<input type="checkbox"/>
	<b>SITTHÖJD</b>				
	33 cm	0120		Med 16" och 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	35 cm	0130		Med 16", 20" och 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	38 cm	0140		Med 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	40 cm	0150		Med 20" och 22" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	43 cm	0160		Med 22" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	45 cm	0170		Med 16" och 24" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	48 cm	0180		Med 16" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	50 cm	0190		Med 20" drivhjul	<input type="checkbox"/>
	<b>Sitsvinkel</b>				
	Negativ sitsvinkel -1gr (standard är +0 gr)	0240			<input type="checkbox"/>
	<b>SITTDYNA</b>				
	<b>Floshape plysch</b>	0272			
	Sittdyna Floshape 405x535 plysch		39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR35
	Sittdyna Floshape 455x535 plysch		44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR35
	Sittdyna Floshape 505x535 plysch		49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR35
	<b>Sittdyna Floshape PU tyg</b>	0270			
	Sittdyna Floshape 405x535 PU tyg		39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR26
	Sittdyna Floshape 455x535 PU tyg		44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR26
	Sittdyna Floshape 505x535 PU tyg		49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR26
	<b>Sittdyna Floshape spacer</b>	0274			
	Sittdyna Floshape 405x535 spacer		39		<input type="checkbox"/> SP1508055-TR36
	Sittdyna Floshape 455x535 spacer		44		<input type="checkbox"/> SP1508057-TR36
	Sittdyna Floshape 505x535 spacer		49		<input type="checkbox"/> SP1508059-TR36

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	<b>Vicair Adjuster O2 inkl överdrag</b>	0310		
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 40x53x10	39		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/4053
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 45x53x10	44		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/4553
	Sittdyna Vicair Adjuster O2 inkl standard överdrag 50x53x10	49		<input type="checkbox"/> OAD10/CC/5053
	<b>Utan sittdyna</b>	0320		<input type="checkbox"/>
	<b>RYGG</b>			
	Distanser för breddning av ryggstöd +5cm	0370	Kräver 5 cm förinställd breddning av sittsbredd, en stl. större ryggdyna/överdrag	<input type="checkbox"/> SP1571009
	<b>RYGGSTÖD</b>	0360		
	<b>Fast Flex3</b>	0430	Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49	
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1573298 <input type="checkbox"/> SP1573299 <input type="checkbox"/> SP1573300
	<b>Fast Flex3</b>	0430	Passar ej ryggöverdrag polstrat, breddning av rygg +5cm av sb 49	
	För Mistral ryggdyna	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1572919 <input type="checkbox"/> SP1572920 <input type="checkbox"/> SP1572937
	<b>Ställbar Flex 3</b>	0440	Passar ej matta sits/rygg Passar ej matta sits/rygg Passar ej matta sits/rygg	<input type="checkbox"/> SP1572938 <input type="checkbox"/> SP1572943 <input type="checkbox"/> SP1572944
	<b>Ryggstöd Laguna 2</b>	0420	För SB 49 +5cm breddning av ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1572582
	Ryggör raka u ryggstöd sb 39	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572462
	Ryggör raka u ryggstöd sb 49	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572463
	Ryggör raka u ryggstöd sb 49	0450	För MatrX eller annat ryggsystem.	<input type="checkbox"/> SP1572530
	<b>RYGGDYNA</b>			
	<b>Ryggöverdrag polstrat plysch</b>	0490		
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR35
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR35
	<b>Ryggöverdrag polstrat PU tyg</b>			
	Ryggöverdrag polstrat 475x540 PU tyg sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 525x540 PU tyg sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR26
	Ryggöverdrag polstrat 575x540 PU tyg sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR26
<b>Ryggöverdrag polstrat spacer</b>				
Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39	39	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR36	
Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44	44	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589930-TR36	
Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	49/54	Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589941-TR36	
	<b>Ryggdyna Laguna plysch</b>	0500		
	Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR35
	Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR35
	Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna 495x550 plysch sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR35
	<b>Ryggdyna Laguna PU tyg</b>			
	Ryggdyna Laguna 372x550 PU tyg sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR26
	Ryggdyna Laguna 402x550 PU tyg sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR26
	Ryggdyna Laguna 452x550 PU tyg sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR26
Ryggdyna Laguna 495x550 PU tyg sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR26	
<b>Ryggdyna Laguna spacer</b>				
Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR36	
Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1427119-TR36	
Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1427120-TR36	
Ryggdyna Laguna 495x550 spacer sb54	54		<input type="checkbox"/> SP1427121-TR36	
	<b>Ryggdyna Mistral 2 plysch</b>	0510		
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1424651-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1424652-TR35
	<b>Ryggdyna Mistral 2 PU tyg</b>			
	Ryggdyna Mistral 2 355x510 PU tyg sb39	39		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR26
Ryggdyna Mistral 2 455x510 PU tyg sb44	44		<input type="checkbox"/> SP1424651-TR26	
Ryggdyna Mistral 2 505x510 PU tyg sb49	49		<input type="checkbox"/> SP1424652-TR26	











BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR	
 	<b>Ryggdyna Passad 2 plysch</b> Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49 Ryggdyna Passad 580x550 plysch sb54	0520	39 44 49 54	<input type="checkbox"/> SP1429271-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR35 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR35	
	<b>Ryggdyna Passad 2 PU tyg</b> Ryggdyna Passad 440x550 PU tyg sb39 Ryggdyna Passad 470x550 PU tyg sb44 Ryggdyna Passad 520x550 PU tyg sb49 Ryggdyna Passad 580x550 PU tyg sb54		39 44 49 54	<input type="checkbox"/> SP1429271-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR26 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR26	
	<b>Ryggdyna Passad 2 spacer</b> Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49 Ryggdyna Passad 580x550 spacer sb54		39 44 49 54	<input type="checkbox"/> SP1429271-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR36 <input type="checkbox"/> SP1429278-TR36	
		<b>Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag</b> Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	0540	39 44 49	Beställs separat Beställs separat Beställs separat <input type="checkbox"/> OMF/CC/4054 <input type="checkbox"/> OMF/CC/4554 <input type="checkbox"/> OMF/CC/5054
		<b>Utan ryggdyna</b>	0550		<input type="checkbox"/>
		<b>KÖRHANDTAG</b>			
		Körbygel VS 39 Flex3 Körbygel VS 44 Flex3 Körbygel VS 49 Flex3	0580	39 44 49	<input type="checkbox"/> SP1563967 <input type="checkbox"/> SP1564551 <input type="checkbox"/> SP1564552
		Körhandtag Flex 3, kpl, par	0590		För både Flex 3 fast- och ställbarrygg <input type="checkbox"/> SP1572734
	 	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49+5cm  Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49 Körhandtagsbygel H/S f nackstöd fast kpl 49+5vm	0600	39 44 49 54  39 44 49 54	För SB 49+5cm  <b>Enbart när man väljer ryggrör utan ryggstöd</b> <b>Enbart när man väljer ryggrör utan ryggstöd</b> <b>Enbart när man väljer ryggrör utan ryggstöd</b> <b>Enbart när man väljer ryggrör utan ryggstöd</b> <input type="checkbox"/> SP1571966 <input type="checkbox"/> SP1571967 <input type="checkbox"/> SP1571968 <input type="checkbox"/> SP1572787 <input type="checkbox"/> SP1572531 <input type="checkbox"/> SP1572574 <input type="checkbox"/> SP1252575 <input type="checkbox"/> SP1572576
		<b>JUSTERING RYGG/SITSENHET</b>			
		Kolvsats f sits inkl vajer f Dahlia 30 tät	0620		<input checked="" type="checkbox"/> SP1605264
		Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Rio (avbildad)	0630		Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm <input type="checkbox"/> SP1587506
Tilt brukarman m fast armstödsstolpe m Ducktail				Endast 10gr tilt, endast höger, ej sh 35cm <input type="checkbox"/> SP1587505	
Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Rio		0632		Endast 10gr tilt, endast höger <input type="checkbox"/> SP1587504	
Tilt brukarman m std armstödsstolpe m Ducktail				Endast 10gr tilt, endast höger <input type="checkbox"/> SP1587503  Vänster monterad special, kontakta kundservice	
	Elektrisk sits o rygg tilt f Dahlia 30 u laddkabel 2023-07 =>	0637		Ej till sitthöjderna 33, 35 och 38cm, laddkabel medföljer vid beställning med rullstol <input type="checkbox"/> SP1673229	
	Kolvsats f rygg inkl vajer t Dahlia 30/45 tät	0640		<input checked="" type="checkbox"/> SP1605263	
	Vantskruv, fast ryggvinkel	0660		Justering av ryggvinkel med vantskruv <input type="checkbox"/> SP1570962	
















BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR	
	<b>BENSTÖDSALTERNATIV</b> Centralplacerad fotplatta	0670	Passar ej bendelare, fotplatteförlängare, SH 33, 35, 38, 40cm	<input type="checkbox"/> 1484821	
	Benstödsinfästning sb 39cm Benstödsinfästning sb 44cm Benstödsinfästning sb 49cm	0680	Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs Standard om inget annat väljs	<input type="checkbox"/> 1449888-0509 <input type="checkbox"/> 1449889-0509 <input type="checkbox"/> 1449890-0509	
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm	0690	5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning 5cm högre benstödsinfästninginfästning	<input type="checkbox"/> SP1574112 <input type="checkbox"/> SP1574113 <input type="checkbox"/> SP1574114	
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm	0692	När man vill ha 90° i knävinkel för vs eller 80° benstöd	<input type="checkbox"/> SP1656850 <input type="checkbox"/> SP1656851 <input type="checkbox"/> SP1656852	
<b>BENSTÖDSÖVERDEL</b>					
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd vä 2020 Benstöd vs m fäste f vadvadstöd hö 2020	0700 0750	Passar ej vadband Passar ej vadband	<input type="checkbox"/> SP60122669 <input type="checkbox"/> SP60122670	
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019 Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019	0710 0760	Passar både hö/vä Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646 <input type="checkbox"/> SP1574349-0646	
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019 Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019	0720 0770	Passar både hö/vä Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646 <input type="checkbox"/> SP1650918-0646	
	Benstöd amputation vä Benstöd amputation hö	0730 0780		<input type="checkbox"/> 1442991 <input type="checkbox"/> 1442990	
	Utan benstödsöverdel vänster Utan benstödsöverdel höger	0740 0790		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>VADSTÖD</b>					
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019 Vadstöd 145mm u fäste hö 2019 Vadstöd 170mm u fäste vä 2019 Vadstöd 170mm u fäste hö 2019 Vadstöd 195mm u fäste vä 2019 Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	0700 0750 0700 0750 0700 0750	39 39 44 44 49 49	Passar ej fasta benstödsöverdelar Passar ej fasta benstödsöverdelar Passar ej fasta benstödsöverdelar Passar ej fasta benstödsöverdelar Passar ej fasta benstödsöverdelar Passar ej fasta benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> SP1605831 <input type="checkbox"/> SP1603256 <input type="checkbox"/> SP1605832 <input type="checkbox"/> SP1605829 <input type="checkbox"/> SP1605833 <input type="checkbox"/> SP1605834
<b>FOTSTÖD HELT</b>					
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör	0805	39 44 49	Passar ej hälband Passar ej hälband Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493268 <input type="checkbox"/> 1493270 <input type="checkbox"/> 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör		39 44 49	Passar ej hälband Passar ej hälband Passar ej hälband	<input type="checkbox"/> 1493358 <input type="checkbox"/> 1493377 <input type="checkbox"/> 1495826
<b>FOTPLATTA DELADE VÄNSTER</b>					
<b>FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2019</b>					
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	0825 0845	39 39		<input type="checkbox"/> SP1603263 <input type="checkbox"/> SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	0825 0845	44 44		<input type="checkbox"/> SP1603264 <input type="checkbox"/> SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	0825 0845	49 49		<input type="checkbox"/> SP1603265 <input type="checkbox"/> SP1603261
<b>FOTPLATTA VS m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR</b>					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0825 0845	39 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429163 <input type="checkbox"/> 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0825 0845	44 44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429165 <input type="checkbox"/> 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	0825 0845	49 49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429167 <input type="checkbox"/> 1429168
<b>FOTPLATTA VS m LÅNGT RÖR FÖR BENSTÖD VF 80GR</b>					
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0825 0845	39 39	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429175 <input type="checkbox"/> 1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0825 0845	44 44	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429177 <input type="checkbox"/> 1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	0825 0845	49 49	Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 90gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1429179 <input type="checkbox"/> 1429180
<b>FOTSTÖD m KORT RÖR FÖR BENSTÖD VF 90GR</b>					
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	0825 0845 0825 0845 0825 0845	39 39 44 44 49 49	Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring Ej VS benstöd, VF 80gr, förlängare fotplatta, polstring	<input type="checkbox"/> 1446133 <input type="checkbox"/> 1446132 <input type="checkbox"/> 1446135 <input type="checkbox"/> 1446134 <input type="checkbox"/> 1446160 <input type="checkbox"/> 1446159

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	<b>FÖTSTÖD TILLBEHÖR</b> Hälband m pinne L 640mm f sb 34-49 st		Ingår <b>alltid</b> vid beställning av kpl rullstol med benstöd och delade fotstöd.	<input checked="" type="checkbox"/> SP1672696
	<b>ARMSTÖD</b> Armstöd Rio lång dyna 38cm vä Dahlia Armstöd Rio lång dyna 38cm hö Dahlia  Armstöd smal dyna vä Dahlia Armstöd smal dyna hö Dahlia  Armstöd smal dyna hög höjd vä Armstöd smal dyna hög höjd hö  Armstöd bred dyna vä Dahlia Armstöd bred dyna hö Dahlia  Armstöd Skålad dyna Dahlia vä Armstöd Skålad dyna Dahlia hö  Armstöd hemi vridbart vä Dahlia Armstöd hemi vridbart hö Dahlia  Utan armstöd vänster Utan armstöd höger	0900 0960  0910 0970  0915 0975  0920 0980  0925 0985  0930 0990  0950 1010	Ej kombination m bord Ej kombination m bord	<input type="checkbox"/> SP1570787 <input type="checkbox"/> SP1570865  <input type="checkbox"/> SP1570788 <input type="checkbox"/> SP1570866  <input type="checkbox"/> SP1584620 <input type="checkbox"/> SP1584621  <input type="checkbox"/> SP1570789 <input type="checkbox"/> SP1570867  <input type="checkbox"/> SP60126944 <input type="checkbox"/> SP60126943  <input type="checkbox"/> SP1570825 <input type="checkbox"/> SP1570868  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>ARMSTÖD TILLBEHÖR</b> Dyna f sidoskydd m överdrag Dyna f sidoskydd m överdrag	1020 1020	Passar ej armstöd / sidostöd	<input type="checkbox"/> SP1563943 <input type="checkbox"/> SP1563943
	Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä Armstödsöverdrag Rio långt plysch hö/vä	1025 1025		<input type="checkbox"/> SP1574609 <input type="checkbox"/> SP1574609

	<b>SITS TILLBEHÖR</b> Inkontinensöverdrag Svart SB39 Inkontinensöverdrag Svart SB44 Inkontinensöverdrag Svart SB49	1030	39 44 49	För Flosshape dynor För Flosshape dynor För Flosshape dynor	<input type="checkbox"/> 5253078-TR26 <input type="checkbox"/> 5253079-TR26 <input type="checkbox"/> 5253080-TR26
	Bendelare inkl fäste	1040		Passar ej sitsplattor multijusterbar, centralplacerad fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1449897
	Multijusterbar sitsplatta kit passar alla sb	1050		Passar ej bendelare	<input type="checkbox"/> SP1574225
	Sitsplatta förhöjare 2cm sb39 Sitsplatta förhöjare 2cm sb44 Sitsplatta förhöjare 2cm sb49	1060	39 44 49	Förhöjer sitsplattan 2cm, passar ej bendelare	<input type="checkbox"/> SP1570896 <input type="checkbox"/> SP1572855 <input type="checkbox"/> SP1572856
	Vinkelmätare rygg Vinkelmätare sits	1300 1070			<input type="checkbox"/> SP1561584 <input type="checkbox"/> SP1563954
	Låsdelalj för rygg/tilt par			Ingår alltid	<input checked="" type="checkbox"/> SP1654988















	<b>NACKSTÖD/HUVUDSTÖD</b> Huvudstöd m sidostöd Pro Överdrag f huvudstöd m sidostöd	1080 1090			<input type="checkbox"/> SP60122729 <input type="checkbox"/> 1518516
	Huvudstöd m käkstöd Pro	1100			<input type="checkbox"/> SP1666582
	Nackstöd Pro	1110			<input type="checkbox"/> SP60122046
	Rattvredsats f huvudstöd	1130			<input type="checkbox"/> 1445693

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA!	ARTNR
	<b>BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 fäste SP1543574 tillkommer automatiskt</b> <b>Bålstöd multijusterbar dyna</b> Bålstöd multi Flex3 fast Bålstöd multi Flex3 fast	1140 1150	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1555690 <input type="checkbox"/> SP1555690
	<b>Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna</b> Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1160 1170		<input type="checkbox"/> SP1555692 <input type="checkbox"/> SP1555691
	<b>Bålstöd std dyna</b> Bålstöd standard Flex3 fast Bålstöd standard Flex3 fast	1180 1190	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1552698 <input type="checkbox"/> SP1552698
	<b>Bålstöd Swing away std dyna</b> Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar hö	1220 1230		<input type="checkbox"/> SP1551853 <input type="checkbox"/> SP1551866
	<b>Bålstöd swing away multijusterbar dyna</b> Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar hö	1240 1250		<input type="checkbox"/> SP1529225 <input type="checkbox"/> SP1529224

	<b>BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 fäste SP1554143 tillkommer automatiskt</b> <b>Bålstöd multijusterbar dyna</b> Bålstöd multi Flex3 ställbar Bålstöd multi Flex3 ställbar	1140 1150	Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1561727 <input type="checkbox"/> SP1561727
	<b>Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna</b> Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi Flex3 fast hö	1160 1170		<input type="checkbox"/> SP1562920 <input type="checkbox"/> SP1562919
	<b>Bålstöd std dyna</b> Bålstöd standard Flex3 fast Bålstöd standard Flex3 fast	1180 1190		<input type="checkbox"/> SP1561728 <input type="checkbox"/> SP1561728
	<b>Bålstöd Swing away std dyna</b> Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard Flex 3 ställbar hö	1220 1230		<input type="checkbox"/> SP1551853 <input type="checkbox"/> SP1551866
	<b>Bålstöd swing away multijusterbar dyna</b> Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi Flex3 ställbar hö	1240 1250		<input type="checkbox"/> SP1529225 <input type="checkbox"/> SP1529224












	<b>RYGGSTÖD TILLBEHÖR</b> Fäste bålstöd Flex3 fast Fäste bålstöd Flex3 ställbar kpl	1260 1260	För fast rygg, om bålstöd beställs separat För ställbar rygg, om bålstöd beställs separat	<input type="checkbox"/> SP1543574 <input type="checkbox"/> SP1554143
	Bålstöd bas m kardborre st	1265	Passar bara ställbar Flex 3 rygg	<input type="checkbox"/> SP1602253
	Ryggkilar, par	1280		<input type="checkbox"/> SP1513037

BILD	BENÄMNING	SB		OBSERVERA	ARTNR
	<b>FOTSTÖD TILLBEHÖR</b>				
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st <b>VÄ</b>	1310	39, 44	Passar endast vinkelställbar fotplatta 2019	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st <b>HÖ</b>	1320	39, 44		<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st <b>VÄ</b>	1310	49		<input type="checkbox"/> SP60128965
Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st <b>HÖ</b>	1320	49	<input type="checkbox"/> SP60128965		
	Vadband	1330		Passar ej VS benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> 1429214
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	1340		Passar endast vinkelställbar fotplatta 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355 <input type="checkbox"/> SP1650356 <input type="checkbox"/> SP1650357
	Polstring L 25cm f hel fotplatta 31+10 sb39 Polstring L 30cm f hel fotplatta 36+10 sb44 Polstring L 35cm f hel fotplatta 41+10 sb49	1340	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1563959 <input type="checkbox"/> SP1563962 <input type="checkbox"/> SP1563963
	Vadmatta	1350			<input type="checkbox"/> SP1563951
	<b>Färgade stripes till chassi</b>				
	Färg kit blå	1360			<input type="checkbox"/> SP1570887
	Färg kit silver	13701			<input type="checkbox"/> SP1570888
	Färg kit röd	1380			<input type="checkbox"/> SP1570889
	Färg kit champagne	1390			<input type="checkbox"/> SP1570890
	Färg kit petroleum grön	1400			<input type="checkbox"/> SP1570891
Utan färg stripes	1405			<input type="checkbox"/>	
	<b>Gaffelfästning</b>				
	Länkhjulsinfästning par Dahlia	1410		Enbart Sh 50	<input type="checkbox"/> SP1571101
	Länkhjulsinfästning hög f Dahlia 30 sh 50	1410			<input type="checkbox"/> 1574864
	Länkhjulsinfästning QR låg sh par Dahlia	1420			<input type="checkbox"/> SP1580879
Länkhjulsinfästning QR hög sh par Dahlia	1420			<input type="checkbox"/> SP1572001	




	<b>LÄNKHJUL</b>					
	Länkhjul 100x30mm mass svart u axel	1435		Passar SH: 33 länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663536	
	Länkhjul 125x27mm mass svart u axel	1440		Passar SH: 35cm länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> 1491228	
	Länkhjul 140x40mm mass svart u axel	1455		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1663537	
	Länkhjul 150x30mm mass svart u axel	1475		Passar SH: 38, 40, 43 och 45cm	<input type="checkbox"/> SP1659704	
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel	1495		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659705	
Länkhjul 200x45 mass svart u axel	1515		Passar SH: 45, 48 och 50cm, länkhjulsgaffel tillkommer	<input type="checkbox"/> SP1659706		
<b>DRIVHJULSBALANSERING</b>						
Standard	1534		Mest stabila balanseringen, drivhjul längst bak	<input type="checkbox"/>		
Aktiv	1538		Mest aktiva balanseringen, drivhjul längst fram som möjligt	<input type="checkbox"/>		
	<b>DRIVHJUL 16 TUM</b>					
	Drivhjul 16 tum VB massiva svarta par Dahlia	1545		Passar SH 33, 35, 45, 48cm	<input type="checkbox"/> SP1656802	
	<b>DRIVHJUL 20 TUM</b>					
	<b>MODELL</b>		1555			
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60110640	
	Drivhjul 20x1.3/8 tum luft svart plastad drivring	1605		Passar SH 33, 35, 38, 40, 50cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60110641	
	<b>DRIVHJUL 22 TUM</b>					
	<b>MODELL</b>		1565			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109188	
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109189	
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109190	
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109197	
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109198	
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109199	
Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109194		
Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109195		
Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109196		





















BILD	BENÄMNING		SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>DRIVHJUL 24 TUM</b>	1575			
	<b>MODELL</b>	1584			
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> 1536542
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109187
	Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring	1640		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109182
Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109183	
Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60109184	
	<b>DRIVHJUL 22 TUM VÅRDARBROMSADE</b>	1565			
	<b>MODELL</b>	1586			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 35, 40, 43cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108752
	<b>DRIVHJUL 24 TUM VÅRDARBROMSADE</b>	1575			
	<b>MODELL</b>	1586			
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring	1590		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> 1536613
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring	1605		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108731
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring	1625		Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108738	
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108739	
Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			Passar SH 43, 45cm, ej armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP60108740	
	<b>TILLBEHÖR DRIVHJUL</b>				
	Ekerskydd 20 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102795
	Ekerskydd 22 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral	1710		Passar ej 16 tum hjul	<input type="checkbox"/> 5102807
	<b>BROMSAR</b>				
	Broms brukarman u fäste vä	1720		Passar Azalea/Azalea Tall	<input type="checkbox"/> SP1588553
	Broms brukarman u fäste hö				<input type="checkbox"/> SP1588552
	Broms brukarmanövrerad kpl par 16tum Dahlia			För SH 45 och 48cm	<input type="checkbox"/> SP1580614
	Broms enarm kpl vä	1725			<input type="checkbox"/> SP1575308
Broms enarm kpl hö	1727			<input type="checkbox"/> SP1575309	
	<b>Trumbroms kpl 20-24 par</b>	1728		<b>MÅSTE VÄLJAS MED VÅRDARBROMSADE DRIVHJUL 22 eller 24tum</b>	<input type="checkbox"/> SP1570973



BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>TILLBEHÖR</b> Midjebälte med billås	1730		<input type="checkbox"/> SP1672778
	<b>Bord (Monteringsatts bord medföljer)</b> Bord kpl Medium Bord kpl Large Bord kpl X-large	1750	39 44 49	Passar ej armstöd hemi <input type="checkbox"/> SP1567518 <input type="checkbox"/> SP1567519 <input type="checkbox"/> SP1568862
	<b>Bord m dyna (Monteringsatts bord medföljer)</b> Bord m dyna medium kpl Bord m dyna large kpl Bord m dyna x-large kpl	1755	39 44 49	Passar ej armstöd hemi <input type="checkbox"/> SP1580888 <input type="checkbox"/> SP1580889 <input type="checkbox"/> SP1580890
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna	1770 1770 1775 1775	39,44 49 39, 44 49	<b>1449518</b> Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1586424 <b>1449518</b> Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1586425 <b>1449518</b> Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1584394 <b>1449518</b> Monteringsatts bord tillkommer, passar ej armstöd Hemi o Skålad <input type="checkbox"/> SP1584395
	Monteringsatts bord	1790		Väljs enbart då bord beställs separat, ej f swingaway <input type="checkbox"/> SP1570745
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö	1756 1757		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida. <input type="checkbox"/> SP1588345 <input type="checkbox"/> SP1588344
	Stoppning hemibord hö/vä	1760		<input type="checkbox"/> SP1602247-TR26
	Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	1760	39 44 49	<input type="checkbox"/> SP1571269 <input type="checkbox"/> SP1571270 <input type="checkbox"/> SP1571271
	Låssatts bord 2014	1780		Passar monteringsatts bord SP1570745 <input type="checkbox"/> SP1572460
	Rattvredssatts Azalea	1840		<b>För rygg, sits arm-benstöd 10st</b> <input type="checkbox"/> SP1484457
	Fäste för po.bälte på sits fast par	1850		<input type="checkbox"/> SP1570882
	Infästning övre för selar	1860		Nack / huvudstöd krävs för montering <input type="checkbox"/> 1559963
	Tramprör	1870		<input type="checkbox"/> SP1573173
	Tätningsskit	1880		STANDARD ingår alltid <input checked="" type="checkbox"/> SP1563953
	Transportfäste Dahlia kpl	1890		STANDARD ingår alltid <input checked="" type="checkbox"/> SP1570883
	Tillbehörshylla kpl Dahlia	1900		<input type="checkbox"/> SP1574838
	Tippskydd extra låga Tippskydd kort par Tippskydd lång par Tippskydd extra långa par			För sitthöjd 33 För sitthöjd 35-40 För sitthöjd 43-48 För sitthöjd 50 <b>Tippskydd ingår alltid</b> <input checked="" type="checkbox"/> SP1572603 SP1572604 SP1572605 SP1605955
	Droppställning	1920		Nack / huvudstöd krävs för montering <input type="checkbox"/> 1440897