



Beställningsunderlag - Alber E-motion M25



Yes, you can.®

# E-motion från Alber

## *Extrakt till rullstolen*

En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka.

Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber e-motion M25 hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.

Nu finns även versionen E-Motion M25 DuoDrive med kontinuerlig drift. För den modellen så finns ett separat beställningsunderlag. Vid frågor så går det bra att kontakta distriktsansvarig säljare eller vår kundservice. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

### **Portabel och mångsidig**

- Tack vare Quick Release-systemet kan e-motion tas bort från rullstolen på nolltid.
- Med en vikt på endast 7,8 kg per hjul är e-motion en av de lättaste aktiva drivanordningarna på marknaden.
- e-motion kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera e-motion är att man monterar några små fästen.
- Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, vilket gör att rullstolen kan användas helt manuellt.



Simply mobile.

# Följande komponenter ingår i standardkonfigurationer av E-motion, M25.

Vid beställning av E-motionhjul finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan. Nedan framgår även att vissa kombinationer inte är möjliga. Tabellen på sidan tre visar vilka konfigurationer som är möjliga och vilka artikelnummer som den önskade konfigurationen har. Glöm inte välja monteringsatts till rätt rullstol på sidan fyra.

## 1. Val av dimension



25" - däckstorlek 19-559

24" - däckstorlek 19-540

22" - däckstorlek 19-489

## 2. Val av däcktyp



**Right Run**



**Marathon Plus**



**Rolko Pro Speed hel massiv**



**Airless massivt inlägg**

## 3. Val av drivring



**Rostfri**



**Tetra**



**Quadro**



**Curve L**

# Följande komponenter finns som tillval för e-motionhjul, M25.

## 4. Fjärrkontroll (ECS)

### Extra funktioner med fjärrkontroll:

- Av/På
- 2 körprogram (inomhus/utomhus)
- Roll back delay
- Batteri indikation



Fjärrkontroll (ECS)



Simply mobile.

Dessa funktioner går även att få via en app till smart-phone mot en kostnad i App Store / Googleplay

## 5. Val av tillbehör till E-motionhjul

Artikel nr.	Tillbehör
1592425	Drivringsöverdrag 22" (beställ 2st)
1592421	Drivringsöverdrag 24" (beställ 2st)
1592426	Drivringsöverdrag 25" (beställ 2st)
1592266	Ekerskydd 22" Alber, Comic (beställ 2st)
1592553	Ekerskydd 24" Alber Plain (beställ 2st)
1592268	Ekerskydd 24" Alber Sphere (beställ 2st)
1592269	Ekerskydd 25" Alber Sphere (beställ 2st)
1592972	Quick release axel ergonomisk (par)
1592486	Fjärrkontroll e-motion M25
1591362	Transportaxel
1592232	Fäste för ECS fjärrkontroll M25 (Endast magnetadapter, stolsfäste beställs separat)
1593206	Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta



Modifierings-kit  
Monteras på "standard-hjulen" för att kunna växla mellan dessa och E-motionhjulen



Drivringsöverdrag



Quick release axel



Fjärrkontroll (ECS)



Fäste för ECS fjärrkontroll M25



Ekerskydd Cosmic



Ekerskydd Sphere



Transportaxel



Tippskydd med uppställningsfunktion

Som standard ingår: Litium-Ion batteri och laddare

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.  
 Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul  
 exkl monteringsatts.

### **Right Run**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592698	Rostfri	1592680	Rostfri	1592688	Rostfri
1592699	Tetra	1592681	Tetra	1592704	Curve L
		1592685	Quadro		
		1592693	Curve L		

### **Right Run med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592670	Rostfri	1592559	Rostfri	1592658	Rostfri
1592671	Tetra	1592651	Tetra	1592678	Curve L
		1592656	Quadro		
		1592663	Curve L		

### **Marathon Plus**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592700	Rostfri	1592682	Rostfri	1592689	Rostfri
1592701	Tetra	1592683	Tetra	1592705	Curve L
		1592687	Quadro		
		1592694	Curve L		

### **Marathon Plus med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592673	Rostfri	1592652	Rostfri	1592659	Rostfri
1592675	Tetra	1592653	Tetra	1592679	Curve L
		1592657	Quadro		
		1592666	Curve L		

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.  
 Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul  
 exkl monteringsatts.

**Rolko Pro Speed hel massiv**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> Kombinationen ej tillgänglig	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592690            Rostfri 1592691            Tetra 1592692            Quadro 1592695            Curve L	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> Kombinationen ej tillgänglig

**Rolko Pro Speed hel massiv med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592670            Rostfri 1592671            Tetra	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592660            Rostfri 1592661            Tetra 1592662            Quadro 1592667            Curve L	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> Kombinationen ej tillgänglig

**Airless massivt inlägg**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592702            Rostfri 1592703            Tetra	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592686            Rostfri 1592684            Tetra 1592696            Quadro 1592697            Curve L	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> Kombinationen ej tillgänglig

**Airless massivt inlägg med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592676            Rostfri 1592677            Tetra	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> 1592654            Rostfri 1592655            Tetra 1592668            Quadro 1592669            Curve L	<u>Komplett</u> <u>Art.nr</u> <u>Drivring</u> Kombinationen ej tillgänglig

Komplettera med en monteringsatts. E-Motion M25 passar till de flesta manuella rullstolar på marknaden. **Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna** på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringsattsen för dessa. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringsatts till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com

#### **XLT Swing**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585092	Mont.sats M24/M25 Invacare XLT 2008

<u>Tillval</u>	
1490924	Fäste Tippskydd Invacare XLT 2008 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

#### **SPIREA 4NG**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585312	Mont.sats M24/M25 Rea Spirea4

<u>Tillval</u>	
1489221	Fäste Tippskydd (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

#### **Küschall K-serie**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585097	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 0°
1585098	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 3°

<u>Tillval</u>	
1457664	Fäste Tippskydd e-motion Küschall K4
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy

#### **Etac Cross 5**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653510	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 5

<u>Tillval</u>	
1565527	Fäste Tippskydd Etac Cross 5 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

#### **Etac Cross 6**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1663846	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 6

<u>Tillval</u>	
1594310	Fäste tippskydd Etac Cross 6
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

#### **Panthera S3/U3 med bakaxel tidigare standard**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653509	Mont.sats M24/M25 Panthera S3/U3 (Ej i kombination med Albers tippskydd)

<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

#### **Panthera S2/U2 med bakaxel tidigare standard**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585094	Mont.sats Panthera S2/U2 med (Ej i kombination med Albers tippskydd)

<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

#### **Sunrise Helium 0° OBS! Byt till Albers tippskydd**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585089	Mont.sats Sunrise Helium 0°

<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

#### **Sunrise Helium 3° OBS! Byt till Albers tippskydd**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585090	Mont.sats Sunrise Helium 3°

<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

#### **Etac XACT**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1595779	Mont.sats M24/M25 Etac XACT

<u>Tillval</u>	
1595642	Fäste tippskydd Etac XACT
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Vill du boka upp ett personligt möte med en produktspecialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.  
För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida [Invacare.se](http://Invacare.se) vill du ställa en mer generell fråga finns vår **Kundservice** att nå via:  
mail: [kundservice.el@invacare.com](mailto:kundservice.el@invacare.com) eller tele: 08-52 23 70 25



**Peder Tägtström**

*Distriktsansvarig*  
Västra Götaland,  
Jönköping, Kalmar,  
Västervik, Blekinge,  
Kronoberg, Halland,  
Skåne, Gotland,  
Östergötland

*[ptagtstr@invacare.com](mailto:ptagtstr@invacare.com)  
070-313 70 33*



**Bertil Lundh**

*Distriktsansvarig*  
Stockholm, Uppsala  
Värmland, Dalarna  
Örebro län  
Västmanland,  
Sörmland, Gävleborg

*[blundh@invacare.com](mailto:blundh@invacare.com)  
070-202 43 32*

**Vakant**

*Distriktsansvarig*  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Jämtland/Härjedalen  
Västernorrland