



Beställningsunderlag - Alber e-pilot



e-pilot från Alber

Add-on scooter

e-pilot, förvandlar din rullstol på bara några sekunder. Endast några enkla steg krävs för att fästa e-pilot på din rullstol och erbjuda dig ha en dynamisk kombination för vardagen. Det robusta chassit, integrerade batteriet och det kraftfulla drivhjulet kombinerar en sportig design med sofistikerad ergonomi perfekt. Det stora framhjulet gör att du enkelt kan klara av hinder och erbjuder ökad komfort.

Leveransens innehåll (grundmodell)

- **Drivenhet** - Elegant aluminiumram, integrerad batterihållare med lås, kablar och sladdar i ramen, broms på både höger och vänster handtag. För det nordiska klimatet så har vi i grundutförande valt ett grovmönstrat däck (Ej på bild).
- **Batteri** - Batteri med snabbkoppling, möjliggör en körsträcka på upp till 50 km
- **Batteriladdare** - Elektronisk laddning och avstängningsmekanism, laddningstid för tomt batteri ca 4 timmar.
- **Display** - TFT-display i färg som visar kvarvarande batterikapacitet, körläge och kördata, språkval, elektroniskt antispinn-system



Simply mobile.

Vid beställning av e-pilot finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan.

"Standard" eller "Supernova" i benämningen innebär vilken frambelysning som sitter monterat på produkten. "Grovmönstrat" innebär att däckets har grovt mönster.
Det finns ett slätare standarddäck om behov finns.

1.

Art Nr	Benämning
--------	-----------

1593780	e-pilot P15 10km/h Standard Grovmönstrat
1593784	e-pilot P15 10km/h Supernova Grovmönstrat
1593782	e-pilot P15 15 km/h Standard Grovmönstrat
1594019	e-pilot P15 15 km/h Standard Grovmönstrat Tetra

I dessa artikelnummer ingår drivenhet, batteri, laddare & display. Artikelnummer 1594019 är utrustad med Tetra-gasreglage i grundutförande. Det finns ytterligare toppnummer, dessa är de vanligast beställda konfigurationerna.

Vilken rullstolsmodell?

Olika monteringsbracket passar till olika rullstolsmodeller. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringsset för dessa. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringsset till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa vår kundservice på nummer 08-5223 7025 eller mejla kundservice.el@invacare.com

2.

Rullstolar från Invacare

Art Nr	Benämning
--------	-----------

1662231	Mont sats Küshall K-Serie 2.0 SB 36-38
1662232	Mont sats Küshall K-Serie 2.0 SB 40-48
1677383	Mont sats Invacare XLT 2008 SB 38-48

Rullstolar från Sunrise Medical

Art Nr	Benämning
--------	-----------

1662428	Mont sats SunriseMedical Helium 36-40
1662429	Mont sats SunriseMedical Helium 42-50
1677379	Mont sats SunriseMedical Nitrum 36-38
1677380	Mont sats SunriseMedical Nitrum 44-50
1677381	Mont sats SunriseMedical Xenon 36-38
1677382	Mont sats SunriseMedical Xenon 44-46

Rullstolar från Panthera

Art Nr	Benämning
--------	-----------

1662233	Mont sats Panthera S2/U2 SB 36
1662234	Mont sats Panthera S2/U2 SB 39-50
1593583	Mont sats Panthera S3/U3 SB 36-39
1595382	Mont sats Panthera S3/U3 SB 42-50

3.

Nedan ett urval av komponenter som finns som tillval till e-pilot

Art Nr	Benämning
1593079	Vikter 5 kg e-pilot
1592286	Backspegel vä
1592726	Batteripack e-pilot P15 Resebatteri
1594481	Tetra Dockningssupport
1594381	Tetra gasreglage Hö
1594382	Tetra gasreglage Vä
1592281	Fäste front KLICKfix
1592278	Korg fram KLICKfix



Vikter 5 kg, vardera vikt väger 2,5 kg och säljs i par.



Backspegel vä



Batteripack



Tetra Dockningssupport



Tetra gasreglage Hö/Vä



Fäste front KLICKfix



Korg fram KLICKfix

Vill du boka upp ett personligt möte med en produktspecialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida [Invacare.se](https://invacare.se) vill du ställa en mer generell fråga finns vår **Kundservice** att nå via:
mail: kundservice.el@invacare.com eller tele: 08-52 23 70 25



Peder Tägtström

Distriktsansvarig

Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33*



Bertil Lundh

Distriktsansvarig

Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

*blundh@invacare.com
070-202 43 32*

Vakant

Distriktsansvarig

Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland