



Beställningsunderlag - Alber ViaGo

via GO från Alber

Extrakraft till vårdare

Det finns situationer när ett dåligt underlag eller en liten lutning kan bli ett oöverkomligt hinder för vardagliga sysslor. via GO - det kraftfulla, lättanvända drivaggregatet från Alber – ger assistans för den som skall skjuta rullstolen, den hjälper till att med liten ansträngning övervinna dessa situationer säkert.

Leveransens innehåll (grundmodell)

- **Drivenhet** - Med en vikt på under 6 kg
- **Kontrollenhet** - Intuitiv. På/av. Hastighet upp/ner. Batteriindikering och hastighet (9 steg).
- **Batteri & Batteriladdare** - Liten och praktisk laddare med automatisk avstängningsfunktion.



På modellen med Pro Grip sitter det ett extra grepp på kontrollenheten för att driva rullstolen.

Vid beställning av via GO finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan.

1.

Art Nr	Benämning
1595002	via GO V24 inkl. batteri och laddare
1596101	via GO V24 Pro Grip inkl. batteri & laddare

Vilken rullstolsmodell?

Olika monteringsbracket passar till olika rullstolsmodeller. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringsats för dessa. Generellt sett så kan man montera via GO på alla rullstolar med sitsbredd mellan 35-55cm. En längsta sitthöjd mätt i bakkant på rullstolen bör inte understiga 38cm. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringsats till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa vår kundservice på nummer 08-5223 7025 eller mejla kundservice.el@invacare.com

Notera: Monteringsbracket är ledat, så det påverkar inte rullstolens hopfällningsmöjlighet. Man behöver inte ta av via GO från rullstolen när den skall fällas ihop. Exempelvis vid förvaring i hemmet eller liknande. Vi rekommenderar alltid att rullstolen som via GO skall monteras på är utrustad med Vårdarbroms. Skulle rullstolen sakna vårdarbroms, ta kontakt med vår kundservice på nummer 08-5223 7025 eller mejla kundservice.el@invacare.com så kan de ta fram artikelnummer för monteringsats till dessa rullstolsmodeller.

2.

Rullstolar från Invacare

Art Nr	Sittbredd	Sitthöjd	Benämning
1595701	39	-	Mont sats ViaGO Rea Azalea m vårdarbroms SB39
1595702	44-49	-	Mont sats ViaGO Rea Azalea m vårdarbroms SB44-49

Nedan monteringsatser passar till Action-serien och Spirea-serien oberoende av hjulstorlek

Art Nr	Sittbredd	Sitthöjd	Benämning
1595607	38-40,5	38,5-48,5	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms S
1595609	38-48	38,5-48,5	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms M
1595611	50,5-55,5	38,5-48,5	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms L
1595608	38-40,5	51	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms S SH51
1595610	43-48	51	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms M SH51
1595612	50,5-55,5	51	Mont sats ViaGO Rea/Action NG m vårdarbroms L SH 51

Rullstolar från Etac

Art Nr	Sittbredd	Sitthöjd	Benämning
1595593	37,5-40	-	Mont sats ViaGO Etac Cross5/XL m vårdarbroms
1595541	42,5-50	-	Mont sats ViaGO Etac Cross5/XL m vårdarbroms
1595594	60	-	Mont sats ViaGO Etac Cross5/XL m vårdarbroms
1595485	35-42	-	Mont sats ViaGO Etac Cross6 m vårdarbroms
1595486	42,5-50	-	Mont sats ViaGO Etac Cross6 m vårdarbroms
1595487	50-53	-	Mont sats ViaGO Etac Cross6 m vårdarbroms
1595598	35-40	-	Mont sats ViaGO Etac Transit m vårdarbroms
1595599	42,5-50	-	Mont sats ViaGO Etac Transit m vårdarbroms
1595600	52,5-60	-	Mont sats ViaGO Etac Transit m vårdarbroms
1595543	40-55	-	Mont sats ViaGO Etac Prio 3A

Rullstolar från Alu Rehab

Art Nr	Sittbredd	Sitthöjd	Benämning
159551950	48	-	Mont sats ViaGO Netti V m vårdarbroms

Vill du boka upp ett personligt möte med en produktspecialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida [Invacare.se](https://invacare.se) vill du ställa en mer generell fråga finns vår **Kundservice** att nå via:
mail: kundservice.el@invacare.com eller tele: 08-52 23 70 25



Peder Tägtström

Distriktsansvarig

Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33*



Bertil Lundh

Distriktsansvarig

Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

*blundh@invacare.com
070-202 43 32*

Vakant

Distriktsansvarig

Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland