



**Orderguide**  
 Manuell rullstol  
 XLT Swing  
 Okt 2022

## XLT Swing


\_\_\_\_\_  
 Brukare  
 \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon  
 \_\_\_\_\_  
 Ordernummer


**Max brukarvikt 135 kg**


MODELL		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
Drivhjul standard	0020			<input type="checkbox"/>
Drivhjul vårdarbromsade	0030		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ MatrX Körhandtag fasta / fällbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivhjulsinfästning förlängd Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>
Enarmsdrift vänster OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0040		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulsinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tippskydd förlängt Broms enarm hö Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>
Enarmsdrift höger OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0050		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulsinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tippskydd förlängt Broms enarm vä Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/>

SITTDJUP / SITTBREDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
XLT Swing sittdjup 40cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ MatrX benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Enarmsbroms Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ MatrX benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Enarmsdrift Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0070	38	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		38		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		38		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0080	40 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		40 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		40 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0090	43	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		43		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		43		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0100	45 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		45 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		45 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0110	48	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		48		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		48		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 40cm	0120	50 5	Broms active.	<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 45cm		50 5		<input type="checkbox"/>
XLT Swing sittdjup 50cm		50 5		<input type="checkbox"/>





SITTHÖJD FRAM			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
	39cm	0170		SH bak 40-47cm Underbenslängd 34-48cm Länkhjul 4"-7".	<input type="checkbox"/>	
	40cm	0180		SH bak 41-47cm Underbenslängd 35-48cm Länkhjul 4"-7".	<input type="checkbox"/>	
	41cm	0190		SH bak 42-47cm Underbenslängd 36-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	42cm	0200		SH bak 43-47cm Underbenslängd 37-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	43cm	0210		SH bak 44-47cm Underbenslängd 38-48cm Länkhjul 5 5"-7".	<input type="checkbox"/>	
	44cm	0220		SH bak 45-47cm Underbenslängd 39-48cm Länkhjul 6" / 7".	<input type="checkbox"/>	
	45cm	0230		SH bak 46-47cm Underbenslängd 40-48cm. Länkhjul 3" / 7".	<input type="checkbox"/>	
	46cm	0240		SH bak 38 47cm Underbenslängd 41-48cm. Endast Länkhjul 5 5"	<input type="checkbox"/>	
	47cm	0250		SH bak 38-39cm Underbenslängd 42-48cm Länkhjul 7".	<input type="checkbox"/>	
	48cm	0260		SH bak 38-39cm Underbenslängd 43-48cm	<input type="checkbox"/>	
	49cm	0270		SH bak 38-40cm Underbenslängd 44-48cm Länkhjul 3" / 5" / 6".	<input type="checkbox"/>	
	50cm	0280		SH bak 38-40cm Underbenslängd 45-48cm Länkhjul 3" / 4".	<input type="checkbox"/>	
	51cm	0290		SH bak 38-42cm Underbenslängd 46-48cm Länkhjul 3" / 4".	<input type="checkbox"/>	
	52cm	0300		SH bak 38-43cm. Länkhjul 3"-5 5".	<input type="checkbox"/>	

SITTHÖJD BAK			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
	38cm	0310		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	
	39cm	0320		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	
	40cm	0330		Drivhjul 26".	<input type="checkbox"/>	
	41cm	0340			<input type="checkbox"/>	
	42cm	0350			<input type="checkbox"/>	
	43cm	0360			<input type="checkbox"/>	
	44cm	0370			<input type="checkbox"/>	
	45cm	0380		Drivhjul 22".	<input type="checkbox"/>	
	46cm	0390		Drivhjul 22".	<input type="checkbox"/>	
	47cm	0400		Drivhjul 22" / 24" / 25" Vårdarbroms Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/>	

UNDERBENSLÄNGD			SB	PASSAR EJ:		ARTNR
<b>OBS! Minst 6cm kortare än sitthöjd fram.</b>						
<p>Underbenslängd</p>  <p>Mät underbenslängden (UL) från knävecket till fotplattans ovansida exkl. dynans (SK) höjd.</p>	26cm	0438	benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>		
	27cm	0439	benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>		
	28cm	0440	benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	<input type="checkbox"/>		
	29cm	0450		<input type="checkbox"/>		
	30cm	0460		<input type="checkbox"/>		
	31cm	0470		<input type="checkbox"/>		
	32cm	0480		<input type="checkbox"/>		
	33cm	0490		<input type="checkbox"/>		
	34cm	0500		<input type="checkbox"/>		
	35cm	0510		<input type="checkbox"/>		
	36cm	0520		<input type="checkbox"/>		
	37cm	0530		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
	38cm	0540		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
	39cm	0550		benst. vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/>	
40cm	0560			<input type="checkbox"/>		
41cm	0570			<input type="checkbox"/>		
42cm	0580			<input type="checkbox"/>		
43cm	0590			<input type="checkbox"/>		
44cm	0600			<input type="checkbox"/>		
45cm	0610			<input type="checkbox"/>		
46cm	0620			<input type="checkbox"/>		




	<b>RYGGSTÖD FAST HÖJD</b> vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>					
<p><b>OBS</b> Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm.</p> 	<u>Rygghöjd 20cm</u>	0680								
	Ryggstöd 33/20 fast					33	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518650	
	Ryggstöd 35.5/20 fast					35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508716	
	Ryggstöd 38/20 fast					38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508720	
	Ryggstöd 40.5/20 fast					40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508724	
	Ryggstöd 43/20 fast					43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508728	
	Ryggstöd 45.5/20 fast					45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508732	
	Ryggstöd 48/20 fast					48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508736	
	Ryggstöd 50.5/20 fast					50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508740	
	<u>Rygghöjd 25cm</u>									
	Ryggstöd 33/25 fast					33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518651	
	Ryggstöd 35.5/25 fast					35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508717	
	Ryggstöd 38/25 fast					38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508721	
	Ryggstöd 40.5/25 fast					40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508725	
	Ryggstöd 43/25 fast	43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508729					
	Ryggstöd 45.5/25 fast	45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508733					
	Ryggstöd 48/25 fast	48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508737					
	Ryggstöd 50.5/25 fast	50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508741					
	<u>Rygghöjd 30cm</u>									
	Ryggstöd 33/30 fast	33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518652					
	Ryggstöd 35.5/30 fast	35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508718					
	Ryggstöd 38/30 fast	38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508722					
	Ryggstöd 40.5/30 fast	40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508726					
	Ryggstöd 43/30 fast	43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508730					
	Ryggstöd 45.5/30 fast	45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508734					
	Ryggstöd 48/30 fast	48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508738					
	Ryggstöd 50.5/30 fast	50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508742					
	<u>Rygghöjd 35cm</u>									
	Ryggstöd 33/35 fast	33	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1518653					
	Ryggstöd 35.5/35 fast	35 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508719					
	Ryggstöd 38/35 fast	38	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508723					
	Ryggstöd 40.5/35 fast	40 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508727					
	Ryggstöd 43/35 fast	43	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508731					
Ryggstöd 45.5/35 fast	45 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508735						
Ryggstöd 48/35 fast	48	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508739						
Ryggstöd 50.5/35 fast	50 5	Bålstöd.	<input type="checkbox"/>	1508743						


	<b>RYGGSTÖD HÖJ- OCH SÄNKBART</b> vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>			
<p><b>OBS</b> Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm.</p> 	<u>Rygghöjd 30 - 32cm</u>	0690						
	Ryggstöd 33/30 h/s					33	<input type="checkbox"/>	1518654
	Ryggstöd 35.5/30 h/s					35 5	<input type="checkbox"/>	1508744
	Ryggstöd 38/30 h/s					38	<input type="checkbox"/>	1508748
	Ryggstöd 40.5/30 h/s					40 5	<input type="checkbox"/>	1511056
	Ryggstöd 43/30 h/s					43	<input type="checkbox"/>	1511350
	Ryggstöd 45.5/30 h/s					45 5	<input type="checkbox"/>	1511354
	Ryggstöd 48/30 h/s					48	<input type="checkbox"/>	1511410
	Ryggstöd 50.5/30 h/s	50 5	<input type="checkbox"/>	1511415				
	<u>Rygghöjd 35 - 37 - 39cm</u>							
	Ryggstöd 33/35 h/s	33	<input type="checkbox"/>	1518655				
	Ryggstöd 35.5/35 h/s	35 5	<input type="checkbox"/>	1508745				
	Ryggstöd 38/35 h/s	38	<input type="checkbox"/>	1508749				
	Ryggstöd 40.5/35 h/s	40 5	<input type="checkbox"/>	1511057				
	Ryggstöd 43/35 h/s	43	<input type="checkbox"/>	1511351				
	Ryggstöd 45.5/35 h/s	45 5	<input type="checkbox"/>	1511392				
	Ryggstöd 48/35 h/s	48	<input type="checkbox"/>	1511411				
	Ryggstöd 50.5/35 h/s	50 5	<input type="checkbox"/>	1511416				




	<b><u>Rygg höjd 40 - 42 - 44cm</u></b>					
	Ryggstöd 33/40 h/s		33		<input type="checkbox"/>	1518656
	Ryggstöd 35.5/40 h/s		35 5		<input type="checkbox"/>	1508746
	Ryggstöd 38/40 h/s		38		<input type="checkbox"/>	1508750
	Ryggstöd 40.5/40 h/s		40 5		<input type="checkbox"/>	1511086
	Ryggstöd 43/40 h/s		43		<input type="checkbox"/>	1511352
	Ryggstöd 45.5/40 h/s		45 5		<input type="checkbox"/>	1511393
	Ryggstöd 48/40 h/s		48		<input type="checkbox"/>	1511412
	Ryggstöd 50.5/40 h/s		50 5		<input type="checkbox"/>	1511424
	<b><u>Rygg höjd 45 - 47 - 49cm</u></b>					
	Ryggstöd 33/45 h/s		33		<input type="checkbox"/>	1518657
	Ryggstöd 35.5/45 h/s		35 5		<input type="checkbox"/>	1508747
	Ryggstöd 38/45 h/s		38		<input type="checkbox"/>	1511055
	Ryggstöd 40.5/45 h/s		40 5		<input type="checkbox"/>	1511119
	Ryggstöd 43/45 h/s		43		<input type="checkbox"/>	1511353
	Ryggstöd 45.5/45 h/s		45 5		<input type="checkbox"/>	1511394
	Ryggstöd 48/45 h/s		48		<input type="checkbox"/>	1511413
	Ryggstöd 50.5/45 h/s		50 5		<input type="checkbox"/>	1511425

<b>RYGGHÖJD för höj- och sänkbart ryggstöd</b>						
	Monterat i höjd 30cm	0750			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 32cm	0760			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 35cm	0770			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 37cm	0780			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 39cm	0790			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 40cm	0800			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 42cm	0810			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 44cm	0820			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 45cm	0830			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 47cm	0840			<input type="checkbox"/>	
	Monterat i höjd 49cm	0850			<input type="checkbox"/>	


	<b>RYGGSTÖD INSVÄNGD 5cm smalare upptill fast höjd 35cm justerbar vinkel + -10gr</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Ryggstöd insvängd 35.5/35	0695	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516333
	Ryggstöd insvängd 38/35		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516334
	Ryggstöd insvängd 40.5/35		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516335
	Ryggstöd insvängd 43/35		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516336
	Ryggstöd insvängd 45.5/35		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516337
	Ryggstöd insvängd 48/35		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516338
	Ryggstöd insvängd 50.5/35		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1516339


	<b>RYGGSTATIV MATRX för montering av fasta ryggstöd fast höjd 40cm justerbar vinkel + -10gr</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
 <p><b>Mått:</b> Ovankant-tvärgående rör: 27cm Nederkant - tvärg. rör: 10cm</p>	Ryggstativ MatrX 35.5/40cm	0699	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539457
	Ryggstativ MatrX 38/40cm		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539458
	Ryggstativ MatrX 40.5/40cm		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539459
	Ryggstativ MatrX 43/40cm		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539460
	Ryggstativ MatrX 45.5/40cm		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539461
	Ryggstativ MatrX 48/40cm		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539462
	Ryggstativ MatrX 50.5/40cm		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	<input type="checkbox"/> 1539463





	<b>RYGGKLÄDSEL för ryggstöd fast / höj- och sänkbart</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	<u>Rygghöjd 20 - 29cm</u>	0680/ 0690				
	Ryggklädsel 33 rh 20 - 29cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518668
	Ryggklädsel 35.5 rh 20 - 29cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512549
	Ryggklädsel 38 rh 20 - 29cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512593
	Ryggklädsel 40.5 rh 20 - 29cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512606
	Ryggklädsel 43 rh 20 - 29cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512630
	Ryggklädsel 45.5 rh 20 - 29cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512633
	Ryggklädsel 48 rh 20 - 29cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512654
	Ryggklädsel 50.5 rh 20 - 29cm	50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512657	
	<u>Rygghöjd 30 - 39cm</u>	0680/ 0690				
	Ryggklädsel 33 rh 30 - 39cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518669
	Ryggklädsel 35.5 rh 30 - 39cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512562
	Ryggklädsel 38 rh 30 - 39cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512604
	Ryggklädsel 40.5 rh 30 - 39cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512628
	Ryggklädsel 43 rh 30 - 39cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512631
	Ryggklädsel 45.5 rh 30 - 39cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512634
	Ryggklädsel 48 rh 30 - 39cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512655
	Ryggklädsel 50.5 rh 30 - 39cm	50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512658	
	<u>Rygghöjd 40 - 49cm</u>	0680/ 0690				
	Ryggklädsel 33 rh 40 - 49cm		33	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1518670
	Ryggklädsel 35.5 rh 40 - 49cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512563
	Ryggklädsel 38 rh 40 - 49cm		38	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512605
	Ryggklädsel 40.5 rh 40 - 49cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512629
	Ryggklädsel 43 rh 40 - 49cm		43	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512632
	Ryggklädsel 45.5 rh 40 - 49cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512653
	Ryggklädsel 48 rh 40 - 49cm		48	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512656
	Ryggklädsel 50.5 rh 40 - 49cm	50 5	Ryggstöd insvängd.	<input type="checkbox"/>	1512659	

	<b>RYGGKLÄDSEL för ryggstöd insvängd fast höjd 35cm</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Ryggklädsel insvängd 35.5/35	0695	35 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517360
	Ryggklädsel insvängd 38/35		38	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517361
	Ryggklädsel insvängd 40.5/35		40 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517362
	Ryggklädsel insvängd 43/35		43	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517363
	Ryggklädsel insvängd 45.5/35		45 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517364
	Ryggklädsel insvängd 48/35		48	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517365
	Ryggklädsel insvängd 50.5/35		50	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	<input type="checkbox"/>	1517366


	<b>KÖRHANDTAG FASTA</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Körhandtag fast par	0860		Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	1511455


	<b>KÖRHANDTAG FÄLLBARA</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Körhandtag fällbara par	0870		Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	1511472

	<b>KÖRHANDTAG BAKOMLIGGANDE höj- och sänkbara</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
 Korta: 146mm Långa: 216mm	Körhandtag korta bakomliggande h/s par	0880		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/>	1512795
	Körhandtag långa bakomliggande h/s par	0890		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad	<input type="checkbox"/>	1512797
	<b>OBS! Välj dessa ihop med vårdarbroms.</b>				Ryggstativ MatrX.	


	<b>KÖRHANDTAGSBYGEL</b> <b>OBS! Används för montering av huvud/nackstöd!</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 33cm		33	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1512900
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 35 5cm		35 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1530539
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 38cm		38	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435750
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 40 5cm		40 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483920
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 43cm		43	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435751
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 45 5cm		45 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483921
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 48cm		48	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1435752
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 50 5cm		50 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/>	1483922




	<b>NACKSTÖD</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Nackstöd Överdrag f nackstöd	0900		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/> 1508848 <input type="checkbox"/> 1518517

	<b>HUVUDSTÖD MED SIDOSTÖD sidojusterbart</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Huvudstöd m sidostöd Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0910		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	<input type="checkbox"/> 1446559 <input type="checkbox"/> 1518516


	Utan körhandtag	0930			<input type="checkbox"/>
--	-----------------	------	--	--	--------------------------


	<b>SITSKLÄDSEL sittdjupet är justerbart -4cm</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	<u>Sittdjup 40cm</u>				
	Sitsklädsel 33/40	0940	33		<input type="checkbox"/> 1518674
	Sitsklädsel 35.5/40		35 5		<input type="checkbox"/> 1512243
	Sitsklädsel 38/40		38		<input type="checkbox"/> 1512244
	Sitsklädsel 40.5/40		40 5		<input type="checkbox"/> 1512301
	Sitsklädsel 43/40		43		<input type="checkbox"/> 1512389
	Sitsklädsel 45.5/40		45 5		<input type="checkbox"/> 1512393
	Sitsklädsel 48/40		48		<input type="checkbox"/> 1512496
	Sitsklädsel 50.5/40		50 5		<input type="checkbox"/> 1512497
	<u>Sittdjup 45cm</u>				
	Sitsklädsel 33/45		33		<input type="checkbox"/> 1518675
	Sitsklädsel 35.5/45		35 5		<input type="checkbox"/> 1512498
	Sitsklädsel 38/45		38		<input type="checkbox"/> 1512499
	Sitsklädsel 40.5/45		40 5		<input type="checkbox"/> 1512500
	Sitsklädsel 43/45		43		<input type="checkbox"/> 1512501
	Sitsklädsel 45.5/45		45 5		<input type="checkbox"/> 1512502
	Sitsklädsel 48/45		48		<input type="checkbox"/> 1512503
	Sitsklädsel 50.5/45		50 5		<input type="checkbox"/> 1512504
	<u>Sittdjup 50cm</u>				
	Sitsklädsel 35.5/50		35 5		<input type="checkbox"/> 1512505
	Sitsklädsel 38/50		38		<input type="checkbox"/> 1512506
	Sitsklädsel 40.5/50		40 5		<input type="checkbox"/> 1512507
	Sitsklädsel 43/50		43		<input type="checkbox"/> 1512529
	Sitsklädsel 45.5/50		45 5		<input type="checkbox"/> 1512530
	Sitsklädsel 48/50		48		<input type="checkbox"/> 1512547
	Sitsklädsel 50.5/50		50 5		<input type="checkbox"/> 1512548

	<b>SITTDYNA med tyg svart Jemima</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	<u>Sittdjup 40cm</u>				
	Sittdyna 34/40 Jemima	0960	33		<input type="checkbox"/> 5226506-TR18
	Sittdyna 36/40 Jemima		35 5		<input type="checkbox"/> 5104255-TR18
	Sittdyna 38/40 Jemima		38		<input type="checkbox"/> 5104317-TR18
	Sittdyna 41/40 Jemima		40 5		<input type="checkbox"/> 5103179-TR18
	Sittdyna 43/40 Jemima		43		<input type="checkbox"/> 5104262-TR18
	Sittdyna 46/40 Jemima		45 5		<input type="checkbox"/> 5103180-TR18
	Sittdyna 48/40 Jemima		48		<input type="checkbox"/> 5226509-TR18
	Sittdyna 50/40 Jemima		50 5		<input type="checkbox"/> 5104269-TR18
	<u>Sittdjup 45cm</u>	0960			
	Sittdyna 34/45 Jemima		33		<input type="checkbox"/> 5226507-TR18
	Sittdyna 36/45 Jemima		35 5		<input type="checkbox"/> 5104257-TR18
	Sittdyna 38/45 Jemima		38		<input type="checkbox"/> 5104319-TR18
	Sittdyna 41/45 Jemima		40 5		<input type="checkbox"/> 5104259-TR18
	Sittdyna 43/45 Jemima		43		<input type="checkbox"/> 5104264-TR18
	Sittdyna 46/45 Jemima		45 5		<input type="checkbox"/> 5104266-TR18
	Sittdyna 48/45 Jemima		48		<input type="checkbox"/> 5226510-TR18
	Sittdyna 50/45 Jemima		50 5		<input type="checkbox"/> 5104271-TR18
	<u>Sittdjup 50cm</u>	0960			
	Sittdyna 36/50 Jemima		35 5		<input type="checkbox"/> 1512809
	Sittdyna 38/50 Jemima		38		<input type="checkbox"/> 1495830
	Sittdyna 41/50 Jemima		40 5		<input type="checkbox"/> 1495831
	Sittdyna 43/50 Jemima		43		<input type="checkbox"/> 1495832
	Sittdyna 46/50 Jemima		45 5		<input type="checkbox"/> 1495833
	Sittdyna 48/50 Jemima		48		<input type="checkbox"/> 1495834
	Sittdyna 50/50 Jemima		50 5		<input type="checkbox"/> 1495835
	Utan sittdyna	0990			<input type="checkbox"/>




	Benstöd VINKELFAST 80GR överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart vä	1010		Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493055-0509
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart hö	1050		Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	<input type="checkbox"/> 1493055-0509


	Benstöd VINKELSTÄLLBART överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Benstöd vs aktiv u vadstöd vä	1000	35 5-50 5	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	<input type="checkbox"/> 1508945
	Benstöd vs aktiv u vadstöd hö	1040	35 5-50 5	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	<input type="checkbox"/> 1508948


	VADSTÖD för vinkelställbart benstöd		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Vadstöd tunn dyna 10x17 vä		35 5	benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518616
	Vadstöd tunn dyna 10x17 hö		35 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518616
	Vadstöd tunn dyna 11x17 vä		38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518617
	Vadstöd tunn dyna 11x17 hö		38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518617
	Vadstöd tunn dyna 12x17 vä		40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518531
	Vadstöd tunn dyna 12x17 hö		40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518531
	Vadstöd tunn dyna 15x17 vä		45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518532
	Vadstöd tunn dyna 15x17 hö		45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518532
	Vadstöd tunn dyna 22x17 vä		50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518533
	Vadstöd tunn dyna 22x17 hö		50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	<input type="checkbox"/> 1518533



	Utan Benstöd vä	1030			<input type="checkbox"/>
	Utan Benstöd hö	1070			<input type="checkbox"/>

	FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benstöd vinkelfast 80gr / vinkelställbart		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
Långt rör = 36cm  Kort rör = 24cm  	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1485430
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1485428
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1485524
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1485429
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429159
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429171
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429160
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429172
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429164
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429176
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429179
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429168
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429180
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429169
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429170
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429181
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1429182



			SB	PASSAR EJ:	ARTNR
<p>Långt rör = 36cm Kort rör = 24cm</p> 	<b>FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benst. vinkelfast 90gr</b>				
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446130
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446136
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446131
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446137
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446132
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446138
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446133
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446139
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446134
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446140
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446135
Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	<input type="checkbox"/> 1446141	

			SB	PASSAR EJ:	ARTNR
<p>Långt rör = 36cm Kort rör = 24cm</p> 	<b>FOTPLATTA VINKELFAST för benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart</b>				
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428357
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428359
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428358
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428360
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428361
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428363
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428362
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428364
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428365
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428367
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> 1428366
Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	<input type="checkbox"/> SP1428368	

			SB	PASSAR EJ:	ARTNR
<p>Långt rör = 36cm Kort rör = 24cm</p>  	<b>FOTPLATTA HEL vinkel- och djupjusterbar inkl. vadbånd för benst. vinkelfast 80gr</b>				
	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. korta rör	1100	38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496945
	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. långt rör		38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496954
	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. korta rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496946
	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. långt rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496955
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. korta rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496947
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. långt rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496982
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. korta rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496948
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. långt rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497004
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. korta rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496949
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. långt rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497005
	Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. korta rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1496953
Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. långt rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	<input type="checkbox"/> 1497006	



















Däck	DRIVHJUL STANDARD 24"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR
 Finmönstrat	<b><u>24" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 24" luft finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524029
	Drivhjul 24" luft finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524163
	Drivhjul 24" luft finmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1530763
	Drivhjul 24" luft finmönstrat geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531462
	Drivhjul 24" luft finmönstrat black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531538
	<b><u>24" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 24" mass finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524050
	Drivhjul 24" mass finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524188
	Drivhjul 24" mass finmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1530762
 Massivt	Drivhjul 24" mass finmön geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531531
	Drivhjul 24" mass finmön black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531564
	<b><u>24" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 24" pkt grovmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524150
	Drivhjul 24" pkt grovmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524189
	Drivhjul 24" pkt grovmön rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531129
	Drivhjul 24" pkt grovmön geléplast drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531532
	Drivhjul 24" pkt grovmön black grip drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1531565
	<b><u>24" x 1" luftpumpat Marathon Evolution</u></b>			
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532143
 Marathon Evolution	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532183
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr rostfri drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532144
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr geléplast drivr.		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532184
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr black grip drivr.		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1532185
<b>Däck</b>	<b>DRIVHJUL STANDARD 22"</b>	<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
  Massivt Punkteringsfritt	<b><u>22" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 22" luft finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1523948
	Drivhjul 22" luft finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524023
	<b><u>22" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 22" mass finmön alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524021
	Drivhjul 22" mass finmön plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524027
	<b><u>22" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u></b>			
	Drivhjul 22" pkt grovmönstrat alu drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524022
	Drivhjul 22" pkt grovmönstrat plastad drivring		Enarmsdrift Vårdarbroms.	<input type="checkbox"/> 1524028





Däck		DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 24"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR
 <p>Massivt Punkteringsfritt</p>	<u>24" x 13/8" luftpumpat finmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" VB luft finmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524436
	Drivhjul 24" VB luft finmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524513
	Drivhjul 24" VB luft finmönstrat rostfri drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1531064
	<u>24" x 13/8" massivt finmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" VB massivt finmön alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524447
	Drivhjul 24" VB massivt finmön plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524515
	Drivhjul 24" VB massivt finmön rostfri drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1531127
	<u>24" x 13/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>				
	Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524512
Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524516	
Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat rostfri drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1531128	


Däck		DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 22"	SB	PASSAR EJ:	ARTNR
 <p>Massivt Punkteringsfritt</p>	<u>22" x 13/8" luftpumpat finmönstrat</u>				
	Drivhjul 22" VB luft finmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524289
	Drivhjul 22" VB luft finmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524337
	<u>22" x 13/8" massivt finmönstrat</u>				
	Drivhjul 22" VB massivt finmön alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524291
	Drivhjul 22" VB massivt finmön plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524388
	<u>22" x 13/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>				
	Drivhjul 22" VB pkt grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524292
Drivhjul 22" VB pkt grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> 1524435	


För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se **Sitthöjdstabellen** på sid 13-15.

DRIVHJULSINFÄSTNING		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Drivhjulinfästning 3gr par (3gr cambervinkel)	1730 1760	Vårdarbroms Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> SP1511930
	Drivhjulinfästning par (0gr cambervinkel)	1730 1750	Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> SP1511869
	Drivhjulinfästning förlängd par (0gr cambervinkel)	1740 1750	Broms Active Tippskydd Swing away Däckskydd Vårdarbroms. Enarmsdrift.	<input type="checkbox"/> SP1512236











ENARMSDRIFT 0gr camber alu drivring		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Enarmsdrift 24 tum mass 35.5-40.5 massiva finmönstrade däck	35 5 - 40 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	<input type="checkbox"/> 1512863
	Enarmsdrift 24 tum mass 43-48 massiva finmönstrade däck	43-48	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	<input type="checkbox"/> 1512864
	Enarmsdrift 24 tum mass 50.5 massiva finmönstrade däck	50 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	<input type="checkbox"/> 1512865

EKERSKYDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Ekerskydd 22 tum neutral	1770	Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinergy / Spider.	<input type="checkbox"/> 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral		Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinergy / Spider.	<input type="checkbox"/> 5102807

BROMS STANDARD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Broms standard m fäste par	1780		<input type="checkbox"/> 1512662





BROMS ACTIVE		SB	PASSAR EJ:	ARTNR
	Broms active par	1800	Bromsspaksförlängare Sittbredd 33cm Sittdjup 40cm.	<input type="checkbox"/> 1512665



	<b>BROMS ENARM inkl. fällbar bromsspaksförlängare</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Broms enarms f vä kpl m fäste	1810	38-50 5	Enarmsdrift hö.	<input type="checkbox"/> 1512669
	Broms enarms f hö kpl m fäste	1820	38-50 5	Enarmsdrift vä.	<input type="checkbox"/> 1512670
	<b>BROMSSPAKSFÖRLÄNGARE</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Bromsarm förlängd vä	1840		Broms active.	<input type="checkbox"/> 5203340
	Bromsarm förlängd hö	1850		Broms active.	<input type="checkbox"/> 5203340
	<b>VÅRDARBOMS</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Bromssats VB kpl par			Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ MatrX Körhandtag fasta / fällbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivhjulinfästning förlängt Cambervinkel 3gr.	<input type="checkbox"/> SP1536467
	<b>BÄLTE</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Midjebälte m billås	1830			<input type="checkbox"/> 1551066
	<b>OBS! Krävs om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon.</b>				
	<b>TIPPSKYDD SWING AWAY</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Tippskydd swing away vä	1870		Kryckkäppshållare vä Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm.	<input type="checkbox"/> SP1512715
	Tippskydd swing away hö	1880		Kryckkäppshållare hö Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm.	<input type="checkbox"/> SP1512716
	Tippskydd enarmsdrift vä			Kryckkäppshållare.	<input type="checkbox"/> 1512853
	Tippskydd enarmsdrift hö			Kryckkäppshållare.	<input type="checkbox"/> 1512854
	Utan tippskydd				<input type="checkbox"/>
	<b>Bord (Monteringssats bord medföljer)</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Bord kpl Small	1900	35 5-38	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi.	<input type="checkbox"/> SP1567517
	Bord kpl Medium		40 5-43	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi.	<input type="checkbox"/> SP1567518
	Bord kpl Large		45 5-50 5	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / hemi.	<input type="checkbox"/> SP1567519
	<b>STOPPNING FÖR BORD</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Stoppning bord small	1901	35 5-38		<input type="checkbox"/> SP1570746
	Stoppning bord medium		40 5-43		<input type="checkbox"/> SP1571269
	Stoppning bord large		45 5-48		<input type="checkbox"/> SP1571270
	<b>MONTERINGSSATS FÖR BORD</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	<b>OBS! Endast vid beställning av fäste UTAN bord</b>				
	Monteringssats bord	1920			<input type="checkbox"/> SP1570745
	<b>KRYCKKÄPPSHÅLLARE</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Kryckkäppshållare vä	1940		Enarmsdrift Tippskydd Swing-away vä.	<input type="checkbox"/> 5106390
	Kryckkäppshållare hö	1950		Enarmsdrift Tippskydd Swing-away hö.	<input type="checkbox"/> 5106390
	<b>TRAMPRÖR</b>		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b>
	Tramprör rakt vä	1960		Tippskydd förlängd.	<input type="checkbox"/> 1493346
	Tramprör rakt hö	1970		Tippskydd förlängd.	<input type="checkbox"/> 1493346



**OBS! TILLBEHÖREN NEDAN MÅSTE BESTÄLLAS  
SEPARAT OCH KOMMER INTE ATT VARA MONTERADE  
PÅ RULLSTOLEN**

	<b>RATTVREDSSATS FÖR NACK- / HUVUDSTÖD</b> Rattvredsats f huvud/nackstöd		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b> <input type="checkbox"/> 1445693
	<b>ARMSTÖDSÖVERDRAG</b> Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b>	<b>ARTNR</b> <input type="checkbox"/> SP1574539 <input type="checkbox"/> SP1574539 <input type="checkbox"/> SP1574609 <input type="checkbox"/> SP1574609
	<b>FOTPLATTEFÖRLÄNGARE</b> Fotplatteförlängare 15cm f 14-15cm bred fotpl. par Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl. par		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b> 38-40 5 Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr. 43-50 5 Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	<b>ARTNR</b> <input type="checkbox"/> SP5255297 <input type="checkbox"/> SP5255299
	<b>POLSTRING FOTPLATTA</b> Polstring fotplatta vs l=170 vä Polstring fotplatta vs l=170 hö		<b>SB</b>	<b>PASSAR EJ:</b> Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr. Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	<b>ARTNR</b> <input type="checkbox"/> SP1563946 <input type="checkbox"/> SP1563946








### XLT SWING

SHf	SHr							L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>22"</b>											
39					39	38		2			75 (3")
40				40	39	38		1			75 (3")
41			41	40	39	38		2			100 (4")
42			41-42	40	39	38		1			100 (4")
43		43	41-42	40	39	38			2		75 (3")
43		43	41-42	40	39	38			4		125 (5")
43		43	41-42	40	39	38			3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38		1			125 (5")
44		43	41-42	40	39	38			4		140 (5,5")
44		43	41-42	40	39	38			1		75 (3")
44		43	41-42	40	39	38			3		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38			2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			3		140 (5,5")
45	44	43	41-42	40	39	38			1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			2		125 (5")
45	44	43	41-42	40	39	38			3		150 (6")
46	44	43	41-42	40	39				2		140 (5,5")
47	44	43	41-42	40	39				1		125 (5")
47	44	43	41-42	40	39				2		150 (6")
47	44	43	41-42	40	39					2	75 (3")
47	44	43	41-42	40	39					3	100 (4")
47	44	43	41-42	40	39					4	125 (5")
47	44	43	41-42	40					1		140 (5,5")
48	44	43	41-42	40						4	140 (5,5")
48	44	43	41-42	40					1		150 (6")
48	44	43	41-42	40					2		180 (7")
48	44	43	41-42	40						1	75 (3")
48	44	43	41-42	40						2	100 (4")
48	44	43	41-42	40						3	125 (5")
48	44	43	41-42	40						4	150 (6")
49	44	43	41-42							3	140 (5,5")
49	44	43	41-42						1		180 (7")
49	44	43	41-42							1	100 (4")
50	44	43	41-42							2	125 (5")
50	44	43	41-42							3	150 (6")
50	44	43	41-42							4	180 (7")
50	44	43								2	140 (5,5")
51	44	43								1	125 (5")
51	44	43								2	150 (6")
51	44	43								3	180 (7")
51	44									1	140 (5,5")
52	44									1	150 (6")
52	44									2	180 (7")

\* = Not applicable  
SD = seat depth



### XLT SWING

											
SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm	
	1	2	3	4	5	6	*				
<b>24"/25" Low profile</b>											
40					40			2		75 (3")	
41					41	40		1		75 (3")	
41					41	40		2		100 (4")	
42					41-42	40		1		100 (4")	
43				43	41-42	40			2	75 (3")	
43				43	41-42	40			4	125 (5")	
43				43	41-42	40			3	100 (4")	
43				43	41-42	40		1		125 (5")	
44			44	43	41-42	40	* D4-6 (SD40)		4	140 (5,5")	
44			44	43	41-42	40			1	75 (3")	
44			44	43	41-42	40			3	125 (5")	
44			44	43	41-42	40			2	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40	* D3-6 (SD40)		3	140 (5,5")	
45		45	44	43	41-42	40			1	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40			2	125 (5")	
45		45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)		3	150 (6")	
46	46	45	44	43	41-42	40	* D2-5 (SD40)		2	140 (5,5")	
47	46	45	44	43	41-42	40	+ D1 (SD40)		1	125 (5")	
47	46	45	44	43	41-42	40	* D2-6 (SD40)		2	150 (6")	
47	46	45	44	43	41-42	40				2	75 (3")
47	46	45	44	43	41-42	40				3	100 (4")
47	46	45	44	43	41-42	40				4	125 (5")
47	46	45	44	43	41-42	40	* D1-5 (SD40)		1	140 (5,5")	
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-4 (SD40)			4	140 (5,5")
48	46	45	44	43	41-42	40			1	150 (6")	
48	46	45	44	43	41-42	40			2	180 (7")	
48	46	45	44	43	41-42	40				1	75 (3")
48	46	45	44	43	41-42	40				2	100 (4")
48	46	45	44	43	41-42	40				3	125 (5")
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)			4	150 (6")
49	46	45	44	43	41-42		* D1-4 (SD40)			3	140 (5,5")
49	46	45	44	43	41-42				1	180 (7")	
49	46	45	44	43	41-42					1	100 (4")
50	46	45	44	43	41-42					2	125 (5")
50	46	45	44	43	41-42		* D1-6 (SD40)			3	150 (6")
50	46	45	44	43			* C1-7, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			4	180 (7")
50	46	45	44	43			* D1-3 (SD40)			2	140 (5,5")
51	46	45	44	43						1	125 (5")
51	46	45	44	43			* D1-6 (SD40)			2	150 (6")
51	46	45	44	43			* C1-6, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			3	180 (7")
51	46	45	44				* D1-3 (SD40)			1	140 (5,5")
52	46	45	44				* D1-6 (SD40)			1	150 (6")
52	46	45	44				* C1-6, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			2	180 (7")

INVACARE® XLT

\* = Not applicable  
SD = seat depth



### XLT SWING

SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6				
<b>26" Low profile</b>										
41						41	1			75 (3")
41						41	2			100 (4")
42					42	41	1			100 (4")
43					42-43	41		2		75 (3")
43					42-43	41		4		125 (5")
43					42-43	41		3		100 (4")
43					42-43	41	1			125 (5")
44				44	42-43	41		4		140 (5.5")
44					42-43	41		1		75 (3")
44				44	42-43	41		3		125 (5")
44				44	42-43	41		2		100 (4")
45			45	44	42-43	41		3		140 (5.5")
45			45	44	42-43	41		1		100 (4")
45			45	44	42-43	41		2		125 (5")
45			45	44	42-43	41		3		150 (6")
46		46	45	44	42-43	41		2		140 (5.5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41		2		150 (6")
47	47	46	45	44	42-43	41			2	75 (3")
47	47	46	45	44	42-43	41			3	100 (4")
47	47	46	45	44	42-43	41			4	125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		140 (5.5")
48	47	46	45	44	42-43	41			4	140 (5.5")
48	47	46	45	44	42-43	41		1		150 (6")
48	47	46	45	44	42-43	41		2		180 (7")
48	47	46	45	44	42-43	41			1	75 (3")
48	47	46	45	44	42-43	41			2	100 (4")
48	47	46	45	44	42-43	41			3	125 (5")
48	47	46	45	44	42-43	41			4	150 (6")
49	47	46	45	44	42-43	41			3	140 (5.5")
49	47	46	45	44	42-43	41		1		180 (7")
49	47	46	45	44	42-43	41			1	100 (4")
50	47	46	45	44	42-43	41			2	125 (5")
50	47	46	45	44	42-43	41			3	150 (6")
50	47	46	45	44	42-43	41			4	180 (7")
50	47	46	45	44	42-43				2	140 (5.5")
51	47	46	45	44	42-43				1	125 (5")
51	47	46	45	44	42-43				2	150 (6")
51	47	46	45	44	42-43				3	180 (7")
51	47	46	45	44					1	140 (5.5")
52	47	46	45	44					1	150 (6")
52	47	46	45	44					2	180 (7")

\* = Not applicable  
SD =seat depth