

SMOOV



Beställningsunderlag - Alber Smoov One



Smooov one från Alber

Extrakraft till rullstolen


SMOOV one är en liten och innovativ elektrisk drivenhet för aktiva rullstolsanvändare – den perfekta följeslagaren var än du ska! Den kan snabbt och smidigt fästas på rullstolen när den behövs.

Lätt att använda

Med den ergonomiska kontrollenheten kan du reglera hastigheten eller stänga av drivenheten. Den inbyggda LED-indikeringen visar aktuell batterinivå. Och tack vare det kraftiga handtaget kan SMOOV one fästas på och tas av när man sitter i rullstolen.

Leveransens innehåll

- **Drivenhet** - Diskret aluminiumhölje av hög kvalitet med inbyggt litiumjonbatteri som ger en räckvidd på upp till 20 km.
- **Kontrollenhet** - stort och ergonomiskt vridhjul som används för att ställa in hastigheten och sätta på/stänga av enheten. Den integrerade LED-indikatorn visar aktuell batterinivå och aktuellt driftläge.
- **LED-indikeringen** på driv- och kontrollenheten visar aktuell batterinivå.
- **Batteriladdare och laddkabel** - Liten och praktisk laddare med automatisk avstängningsfunktion. Laddkabel med USB-C-standard för laddning av kontrollenheten via drivenheten. Längd ca 0,5 meter.



Vid beställning av Smoov One finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan.

1.

Art Nr	Benämning
1592897	Smoov One O10 6km/h

I detta artikelnummer ingår drivmotor, Kontrollenhet, batteri, laddare & USB-C kabel

Vilken rullstolsmodell?

Olika monteringsbracket passar till olika rullstolsmodeller. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna med fast ram på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringsset för dessa. Generellt sett så kan man montera Smoov på alla rullstolar med sitsbredd mellan 36-60cm. En längsta sitshöjd mätt i bakkant på rullstolen bör inte understiga 40cm. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringsset till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa vår kundservice på nummer 08-5223 7025 eller mejla kundservice.el@invacare.com

Notera: Om rullstolen är fällbar så beställer man bracket, fäste för kontrollenhet och en adapteraxel. Då dessa finns i olika längd så har vi endast angett dessa för Etac Cross 5 & 6. Skulle montering önskas på annan kryssfälld rullstol, vänligen kontakta vår kundservice för konsultation.

2.

Rullstolar från Invacare

Art Nr	Benämning
1662600	Mont Sats Smoov One Küshall K-Serie 2.0 Fr SB38 Carbon axel
1662598	Mont Sats Smoov One Küshall K-Serie 2.0 Fr SB38 Standard axel
1662599	Mont Sats Smoov One Küshall K-Serie 2.0 Fr SB38 Vario axel

Rullstolar från Sunrise Medical

Art Nr	Benämning
1663656	Mont sats Smoov One Sunrise Helium_Nitrum Aluminium axel

Rullstolar från Panthera

Art Nr	Benämning
1662601	Mont sats Smoov One Panthera S2/U2/S3/U3/S3 L
1675800	Mont Sats Smoov One Panthera S3 Swing
1662602	Mont sats Smoov One Panthera U2/U3 Light & X

Rullstolar från Etac

Art Nr	Benämning	
1593659	Adapteraxel ihopfällbar ram 24,5-28,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB35
1593053	Adapteraxel ihopfällbar ram 28,5-30,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB37,5
1593054	Adapteraxel ihopfällbar ram 30,5-32,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB40
1593058	Adapteraxel ihopfällbar ram 32,5-34,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB42,5
1593055	Adapteraxel ihopfällbar ram 34,5-36,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB45
1593056	Adapteraxel ihopfällbar ram 36,5-38,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB47,5
1593057	Adapteraxel ihopfällbar ram 38,5-40,5cm	Passar Etac Cross 5 & 6 SB50
1593970	Adapteraxel ihopfällbar ram 40,5-42,5cm	Passar Etac Cross 6 SB52,5
Samt		
1593076	Monteringsbracket Axel 32mm	
1593123	Bracket kontrollenhet 22mm	

3.

Följande komponenter finns som tillval till Smoov

Art Nr	Benämning
1594521	Resväska till Smoov



SMOOV mobilitetsapp

Tack vare den senaste bluetooth-tekniken är SMOOV one kompatibel med både Android- och iOS-telefoner. I appen hittar du olika typer av information, inställningar och uppgraderingsfunktioner. Ladda ner den via Google Play eller App Store.

Gratisfunktioner


Cockpit: Visar aktuell batterinivå, hastighet, räckvidd och kör lägen

Trip: Logga, spara och hantera din körning

Settings: Inställningar på drivenheten och kontrollenheten samt i appen

Diagnos: Mer information om varningar och felmeddelanden

Information: Detaljerad information om din SMOOV one och appen



Vill du boka upp ett personligt möte med en produktspecialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida [Invacare.se](https://invacare.se) vill du ställa en mer generell fråga finns vår **Kundservice** att nå via:
mail: kundservice.el@invacare.com eller tele: 08-52 23 70 25



Peder Tägtström

Distriktsansvarig

Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33*



Bertil Lundh

Distriktsansvarig

Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

*blundh@invacare.com
070-202 43 32*

Vakant

Distriktsansvarig

Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland