

# Orion<sup>®</sup> Metro

Ervaar de vrijheid



**Kwaliteit, comfort en veiligheid**

voor zelfstandigheid, zelfvertrouwen en stijl



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

# Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om uitstekende normen van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Door voortdurend nauwkeurig onderzoek en onovertroffen ervaring bij het ontwerpen van mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op scootmobielen die de levenskwaliteit verbeteren. Zekerheid, vertrouwen en zelfstandigheid van uw scootmobiel herwinnen, is belangrijk.

Van ergonomische besturingen tot aanpasbare zitkussens en verstelbare stoelverhogers, elk detail van onze scootmobielen is doordacht en verfijnd om u een goed gevoel te geven.



## Kwaliteit



Toonaangevende bouw kwaliteit met speciale aandacht voor detail.

## Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

## Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.

# Ervaar de controle met Orion® Metro

Onze Orion® Metro is een hoogwaardige scootmobiel die ontworpen is om de veiligheid, het comfort en de rijprestaties te verbeteren. De Orion® Metro biedt alles wat u nodig hebt van een scootmobiel.

Deze scootmobiel is compact en gemakkelijk te besturen en kan verschillende terreinen aan. Ontworpen met een krachtige motor, rijdt de Orion® Metro over oneffen ondergrond, bochten en over

obstakels zonder afbreuk te doen aan veiligheid of comfort. Zeer eenvoudig te besturen en te starten, de Orion® Metro geeft u de volledige controle.





## Improved driving control

- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Ontworpen voor prestaties op elk soort terrein
- Anti-spatschermen



## Veiligheid in het achterhoofd

- Automatische snelheidsreductie om bochten veilig te nemen
- De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving
- Remlichten en richtingaanwijzers
- Koplampen voor beter zicht



Ontworpen voor **verbeterde tractie in bochten** en veilige prestaties op elk terrein





## Afgestemd op comfort

- Hoogwaardige zitkussens
- Instelbare stuurkolom
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armleningen en draaibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



## Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Draaibare stoel voor snelle transfers



Hoogwaardige verlichting



Twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



## Voeg toe aan uw scooter

Pas de Orion® Metro aan volgens uw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.

## Voeg toe aan uw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat u uw Orion® Metro scootmobiel kunt personaliseren.



Open mand



Zij- en achter spiegels



Voor- en achter bumpers



Stokhouder



Uitwisselbare kleurpanelen

## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).



Breedte rug ▼

510 mm



Zitdiepte ▼

470 mm



Zitting naar vloerhoogte ▼

Min. 440 mm  
Max. 510 mm



Hoogte rug ▼

Deluxe: 490 mm



Totale breedte ▼

660 mm



Totale lengte ▼

1270 mm



Leeg gewicht ▼

110 kg



Zwaarste deel ▼

57 kg



Max. gebruikersgewicht ▼

136 kg



Accu capaciteit ▼

2 x 12 V/50 Ah (C20)  
AGM



Draaicirkel ▼

2600 mm



Obstakelhoogte ▼

80 mm



Bodemspeling ▼

80 mm



Max. veiligheids helling ▼

10 °



Motor capaciteit ▼

12 km/h: 550 W / 1500 W <sup>1</sup>



Max. rijafstand ▼

54 km



Max. rijsnelheid ▼

12 km/h

<sup>1</sup> Pierkvermogen

## Frame kleuren\*



Marble White



Alium Blue



Diamond Silver



Garnet Red



Jade Green



Black Vinyl

\* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

## Bekleding

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

