








Invacare®

Overzicht Sanitaire Hulpmiddelen



		Gewicht (kg) ▼	Max. gebruikers- gewicht (kg) ▼	Ruimte- besparende opslag ▼	Arm- steunen ▼	Hoogte- verstelbare zitting (mm) ▼
Douche-/toiletstoelen op wielen:						
<i>Aquatec</i> Ocean Ergo		17	150	demontabel	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean Ergo XL		18	180	demontabel	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean 24" Ergo		23	150	demontabel	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean 24" Ergo XL		24	180	demontabel	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean VIP Ergo		23,5	150	nee	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean Dual VIP Ergo		28,3	150	nee	opklapbaar	475-600
<i>Aquatec</i> Ocean E-Vip		39	150	nee	opklapbaar	500-1050

Zit-
breedte ▼

Zit-
diepte ▼

Toilet-
optie ▼

Rug-
leuning ▼

Wielen ▼

QR code ▼

Aquatec
Ocean Ergo



480

480

ja

ja

ja



Aquatec
Ocean Ergo XL



480
(tussen de
armleuningen
535)

480

ja

ja

ja



Aquatec
**Ocean 24"
Ergo**



480

480

ja

ja

ja



Aquatec
**Ocean 24"
Ergo XL**



480
(tussen de
armleuningen
535)

480

ja

ja

ja



Aquatec
**Ocean VIP
Ergo**



480

480

ja

ja

ja



Aquatec
**Ocean Dual
VIP Ergo**



480

480

ja

ja

ja



Aquatec
Ocean E-Vip



480




450

ja

ja

ja



		Gewicht (kg) ▼	Max. gebruikers- gewicht (kg) ▼	Ruimte- besparende opslag ▼	Arm- steunen ▼	Hoogte- verstelbare zitting (mm) ▼
Douchekrukken en douche-/toiletstoelen op poten:						
<i>Invacare</i> I-Fit		3,7	180	nee	geen	380-550
<i>Aquatec</i> Pico (Green)		4,8	160	demontabel	optie	425-575
<i>Aquatec</i> Pico (Green) Commode		4,8	160	demontabel	ja	425-575
Opklapbare douchezitjes:						
<i>Revato Futura R8802</i> (,60)		4,8	135	opklapbaar	geen	nvt
<i>Revato Futura R8803</i> (,60)		6,5 / 7,6	135	opklapbaar	geen	nvt
<i>Revato Futura R8804</i> (,60)		9	135	opklapbaar	opklapbaar	440-550
<i>Aquatec Sansibar</i>		2,6	130	opklapbaar	geen	460-530

Zit-
breedte ▼

Zit-
diepte ▼

Toilet-
optie ▼

Rug-
leuning ▼

Wielen ▼

QR code ▼

Invacare **I-Fit**



340

370

nee

optie

nee



Aquatec
Pico (Green)



430

420

nee

optie

nee



Aquatec
**Pico (Green)
Commode**



430

420

ja

ja

nee



Revato Futura
R8802 (,60)



384

372

nee

nee

nee



Revato Futura
R8803 (,60)



384

372

nee

ja

nee



Revato Futura
R8804 (,60)



384

372

nee

ja

nee



Aquatec
Sansibar



400

410

nee

nee

nee



	Gewicht (kg) ▼	Max. gebruikersgewicht (kg) ▼	Hoogte (mm) ▼	Soort bevestiging ▼	Leverbaar met deksel ▼	Leverbaar met armsteun ▼	QR code ▼
Toiletverhogers:							
<i>Aquatec</i> 90000	3,6 / 4,0 / 4,4	150	20 / 60 / 100	Bout en moer	ja	ja	
<i>Aquatec</i> 900	2,7 / 5	120	60 / 100 / 150	Bout en moer	ja	ja	
<i>Aquatec</i> 90	1,1 / 1,6	225	100	Klemmen	ja	nee	



	Gewicht (kg) ▼	Max. gebruikersgewicht (kg) ▼	Zithoogte (mm) ▼	Zitbreedte (mm) ▼	Zitdiepte (mm) ▼	Leverbaar met armsteun ▼	QR code ▼
Toiletframe:							
<i>Invacare</i> Izzo H340	8,8	113	450 - 550	360	430	ja	

Toiletstoel:							
<i>Invacare</i> H440 Omega Eco	7,5	140	405 - 585	450	430	ja	

Bidet:							
<i>Aquatec</i> Pure Bidet	4,3	125	30	364	430	ja	

	Gewicht (kg) ▼	Zitbreedte zonder flappen (mm) ▼	Zitbreedte met flappen (mm) ▼	Zithoogte min./max. (mm) ▼	Afmeting bodemplaat (mm) ▼	Belastbaarheid (kg) ▼	QR code ▼
--	----------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------

Badliften:

 <p><i>Aquatec</i> Orca</p>	12,1	375	375	60-420	580 X 285	140	
---	------	-----	-----	--------	-----------	-----	---

Invacare heeft nog diverse andere sanitaire hulpmiddelen: ▼



Handgrepen

Verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:

- ▶ Vaste handgreep - vastgeschroefd in de muur, al dan niet voor plaatsing om een hoek van de badkamer
- ▶ Handgreep met zuignappen - verkrijgbaar in verschillende lengtes. Voor incidenteel gebruik in een badkamer, zoals op vakantie
- ▶ Papegaai / Triangel - met bevestiging aan de muur of het plafond. Met name geschikt voor gebruik bij een bed
- ▶ Wastafelbeugel - zoals de naam doet vermoeden biedt deze extra ondersteuning bij gebruik van de wastafel. Het duidelijk in kaart brengen van de gebruikersbehoefte draagt bij aan de keuze voor het juiste exemplaar.



Opklapbare toiletbeugels

- ▶ Een toiletsteun van Invacare is gemaakt van slagvast ABS kunststof hoekstukken en Rilsan coating op de stalen buizen. De toiletbeugels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen waarbij gekozen kan worden voor met of zonder steunpoten, comfortabele armleningen en een geïntegreerde wc-rolhouder.



Badplank

- ▶ De badplank hangt op de rand van een bad en maakt het mogelijk zittend te douchen in bad wanneer stand douchen niet (meer) mogelijk is.



AQUATEC® Ocean Ergo

ACCESSOIRES EN AANPASSINGEN

Zittingen en rugleuningen ▼



Zachte zitting

- ▶ Met hygiënische uitsparing.



Opvulstuk voor zachte zitting

- ▶ Kan gebruikt worden wanneer de toilet-functie niet gebruikt wordt.



Zachte zitting met kleine opening

- ▶ Met kleine uitsparing voor kleine gebruikers en jongvolwassenen.



Opvulstuk voor kleine opening

- ▶ Kan gebruikt worden wanneer de toilet-functie niet gebruikt wordt.



Ergonomisch vormgegeven extra zacht zitkussen

- ▶ Extra zacht, voorgevormd zitvlak van traagschuim met hygiënische uitsparing.



Variabele comfortzitting met 4 posities

- ▶ Draaibare, hygiënische uitsparing met 4 posities. Montage zonder gereedschap.



Gesloten zachte zitting

- ▶ Comfortabel, gesloten zitvlak.



XL-rug

- ▶ Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 80 mm. Kan als ombouwset gebruikt worden op de Ocean Ergo modellen.



Stevige rugleuning in kunststof

- ▶ Zorgt voor een stabiele, rechte positie en is eenvoudig schoon te maken.



Brede + 80 mm XL armsteunen

- ▶ Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 40 mm aan beide zijden.



Zacht rugkussen

- ▶ Verhoogt de stabiliteit en comfort - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen. Verkleint de zitdiepte.



Zachte rugleuning

- ▶ Voor extra comfort en eenvoudige reiniging. Machine wasbaar.

Positionering ▼



Pelot

- ▶ Voor goede positionering. Verstelbaar in breedte en hoogte - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen.



Ergonomische hoofdsteunhouder

- ▶ Veilig en comfortabel met verschillende instelmogelijkheden (*hoofdsteun niet inbegrepen*).



Ergonomische hoofd-/neksteun

- ▶ Biedt uitzonderlijke controle over de hoofdpositie.



Comfort beensteun met voetplaat

- ▶ Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar met extra voetondersteuning. Beschikbaar links en rechts.



Amputatiesteun

- ▶ Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar. Voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens. Beschikbaar links en rechts.

Veiligheid ▼



Veiligheidsbeugel

- ▶ Voor extra veiligheid.



Veiligheidsgordels

- ▶ Voor veilige positionering. Individueel instelbaar, hoge belastbaarheid en eenvoudig te monteren. Machine wasbaar.



Armsteun vergrendeling

- ▶ Vergrendelt de armsteun.



Anti-tip voor en achter

- ▶ Voor extra veiligheid bij VIP en Dual VIP.

Toiletgebruik ▼



Spatbescherming

- ▶ Eenvoudig opklembaar, voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens.



Ondersteek

- ▶ Dankzij de ergonomische handgreep kan de zorgverlener de emmer eenvoudig uit de houder nemen.
- ▶ Schaalverdeling binnenin de emmer.
- ▶ Dekselhouder wanneer deksel niet vereist is.

www.invacare.nl



Alle informatie over Invacare®
onder uw muisknop!

- ▶ **Informatie over Invacare**
- ▶ **Product informatie**
- ▶ **Customer service**
- ▶ **Nieuwe producten**
- ▶ **Prijslijsten**
- ▶ **Nieuws & evenementen**



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

