

**Invacare IBERIA**

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)

[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**NUEVO**



**Yes, you can.**

## Alber smoov



Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica

### Nuevo dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica SMOOV one

- Ligero: 7.2 kg
  - Luz de posición trasera y conexión USB
  - Compatible con sillas de chasis plegable y rígido
  - Conexión con APP Movilidad Gratis via Bluetooth (autonomía batería, velocidad, modos de conducción, registro recorridos, etc)
  - Cargador con conexión magnética Easy Connect
  - Autonomía: hasta 20 km
  - Peso máximo usuario: 140 kg
- Posibilidad de instalar el Pack Mobility Plus con la APP Movilidad para tener acceso a nuevas funciones: Velocidad hasta 10 km/h, modo AutoSpeed, etc.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
<b>SMOOV One 010</b>		
1592897	alber SMOOV One - 6 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y encender/apagar, incluido	3.975,00
1592898	alber SMOOV One - 10 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y encender/apagar, incluido	4.104,99
<b>OPCIONES OBLIGATORIAS</b>		
1592899	Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas con chasis rígido (no plegable). Instalado por el cliente	93,00
1592900	Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas plegable (compatible con caída máxima 2º). Instalado por el cliente	141,10
<b>OTRAS OPCIONES (recomendadas)</b>		
	<b>App Movilidad</b> Aplicación gratuita para su Smartphone Incluye: selección del modo de conducción, función Cockpit, registro de recorridos, ajustes de la rueda motriz y del mando, diagnóstico. <b>Disponible descarga gratuita en Play Store y App Store</b>	
	<b>Pack Mobility Plus - Android e IOS</b> Incluye: velocidad máxima hasta 10 km/h, modo AutoSpeed, Performance, etc. <b>Compra directa en App Store &amp; Play Store</b>	
<b>Accesorios SMOOV One 010</b>		
1594521	<b>Maletín SMOOV negro - Con bolsillo delantero</b>	152,33



1592899



1592900



**Detalles de la silla**


Fabricante (ej.küschall)

Modelo (ej.Compact)

Año de fabricación

Número de serie  
(Solo sillas Grupo Invacare)

Anchura asiento  
(solo 36-46 cm)



cm

Medir desde la parte externa de los tubos de asiento

Altura asiento trasera  
(40 cm como mínimo)




cm

Medida desde borde superior del ángulo tubo asiento/respaldo hasta suelo

**Silla con chasis plegable**


Distancia entre ejes de ruedas traseras  
(debajo del asiento)



cm

**Silla con chasis rígido**

Diámetro del eje de ruedas traseras



cm

**Diámetro rueda trasera:**

**Caída rueda trasera  
(camber):**

**Comentarios adicionales**