

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD



Yes, you can.®

KÜSCHALL CHAMPION

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

NUEVO



Silla de ruedas ligera activa con chasis de aluminio con tubos hidroconformados. Diferentes ángulos de chasis disponibles (90°, aducción). Sistema de plegado único y respaldo abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo. Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG). Gran número de ajustes, tallas y opciones disponibles. Opción SK: parte delantera del chasis plegable con sistema de bloqueo para una silla ultra compacta. Peso máximo del usuario: 120kg, Peso de la silla: a partir de 9,2kg* Peso de transporte: a partir de 6,7kg* Packs de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponibles!
Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial **UNIQUE** que permite crear modelos ÚNICOS

Versión **SUPER LIGHT** : CHASIS CON SOPORTES DE EJES DE RUEDAS TRASERAS FIJOS & SOPORTES DE HORQUILLAS DELANTERAS FIJOS, SOPORTES DE RESPALDO FIJOS - Peso total: - 800 gr (aprox.) - Peso Máx. usuario: 100 kg.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso ! Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !
Champion SR-40F: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008991 (Categoría SRM 040F)

Bodypoint®

matrix
THE ORIGINAL SEWING

ADD-ON DRIVE
COMPATIBLE
elber

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|--|---|
| MODELO | | |
| DHA0031 | KÜSCHALL CHAMPION 2.0 | 3.360,00 |
| UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN | | |
| DHA0000 | UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESUPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente) SELECCIONAR PARA PEDIR COLOR DE CHASIS ESPECIAL (DHA4050) Adjuntar descripción completa de la silla | |
| UHA0001 | UNIQUE - PERSONALIZACIÓN VER TODAS LAS OPCIONES UHAXXXX | |
| PACK POSICIONAMIENTO | | |
| DHA0220 | PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2 NUEVO | 1.093,15 (NC : 1350, 1405, 1415, 1425, 2200, 2220, 2230, 7230) |
| DHA0230 | PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/ELITE E2 NUEVO | 1.093,15 (NC : 1405, 1415, 1425, 2220, 2230, 7230) |
| ASIENTO | | |
| CHASIS | | |
| DHA1150 | <input checked="" type="checkbox"/> CHASIS ALUMINIO 75° | (NC : 1350) <input type="checkbox"/> |
| DHA1160 | CHASIS ALUMINIO 90° | (NC : 1350) <input type="checkbox"/> |
| DHA1170 | CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN | (NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010) 99,75 |
| DHA1180 | CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN | (NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010) 99,75 |
| OPCIONES CHASIS SWISS KNIFE | | |
| DHA1250 | Opción SK option: parte delantera del chasis plegable con sistema de cierre (NC chasis en aducción) | (NC : 1350, 1924 a 1934, 4190, 8700) 521,23 |
| OPCIÓN CHAMPION Super Light | | |
| UHA1260 | CHAMPION SL : CHASIS CON CENTRO DE GRAVEDAD FIJO & SOPORTES DE HORQUILLAS DELANTERAS SOLDADOS Peso total: - 800 gr (aprox.) - Peso Máx. usuario: 100 kg. Nota: la Champion SL mantiene su sistema de plegado NUEVO | (NC : 6180) 450,00 |



PACK 1



PACK 2

Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!! por la compra del PACK 1 o 2



1250

NUEVO



Küschall®
CHAMPION SUPER LIGHT

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|---|-------------|---|---------|
| ANCHURA ASIENTO (SW) | | | |
| DHA1320 | 360 MM | (NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000) | ○ |
| DHA1325 | 380 MM | (NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000) | ○ |
| DHA1330 | ◆ 400 MM | (NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744) | ◆ |
| DHA1335 | 420 MM | (NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372) | ○ |
| DHA1340 | 440 MM | (NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742) | ○ |
| DHA1345 | 460 MM | (NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742, 2744) | ○ |
| DHA1350 | 480 MM | Solo con chasis en aducción (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744) | ○ |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD) | | | |
| DHA1405 | 340 MM | (NC : 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830) | 32,45 |
| DHA1415 | 360 MM | (NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830) | ○ |
| DHA1425 | 380 MM | (NC : 2720, 2730, 2744) | ○ |
| DHA1435 | ◆ 400 MM | (NC : 2744) | ◆ |
| DHA1445 | 420 MM | | ○ |
| DHA1460 | 440 MM | (NC : 2740, 2742) | ○ |
| DHA1470 | 460 MM | (NC : 2740, 2742, 2744) | ○ |
| DHA1480 | 480 MM | (NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748) | ○ |
| ALTURA DE RESPALDO (BH) Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 10) | | | |
| DHA1615 | 300 MM | (NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400) | ○ |
| DHA1620 | 315 MM | (NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400) | ○ |
| DHA1625 | 330 MM | (NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357) | ○ |
| DHA1630 | 345 MM | (NC : 2330, 2331, 2355, 2357) | ○ |
| DHA1635 | 360 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1640 | ◆ 375 MM | (NC : 2240) | ◆ |
| DHA1645 | 390 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1650 | 405 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1655 | 420 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1660 | 435 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1665 | 450 MM | (NC : 2240) | ○ |
| DHA1670 | 465 MM | (NC : 2240) | ○ |
| ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF) | | | |
| DHA1740 | 450 MM | (NC : 1946 a 1960) | ○ |
| DHA1745 | 460 MM | (NC : 1948 a 1960) | ○ |
| DHA1750 | 470 MM | (NC : 1950 a 1960) | ○ |
| DHA1755 | 480 MM | (NC : 1952 a 1960) | ○ |
| DHA1760 | 490 MM | (NC : 1954 a 1960) | ○ |
| DHA1765 | ◆ 500 MM | (NC : 1956 a 1960) | ◆ |
| DHA1770 | 510 MM | (NC : 1958, 1960) | ○ |
| DHA1775 | 520 MM | (NC : 1960) | ○ |
| DHA1780 | 530 MM | (NC : 5000) | ○ |
| DHA1785 | 540 MM | solo con ruedas delanteras 5" (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250) | ○ |
| ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF) Seleccionar chasis 75° si $0 < FSTF - RSTF < 70MM$; seleccionar chasis 85° si $30 < FSTF - RSTF < 100MM$ | | | |
| DHA1815 | 390 MM | Solo con ruedas traseras 22" & 24" | ○ |
| DHA1820 | 400 MM | Solo con ruedas traseras 22" & 24" | ○ |
| DHA1825 | 410 MM | | ○ |
| DHA1830 | 420 MM | | ○ |
| DHA1835 | ◆ 430 MM | | ◆ |
| DHA1840 | 440 MM | | ○ |

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las medidas y en la posición de sentado del usuario.

Dependiendo de la configuración la paleta puede ser de montaje superior si:

FSTF > 500 mm y
LLL < 400mm

O

FSTF ≤ 500 mm y
LLL ≤ 350 mm



LLL < 320 mm disponible como especial en MYküschall

Nota: la paleta de montaje superior no es posible con cincha montada en el soporte (DDC153)




RSTF / Tamaño rueda trasera

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|--|---|--|-------------------------------------|---------|
| DHA1845 | 450 MM | | | ○ |
| DHA1850 | 460 MM | | | ○ |
| DHA1855 | 470 MM | Solo con ruedas traseras 25" & 26" | (NC : 6410) | ○ |
| DHA1860 | 480 MM | Solo con ruedas traseras 25" & 26" | (NC : 6410) | ○ |
| LARGO DE PIERNA (LLL) | | | | |
| Seleccionar chasis 75° si $LLL \leq FSTF - 30$ MM ; seleccionar chasis 85° si $LLL \leq FSTF - 40$ MM | | | | |
| DHA1924 | 320 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1926 | 330 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1928 | 340 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1930 | 350 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1932 | 360 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1934 | 370 MM | No posible con opción SK (DHA1250) | | ○ |
| DHA1936 | 380 MM | Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con $SD \geq 400$ MM | | ○ |
| DHA1938 | 390 MM | Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con $SD \geq 380$ MM | | ○ |
| DHA1940 | 400 MM | | | ○ |
| DHA1942 | 410 MM | | | ○ |
| DHA1944 | 420 MM | | | ○ |
| DHA1946 | ◆ 430 MM | | | ◆ |
| DHA1948 | 440 MM | | | ○ |
| DHA1950 | 450 MM | | | ○ |
| DHA1952 | 460 MM | | | ○ |
| DHA1954 | 470 MM | | | ○ |
| DHA1956 | 480 MM | | | ○ |
| DHA1958 | 490 MM | | | ○ |
| DHA1960 | 500 MM | | | ○ |
| RESPALDO | | | | |
| DHA2140 | ◆ Ajustable en ángulo, abatible hacia delante con sistema de bloqueo | El respaldo permanece bloqueado cuando se abate | | ◆ |
| TAPIZADO RESPALDO | | | | |
| DHA2200 | ◆ Estándar ligeramente acolchado | No posible con BH < 330 MM | (NC : 2300 a 2357, 2430) | ◆ |
| DHA2220 | Tapizado ajustable tensión premium negro | | (NC : 2300 a 2357) | 119,00 |
| DHA2230 | Tapizado ajustable en tensión transpirable Aero back | UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES | (NC : 2300 a 2357) | 200,41 |
| DHA2240 | Sin tapizado de respaldo | Indispensable para seleccionar respaldo MatrX | (NC : 2430) | ○ |
| UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230) | | | | |
| UHA2241 | Amarillo Neon | | | 160,00 |
| UHA2242 | Rosa Neon | | | 160,00 |
| UHA2243 | Azul | | | 160,00 |
| UHA2244 | Blanco | | | 160,00 |
| UHA2245 | Rojo | | | 160,00 |
| UHA0002 | Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente | | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | |
| UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230) | | | | |
| UHA2246 | Smiley | | | 280,00 |
| UHA2248 | Aventurero | | | 280,00 |
| UHA2249 | Belleza Sakura | | | 280,00 |
| UHA2250 | Cactus sonriente | | | 280,00 |
| UHA2251 | LOGO KUSCHALL | | | 280,00 |
| UHA0003 | Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución) | | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | |
| UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230) | | | | |
| UHA2253 | Smiley | | | 125,00 |
| UHA2255 | Aventurero | | | 125,00 |
| UHA2256 | Belleza Sakura | | | 125,00 |
| UHA2257 | Cactus sonriente | | | 125,00 |
| UHA2259 | Explosión de colores | | | 125,00 |

El largo de pierna de la silla (medida LLL) = Largo pierna del paciente (LLLpat) - grosor del cojín (SC)



INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS A MEDIDA
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere 465mm.



| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| UHA0004 | Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución) | | | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) |
| RESPALDOS MATRX | | VER TABLA Nº 10 | PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +10 DÍAS | |
| DHA2300 | Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release Solo para usuarios hasta 113KG | Solo para usuarios hasta 113KG | No posible con SW 480MM (DHA1350) | (NC : 2370, 2372, 3480) 770,00 |
| DHA2305 | Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release Solo para usuarios hasta 113KG | Solo para usuarios hasta 113KG | No posible con SW 480MM (DHA1350) | (NC : 2370, 2372, 3480) 770,00 |
| DHA2310 | Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release Solo para usuarios hasta 113KG | Solo para usuarios hasta 113KG | No posible con SW 480MM (DHA1350) | (NC : 2370, 2372, 3480) 770,00 |
| DHA2315 | Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release Solo para usuarios hasta 113KG | Solo para usuarios hasta 113KG | No posible con SW 480MM (DHA1350) | (NC : 2370, 2372, 3480) 770,00 |
| DHA2316 | ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2317 | ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2318 | ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2320 | Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2322 | ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2325 | Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2330 | Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2331 | ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2332 | ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2334 | ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2335 | Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2340 | Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2345 | Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2350 | Elite E2 Standard, altura 410 mm con fijación mini incluida | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2355 | ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| DHA2357 | ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) | | | (NC : 3480) 770,00 |
| ANCHURA RESPALDO MATRX | | | | |
| DHA2360 | 360 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM | | ○ |
| DHA2362 | 380 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM | | ○ |
| DHA2364 | 410 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM | | ○ |
| DHA2366 | 430 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM | | ○ |
| DHA2368 | 460 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM | | ○ |
| DHA2370 | 480 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM | | ○ |
| DHA2372 | 510 MM | Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM | | ○ |
| PUÑOS | | | | |
| DHA2400 | Sin puños | No posible con BH < 330 MM | | ○ |
| DHA2410 | Puños mini (fijos) | No posible con respaldos MATRX | | 59,05 |
| DHA2420 | ◆ Puños largos (fijos) | No posible con tapizado ligero & respaldos Matrx | | ◆ |
| DHA2430 | Puños ajustables en altura montaje trasero | No posible con respaldos Matrx | (NC : 3480) | 240,00 |
| DHA2440 | Puños ajustables en altura, integrados | | | 217,00 |
| DHA2450 | Puños plegables | No posible con respaldos Matrx | | 263,07 |
| ANGULO RESPALDO (BA) | | | | |
| DHA2510 | 76° (con respecto al asiento) | | | ○ |
| DHA2530 | 80.5° (con respecto al asiento) | | | ○ |
| DHA2550 | ◆ 85° (con respecto al asiento) | | | ◆ |
| DHA2570 | 89.5° (con respecto al asiento) | | | ○ |
| DHA2590 | 94° (con respecto al asiento) | | | ○ |



Elite E2



| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|---|---|
| ASIENTO | | |
| TAPIZADO DE ASIENTO | | |
| DHA2600 | Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) | UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE |
| DHA2601 | Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas) | 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005 |
| UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO | | |
| UHA2602 | Amarillo Neon | 190,00 |
| UHA2603 | Rosa Neon | 190,00 |
| UHA2604 | Azul | 190,00 |
| UHA2605 | Blanco | 190,00 |
| UHA2606 | Rojo | 190,00 |
| UHA0005 | Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) |
| COJIN & OPCIONES | | |
| DHA2700 | Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top | (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) |
| DHA2710 | FLO-TECH LITE - Altura 78 mm | (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) |
| DHA2720 | MATRIX LIBRA, funda bi-elástica impermeable y repelente al agua, negra - altura 83 mm | No posible con SD < 400 MM ; SW 360 MM solo posible con SD 400/420 MM |
| DHA2740 | CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 50 KG |
| DHA2742 | CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 100 KG |
| DHA2744 | CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 100 KG |
| DHA2746 | CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 100 KG |
| DHA2748 | CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm | (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) |
| OPCIONES ASIENTO | | |
| DHA2800 | Bolsa delantera asiento desmontable | Incluye clips de fijación (DHA7010) |
| ACCESORIOS MATRIX LIBRA | | |
| BASE RÍGIDA | | |
| DHA2860 | Base rígida | 46,81 |
| REPOSAPIES | | |
| DHA3240 | Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje delantero | |
| DHA3250 | Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje trasero | |
| CINCHA REPOSAPIÉS | | |
| DHA3320 | Montada en el soporte de rueda delantera | |
| DHA3330 | Montada en el chasis | |
| PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS | | |
| PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR) | | |
| DHA3405 | Protectores de ropa abatibles, composite ¡Nuevos! | Sólo ruedas 24" & 25" UNIQUE: color transparente o NEON posibles INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM |
| DHA3420 | Protectores de ropa abatibles, carbono ¡Nuevo diseño! | INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM |
| DHA3425 | Protectores ropa antisalpicaduras fijos, composite ¡Nuevos! | Sólo ruedas 24" & 25" INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM |
| DHA3430 | Protectores ropa antisalpicaduras fijos, carbono ¡Nuevo diseño! | INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM |
| DHA3440 | Protectores ropa antisalpicaduras, carbono , desmontables ¡Nuevo diseño! | Incrementa ancho total: + 20 mm INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM |



2600



2601



2600

2700

2630

2800




2720

2740-2746

Paletas/ Ancho de asiento (SW)
Chasis estándar:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm

Chasis aducción:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm - 400 mm



3240/3250



3405

3420

3425

3430

3440

3450

| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|--|---|---|--|---------|
| DHA3450 | Protectores ropa antisalpicaduras, composite , desmontables, ¡Nuevos! | Sólo ruedas 24" & 25" Incrementa ancho total: + 20 mm INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM | (NC : 3490, 6430, 6950) | 64,89 |
| UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3400,3405) | | | | |
| UHA3422 | Transparente | | | 550,00 |
| UHA3423 | Azul Transparente | | | 790,00 |
| UHA3424 | Amarillo Neon | | | 790,00 |
| UHA3425 | Naranja Neon | | | 790,00 |
| UHA3426 | Rojo Neon | | | 790,00 |
| UHA0006 | Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | | |
| UHA0007 | Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución) | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | | |
| REPOSABRAZOS (PAR) | | | | |
| DHA3480 | Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort | No posible con respaldo MatrX | | 235,24 |
| DHA3490 | Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T) incrementa ancho total: + 20 mm | Protector de ropa no incluido | | 235,24 |
| COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN | | | | |
| COLOR CHASIS NUEVO | | | | |
| DHA4000 | Negro espacial (RAL 9005) | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | | ○ |
| DHA4010 | Gris antracita (RAL 7016) | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | | ○ |
| DHA4020 | Blanco puro (RAL 9016) | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | (NC : 4220) | ○ |
| DHA4030 | Rojo Carmin (RAL 3002) | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | | ○ |
| DHA4040 | Azul Celeste (RAL 5017) | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | | ○ |
| DHA4060 | Amarillo intenso (RAL 1016) | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4100 | Negro brillante (RAL 9005) | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4130 | Gris plateado (RAL 9006) | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4145 | Azul Noche Perlado NUEVO | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4150 | Rojo rubí (RAL 3003) | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4170 | Naranja dinámica | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| DHA4180 | Verde forestal (RAL 6029) | Plazo de entrega adicional +15 días | Personalización con calcomanía BOLD o TAG | 270,38 |
| UHA4101 | Espejo pulido | ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE | | 799,00 |
| UHA4102 | Verde pastel | ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE | | 750,00 |
| UHA4103 | Azul claro | ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE | | 750,00 |
| UHA4104 | Ciruela morado | ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE | | 750,00 |
| UHA4105 | Salmón | ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE | | 750,00 |
| UHA0008 | Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | | |
| UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO | | | | |
| UHA4066 | Acabado esmaltado cerámico | Solo para colores UHA4101 a 4105 | | 680,00 |
| Estilo de calcomanía NUEVO | | | | |
| DHA4190 | BOLD | | (NC : 4300, 4310) | 102,74 |
| DHA4195 | ◆ TAG | | (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250) | ◆ |
| DHA4197 | Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall) | | (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310) | ○ |
| Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos) | | | | |
| Colores UNIQUE DISPONIBLES | | | | |
| DHA4200 | Negro | | | ○ |
| DHA4210 | Gris oscuro | | | ○ |
| DHA4220 | Gris claro | | | ○ |



3480




3490



BOLD



BOLD




TAG




TAG

| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|--|--|---|--|---------|
| DHA4230 | Rojo | | | ○ |
| DHA4240 | Azul | | | ○ |
| DHA4250 | Dorado | | | ○ |
| UHA4252 | Amarillo Neon | Pegatina en lugar de calcomanía | | 190,00 |
| UHA4253 | verde Neon | Pegatina en lugar de calcomanía | | 190,00 |
| UHA4254 | Naranja Neon | Pegatina en lugar de calcomanía | | 190,00 |
| UHA4255 | Rosa Neon | Pegatina en lugar de calcomanía | | 190,00 |
| UHA4256 | Rojo Neon | Pegatina en lugar de calcomanía | | 190,00 |
| UHA0009 | Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente | SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000) | | |
| Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo) - Color negro o rojo | | | | |
| DHA4300 | Negro | | | ○ |
| DHA4310 | Rojo | | | ○ |
| RUEDAS | | | | |
| RUEDAS DELANTERAS | | | | |
| DHA5000 | 3" Supersport | No posible con FSTF 530-540 MM | | ○ |
| DHA5050 | 4" Everyday cubierta negra | No posible con FSTF 540 MM | | ○ |
| DHA5100 | 4" Confort cubierta negra | No posible con FSTF 540 MM | | ○ |
| DHA5150 | 4" Starec llanta negra, cubierta negra | No posible con FSTF 540 MM | | 104,99 |
| DHA5200 | 4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra | UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES No posible con FSTF 540 MM | | 104,99 |
| DHA5250 | 4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra | UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES No posible con FSTF 540 MM | | 104,99 |
| DHA5300 | 5" Everyday con cubierta negra | | | ○ |
| DHA5350 | ◆ 5" Confort con cubierta negra | | | ◆ |
| DHA5400 | 5" Starec llanta negra, cubierta negra | | | 111,56 |
| DHA5450 | 5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra | UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES | | 111,56 |
| DHA5500 | 5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra | UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES | | 111,56 |
| UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS | | | | |
| UHA5502 | Rosa | | | 220,00 |
| UHA5504 | Naranja | | | 220,00 |
| UHA5506 | Azul | | | 220,00 |
| UHA5507 | Púrpura | | | 220,00 |
| UHA5508 | Rojo | | | 220,00 |
| UHA5509 | Dorado | | | 220,00 |
| UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA | | | | |
| UHA5510 | Rodamientos de cerámica | Solo para colores UHA5502 a 5509 | | 105,00 |
| POSICIÓN RUEDAS TRASERAS (centro de gravedad) | | | | |
| DHA6100 | 1 (posición más activa) | Posición menos estable | | ○ |
| DHA6110 | 2 (posición 1 en Champion 2008) | | | ○ |
| DHA6120 | 3 | | | ○ |
| DHA6130 | 4 (posición 2 en Champion 2008) | | | ○ |
| DHA6140 | 5 (posición 3 en Champion 2008) | | | ○ |
| DHA6150 | 6 | | | ○ |
| DHA6160 | ◆ 7 (posición 4 en Champion 2008) | | | ◆ |
| DHA6170 | 8 | | | ○ |
| DHA6180 | 9 (posición menos activa) | Posición más estable | | ○ |



| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|---|--|---|
| EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS QUAD RELEASE | | | |
| DHA6300 | TETRA-CLIP | (NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950) | 114,36 |
| TAMAÑO RUEDAS TRASERAS (ver diámetros posibles para cada rueda en apartado „TIPOS DE RUEDAS“) | | | |
| DHA6410 | ◆ 24" | | ◆ |
| DHA6420 | 25" | (NC : 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950) | 226,41 |
| DHA6430 | 26" | (NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950) | 226,41 |
| TIPO RUEDAS TRASERAS | | | |
| DHA6500 | ◆ Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares) | Otros tipos de cubiertas posibles NUEVO | (NC : todos los aros, 6900, 6910) ◆ |
| DHA6510 | Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26" radios cruzados | Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26" / buje natural, radios color plata para ruedas 22" | ○ |
| DHA6520 | Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros | | (NC : 6660) 369,53 |
| DHA6550 | Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25", llanta negra, buje negro, radios radiales negros | | (NC : 6660, 6910) 657,68 |
| UHA6551 | 24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda | UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible | (NC : 6660, 6910, 7900, 7910) 1.250,00 |
| UHA6552 | 24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda | UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible | (NC : 6660, 6910, 7900, 7910) 1.290,00 |
| UHA6553 | 24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda | UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible | (NC : 6660, 6910, 7900, 7910) 1.400,00 |
| UHA6554 | 24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda | UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible | (NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910) 1.550,00 |
| UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY | | | |
| UHA6557 | Azul | | 250,00 |
| UHA6558 | Dorado | | 250,00 |
| UHA6559 | Verde | | 250,00 |
| UHA6560 | Naranja | | 250,00 |
| UHA6561 | Rojo | | 250,00 |
| UHA6562 | Púrpura | | 250,00 |
| UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY | | | |
| UHA6563 | Azul | | 250,00 |
| UHA6564 | Dorado | | 250,00 |
| UHA6565 | Plata | | 250,00 |
| UHA6566 | Verde | | 250,00 |
| UHA6567 | Naranja | | 250,00 |
| UHA6568 | Rojo | | 250,00 |
| UHA6569 | Púrpura | | 250,00 |
| UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY | | | |
| UHA6570 | Azul | | 250,00 |
| UHA6571 | Verde | | 250,00 |
| UHA6572 | Naranja | | 250,00 |
| UHA6573 | Rosa | | 250,00 |
| UHA6574 | Rojo | | 250,00 |
| UHA6575 | Púrpura | | 250,00 |
| UHA6576 | Blanco NUEVO | | 250,00 |
| UHA6577 | Amarillo NUEVO | | 250,00 |
| UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY NUEVO | | | |
| UHA6579 | Rodamientos de cerámica | (NC : 7230) | 351,00 |



| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|-------------|---|---|
| RUEDAS TRASERAS | | | |
| DHA6600 | ◆ | 24"X1, MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm) | ◆ |
| DHA6625 | | 24", 25",26" x1 MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm | 72,18 |
| DHA6630 | | 24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos | 72,18 |
| DHA6660 | | 24" X 1.3/8" maciza negra (NC : 7230) | 72,18 |
| AROS - UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS DISPONIBLES | | | |
| DHA6700 | | Antideslizantes 24", 26" dist. 30 mm. | 161,09 |
| DHA6710 | | Acero 24", 26" , dist. 30 mm. | 124,07 |
| DHA6720 | | Titanio 24", dist. 30 mm. | 269,32 |
| DHA6740 | | 24" Carbolife Gekko (banda antideslizante), dist. 30 cm | 349,80 |
| DHA6750 | | 24" Carbolife Gekko S (banda antideslizante), dist. 30 cm | 349,80 |
| DHA6760 | | 24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 cm | 330,12 |
| DHA6770 | | 24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico y antideslizante) dist. 3 CM | 349,80 |
| DHA6780 | | Aluminio ligero gris 24", 25", 26" , dist. 30 mm | ○ |
| DHA6790 | | Aluminio ligero negro 24", 25", 26" , dist. 30 mm | ○ |
| CAIDA RUEDAS TRASERAS (CAMBER) | | | |
| DHA6820 | | 0° | ○ |
| DHA6830 | ◆ | 1° | (NC : 6960) ◆ |
| DHA6840 | | 3° | (NC : 6950, 7230) ○ |
| PROTECTORES RADIOS | | | |
| DHA6900 | | Transparentes 22", 24", 26" | 161,92 |
| DHA6910 | | Negros 22", 24", 26" | 161,92 |
| KIT DE FIJACIÓN ALBER | | | |
| DHA6950 | | Kit de fijación E-MOTION 2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24" | (NC : 7500, 7510, 7520, 8200) 625,48 |
| CINCHAS DE SUJECCIÓN | | | |
| DHA7000 | | Cincha para mantener la silla plegada | ○ |
| DHA7010 | ◆ | Clip para mantener la silla plegada | ◆ |
| AYUDA PARA DESPLEGAR LA SILLA | | | |
| DHA7100 | ◆ | Ayuda para desplegar la silla | Permite abrir el mecanismo de plegado desde la parte delantera de la silla ◆ |
| UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS | | | |
| UHA6960 | | UNIQUE - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLA & TAPA RODAMIENTO | 200,00 |
| UHA6961 | | UNIQUE - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLA, TAPA RODAMIENTO, SOPORTE RESPALDO, SOPORTE HORQUILLA, SOPORTE RUEDA TRASERA, ABRAZADERA DE FRENO | 410,00 |
| UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM | | | |
| UHA6963 | | Rojo | ○ |
| UHA6964 | | Púrpura | ○ |
| UHA6965 | | Cobre | ○ |
| UHA6966 | | Verde | ○ |
| UHA6967 | | Naranja | ○ |
| UHA6968 | | Dorado | ○ |
| UHA6969 | | Champagne | ○ |
| UHA6970 | | Rosa | ○ |
| UHA6971 | | Azul | ○ |
| UHA6972 | | Acabado Espejo pulido | ○ |
| FRENOS | | | |
| DHA7200 | | Frenos de tiro | ○ |
| DHA7210 | ◆ | Frenos estándar, palanca angulada | ◆ |
| DHA7220 | | Frenos estándar, palanca recta | ○ |
| DHA7230 | | Frenos performance (NC : 7300, 7810, 7820, 7830) | 137,80 |



| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|--|---------|
| DHA7240 | Frenos activos NUEVO | 81,03 |
| DHA7250 | Freno activo ligero (NC : 7300) | 140,60 |
| PROLONGACIÓN PALANCA FRENO | | |
| DHA7300 | Prolongador palanca frenos | 75,91 |
| OPCIONES SEGURIDAD | | |
| ANTIVUELCO | | |
| DHA7500 | Antivuelco derecho (NC : 8300) | 157,35 |
| DHA7510 | Antivuelco izquierdo (NC : 8300) | 157,35 |
| DHA7520 | Antivuelco ambos lados | 314,72 |
| CINTURONES | | |
| DHA7800 | Cinturón estándar (NC: 7840, 7850) | 97,04 |
| DHA7810 | Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar Peso usuario : 25-50 KG | 113,72 |
| DHA7820 | Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab Peso usuario : 50-75 KG | 113,72 |
| DHA7830 | Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab Peso usuario : 75-100 KG | 113,72 |
| ILUMINACIÓN PASIVA | | |
| DHA7900 | Iluminación pasiva (montada en los radios) | 19,47 |
| DHA7910 | Iluminación pasiva sin montar | 10,82 |
| OPCIONES ACOMPAÑANTE | | |
| PROTECTOR DE CHASIS | | |
| DHA8010 | Protectores chasis (parte delantera) 2 pc. Desmontable, con cierre gancho-bucle | 39,38 |
| PISAPIE | | |
| max. 2 adaptaciones por lado (adaptación= antivuelco, pisapiés, soporte bastones , ruedas transit) | | |
| DHA8100 | Pisapié derecho | 70,59 |
| SOPORTE PARA BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit) | | |
| DHA8200 | Soporte para bastones, montaje derecha | 86,61 |
| RUEDAS TRANSIT | | |
| DHA8300 | Ruedas transit 3" Solo en combinación con antivuelcos ambos lados (DHA7520) | 201,76 |
| OTRAS OPCIONES | | |
| DHA8500 | Bomba de hinchado - Nuevo | 19,67 |
| DHA8550 | Kit de herramientas | 16,22 |
| DHA8650 | Bolsa de transporte para ruedas traseras 22, 24, 25, 26 | 62,06 |
| DHA8680 | Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte Ruedas Mountain Bike ,cubiertas y aros de aluminio grises, ejes Quick release incluidos | 486,68 |
| DHA8700 | Bolsa de transporte para silla Champion Bolsa flexible. No hace falta desmontar las ruedas | 335,70 |
| DHA8750 | Bolsa de transporte para Champion con opción SK (parte delantera del chasis plegable) No se recomienda con protectores antisalpicaduras fijos, puños fijos, puños ajustables en altura, respaldos y cojines Matrix Bolsa rígida (la silla tiene que estar plegada) | 356,90 |
| DHA8800 | Panel pantorrilla BODYPOINT | 81,11 |
| DHA8850 | Bolsa movilidad BODYPOINT | 91,93 |



7810 / 7820 / 7830

INFORMACIÓN IMPORTANTE OPCIÓN DHA8750 - BOLSA DE TRANSPORTE PARA CHAMPION CON OPCIÓN SK:

Según configuración de la silla (ancho, profundidad) y opciones elegidas, puede que la silla no quepa en la bolsa de transporte o que ésta resulte dañada durante el transporte. No se recomienda con:

- Protectores antisalpicaduras fijos
- Puños fijos,
- Puños ajustables en altura
- Respaldos y cojines Matrix

8010



8100



8200

8300



8750





8700



8680

Relación Ángulo de chasis delantero, FSTF, tamaño d echasis (largo o corto), prof.asiento, diámetro rueda delantera

| | FSTF | Chasis largo (L) | | | | | | Chasis corto (S) | | | | | |
|------------|-------|------------------|-------|-------|----------|-------|-------|------------------|-----|-------|----------|-------|-------|
| | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | |
| | | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" |
| Chasis 75° | 540 | Red | Red | Green | Red | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 530 | Red | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 520 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 510 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 500 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 490 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 480 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 470 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 460 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| 450 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green | |
| Chasis 90° | 540 | Red | Red | Green | Red | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 530 | Red | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 520 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 510 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 500 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 490 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 480 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 470 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 460 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| 450 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green | |



FSTF: altura delantera asiento-suelo
 RSTF: altura trasera asiento-suelo
 LLL: largo de pierna
 SD: profundidad de asiento

Relación Ángulo de chasis, diferencia entre alturas de asiento (FSTF y RSTF), tipo de montaje de paleta, prof. Asiento (SD), diámetro rueda delantera

| | Diferencia entre FSTF y RSTF | MONTAJE DELANTERO PALETA | | | | | | MONTAJE TRASERO PALETA | | | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|
| | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | |
| | | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" |
| Chasis 75° | 0 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 10 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 20 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 30 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 40 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 50 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 60 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 70 mm | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| Chasis 90° | 30 mm | Green | Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 40 mm | Green | Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 50 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 60 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 70 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 80 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| | 90 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |
| 100 mm | Green | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green | |

No hay conflicto si LLL es inferior a *FSTF menos 100 mm
 FSTF: altura delantera asiento-suelo
 RSTF: altura trasera asiento-suelo
 LLL: largo de pierna
 SD: profundidad de asiento

Tabla 10

| RESPALDO MATRX | ALTURA RESPALDO (mm) | Puños fijos y plegables (DHA2410/2420/2450) | | | | | | | | Sin puños (DHA2400) | | | | | | | | Puños ajustables altura integrados (DHA2440) | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
| | | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 to 465 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 to 465 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 to 465 | |
| DHA2300 | MATRX MX2, HEIGHT 150 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2305 | MATRX MX2, HEIGHT 230 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2310 | MATRX MX2, HEIGHT 305 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2315 | MATRX MX2, HEIGHT 405 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2316 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 160 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2317 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 210 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2318 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 260 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2320 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 310 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2322 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 360 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2325 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 410 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2330 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 460 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2331 | ELITE DEEP E2, HEIGHT 510 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2332 | ELITE E2, HEIGHT 160 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2334 | ELITE E2, HEIGHT 210 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2335 | ELITE E2, HEIGHT 260 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2340 | ELITE E2, HEIGHT 310 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2345 | ELITE E2, HEIGHT 360 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2350 | ELITE E2, HEIGHT 410 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2355 | ELITE E2, HEIGHT 460 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DHA2357 | ELITE E2, HEIGHT 510 mm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

- OK
- No Compatible