

Invacare IBERIA

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com

www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD



Yes, you can.®

KÜSCHALL CHAMPION

NUEVO



Silla de ruedas ligera activa con chasis de aluminio con tubos hidroconformados.
Diferentes ángulos de chasis disponibles (90°, aducción).
Sistema de plegado único y respaldo abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo. Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG).
Gran número de ajustes, tallas y opciones disponibles. Opción SK: parte delantera del chasis plegable con sistema de bloqueo para una silla ultra compacta.
Peso máximo del usuario: 120kg, Peso de la silla: a partir de 9,2kg*
Peso de transporte: a partir de 6,7kg*
Nuevos Pack de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponibles!
Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones!
Champion SR-40F. Código provisional Prescripción (comunicado): S0008991 (Categoría SRM 040F)



Bodypoint

matrx
HEATING ELEMENT

ADD-ON DRIVE
COMPATIBLE

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €	
MODELO			
DHA0031	◆ KÜSCHALL CHAMPION	◆	
MYKÜSCHALL			
DHA0000	FABRICACIÓN ESPECIAL MYKÜSCHALL SELECCIONAR PARA PEDIR COLOR DE CHASIS ESPECIAL (DHA4050) Adjuntar descripción completa de la silla		
PACK POSICIONAMIENTO			
DHA0220	PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2 NUEVO	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DHA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DHA2300 a DHA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DHA7810 a DHA7830) Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1350, 1405, 1415, 1425, 7230)	1.093,15
DHA0230	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/ELITE E2 NUEVO	INCLUDE : MATRX LIBRA CUSHION (DHA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DHA2320-DHA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DHA7810 a DHA7830). Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1405, 1415, 1425, 7230)	1.093,15
ASIENTO			
CHASIS			
DHA1150	◆ CHASIS ALUMINIO 75°	(NC : 1350)	3.360,00
DHA1160	CHASIS ALUMINIO 90°	(NC : 1350)	3.360,00
DHA1170	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	3.459,75
DHA1180	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	3.459,75
OPCIONES CHASIS			
DHA1250	Opción SK option: parte delantera del chasis plegable con sistema de cierre (NC chasis en aducción)	(NC : 1350, 1924 a 1934, 4190, 8700)	521,23
ANCHURA ASIENTO (SW)			
DHA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	<input type="radio"/>
DHA1325	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000)	<input type="radio"/>
DHA1330	◆ 400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744)	◆
DHA1335	420 MM	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	<input type="radio"/>
DHA1340	440 MM	(NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742)	<input type="radio"/>



Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!! por la compra del PACK 1 o 2



1250

NUEVO

Código	Descripción			P.V.P €
DHA1345	460 MM		(NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742, 2744)	○
DHA1350	480 MM	Solo con chasis en aducción	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744)	○
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)				
DHA1405	340 MM		(NC : 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	32,45
DHA1415	360 MM		(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830)	○
DHA1425	380 MM		(NC : 2720, 2730, 2744)	○
DHA1435	◆ 400 MM		(NC : 2744)	◆
DHA1445	420 MM			○
DHA1460	440 MM		(NC : 2740, 2742)	○
DHA1470	460 MM		(NC : 2740, 2742, 2744)	○
DHA1480	480 MM		(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	○
ALTURA DE RESPALDO (BH) Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 10)				
DHA1615	300 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	○
DHA1620	315 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	○
DHA1625	330 MM		(NC : 2240)	○
DHA1630	345 MM		(NC : 2240)	○
DHA1635	360 MM		(NC : 2240)	○
DHA1640	◆ 375 MM		(NC : 2240)	◆
DHA1645	390 MM		(NC : 2240)	○
DHA1650	405 MM		(NC : 2240)	○
DHA1655	420 MM		(NC : 2240)	○
DHA1660	435 MM		(NC : 2240)	○
DHA1665	450 MM		(NC : 2240)	○
DHA1670	465 MM		(NC : 2240)	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)				
DHA1740	450 MM		(NC : 1946 a 1960)	○
DHA1745	460 MM		(NC : 1948 a 1960)	○
DHA1750	470 MM		(NC : 1950 a 1960)	○
DHA1755	480 MM		(NC : 1952 a 1960)	○
DHA1760	490 MM		(NC : 1954 a 1960)	○
DHA1765	◆ 500 MM		(NC : 1956 a 1960)	◆
DHA1770	510 MM		(NC : 1958, 1960)	○
DHA1775	520 MM		(NC : 1960)	○
DHA1780	530 MM		(NC : 5000)	○
DHA1785	540 MM	solo con ruedas delanteras 5"	(NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF) Seleccionar chasis 75° si 0 <FSTF - RSTF < 70MM; seleccionar chasis 85° si 30 <FSTF - RSTF < 100MM				
DHA1815	390 MM	Solo con ruedas traseras 22" & 24"	(NC : 6420, 6430)	○
DHA1820	400 MM	Solo con ruedas traseras 22" & 24"	(NC : 6420, 6430)	○
DHA1825	410 MM		(NC: 6430)	○
DHA1830	420 MM		(NC: 6430)	○
DHA1835	◆ 430 MM			◆
DHA1840	440 MM			○
DHA1845	450 MM			○
DHA1850	460 MM			○
DHA1855	470 MM	Solo con ruedas traseras 25" & 26"	(NC : 6410)	○
DHA1860	480 MM	Solo con ruedas traseras 25" & 26"	(NC : 6410)	○
LARGO DE PIERNA (LLL) Seleccionar chasis 75° si LLL ≤ FSTF- 30 MM ; seleccionar chasis 85° si LLL ≤ FSTF- 40 MM				
DHA1924	320 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		○
DHA1926	330 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		○
DHA1928	340 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		○
DHA1930	350 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		○

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las medidas y en la posición de sentado del usuario.

Dependiendo de la configuración la paleta puede ser de montaje superior si:

FSTF > 500 mm y
LLL < 400mm

○

FSTF ≤ 500 mm y
LLL ≤ 350 mm



LLL < 320 mm disponible como especial en MYküschall

Nota: la paleta de montaje superior no es posible con cincha montada en el soporte (DDC153)




RSTF / Tamaño rueda trasera

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



Código	Descripción		P.V.P €
DHA1932	360 MM	No posible con opción SK (DHA1250)	○
DHA1934	370 MM	No posible con opción SK (DHA1250)	○
DHA1936	380 MM	Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con SD \geq 400MM	○
DHA1938	390 MM	Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con SD \geq 380MM	○
DHA1940	400 MM		○
DHA1942	410 MM		○
DHA1944	420 MM		○
DHA1946	◆ 430 MM		◆
DHA1948	440 MM		○
DHA1950	450 MM		○
DHA1952	460 MM		○
DHA1954	470 MM		○
DHA1956	480 MM		○
DHA1958	490 MM		○
DHA1960	500 MM		○
RESPALDO			
DHA2140	◆ Ajustable en ángulo, abatible hacia delante con sistema de bloqueo	El respaldo permanece bloqueado cuando se abate	◆
TAPIZADO RESPALDO			
DHA2200	◆ Estándar ligeramente acolchado	No posible con BH < 330 MM	(NC : 2300 a 2357, 2430) ◆
DHA2220	Tapizado ajustable tensión premium negro		(NC : 2300 a 2357) 119,00
DHA2230	Tapizado ajustable en tensión transpirable Aero back		(NC : 2300 a 2357) 200,41
DHA2240	Sin tapizado de respaldo	Indispensable para seleccionar respaldo MatrX	(NC : 2430) ○
RESPALDOS MATRX (Plazo adicional 5 días)			
DHA2300	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480) 770,00
DHA2305	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480) 770,00
DHA2310	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480) 770,00
DHA2315	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480) 770,00
DHA2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2350	Elite E2 Standard, altura 410 mm con fijación mini incluida		(NC : 3480) 770,00
DHA2355	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
DHA2357	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)		(NC : 3480) 770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX			
DHA2360	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
DHA2362	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
DHA2364	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
DHA2366	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○

El largo de pierna de la silla (medida LLL) = Largo pierna del paciente (LLLpat) - grosor del cojín (SC)



INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS A MEDIDA
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere 465mm.



Elite E2

Código	Descripción			P.V.P €
DHA2368	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM		○
DHA2370	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM		○
DHA2372	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM		○
PUÑOS				
DHA2400	Sin puños	No posible con BH < 330 MM		○
DHA2410	Puños mini (fijos)	No posible con respaldos MATRX		59,05
DHA2420	◆ Puños largos (fijos)	No posible con tapizado ligero & respaldos MatrX		◆
DHA2430	Puños ajustables en altura montaje trasero	No posible con respaldos MatrX	(NC : 3480)	240,00
DHA2440	Puños ajustables en altura, integrados			217,00
DHA2450	Puños plegables	No posible con respaldos MatrX		263,07
ANGULO RESPALDO (BA)				
DHA2510	76° (con respecto al asiento)			○
DHA2530	80.5° (con respecto al asiento)			○
DHA2550	◆ 85° (con respecto al asiento)			◆
DHA2570	89.5° (con respecto al asiento)			○
DHA2590	94° (con respecto al asiento)			○
BARRA DE RESPALDO ESTABILIZADORA				
DHA2595	Barra estabilizadora respaldo, abatible y desmontable	No posible con respaldo MATRX y BH < 405 MM		150,33
ASIENTO				
TAPIZADO DE ASIENTO				
DHA2600	◆ Tapizado de asiento estándar			◆
COJIN & OPCIONES				
DHA2700	Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,87
DHA2710	FLO-TECH LITE - Altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHA2720	MATRIX LIBRA, funda bi-elástica impermeable y repelente al agua, negra - altura 83 mm	No posible con SD < 400 MM ; SW 360 MM solo posible con SD 400/420 MM		323,15
DHA2740	CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHA2742	CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHA2744	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHA2746	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHA2748	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
OPCIONES ASIENTO				
DHA2800	Bolsa delantera asiento desmontable	Incluye clips de fijación (DHA7010)		74,49
ACCESORIOS MATRX LIBRA				
BASE RÍGIDA				
DHA2860	Base rígida			46,81
REPOSAPIES				
DHA3240	Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje delantero			○
DHA3250	◆ Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje trasero			◆
CINCHA REPOSAPIÉS				
DHA3320	Montada en el soporte de rueda delantera			○
DHA3330	◆ Montada en el chasis			◆
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
DHA3405	Protectores de ropa abatibles, composite ¡Nuevos!	Sólo ruedas 24" & 25"	(NC : 6430)	○
DHA3420	Protectores de ropa abatibles, carbono ¡Nuevo diseño!			75,71



Paletas/ Ancho de asiento (SW)
Chasis estándar:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm



Chasis aducción:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm - 400 mm



Código	Descripción			P.V.P €
DHA3425	◆	Protectores ropa antislipcaduras fijos, composite ¡Nuevos!	Sólo ruedas 24" & 25" (NC : 3490 , 6430, 7850)	◆
DHA3430		Protectores ropa antislipcaduras fijos, carbono ¡Nuevo diseño!	(NC : 3490, 7850)	86,52
DHA3440		Protectores ropa antislipcaduras, carbono , desmontables ¡Nuevo diseño!	Incrementa ancho total: + 20 mm (NC : 3490)	151,41
DHA3450		Protectores ropa antislipcaduras, composite , desmontables, ¡Nuevos!	Sólo ruedas 24" & 25" Incrementa ancho total: + 20 mm (NC : 3490, 6430)	64,89
REPOSABRAZOS (PAR)				
DHA3480		Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	No posible con respaldo Matrx	235,24
DHA3490		Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T) incrementa ancho total: + 20 mm	Protector de ropa no incluido	235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN				
COLOR CHASIS				
DHA4000		Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DHA4010		Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DHA4020		Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220)	○
DHA4030		Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DHA4040		Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DHA4060		Amarillo intenso (RAL 1016)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4070		Violeta atómico (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4100		Negro brillante (RAL 9005)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4130		Gris plateado (RAL 9006)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4140		Azul real	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4150		Rojo rubí (RAL 3003)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4170		Naranja dinámica	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4180		Verde forestal (RAL 6029)	Plazo de entrega adicional +10 días Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DHA4050		Color especial	Consultar precios y plazos con Departamento de Atención al Cleinte Facilitar código RAL/ información adicional	
Estilo de calcomanía				
DHA4190		BOLD	(NC : 4300, 4310)	102,74
DHA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DHA4197		Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	○
Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos)				
DHA4200		Negro		○
DHA4210		Gris oscuro		○
DHA4220		Gris claro		○
DHA4230		Rojo		○
DHA4240		Azul		○
DHA4250		Dorado		○
Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo) - Color negro o rojo				
DHA4300		Negro		○
DHA4310		Rojo		○
RUEDAS				
RUEDAS DELANTERAS				
DHA5000		3" Supersport	No posible con FSTF 530-540 MM	○
DHA5050		4" Everyday cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM	○
DHA5100		4" Confort cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM	○



Código	Descripción			P.V.P €
DHA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM		104,99
DHA5200	4" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM		104,99
DHA5250	4" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM		104,99
DHA5300	5" Everyday con cubierta negra			○
DHA5350	5" Confort con cubierta negra			◆
DHA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra			111,56
DHA5450	5" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra			111,56
DHA5500	5" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra			111,56
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS (centro de gravedad)				
DHA6100	1 (posición más activa)	Posición menos estable		○
DHA6110	2 (posición 1 en Champion 2008)			○
DHA6120	3			○
DHA6130	4 (posición 2 en Champion 2008)			○
DHA6140	5 (posición 3 en Champion 2008)			○
DHA6150	6			○
DHA6160	7 (posición 4 en Champion 2008)			◆
DHA6170	8			○
DHA6180	9 (posición menos activa)	Posición más estable		○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS QUAD RELEASE				
DHA6300	TETRA-CLIP		(NC : 6550, 6950, 6960)	114,36
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS (ver diámetros posibles para cada rueda en apartado „TIPOS DE RUEDAS“)				
DHA6410	◆ 24"			◆
DHA6420	25"		(NC : 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	226,41
DHA6430	26"		(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	226,41
TIPO RUEDAS TRASERAS				
DHA6500	◆ Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles	(NC : todos los aros, 6625, 6900, 6910)	◆
DHA6510	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26" radios cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26" / buje natural, radios color plata para ruedas 22"	NC 6625	○
DHA6520	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		(NC : 6660)	369,53
DHA6550	Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros		(NC :6625, 6660, 6910)	657,68
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
DHA6600	◆ 24"x1, MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		NUEVO	◆
DHA6625	24", 25",26" x1 MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm		NUEVO	72,18
DHA6630	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos		NUEVO	72,18
DHA6660	24" X 1.3/8" maciza negra		(NC : 7230)	72,18
AROS				
DHA6700	Antideslizantes 24", 26" dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		161,09
DHA6710	Acero 24", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		124,07



Código	Descripción		P.V.P €
DHA6720	Titanio 24", dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	269,32
DHA6740	24" Carbolife Gekko L (banda antideslizante), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DHA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antideslizante), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DHA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	330,12
DHA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico y antideslizante) dist. 3 CM	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DHA6780	Aluminio ligero gris 24", 25", 26", dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm	○
DHA6790	Aluminio ligero negro 24", 25", 26", dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○
CAIDA RUEDAS TRASERAS (CAMBER)			
DHA6820	0°		○
DHA6830	◆ 1°	(NC : 6960)	◆
DHA6840	3°	(NC : 6950, 7230)	○
PROTECTORES RADIOS			
DHA6900	Transparentes 22", 24", 26"		161,92
DHA6910	Negros 22", 24", 26"		161,92
KIT DE FIJACIÓN ALBER			
DHA6950	Kit de fijación E-MOTION & TWION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24"	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200) 625,48
CINCHAS DE SUJECIÓN			
DHA7000	Cincha para mantener la silla plegada		○
DHA7010	◆ Clip para mantener la silla plegada		◆
AYUDA PARA DESPLEGAR LA SILLA			
DHA7100	◆ Ayuda para desplegar la silla	Permite abrir el mecanismo de plegado desde la parte delantera de la silla	◆
FRENOS			
DHA7200	Frenos de tiro		○
DHA7210	◆ Frenos estándar, palanca angulada		◆
DHA7220	Frenos estándar, palanca recta		○
DHA7230	Frenos performance		(NC : 7300, 7810, 7820, 7830) 137,80
DHA7240	Frenos activos	NUEVO	(NC : 7300) 81,03
DHA7250	Freno activo ligero		140,60
PROLONGACIÓN PALANCA FRENO			
DHA7300	Prolongador palanca frenos		75,91
OPCIONES SEGURIDAD			
ANTIVUELCO			
DHA7500	Antivuelco derecho		(NC : 8300) 157,35
DHA7510	Antivuelco izquierdo		(NC : 8300) 157,35
DHA7520	Antivuelco ambos lados		314,72
CINTURONES			
DHA7800	Cinturón estándar		(NC: 7840, 7850) 97,04
DHA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	Peso usuario : 25-50 KG	113,72
DHA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	Peso usuario : 50-75 KG	113,72
DHA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	Peso usuario : 75-100 KG	113,72
ILUMINACIÓN PASIVA			
DHA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)		19,47
DHA7910	Iluminación pasiva sin montar		10,82



Código	Descripción	P.V.P €	
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
PROTECTOR DE CHASIS			
DHA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc. Desmontable, con cierre gancho-bucle	39,38	
PISAPIE			
max. 2 adaptaciones por lado (adaptación= antivuelco, pisapie, soporte bastones , ruedas transit)			
DHA8100	Pisapié derecho	70,59	
SOPORTE PARA BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)			
DHA8200	Soporte para bastones, montaje derecha	86,61	
RUEDAS TRANSIT			
DHA8300	Ruedas transit 3" Solo en combinación con antivuelcos ambos lados (DHA7520)	201,76	
OTRAS OPCIONES			
DHA8500	Bomba de hinchado - Nuevo	19,67	
DHA8550	Kit de herramientas	16,22	
DHA8650	Bolsa de transporte para ruedas traseras 22, 24, 25, 26	62,06	
DHA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte Ruedas Mountain Bike ,cubiertas y aros de aluminio grises, ejes Quick release incluidos	486,68	
DHA8700	Bolsa de transporte para silla Champion Bolsa flexible. No hace falta desmontar las ruedas	335,70	
DHA8750	Bolsa de transporte para Champion con opción SK (parte delantera del chasis plegable) No se recomienda con protectores antisalpicaduras fijos, puños fijos, puños ajustables en altura, respaldos y cojines Matrix	Bolsa rígida (la silla tiene que estar plegada)	356,90
DHA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11	
DHA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93	



7810 / 7820 / 7830

INFORMACIÓN IMPORTANTE OPCIÓN DHA8750 - BOLSA DE TRANSPORTE PARA CHAMPION CON OPCIÓN SK:

Según configuración de la silla (ancho, profundidad) y opciones elegidas, puede que la silla no quepa en la bolsa de transporte o que ésta resulte dañada durante el transporte. No se recomienda con:

- Protectores antisalpicaduras fijos
- Puños fijos,
- Puños ajustables en altura
- Respaldos y cojines Matrix

8010



8100



8200



8300



8750





8700



8680

Relación Ángulo de chasis delantero, FSTF, tamaño d echasis (largo o corto), prof.asiento, diámetro rueda delantera

	FSTF	Chasis largo (L)						Chasis corto (S)					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	540	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	530	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	520	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	510	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	500	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	490	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
Chasis 90°	540	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	530	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	520	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	510	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	500	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	490	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	



FSTF: altura delantera asiento-suelo
 RSTF: altura trasera asiento-suelo
 LLL: largo de pierna
 SD: profundidad de asiento

Relación Ángulo de chasis, diferencia entre alturas de asiento (FSTF y RSTF), tipo de montaje de paleta, prof. Asiento (SD), diámetro rueda delantera

	Diferencia entre FSTF y RSTF	MONTAJE DELANTERO PALETA						MONTAJE TRASERO PALETA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	0 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	10 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	20 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	30 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	40 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	50 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	60 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	70 mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Chasis 90°	30 mm	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	40 mm	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	50 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	60 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	70 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	80 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	90 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	100 mm	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

No hay conflicto si LLL es inferior a *FSTF menos 100 mm
 FSTF: altura delantera asiento-suelo
 RSTF: altura trasera asiento-suelo
 LLL: largo de pierna
 SD: profundidad de asiento

Tabla 10

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DHA2410/2420/2450)								Sin puños (DHA2400)								Puños ajustables altura integrados (DHA2440)							
		300	315	330	345	360	375	390	405 to 465	300	315	330	345	360	375	390	405 to 465	300	315	330	345	360	375	390	405 to 465
DHA2300	MATRX MX2, HEIGHT 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2305	MATRX MX2, HEIGHT 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2310	MATRX MX2, HEIGHT 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2315	MATRX MX2, HEIGHT 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2316	ELITE DEEP E2, HEIGHT 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2317	ELITE DEEP E2, HEIGHT 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2318	ELITE DEEP E2, HEIGHT 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2320	ELITE DEEP E2, HEIGHT 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2322	ELITE DEEP E2, HEIGHT 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2325	ELITE DEEP E2, HEIGHT 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2330	ELITE DEEP E2, HEIGHT 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2331	ELITE DEEP E2, HEIGHT 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2332	ELITE E2, HEIGHT 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2334	ELITE E2, HEIGHT 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2335	ELITE E2, HEIGHT 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2340	ELITE E2, HEIGHT 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2345	ELITE E2, HEIGHT 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2350	ELITE E2, HEIGHT 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2355	ELITE E2, HEIGHT 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DHA2357	ELITE E2, HEIGHT 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

- OK
- No Compatible