

## Invacare® Scooters



La gama de scooters eléctricos ofrecen a los usuarios mayor independencia y autonomía. A continuación encontrará la gama completa con altas prestaciones en seguridad y movilidad, con diferentes características, desde scooters pequeños, ideales para el transporte o almacenaje, hasta scooters eléctricos más grandes, pensados para largas distancias. También encontrará muchos accesorios disponibles.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :









Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :


Fecha pedido :

Código	Descripción	PVP 2024	
<b>Invacare® COLIBRI</b>			
Micro scooter desmontable en 4 partes sin necesidad de herramientas para transportarlo fácilmente. Sistema de desmontaje rápido y fácil "Litelock™" en 4 partes, sin herramientas. Ruedas 200x50 y baterías 12Ah. Versión "exterior" con ruedas más grandes (210x65) y baterías de 18Ah. Reposabrazos abatibles y regulables en altura. Asiento acolchado giratorio a 360° y regulable en altura. Columna de dirección ajustable en ángulo. Barra tipo delta para mayor ergonomía. Cesta delantera. Velocidad 8 km/h. Motores: 200 W. Cargador incluido. Peso del elemento más pesado: 15,6 kg. Peso máximo usuario 136 kg			
1676151	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>12Ah</b> - ruedas <b>200x50</b> - Color <b>azul zafiro</b>	<b>1.325,00 €</b>	
1676153	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>12Ah</b> - ruedas <b>200x50</b> - Color <b>verde</b>		
1676157	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>12Ah</b> - ruedas <b>200x50</b> - Color <b>rojo</b>		
<b>Invacare® Colibri® exterior</b>			
1579004	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>18Ah</b> - ruedas <b>210x65</b> - Color <b>azul zafiro</b>	<b>1.490,00 €</b>	
1579007	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>18Ah</b> - ruedas <b>210x65</b> - Color <b>verde</b>		
1676148	<b>Colibri 4</b> ruedas 8 km/h - batería <b>18Ah</b> - ruedas <b>210x65</b> - Color <b>rojo</b>		
<b>Invacare® LEO</b>			
Micro scooter desmontable en 5 partes sin necesidad de herramientas para transportarlo fácilmente. Kit de luces de freno traseras con intermitentes. Cesta delantera de plástico. Ruedas neumáticas 10" con cubierta negra Manillar ergonómico tipo Delta. Reposabrazos abatibles y regulables en altura. Asiento acolchado con costuras blancas - giratorio a 360° y regulable en altura (46 - 56 cm). Cargador externo 5 Amp. incluido. Peso máximo usuario: 136 kg			
<b>4 ruedas. Baterías 36 Ah. Largo total: 1220 mm.</b>			
1579607	<b>Leo 4</b> ruedas 8 km/h - Color <b>azul onyx</b>	<b>2.100,00 €</b>	
1579428	<b>Leo 4</b> ruedas 8 km/h - Color <b>rojo</b>		
<b>4 ruedas. Baterías 40 Ah. Largo total: 1220 mm.</b>			
1585465	<b>Leo 4</b> ruedas 6 km/h, asiento confort, reposacabezas, luz frontal - Color <b>plata</b>	<b>2.200,00 €</b>	
<b>Invacare® Orion® Metro</b>			
Scooters de 4 ruedas, tipo balón 11". Baterías 50 Ah. Motores 10 km/h. Sistema de luces avanzado. Limitador de velocidad en curvas y en interior. Asiento multi-ajustable con reposabrazos abatibles. Columna de dirección regulable en ángulo con puños ergonómicos. Asiento confort Suspensiones delanteras y traseras. Cargador incluido. Peso máx.usuario: 136 kg			
1676168	<b>Orion Metro</b> 4ruedas - <b>Rojo</b>	<b>3.075,00 €</b>	
1676177	<b>Orion Metro</b> 4ruedas - <b>Azul Alium + retrovisor</b>	<b>3.125,00 €</b>	
1676178	<b>Orion Metro</b> 4ruedas - <b>Plata + retrovisor</b>		
1676179	<b>Orion Metro</b> 4ruedas - <b>Rojo + retrovisor</b>		

Código	Descripción	PVP 2024
<b>Invacare® Orion® Pro</b>		
Scooters de 4 ruedas, tipo balón 12". Baterías 75 Ah. Motores 15 km/h. Sistema de luces avanzado. Limitador de velocidad en curvas y en interior. Asiento multi-ajustable con reposabrazos abatibles. Columna de dirección regulable en ángulo con puños ergonómicos. Suspensiones delanteras y traseras. Cargador incluido. Peso máx.usuario: 160 kg		
1676190	<b>Orion Pro 4ruedas 15Km/h - Rojo Garnet</b>	<b>3.650,00 €</b>
<b>Invacare® Comet® Pro</b>		
Scooters de 4 ruedas,tipo balón 13". Baterías 75 Ah. Motores 15 km/h. Sistema de luces avanzado. Limitador de velocidad en curvas y en interior. Asiento multi-ajustable con reposabrazos abatibles. Columna de dirección regulable en ángulo con puños ergonómicos. Asiento Delux 20"Suspensiones delanteras y traseras. Cargador incluido. Peso máx.usuario: 160 kg		
1676208	<b>Comet Pro 4 ruedas 15 km/h, Rojo</b>	<b>3.995,00 €</b>
1676223	<b>Comet Pro 4 ruedas 15km/h, Azul</b>	
1676215	<b>Comet Pro 4 ruedas 15km/h, Plata + retrovisor</b>	<b>4.100,00 €</b>
<b>Invacare® Comet® Ultra</b>		
Scooters de 4 ruedas diseñado para usuarios de peso elevado, tipo balón 13". Baterías 75 Ah. Motores 10 km/h. Sistema de luces avanzado. Limitador de velocidad en curvas y en interior. Columna de dirección regulable en ángulo con puños ergonómicos. Suspensiones delanteras y traseras. Cargador incluido. Peso máx.usuario: 220 kg		
1639515	<b>Comet Ultra 4 ruedas 10km/h, Plata</b>	<b>4.885,00 €</b>



Accesorios							
Código	Descripción	Colibri	Leo	Orion Pro	Orion Metro	Comet Pro	Comet Ultra
		SP1528274	Soporte para bastones y muletas (Necesita para Colibri-SP1507388 / Comet Ultra-SP1541502) - NC 1505727; 1505728	●	●	●	●
SP1507388	Anclaje para montar accesorios adicionales Colibri	●					
SP1572971	Soporte botella de oxígeno (Pedir código adicional SP1507388)	●	●	●	●	●	●
SP1505727	Cesta trasera (nc : 1528274, 1505729, 1505728, SP1572971) (Pedir código adicional SP1577455)		●	●	●	●	●
SP1509434	Funda de protección	●	●				
SP1518241	Retrovisor derecho/izquierdo (negro) 1 unidad		●	●	●	●	●
SP1521661	Maletero delantero con cierre (azul onyx)		●	●	●	●	
SP1521595	Maletero delantero con cierre (plata)		●	●	●	●	
SP1551638	Maletero delantero con cierre (rojo)		●			●	
SP1509362	Cinturón con hebilla con auto-lock		●				
SP1505728	Soporte caminador (nc : 1505727,1505731,1505729,1528274) Verificar el caminador compatible.		●	●	●	●	●
SP1543160	Parabrisas		●	●	●	●	●
SP1553851	Soporte de Rollator - Jazz/Banjo/Legacy (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274)		●	●	●	●	●
SP1521594	Porta vasos			●	●	●	●
SP1505731	Mochila para transporte de objetos (para el respaldo) (nc : 1505727, 1505728, 1505729)			●	●	●	●
SP1518274	Cinturón pélvico con auto-lock			●	●	●	●
SP1518240	Funda de protección			●	●	●	●
SP1637915	Cesto delantero XL (incluye fijación)			●	●	●	●
SP1637913	Maletero trasero con llave de bloqueo			●	●	●	●
SP1638967	Parachoques trasero					●	●
SP1528298	Parachoques delantero					●	●
SP1637912	Soporte para teléfono móvil			●	●	●	●
SP1638965	Parachoques delantero			●	●		
SP1638966	Parachoques trasero			●	●		



\* Los accesorios se suministran separadamente, por favor refiérase a la lista de precio P.V.O

