

PRONTO M41 Stock

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____



La configurazione più variare dall' immagine

Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.006
 12.24.03.115
 12.24.06.163
 12.24.06.175
 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM:

AQB0000 INVACARE PRONTO M41 Stock

Prezzo al pubblico

€ 2.850

◆ Configurazione Standard

Configurazione di serie

Comando **Shark2 DK-REM D01**

Seduta **Captain's seat di colore nero**

Batterie da 35 Ah AGM

Motori da 6 km/h

Colore **Rosso**

Ruote motrici da 10" (ingombro laterale 610mm)

Caricabatteria da 8 A (200-250 V)

Leggere sempre le note a fianco

Carrozzina elettrica a trazione centrale "pure mobility" con seduta Captain's seat (tipo scooter), schienale regolabile in inclinazione manualmente, braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza e altezza, poggiatesta centrale regolabile in altezza e ribaltabile. Portata massima utente 136 Kg

(1) Seduta

<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1172	Seduta Captain's seat	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0341	Larghezza seduta 406 mm, profondità seduta 406 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0346	Larghezza seduta 457 mm, profondità seduta 457 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0448	Altezza schienale 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0609	Bracciolo ribaltabile, regolabile in altezza e larghezza	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ1491	Poggiatesta tipo seduta scooter	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0364	Altezza seduta da terra 470 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0322	Altezza seduta da terra 495 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0321	Altezza seduta da terra 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0323	Altezza seduta da terra 545 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ0359	Altezza seduta da terra 570 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0959	Reclinazione manuale dello schienale con pomello (4°/14°/21,5°/29°/36,5°/44°)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0595	Poggiatesta unico regolabile e ribaltabile	<input checked="" type="checkbox"/>

(2) Elettronica Shark2

<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1801	Comando Shark2 DK-REM D01	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1207	Supporto diritto montato a dx	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1208	Supporto diritto montato a sx	<input type="checkbox"/>

(3) Base motrice con sistema di sospensioni "Sure Step"

<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0227	Colore Rosso	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB0781	Ruote motrici 10" piene grigi	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1282	Motore da 6 Km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1261	Batterie AGM da 35 ah	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1343	Caricabatteria Opticharge da 8 ah	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1493	Ganci per il trasporto in auto senza utente	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AQB1329	Cintura con aggancio	<input checked="" type="checkbox"/>