

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action²_{NG} Transit Lite



Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1/4" maciças. Travão de acompanhante e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:





Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição				P.R.P. €	
Invacare® Action2NG Transit Lite					299,00	
Rodas 12" x 2 maciças - eixo fixo						
BR1673114	<input type="checkbox"/>	Largura 40,5 x prof. 40 cm	BR1673116	<input type="checkbox"/>	Largura 45,5 x prof. 40 cm	
BR1673115	<input type="checkbox"/>	Largura 43 x prof. 40 cm	BR1673117	<input type="checkbox"/>	Largura 48 x prof. 40 cm	
Acessórios						
Apoio de Pernas Elevatório (par)			Largura da Cadeira			
Patim Ajustável em ângulo e profundidade			AP1656946	<input type="checkbox"/>	405mm	204,75
			AP1657056	<input type="checkbox"/>	430 mm	
			AP1662822	<input type="checkbox"/>	455 mm	
			AP1662823	<input type="checkbox"/>	480 mm	
Suporte para Amputados						
	AP1442991		<input type="checkbox"/>	Esquerdo	115,76	
	AP1442990		<input type="checkbox"/>	Direito		
Suporte de Canadianas						
	AP0572-02056		<input type="checkbox"/>	Suporte de canadianas	33,08	
Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)						
	AP1673830		<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 40,5cm	152,25	
	AP1673831		<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 43cm		
	AP1673832		<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 45,5cm		
	AP1673833		<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 48cm		

Código	Descrição				P.R.P. €
Rodas Anti-Volteio					
	AP1680189	<input type="checkbox"/>	Roda Anti-volteio (par)		40,95
Suporte de Soro (inclui Esticador)					
	AP1673836	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 40,5cm		130,20
	AP1673837	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 43cm		
	AP1673838	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 45,5cm		
	AP1673839	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 48cm		