

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®
P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare[®] Action^{®3} Junior[®]

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta de alta resistência; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7° e 3 alturas disponíveis (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.

Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)

Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO BASE		
CNB0000	Action3 Júnior	
CNB0000	Especial	
CNB0025	Action3 Júnior	752,89 €
TIPO DE PROPULSÃO		
CNB0100	Auto-propulsão (NC: 1110, 1170, 1205)	◆
CNB0110	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°) (NC: 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1210, 1211, 1212, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CNB0180	30,5 cm largura Nota: Em combinação com Patim curto obriga a selecionar apoio de pé ajustável em ângulo (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890)	○
CNB0190	33 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
CNB0200	35,5 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CNB0240	30,5 cm profundidade (NC: 0356)	○
CNB0250	35 cm profundidade (NC: 0356)	○
CNB0252	Profundidade ajustável 30-35cm (fornecida a 33cm) (NC: 0340)	○
ALTURA ASSENTO		
CNB0260	46 cm altura	◆
CNB0270	43,5 cm altura	○
CNB0280	41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	
TIPO DE ASSENTO		
CNB0330	Tela de assento faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CNB0340	Tela de assento almofadada	55,16 €
CNB0356	Tela de assento regulável em tensão e ajustável em profundidade (5 cm)	104,25 €
ALMOFADA DE ASSENTO		
CNB0362	Almofada de assento MSS (Essential Junior)	121,61 €
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
CNB0380	Fixo 7° 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	◆
CNB0395	Reclinável (pneumatico) 40 cm altura sem esticador (NC: 1190, 1195)	173,75 €
CNB0400	Encosto dobrável 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (for. c/ 37 cm)	○
CNB0425	Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC 0490, 0492, 0495)	115,83 €
TELA DO ENCOSTO		



0480

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
CNB0475		Tela ajustável em altura e largura (NC 0866, 0868)		◆
CNB0480		Encosto regulável em tensão (NC 0866, 0868)		92,67 €
CNB0492		Encosto Matrx Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	752,89 €
CNB0495		Encosto Matrx Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	752,89 €
APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS				
APOIO DE PERNA DIREITO				
CNB0505		Curto, a 90º destacável	UL 12,5 a 26 cm (NC: 0600, 0610)	57,92 €
CNB0510		Curto, a 80º dest., giratório cor preta	abdu. 0º UL 22 a 32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511		Curto, a 80º dest., giratório cor preta	abdu. 30º UL 22 a 32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512		Longo, a 80º dest., giratório	abdu 0º UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNB0513		Longo, a 80º dest., giratório	abdu. 30º UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0520		Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	127,42 €
CNB0530		Ajustável de 0º-80º dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	110,04 €
APOIO DE PERNA ESQUERDO				
CNB0555		Curto, a 90º destacável	UL 12,5 a 26 cm (NC: 0620, 0630)	57,92 €
CNB0560		Curto, a 80º dest., giratório cor preta	abdu. 0º UL 22 a 32 cm (NC: 0630)	○
CNB0561		Curto, a 80º dest., giratório cor preta	abdu. 30º UL 22 a 32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0562		Longo, a 80º dest., giratório	abdu 0º UL 30 a 45 cm (NC: 0630)	◆
CNB0563		Longo, a 80º dest., giratório	abdu. 30º UL 30 a 45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0570		Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	127,42 €
CNB0580		Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	110,04 €
TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO				
CNB0600		Rebatível	(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0605		Rebatível regulável em ângulo e profundidade		57,92 €
CNB0610		Rebatível e regulável em ângulo	(NC: 0875, 0886)	46,33 €
CNB0611		Patim único	(NC: 0620, 0625, 0630, 0875)	173,75 €
TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO				
CNB0620		Rebatível	(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0625		Rebatível regulável em ângulo e profundidade		57,92 €
CNB0630		Rebatível e regulável em ângulo	(NC: 0875, 0886)	46,33 €
APOIOS DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇO DIREITO				
CNB0640		Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) (NC: 0745, 0748, 0750, 0755)	◆
CNB0645		Destacável, de secretária c/ resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) (NC: 0740, 0748, 0750, 0755)	69,49 €
CNB0648		Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm	(NC : 0740, 0745, 0748, 0746, 0750, 0755, 1470)	133,20 €
CNB0650		Protetor de roupa c/ rebordo	(NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1470, 1471, 1472)	46,33 €
CNB0655		Resguardo Junior	(NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1470, 1471, 1472)	34,75 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
CNB0740		Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	◆



Encosto Matrx Mini



0650 / 0640 / 0740 / 0750




0645 / 0745



0655 / 0755

Código	Descrição		P.R.P. €
CNB0745		Destacável, de secretária c/ resguardo ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) Junior	69,49 €
CNB0748		Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 1470)	133,20 €
CNB0750		Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	46,33 €
CNB0755		Resguardo Junior (NC: 1470, 1471, 1472)	34,75 €
OPÇÕES DE POSICIONAMENTO			
CNB0860		Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável (NC: 0865, 0866)	139,00 €
CNB0865		Apoio de cabeça envolvente com suporte de bochechas (inclui esticador) (NC: 0866)	231,66 €
CNB0866		Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, tam.150 x 90 mm) Apenas disponível com encostos Matrx, peso máx. utilizador 68 kg	359,07 €
CNB0868		Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par	173,75 €
CNB0880		Cinto de perna ajustável	◆
CNB0881		Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	40,55 €
CNB0875		Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S	185,32 €
CNB0886		Kit ajuste patins	231,66 €
CNB0890		Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebáteis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	347,48 €
CORES CHASSIS			
CNB0952		Branco pérola	○
CNB0953		Preto mate	○
CNB0954		Vermelho mate	○
CNB0955		Amarelo	○
CNB0956		Azul polar	◆
CNB0957		Rosa rebuçado	○
RODAS DIANTEIRAS			
CNB0999		5"x1" maciços pretos	◆
CNB1001		5"x1" com leds de cores maciças	46,33 €
CNB1007		5" x 1" 3/4 maciços pretos	○
RODAS TRASEIRAS			
TAMANHO DA RODA TRASEIRA			
CNB1010		12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1210, 1211, 1212, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNB1020		20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205)	○
CNB1030		22" (NC: 1045, 1055, 1170, 1205)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA			
CNB1040		Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC: 1205)	◆
CNB1045		Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1205)	115,83 €
CNB1050		Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante) 12"/22" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1210, 1211, 1212, 1270, 1275, 1426)	254,83 €
CNB1055		Rodas Jante Nylon Composite (NC: 1210, 1211, 1212)	○
TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA			
CNB1120		Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNB1130		Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
AROS			
CNB1140		Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNB1141		Aros anti-derrapante (preto)	86,87 €
EIXO DAS RODAS TRASEIRAS			
CNB1170		Eixo fixo	○
CNB1180		Eixo extração rápida	◆
POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS			
CNB1190		Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆



Código	Descrição	P.R.P. €
CNB1195	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○
CNB1200	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○
CNC1201	Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1210, 1212, 1280, 1375)	86,87 €
CAMBER		
CNB1205	0° - para rodas de transito com travão tambor	○
CNB1210	2°	○
CNB1211	3°	◆
CNB1212	4°	○
OPÇÕES CHASSIS		
CNB1240	Sem opções de chassis (NC: 1250, 1251, 1252)	◆
CNB1253	Protetor de raios transparente	115,83 €
CNB1254	Protetores de raios Pixel, par	115,83 €
CNB1255	Protetor de raios com flocos de neve, par	115,83 €
CNB1256	Protetor de raios para colorir; par inclui um conjunto de pincéis	115,83 €
TRAVÕES		
CNB1270	Travões de empurrar standard	◆
CNB1275	travões de puxar	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CNB1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	Kit de Transporte (NC : 1360)	52,12 €
CNB1362	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S	51,00 €
CNB1364	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M	51,00 €
Para mais opções de Cintos de Posicionamento, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
CNB1370	Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	81,09 €
CNB1375	Kit transferência (rodas 4") anti-barreiras	46,33 €
CNB1380	Kit reflectores (rodas e chassis)	17,38 €
CNB1390	Extensões da alavanca dos travões	17,38 €
OPÇÕES ACOMPANHANTE		
CNB1420	Sem opções de acompanhante (NC:1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	139,00 €
CNB1430	Ponteira direita	23,16 €
CNB1440	Ponteira esquerda	23,16 €
ACESSÓRIOS		
CNB1460	Sem acessórios (NC:1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	Mesa acrílica deslizante	115,83 €
CNB1471	Mesa acrílica arredondada rebatível direita	191,12 €
CNB1472	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	191,12 €
PREÇO TOTAL		



1254



1255



1256



1345



1370



1375



1426



1470



1471 / 1472