

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>5</sup> Junior****Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve em alumínio, tamanho pediátrico com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis, protetores de roupa em composto (com ou sem rebordo, em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído. Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
SJA004	<input type="checkbox"/> Action5 junior	1.847,46 €
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração Standard (NC: 6099)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJASPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
<b>ALBER</b>		
SJA0180	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	531,17 €
<b>TIPO DE CHASSIS</b>		
SJA0200	<input type="checkbox"/> Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440)	<input type="checkbox"/>
SJA0210	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3050, 3110, 3120, 3130, 3150, 3400, 3410, 3420)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
SJA0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SJA1000	<input type="checkbox"/> Largura assento 30,5 cm - peso máximo: 100 kg (NC: 3400)	<input type="checkbox"/>
SJA1010	<input type="checkbox"/> Largura assento 33 cm peso - máximo: 100 kg (NC: 3400)	<input type="checkbox"/>
SJA1020	<input checked="" type="checkbox"/> Largura assento 35,5 cm - peso máximo: 130 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
<b>Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm</b>		
<b>A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.</b>		
SJA1100	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	<input type="checkbox"/>
SJA1110	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 7600)	<input type="checkbox"/>
SJA1120	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm (NC: 1270)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJA1130	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 42,5 cm	<input type="checkbox"/>
SJA1140	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm	<input type="checkbox"/>
SJA1170	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 1510, 7600)	69,49 €
SJA1180	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC: 1510)	69,49 €
<b>ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA</b>		
SJA1200	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	<input type="checkbox"/>
SJA1210	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	<input type="checkbox"/>
SJA1220	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	<input type="checkbox"/>
SJA1230	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	<input type="checkbox"/>
SJA1240	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJA1250	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	<input type="checkbox"/>
SJA1260	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	<input type="checkbox"/>

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA1270	<input type="checkbox"/> Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	<input type="radio"/>
<b>ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA</b>		
SJA1300	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	<input type="radio"/>
SJA1310	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm	<input type="radio"/>
SJA1320	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm	<input type="radio"/>
SJA1330	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm	<input checked="" type="radio"/>
SJA1340	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	<input type="radio"/>
SJA1350	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	<input type="radio"/>
SJA1360	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	<input type="radio"/>
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
SJA1500	<input type="checkbox"/> Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	<input type="radio"/>
SJA1510	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon fixo	<input checked="" type="radio"/>
SJA1520	<input type="checkbox"/> Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	69,49 €
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
SJA2000	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo 90° vs base do assento	<input checked="" type="radio"/>
SJA2010	<input type="checkbox"/> Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	110,04 €
SJA2020	<input type="checkbox"/> Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	144,78 €
<b>ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)</b>		
SJA2130	<input type="checkbox"/> Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	<input type="radio"/>
SJA2140	<input type="checkbox"/> Fixo, 7º, altura 32,5cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	<input type="radio"/>
SJA2143	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	<input checked="" type="radio"/>
SJA2150	<input type="checkbox"/> Fixo a 7º, altura 37,5cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	<input type="radio"/>
SJA2153	<input type="checkbox"/> Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	<input type="radio"/>
<b>TUBO ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)</b>		
SJA2300	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	110,04 €
SJA2310	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	110,04 €
<b>TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)</b>		
SJA2400	<input type="checkbox"/> Sem punhos, fixos a 7º (NC: 9100, 9200)	<input type="radio"/>
SJA2410	<input type="checkbox"/> Montados na traseira, fixos a 7º	167,95 €
SJA2420	<input type="checkbox"/> Integrados (telescópico ajustável)	86,87 €
<b>ENCOSTO MATRIX</b>		
SJA2460	<input type="checkbox"/> Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJA2465	<input type="checkbox"/> Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJA2470	<input type="checkbox"/> Encosto Matrix Elite E2 Profundo, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJA2475	<input type="checkbox"/> Encosto Matrix Elite E2 Profundo, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
<b>Largura do Encosto MATRIX</b>		
SJA2481	<input type="checkbox"/> Largura 360 MM (referencia largura do tronco: 265 MM)	
SJA2482	<input type="checkbox"/> Largura 380 MM (referencia largura do tronco: 290 MM)	
<b>TIPO DE ESTOFO</b>		
SJA2510	<input checked="" type="checkbox"/> Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	<input checked="" type="radio"/>
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)</b>		
SJA3010	<input type="checkbox"/> 70º (NC: 3440)	<input type="radio"/>
SJA3020	<input type="checkbox"/> 80º (NC: 3440)	<input type="radio"/>
SJA3030	<input type="checkbox"/> 90º (NC: 3200, 3440, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJA3050	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	162,16 €
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)</b>		
SJA3110	<input type="checkbox"/> 70º (NC: 3440)	<input type="radio"/>
SJA3120	<input type="checkbox"/> 80º (NC: 3440)	<input type="radio"/>
SJA3130	<input type="checkbox"/> 90º (NC: 3300, 3440, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJA3150	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado esquerdo (NC: 5400, 8100, 8120)	162,16 €
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>		
SJA3200	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	<input checked="" type="radio"/>

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA3210	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	46,33 €
SJA3230	<input type="checkbox"/> Patim único rebat. regulável em Âng. E Prof. (NC: 3400, 3410, 3420)	173,75 €
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>		
SJA3300	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	◆
SJA3310	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	46,33 €
<b>TUBO DO PATIM</b>		
SJA3400	<input type="checkbox"/> Chassis Rebatível, tubo do patim, posição subida LLL= 160 a 375 mm	92,67 €
SJA3410	<input type="checkbox"/> Chassis Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	57,92 €
SJA3420	<input type="checkbox"/> Chassis Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	○
SJA3440	<input type="checkbox"/> Chassis Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	○
<b>PROTETORES DE ROUPA</b>		
SJA3750	<input checked="" type="checkbox"/> Protetores de roupa ( NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJA3800	<input type="checkbox"/> Protetores de roupa com rebordo removíveis ( NC: 4010, 4030, 4110, 4130, 8160)	○
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
SJA4010	<input type="checkbox"/> Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4030	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
SJA4110	<input type="checkbox"/> Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4130	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
SJA5000	<input type="checkbox"/> Almofada Aseento Basic 50 mm/ 2", espuma em nylon& cobertura anti-slip	57,92 €
SJA5100	<input checked="" type="checkbox"/> Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJA5400	<input type="checkbox"/> Cinto de Pernas ajustável	○
SJA5500	<input type="checkbox"/> Esticador dobrável	86,87 €
<b>CORES</b>		
SJA6000	<input type="checkbox"/> Branco Pérola	○
SJA6010	<input type="checkbox"/> Antracite	○
SJA6015	<input type="checkbox"/> Azul Marinho	○
SJA6030	<input type="checkbox"/> Vermelho escuro	○
SJA6040	<input type="checkbox"/> Verde elétrico	○
SJA6045	<input type="checkbox"/> Púrpura Escuro	○
SJA6060	<input type="checkbox"/> Cinza pérola	○
SJA6070	<input type="checkbox"/> Preto mate	○
SJA6080	<input checked="" type="checkbox"/> Amarelo intenso	◆
SJA6090	<input type="checkbox"/> Laranja vibrante	○
SJA6099	<input type="checkbox"/> Cor especial	sob consulta
<b>DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)</b>		
SJA6100	<input checked="" type="checkbox"/> Cinza	◆
SJA6110	<input type="checkbox"/> Azul	110,04 €
SJA6200	<input type="checkbox"/> Rosa	110,04 €
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
SJA7000	<input type="checkbox"/> 4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJA7040	<input type="checkbox"/> 4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	104,25 €
SJA7055	<input checked="" type="checkbox"/> 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJA7070	<input type="checkbox"/> 5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJA7080	<input type="checkbox"/> 6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJA7100	<input type="checkbox"/> 6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJA7110	<input type="checkbox"/> 7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
SJA7200	<input checked="" type="checkbox"/> 22" (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	◆
SJA7230	<input type="checkbox"/> 24" (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320)	○
SJA7240	<input type="checkbox"/> 24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	185,32 €
SJA7250	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 77304, 7315, 7410, 8000)	185,32 €
SJA7260	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	573,35 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €						
<b>TIPO DE PNEU</b>								
SJA7302	<input type="checkbox"/> Pneu preto maciço 1,3/8	○						
SJA7304	<input type="checkbox"/> pneumático com relevo Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	○						
SJA7315	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	◆						
SJA7320	<input type="checkbox"/> Pneumático PRIMO SENTINEL 1" (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto	115,83 €						
<b>TIPO DE ARO MOTOR</b>								
SJA7400	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínio	◆						
SJA7410	<input type="checkbox"/> Aço inoxidável	○						
SJA7420	<input type="checkbox"/> Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	57,92 €						
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>								
SJA7500	<input checked="" type="checkbox"/> Extração rápida	◆						
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>								
SJA7600	<input type="checkbox"/> Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○						
SJA7610	<input type="checkbox"/> Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○						
SJA7620	<input checked="" type="checkbox"/> Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆						
SJA7630	<input type="checkbox"/> Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○						
<b>ÂNGULO DAS RODAS</b>								
SJA7700	<input checked="" type="checkbox"/> 0° camber	◆						
SJA7710	<input type="checkbox"/> 1° camber	○						
SJA7720	<input type="checkbox"/> 2° camber	○						
SJA7730	<input type="checkbox"/> 3° camber	○						
SJA7740	<input type="checkbox"/> 4° camber	○						
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>								
SJA8000	<input type="checkbox"/> Par de protetores de raios transparentes, para rodas 22" e 24" (exceção: quando escolhida opção SJA7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	115,83 €						
SJA8030	<input type="checkbox"/> Bom de ar - alta pressão	110,04 €						
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>								
SJA8100	<input checked="" type="checkbox"/> Push to lock (de empurrar)	◆						
SJA8110	<input type="checkbox"/> Pull to lock (de puxar)	○						
SJA8120	<input type="checkbox"/> Push to lock com extensão	○						
SJA8130	<input type="checkbox"/> Pull to lock com extensão	○						
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>								
SJA8200	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 8300)	57,92 €						
SJA8300	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico (não almofadado)	34,75 €						
SJA8500	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	104,25 €						
SJA8550	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	104,25 €						
SJA8600	<input type="checkbox"/> Kit refletores (rodas)	○						
<b>ACESSÓRIOS</b>								
SJA9000	<input type="checkbox"/> Suporte canadianas	28,96 €						
SJA9100	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (esquerda)	34,75 €						
SJA9200	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (direita)	34,75 €						
<b>NOTA: Vários Cintos de posicionamento BODYPOINT. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>								
<b>PREÇO TOTAL</b>								
<b>TABELAS AUXILIARES</b>								
		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)						
	mm	360 385 410 435 460 485 510 535						
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x	
	5"		x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	
	7"					x	x	x
		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360 385 410 435 460 485 510						
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	