

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®**
**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>5</sup> Rígida**

**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura rígida de alumínio, de fácil manuseio e transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composto; apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.  
Peso máximo do utilizador: 130kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX


**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
SJE0016	◆ Action5 Rígida	1.389,94 €
<b>ESPECIAL</b>		
N	◆ Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJESPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
<b>ALBER</b>		
SJE0180	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25(inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: , 1360, 4050, 4150, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	531,17 €
<b>TIPO DE CHASSIS FRONTAL</b>		
SJE0200	<input type="checkbox"/> Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJE0210	◆ Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
SJE0300	◆ Auto-propulsão	◆
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SJE1030	<input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm (NC: 2486, 2488, 2490, 2492)	<input type="radio"/>
SJE1040	<input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm (NC: 2481, 2488, 2490, 2492)	<input type="radio"/>
SJE1050	◆ Largura assento 43 cm (NC : 2481, 2482, 2490, 2492 )	◆
SJE1060	<input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm (NC : 2481, 2482, 2484, 2492 )	<input type="radio"/>
SJE1070	<input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm (NC: 2481, 2482, 2484, 2486)	<input type="radio"/>
SJE1075	<input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488)	<input type="radio"/>
SJE1078	<input type="checkbox"/> Largura assento 53 cm (NC: encostos Matrx, 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	<input type="radio"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
<b>Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm</b>		
<b>A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.</b>		
SJE1100	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	<input type="radio"/>
SJE1110	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	<input type="radio"/>
SJE1120	◆ Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJE1130	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	<input type="radio"/>
SJE1140	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	<input type="radio"/>
SJE1150	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	<input type="radio"/>
SJE1160	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 50 cm (NC: 5020, 5040)	<input type="radio"/>
SJE1170	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	69,49 €
SJE1180	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC:1510, 5054)	69,49 €
SJE1190	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	69,49 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA</b>		
SJE1200	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJE1210	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3430, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJE1220	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJE1230	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	<input type="radio"/>
SJE1240	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	<input type="radio"/>
SJE1250	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	<input type="radio"/>
SJE1260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000)	<input checked="" type="radio"/>
SJE1270	<input type="checkbox"/> Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	<input type="radio"/>
<b>ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA</b>		
SJE1300	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	<input type="radio"/>
SJE1310	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm	<input type="radio"/>
SJE1320	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm	<input type="radio"/>
SJE1330	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm	<input type="radio"/>
SJE1340	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	<input checked="" type="radio"/>
SJE1350	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	<input type="radio"/>
SJE1360	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	<input type="radio"/>
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
SJE1520	<input checked="" type="checkbox"/> Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	<input checked="" type="radio"/>
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
SJE2000	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo 90° vs base do assento	<input checked="" type="radio"/>
SJE2010	<input type="checkbox"/> Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	110,04 €
SJE2020	<input type="checkbox"/> Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	144,78 €
<b>ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)</b>		
SJE2143	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	<input type="radio"/>
SJE2153	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	<input checked="" type="radio"/>
SJE2163	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	<input type="radio"/>
SJE2173	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	<input type="radio"/>
<b>TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)</b>		
SJE2300	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	110,04 €
SJE2310	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	110,04 €
<b>TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)</b>		
SJE2400	<input type="checkbox"/> Sem punhos, tubo a 7° (NC: 9100, 9200)	<input type="radio"/>
SJE2410	<input type="checkbox"/> Montados na traseira, fixos a 7°	167,95 €
SJE2420	<input type="checkbox"/> Integrados (telescópico ajustável)	86,87 €
<b>TIPO DE ESTOFO</b>		
SJE2510	<input checked="" type="checkbox"/> Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	<input checked="" type="radio"/>
<b>OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)</b>		
SJE2430	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2432	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2434	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2436	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2438	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2460	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2465	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2440	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2442	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2444	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2446	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJE2448	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2452	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)(NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2470	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2475	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2478	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)</b>		
SJE2481	<input type="checkbox"/> 360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	<input type="radio"/>
SJE2482	<input type="checkbox"/> 380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	<input type="radio"/>
SJE2484	<input type="checkbox"/> 410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	<input type="radio"/>
SJE2486	<input type="checkbox"/> 430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	<input type="radio"/>
SJE2488	<input type="checkbox"/> 460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	<input type="radio"/>
SJE2490	<input type="checkbox"/> 480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	<input type="radio"/>
SJE2492	<input type="checkbox"/> 510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	<input type="radio"/>
		
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)</b>		
SJE3010	<input type="checkbox"/> 70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJE3020	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJE3030	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJE3040	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJE3050	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	162,16 €
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)</b>		
SJE3110	<input type="checkbox"/> 70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJE3120	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJE3130	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJE3140	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJE3150	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	162,16 €
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>		
SJE3200	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível direito (Inclui calcanheiras ajustáveis) (NC: 3410)	<input checked="" type="radio"/>
SJE3210	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (Inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
SJE3230	<input type="checkbox"/> Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	173,75 €
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>		
SJE3300	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo (Inclui calcanheiras ajustáveis) (NC: 3410)	<input checked="" type="radio"/>
SJE3310	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (Inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
<b>TUBO DO PATIM</b>		
SJE3400	<input type="checkbox"/> P/ patim rebatível, tubo do patim posição subida 160 a 375 mm	110,04 €
SJE3410	<input type="checkbox"/> P/ patim rebatível, tubo do patim curto 285 a 375 mm	57,92 €
SJE3420	<input type="checkbox"/> P/ patim rebatível, tubo do patim standard 295 a 420 mm	<input type="radio"/>
SJE3430	<input type="checkbox"/> P/ patim rebatível, tudo do patim longo 400 a 525 mm	57,92 €
SJE3440	<input type="checkbox"/> P/ patim fixo, tubo standard 320 a 460 mm	<input type="radio"/>
SJE3450	<input type="checkbox"/> P/ patim fixo, tubo longo 360 a 500 mm	57,92 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>PROTETORES DE ROUPA</b>		
SJE3750	<input checked="" type="checkbox"/> Protetores de roupa ( NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJE3800	<input type="checkbox"/> Protetores de roupa com rebordo removíveis ( NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	○
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
SJE4010	<input type="checkbox"/> Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJE4030	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJE4050	<input type="checkbox"/> Rebatível, tubulares Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm	92,67 €
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
SJE4110	<input type="checkbox"/> Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJE4130	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJE4150	<input type="checkbox"/> Rebatível, tubulares Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm	92,67 €
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE ALMOFADA</b>		
SJE5010	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech CONTOUR VISCO NG	157,59 €
SJE5020	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Image (NC: 5054)	231,13 €
SJE5030	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite	120,82 €
SJE5040	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra (NC: 5054)	579,15 €
SJE5044	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Libra	462,16 €
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA</b>		
SJE5050	<input type="checkbox"/> 40 cm	○
SJE5052	<input type="checkbox"/> 45 cm	○
SJE5054	<input type="checkbox"/> 50 cm	○
<b>OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
SJE5600	<input type="checkbox"/> Esticador	86,87 €
<b>CORES</b>		
SJE6000	<input type="checkbox"/> Branco Pérola	◆
SJE6010	<input type="checkbox"/> Antracite	○
SJE6015	<input type="checkbox"/> Azul Marinho	○
SJE6040	<input type="checkbox"/> Verde elétrico	○
SJE6045	<input type="checkbox"/> Púrpura Escuro	○
SJE6060	<input type="checkbox"/> Cinza pérola	○
SJE6070	<input type="checkbox"/> Preto mate	○
SJE6099	<input type="checkbox"/> Cor especial	sob consulta
<b>DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)</b>		
SJE6100	<input checked="" type="checkbox"/> Cinza	◆
SJE6110	<input type="checkbox"/> Azul	110,04 €
SJE6200	<input type="checkbox"/> Rosa	110,04 €
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
SJE7000	<input type="checkbox"/> 4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJE7055	<input type="checkbox"/> 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJE7070	<input type="checkbox"/> 5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJE7080	<input type="checkbox"/> 6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJE7100	<input type="checkbox"/> 6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJE7110	<input type="checkbox"/> 7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
SJE7200	<input type="checkbox"/> 22" (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	○
SJE7230	<input checked="" type="checkbox"/> 24" (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7330)	◆
SJE7240	<input type="checkbox"/> 24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	185,32 €
SJE7250	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000)	185,32 €
SJE7260	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	573,35 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>TIPO DE PNEU</b>		
SJE7302	<input type="checkbox"/> Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJE7304	<input type="checkbox"/> pneumático com relevo, Preto 1,3/8 In.(35 Mm)	○
SJE7315	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	○
SJE7320	<input type="checkbox"/> Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	115,83 €
<b>TIPO DE ARO MOTOR</b>		
SJE7400	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínio	◆
SJE7410	<input type="checkbox"/> Aço inoxidável	○
SJE7420	<input type="checkbox"/> Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	57,92 €
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
SJE7500	<input checked="" type="checkbox"/> Extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
SJE7600	<input type="checkbox"/> Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJE7610	<input type="checkbox"/> Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJE7620	<input checked="" type="checkbox"/> Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJE7630	<input type="checkbox"/> Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
<b>ÂNGULO DAS RODAS</b>		
SJE7700	<input checked="" type="checkbox"/> 0° camber	◆
SJE7710	<input type="checkbox"/> 1° camber	○
SJE7720	<input type="checkbox"/> 2° camber	○
SJE7730	<input type="checkbox"/> 3° camber	○
SJE7740	<input type="checkbox"/> 4° camber	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
SJE8000	<input type="checkbox"/> Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJE7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	115,83 €
SJE8030	<input type="checkbox"/> Bomba de ar - alta pressão	110,04 €
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
SJE8100	<input checked="" type="checkbox"/> Push to lock (de empurrar)	◆
SJE8110	<input type="checkbox"/> Pull to lock (de puxar)	○
SJE8120	<input type="checkbox"/> Push to lock com extensão	○
SJE8130	<input type="checkbox"/> Pull to lock com extensão	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
SJE8200	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 8300)	57,92 €
SJE8300	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico	34,75 €
SJE8500	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	104,25 €
SJE8550	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	104,25 €
SJE8600	<input type="checkbox"/> Kit refletores (rodas)	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
SJE9000	<input type="checkbox"/> Suporte canadianas	28,96 €
SJE9100	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (esquerda)	34,75 €
SJE9200	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (direita)	34,75 €
<b>Vários Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>TABELAS AUXILIARES</b>		



		Largura de assento em mm										
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x			
	375	x	x	x	x	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	475			x	x	x	x	x	x	x	x	
	500			x	x	x	x	x	x	x	x	

x Peso máx. Utilizador 100kg
 x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)								
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535	
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x			
	5"		x	x	x	x	x	x		
	6"				x	x	x	x		
	7"					x	x	x	x	

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x