

INVACARE PORTUGAL II, LdaRua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare[®] Action^{®5} - Versão de Encartar €€**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura de alumínio com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofa ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composito (em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.
Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX
Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
SJC004	<input type="checkbox"/> Action5	1.389,94 €
ESPECIAL		
N	◆ Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJCSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
ALBER		
SJC0180	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	531,17 €
TIPO DE CHASSIS		
SJC0200	<input type="checkbox"/> Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440, 3450)	○
SJC0210	◆ Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
SJC0300	◆ Auto-propulsão	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SJC1030	<input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm	○
SJC1040	<input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm	○
SJC1050	◆ Largura assento 43 cm	◆
SJC1060	<input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm	○
SJC1070	<input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm	○
SJC1075	<input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170)	○
SJC1078	<input type="checkbox"/> Largura assento 53 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm		
A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.		
SJC1100	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	○
SJC1110	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	○
SJC1120	◆ Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJC1130	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	○
SJC1140	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	○
SJC1150	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	○
SJC1160	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 50 cm (NC: 5020, 5040)	○
SJC1170	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	69,49 €
SJC1180	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC: 1510, 5054)	69,49 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC1190	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	69,49 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA		
SJC1200	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1210	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1220	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1230	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJC1240	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1250	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	○
SJC1260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	◆
SJC1270	<input type="checkbox"/> Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	○
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA		
SJC1300	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJC1310	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm	○
SJC1320	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm	○
SJC1330	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm	○
SJC1340	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	◆
SJC1350	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	○
SJC1360	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
SJC1500	<input type="checkbox"/> Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJC1510	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon fixo	◆
SJC1520	<input type="checkbox"/> Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	69,49 €
ENCOSTO		
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO		
SJC2000	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo 90° vs base do assento	◆
SJC2010	<input type="checkbox"/> Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	110,04 €
SJC2020	<input type="checkbox"/> Rebátil e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	144,78 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)		
SJC2143	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2153	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJC2163	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)		
SJC2300	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	110,04 €
SJC2310	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	110,04 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)		
SJC2400	<input type="checkbox"/> Sem punhos, tubo a 7° (NC: 9100, 9200)	○
SJC2410	<input type="checkbox"/> Montados na traseira, fixos a 7° (NC: 9000)	167,95 €
SJC2420	<input type="checkbox"/> Integrados (telescópico ajustável)	86,87 €
TIPO DE ESTOFO		
SJC2510	<input checked="" type="checkbox"/> Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)		
SJC2430	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2432	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2434	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2436	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2438	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2460	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2465	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2440	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJC2442	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2444	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2446	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2448	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2452	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC2470	<input type="checkbox"/> Encosto MATRIX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2475	<input type="checkbox"/> Encosto MATRIX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJC2478	<input type="checkbox"/> Encosto MATRIX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRIX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)		
SJC2481	<input type="checkbox"/> 360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	<input type="radio"/>
SJC2482	<input type="checkbox"/> 380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	<input type="radio"/>
SJC2484	<input type="checkbox"/> 410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	<input type="radio"/>
SJC2486	<input type="checkbox"/> 430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	<input type="radio"/>
SJC2488	<input type="checkbox"/> 460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	<input type="radio"/>
SJC2490	<input type="checkbox"/> 480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	<input type="radio"/>
SJC2492	<input type="checkbox"/> 510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	<input type="radio"/>
		
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)		
SJC3010	<input type="checkbox"/> 70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJC3020	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJC3030	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJC3040	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJC3050	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	162,16 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)		
SJC3110	<input type="checkbox"/> 70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJC3120	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>
SJC3130	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>
SJC3140	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJC3150	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	162,16 €
APOIO PÉS DIREITO		
SJC3200	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	<input checked="" type="radio"/>
SJC3210	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
SJC3230	<input type="checkbox"/> Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300) (inclui calcanheiras ajustáveis)	173,75 €
APOIO PÉS ESQUERDO		
SJC3300	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	<input checked="" type="radio"/>
SJC3310	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
TUBO DO PATIM		
SJC3400	<input type="checkbox"/> Rebatível, tubo do patim posição subida LLL= 160 a 375 mm	110,04 €
SJC3410	<input type="checkbox"/> Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	57,92 €
SJC3420	<input type="checkbox"/> Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	<input type="radio"/>
SJC3430	<input type="checkbox"/> Rebatível, tudo do patim longo LLL= 400 a 525 mm	57,92 €
SJC3440	<input type="checkbox"/> Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	<input type="radio"/>
SJC3450	<input type="checkbox"/> Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm	57,92 €
PROTETORES DE ROUPA		
SJC3750	<input checked="" type="checkbox"/> Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	<input checked="" type="radio"/>
SJC3800	<input type="checkbox"/> Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	<input type="radio"/>

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
SJC4010	<input type="checkbox"/> Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	<input type="radio"/>
SJC4030	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	<input type="radio"/>
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
SJC4110	<input type="checkbox"/> Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	<input type="radio"/>
SJC4130	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	<input type="radio"/>
OPÇÕES ASSENTO		
TIPO DE ALMOFADA		
SJC5010	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco	157,59 €
SJC5020	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Image (NC: 5054)	231,13 €
SJC5030	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite	120,82 €
SJC5040	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra (NC: 5054)	579,15 €
SJC5044	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Libra	462,16 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA		
SJC5050	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="radio"/>
SJC5052	<input type="checkbox"/> 45 cm	<input type="radio"/>
SJC5054	<input type="checkbox"/> 50 cm	<input type="radio"/>
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO		
SJC5100	<input checked="" type="checkbox"/> Clip para manter a cadeira encartada	<input checked="" type="radio"/>
SJC5500	<input type="checkbox"/> Esticador dobrável	86,87 €
CORES		
SJC6000	<input type="checkbox"/> Branco Pérola	<input type="radio"/>
SJC6010	<input checked="" type="checkbox"/> Antracite	<input checked="" type="radio"/>
SJC6015	<input type="checkbox"/> Azul Marinho	<input type="radio"/>
SJC6040	<input type="checkbox"/> Verde elétrico	<input type="radio"/>
SJC6045	<input type="checkbox"/> Púrpura Escuro	<input type="radio"/>
SJC6060	<input type="checkbox"/> Cinza pérola	<input type="radio"/>
SJC6070	<input type="checkbox"/> Preto mate	<input type="radio"/>
SJC6099	<input type="checkbox"/> Cor especial	sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)		
SJC6100	<input checked="" type="checkbox"/> Cinza	<input checked="" type="radio"/>
SJC6110	<input type="checkbox"/> Azul	110,04 €
SJC6200	<input type="checkbox"/> Rosa	110,04 €
RODAS DIANTEIRAS		
SJC7000	<input type="checkbox"/> 4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	<input type="radio"/>
SJC7055	<input checked="" type="checkbox"/> 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	<input checked="" type="radio"/>
SJC7070	<input type="checkbox"/> 5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJC7080	<input type="checkbox"/> 6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	<input type="radio"/>
SJC7100	<input type="checkbox"/> 6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJC7110	<input type="checkbox"/> 7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	<input type="radio"/>
RODAS TRASEIRAS		
RODAS TRASEIRAS		
SJC7200	<input type="checkbox"/> 22" (560 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	<input type="radio"/>
SJC7230	<input checked="" type="checkbox"/> 24" (610 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320)	<input checked="" type="radio"/>
SJC7240	<input type="checkbox"/> 24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	185,32 €
SJC7250	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7304, 7315, 7410, 8000)	185,32 €
SJC7260	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	573,35 €
TIPO DE PNEU		
SJC7302	<input type="checkbox"/> Pneu preto maciço 1,3/8	<input type="radio"/>
SJC7304	<input type="checkbox"/> pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	<input type="radio"/>
SJC7315	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	<input checked="" type="radio"/>
SJC7320	<input type="checkbox"/> Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	115,83 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE ARO MOTOR		
SJC7400	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínio	◆
SJC7410	<input type="checkbox"/> Aço inoxidável	○
SJC7420	<input type="checkbox"/> Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	57,92 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
SJC7500	<input checked="" type="checkbox"/> Extração rápida	◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS		
SJC7600	<input type="checkbox"/> Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJC7610	<input type="checkbox"/> Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJC7620	<input checked="" type="checkbox"/> Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJC7630	<input type="checkbox"/> Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
ÂNGULO DAS RODAS		
SJC7700	<input checked="" type="checkbox"/> 0° camber	◆
SJC7710	<input type="checkbox"/> 1° camber	○
SJC7720	<input type="checkbox"/> 2° camber	○
SJC7730	<input type="checkbox"/> 3° camber	○
SJC7740	<input type="checkbox"/> 4° camber	○
OPÇÕES DE CHASSIS		
SJC8000	<input type="checkbox"/> Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJC7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	115,83 €
SJC8030	<input type="checkbox"/> Bom de ar - alta pressão	110,04 €
TIPO DE TRAVÕES		
SJC8100	<input checked="" type="checkbox"/> Push to lock (de empurrar)	◆
SJC8110	<input type="checkbox"/> Pull to lock (de puxar)	○
SJC8120	<input type="checkbox"/> Push to lock com extensão	○
SJC8130	<input type="checkbox"/> Pull to lock com extensão	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
SJC8200	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 8300)	57,92 €
SJC8300	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico	34,75 €
SJC8500	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	104,25 €
SJC8550	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	104,25 €
SJC8600	<input type="checkbox"/> Kit refletores (rodas)	○
ACESSÓRIOS		
SJC9000	<input type="checkbox"/> Suporte canadianas	28,96 €
SJC9100	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (esquerda)	34,75 €
SJC9200	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (direita)	34,75 €
Novidade: Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
PREÇO TOTAL		
TABELAS AUXILIARES		

		Largura de assento em mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x

☒ x Peso máx. Utilizador 100kg ☒ x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	x	
	7"					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x