

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA FX40 MPS Maxx CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração dianteira, com módulo de verticalização elétrica **MPS Maxx**. Base de tração com largura de 604mm e profundidade de 1070mm, raio de viragem de 680mm, e suspensão 4Sure com sistema de molas helicoidais nos braços de suporte das rodas traseiras e dois pistões instalados no eixo de tração. Unidade de assento com largura ajustável 405-510 mm e profundidade entre 405-510 mm, com 178° de verticalização, basculação elétrica de assento 0-45°, reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação **Extended Shear Reduction (ESR)**, elevação elétrica do assento até 178mm. Motores de 4 polos de 340W, com **velocidade máxima de 12km/h**, baterias de 60Ah Gel, rodas dianteiras 14", pneumáticas ou maciças e traseiras de 8"; apoios de braços almofadados com sistema rebatível, apoio de pernas central com sistema elétrico de regulação em ângulo e plataforma individual de apoio de pés, ajustável em altura, largura e ângulo. Suporte de joelhos com almofada ajustável de forma assimétrica em altura, largura e ângulo, sistema de bloqueio e de extração, barra para suporte anterior do tronco aquando da verticalização. Comando REM 400 com bluetooth integrado, botões para ligar/desligar e acesso a funções e ecrã tátil para regulação das funções e acesso direto, **eletrónica LiNX** programável sem fios. Comando de acompanhamento com ecrã tátil para regulação e controlo das funções elétricas assim como para programação dos atuadores. Encosto high back de série com **barra de suporte LOXX e apoio de cabeça Matrix ELAN**. Outras opções de posicionamento Matrix disponíveis como opção.
Peso máximo do utilizador: 113 Kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
OBRIGATÓRIO PREENCHER AS MEDIDAS - EM MM		
ALTURA DO UTILIZADOR:		
PESO DO UTILIZADOR:		
A. MEDIDA ASSENTO-OMBRO:		
B. PROFUNDIDADE DO TRONCO:		
C. LARGURA DO TRONCO:		
D. MEDIDA DA PERNA ESQ : DIR :		
E : MEDIDA ASSENTO-CABEÇA:		
F : MEDIDA COTOVELO-MÃO:		
G. MEDIDA ASSENTO-COTOVELO:		
H. LARGURA DAS ANCAS:		
I. MEDIDA JOELHO-CALCANHAR ESQ: DIR:		
ALTURA DA ALMOFADA DE ASSENTO:		
MODELO BASE AVIVA FX		
JEA0000	◆ AVIVA FX40 MPS Maxx (largura da base 604 mm)	29.019,00 €
ESPECIAL		
N	Não	
JEX0001	Especial	Prazo de entrega adicional: consulte o Serviço a Clientes
UNIDADE DE ASSENTO		
JEA0100	◆ Módulo de assento com verticalização elétrica MPS Maxx - Inclui: barra de suporte peitoral rebatível e suporte modular de joelhos com ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	◆
ALTURA DO ASSENTO		
JEA0200	470 mm	○
JEA0210	495 mm	○
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
JEA0300	◆ Unidade de assento MPS Maxx com basculação elétrica do assento de 0° a 45° com compensação do centro de gravidade e reclinção elétrica do encosto de 90° a 170°, com sistema de compensação ESR	◆
MÓDULO DE VERTICALIZAÇÃO		
JEA0400	◆ Módulo de Verticalização MPS	◆
ELEVAÇÃO ELÉTRICA DO ASSENTO		
JEA0500	◆ 178 mm	◆



Código	Descrição		P.R.P. €	
LARGURA DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL				
JEA0600		405 mm	○	
JEA0610		430 mm	○	
JEA0620		455 mm	○	
JEA0630		485 mm	○	
JEA0640		510 mm	○	
PROFUNDIDADE DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL				
JEA0700		405 mm	○	
JEA0710		430 mm	○	
JEA0720		455 mm	○	
JEA0730		485 mm	○	
JEA0740		510 mm	○	
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com as medidas do assento)				
JEA0800	◆	Matrx Libra standard	◆	
JEA0810		Matrx Libra, capa SPACER	○	
SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO DO UTILIZADOR				
FAIXA PEITORAL				
JEA0900	◆	Faixa Peitoral acolchoada de 2 pontos	◆	
JEA0910		Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, S (75 mm x 395 mm)	114,28 €	
JEA0920		Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, M (100 mm x 464 mm)	114,28 €	
JEA0930		Cinto peitoral Bodypoint Monoflex L (114 mm x 546 mm)	114,28 €	
JEA0940		Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central S (63.5 mm x 395 mm)	114,28 €	
JEA0950		Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central M (83 mm x 464 mm)	114,28 €	
JEA0960		Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central L (89 mm x 546 mm)	114,28 €	
BARRA DE SUPORTE PEITORAL				
JEA0970	◆	Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	◆
JEA0980		Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○
JEA0990		Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	346,80 €
JEA1000		Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	346,80 €
TABULEIRO				
JEA1010		Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à esquerda	NC : 3110, 3130, 3150, 3170	540,60 €
JEA1020		Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à direita	NC : 3100, 3120, 3140, 3160	540,60 €
CINTO PÉLVICO				
JEA1030		Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1220 mm		○
JEA1040	◆	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1524 mm		◆
JEA1050		Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1803 mm		○
JEA1060		Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 2 pontos		115,99 €
JEA1070		Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 4 pontos		159,05 €
ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA				
JEA1100		Matrx ELAN Standard, 152 mm		○
JEA1110	◆	Matrx ELAN Standard, 254 mm		◆
JEA1120		Matrx ELAN Standard, 355 mm		○
JEA1130		Matrx ELAN Occipital, 229 mm		196,91 €
JEA1140		Matrx ELAN Occipital, 305 mm		196,91 €
JEA1150		Matrx ELAN Mini 4 Pontos, 229 mm x 177 mm		359,07 €
JEA1160		Matrx ELAN 4 Pontos, 280 mm x 254 mm		359,07 €



0900

0910 / 0920
09300940 / 0950 /
0960

0970/0980



0990/1000



1010/1020

Dimensões tabuleiro

Largura assento 405-430
= 455 (largura) x 305mm (Prof.)
Largura assento 455-485
= 505 (largura) x 305mm (Prof.)
Largura assento 510 = 560
(largura) x 305mm (Prof.)



1030/1040/1050

1060
10701100/110/
1120 1130/
1140 1150/
1160

Código	Descrição	P.R.P. €
CAPA ANTIBACTERIANA PARA APOIO DE CABEÇA		
JEA1170	Capa Anti-Bacteriana para Matrx ELAN	○
BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA		
JEA1180	Barra do apoio de cabeça fixa, não destacável	NC : 1510, 1530, 1540, 1550 ○
JEA1190	Barra Matrx Elan Adulto (380mm tamanho barra), destacável	220,08 €
JEA1200	Barra Matrx Elan Adulto com Links adicionais (380mm tamanho barra), destacável	289,41 €
JEA1210	Barra Matrx Loxx (380mm tamanho barra)	◆
ALTURA DE MONTAGEM DO ENCOSTO (MEDIDA DA PLACA DE ASSENTO AO TOPO DO ENCOSTO) - é obrigatória uma distância ≥ 200 mm entre a placa de assento e a parte inferior do encosto para funcionamento do mecanismo ESR		
JEA1300	505 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1310	530 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1320	555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1330	580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1340	610 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1350	635 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1360	660 mm	NC : 1640 ○
JEA1370	685 mm	NC : 1640 ○
JEA1380	710 mm	○
TIPO DE ENCOSTO		
JEA1500	◆ High Back	NC : 1600, 1610 ◆
JEA1510	Matrx Elite E2	NC : 1600 752,89 €
JEA1530	Matrx Elite E2 Profundo	NC : 1600, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 810,80 €
JEA1540	Matrx Posture Back	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 790,84 €
JEA1550	Matrx Posture Back Profundo	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 805,80 €
ALTURA DO ENCOSTO (Altura Montagem - Altura encosto ≥ 200mm)		
JEA1600	305 mm	○
JEA1610	355 mm	○
JEA1620	405 mm	○
JEA1630	455 mm	○
JEA1640	505 mm	○
APOIOS DE BRAÇO		
APOIOS DE BRAÇO		
JEA1800	◆ Rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	◆
JEA1805	Rebatíveis e paralelos, com rotação, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	357,00 €
COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO ESQUERDO		
JEA1810	◆ Tubo Longo	◆
JEA1820	Tubo curto	○



1180



1190 1200



1500



1510

1530



1540

1550



1800



1805

Código	Descrição		P.R.P. €	
COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO DIREITO				
JEA1830	◆	Tubo Longo	◆	
JEA1840		Tubo curto	○	
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
JEA1850		Almofada standard - longa (355mm)	NC : 1970	○
JEA1860		Almofada standard - curta (254mm)	NC : 1970	○
JEA1870		Almofada modular, espuma suave Iskin - longa (355mm)	NC : 1970	○
JEA1880		Almofada modular, espuma suave Iskin - curta (254mm)	NC : 1970	○
JEA1890		Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	NC : 1970	○
JEA1900	◆	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (254 mm)	NC : 1970	◆
JEA1910		Almofada multiposições - longa (355mm)	NC : 1970	96,90 €
JEA1920		Almofada multiposições - curta (254mm)	NC : 1970	96,90 €
JEA1930		Almofada de Gel , estreita (51 x 305mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1940		Almofada de Gel , larga (89 x 305mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1950		Almofada de Gel , longa (89 x 355mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1960		Almofada Ergonómica côncava - (114 x 330 mm)		383,61 €
APOIO PALMAR ESQUERDO (Apenas para almofada ergonómica)				
JEA1970		Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm)		212,47 €
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO				
JEA2000		Almofada standard - longa (355mm)	NC : 2120	○
JEA2010		Almofada standard - curta (254mm)	NC : 2120	○
JEA2020		Almofada modular, espuma suave Iskin - longa (355mm)	NC : 2120	○
JEA2030		Almofada modular, espuma suave Iskin - curta (254mm)	NC : 2120	○
JEA2040		Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	NC : 2120	○
JEA2050	◆	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (254 mm)	NC : 2120	◆
JEA2060		Almofada multiposições - longa (355mm)	NC : 2120	96,90 €
JEA2070		Almofada multiposições - curta (254mm)	NC : 2120	96,90 €
JEA2080		Almofada de Gel , estreita (51 x 305mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2090		Almofada de Gel , larga (89 x 305mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2100		Almofada de Gel , longa (89 x 355mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2110		Almofada Ergonómica côncava - (114 x 330 mm)		383,61 €
APOIO PALMAR DIREITO (Apenas para almofada ergonómica)				
JEA2120		Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm)		212,47 €
SUPORTES LATERAIS				
SUPORTE LATERAL DE TRONCO				
ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - ESQUERDA				
JEA2200		Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2210		Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2220		Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2230		Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - DIREITA				
JEA2240		Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2250		Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €



1850/1860/2000/2010



1870/1880/2020/2030



1890/1900/2040/2050



1910/1920/2060/2070

1930/1940/1950/
2080/2090/2100

1960/2110



1970 / 2120



2200 a 2230


Código	Descrição		P.R.P. €
JEA2260	Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2270	Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - ESQUERDA			
JEA2280	Suporte MAXX Style rebatível		183,60 €
SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - ESQUERDA			
JEA2290	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm		171,16 €
SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - DIREITA			
JEA2300	Suporte MAXX Style rebatível		183,60 €
SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - DIREITA			
JEA2310	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm		171,16 €
SUPORTE DE ANCA			
ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - ESQUERDA (não inclui suporte)			
JEA2400	Almofada XS, 140x102 mm		153,00 €
JEA2410	Almofada S, 178x152 mm		153,00 €
JEA2420	Almofada M, 229x102 mm		153,00 €
JEA2430	Almofada L, 330x102 mm		153,00 €
ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA (não inclui suporte)			
JEA2440	Almofada XS, 140x102 mm		153,00 €
JEA2450	Almofada S, 178x152 mm		153,00 €
JEA2460	Almofada M, 229x102 mm		153,00 €
JEA2470	Almofada L, 330x102 mm		153,00 €
TIPO DE SUPORTE DE ANCA - EQUERDA			
JEA2480	Suporte fixo, montagem ao nível da anca		○
JEA2490	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca		132,60 €
JEA2500	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		183,60 €
JEA2510	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		183,60 €
JEA2520	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		198,90 €
JEA2530	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		198,90 €
TIPO DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA			
JEA2540	Suporte fixo, montagem ao nível da anca		○
JEA2550	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca		132,60 €
JEA2560	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		183,60 €
JEA2570	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		183,60 €
JEA2580	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		198,90 €
JEA2590	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		198,90 €
APOIO DE PERNAS			
APOIO DE PERNAS CENTRAL			
JEA2600	◆ Apoio de pernas central elétrico BDC, com compensação - inclui apoio de gêmeos	◆	
PLATAFORMA DOS PATINS INDIVIDUAL PARA APOIO DE PERNAS CENTRAL ELÉTRICO - PREENCHER COM MEDIDAS EM MM			
DISTÂNCIA JOELHO-CALCANHAR:			
ALTURA DA ALMOFADA (SUBTRAIR):			
COMPRESSÃO DA ALMOFADA (SOMAR):			
DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO-PATIM (TOTAL):			
SELECIONAR DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO - PATIM			
JEA2610	203 - 305 mm	NC : 2650	○
JEA2630	280 - 406/430 mm	NC : 2640	○




2280/2300




2290/2310




2400/2440




2410/2450



2420/2460



2430/2470



2480/2540/2490/2550



2500/2510/2520/2530/2560/2570/2580/2590



2600

Código	Descrição		P.R.P. €	
ALMOFADA DE APOIO DE GÊMEOS				
JEA2640	◆	Suporte de gêmeos 140mm (altura) x 102mm (largura)	◆	
JEA2650		Suporte de gêmeos 190 mm(altura) x 150 mm (largura)	○	
TAMANHO DO PATIM DIREITO				
JEA2660		S (140x190 mm)	○	
JEA2670	◆	M (140x240 mm)	◆	
JEA2680		L (150x290 mm)	○	
TAMANHO DO PATIM ESQUERDO				
JEA2690		S (140x190 mm)	○	
JEA2700	◆	M (140x240 mm)	◆	
JEA2710		L (150x290 mm)	○	
SUPORTE DE JOELHOS				
JEA2720		Suporte de joelhos modular, ajustável em altura, profundidade e ângulo	○	
JEA2730	◆	Suporte de joelhos modular, com possibilidade de ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	◆	
ALMOFADA DO SUPORTE DE JOELHOS				
JEA2740		Almofada com 254 mm	○	
JEA2750	◆	Almofada com 203 mm	◆	
JEA2760		Almofada com 150 mm	○	
ELECTRÓNICA LINX				
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE				
JEA3000		Comando LiNX - DLX-REM211 : 3 perfis de condução e funções elétricas	NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 5400	○
JEA3010		Comando LiNX - DLX-REM216 : 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ JEA5400)	NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840	○
JEA3020	◆	Comando LiNX Rehab DLXREM400 : com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC : 3160, 3170	◆
JEA3030		Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)	NC : 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840,	1.534,46 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM400				
JEA3040		2 Switch laterais para facilitar acesso a on/ off e regulação de velocidade	366,18 €	
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO PRIMÁRIO				
JEA3100		Suporte standard montado direita	NC : 3610	○
JEA3110		Suporte standard montado esquerda	NC : 3620	○
JEA3120	◆	Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, direita	NC : 3610	◆
JEA3130		Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, esquerda	NC : 3620	○
JEA3140		Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita	NC : 3610	357,00 €
JEA3150		Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda	NC : 3620	357,00 €
JEA3160		Multiajustável, rebatível, direita (apenas para REM500)	NC : 3610	○



2720



2730



2740/2750/2760



3000/3010




3020



3030



3040



3100-3110



3120/3130



3140/3150



3160/3170

Código	Descrição		P.R.P. €	
JEA3170	Multiajustável, rebatível, esquerda (apenas para REM500)	NC : 3620	○	 3200
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
JEA3200	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)		873,46 €	 3300/3310
JEA3210	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante		○	
JEA3220	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante		○	
LiNX - COMANDOS COMPACTOS + SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
JEA3300	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)		743,62 €	 3500
JEA3310	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)		826,24 €	 3510
COMANDOS ALTERNATIVOS				
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)				
JEX3500	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis		5.606,66 €	 3600
JEX3510	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis		6.609,96 €	 3300/3310
COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE				
JEX3600	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)		7.318,16 €	
JEX3610	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)		○	 3700
JEX3620	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)		○	
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM				
JEX3700	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		531,17 €	 3710
JEX3710	Emulador de Rato wireless (ASL558)		1.062,31 €	 3720
COMANDO DE SOPRO				
JEX3720	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)		7.672,27 €	 3760
MÓDULO DE INPUT				
JEA3740	Módulo de Input DLX-IN500-A		767,23 €	 3740
MÓDULO DE OUTPUT				
JEA3750	Módulo de output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação)		767,23 €	 3750
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT (APENAS PARA REM400)				
JEA3800	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		118,03 €	 3820
JEA3810	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		118,03 €	 3830
JEA3820	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		118,03 €	
JEA3830	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		147,54 €	
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES				
JEA4000	Caixa multifunções de 8 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE	1.326,00 €	 4000
JEA4010	Caixa multifunções de 10 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE	1.530,00 €	 4010
SUPORTE DA CAIXA DE FUNÇÕES				
JEA4030	Montagem na almofada do apoio de braço esquerdo		○	 4030/4040
JEA4040	Montagem na almofada do apoio de braço direito		○	
JEA4050	Montagem no suporte do comando LiNX		○	 4050
JEA4060	Sem montar		○	
DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO				
COR DO CHASSIS				
JEA4130	Preto Obsidiano		○	 4130
JEA4140	Vermelho Rubi		○	 4140
JEA4150	Azul		○	 4150
JEA4160	Rosa Flamingo		○	 4160
JEA4170	Púrpura		○	 4170
JEA4180	Azul-Marinho		○	 4180

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
JEA4190	Verde Lima	○
JEA4200	Azul Ártico	○
COR DAS JANTES		
JEA4240	Preto Obsidiano	○
JEA4250	Vermelho Rubi	○
JEA4260	Azul	○
JEA4270	Rosa Flamingo	○
JEA4280	Púrpura	○
JEA4290	Azul-Marinho	○
JEA4300	Verde Lima	○
JEA4310	Azul Ártico	○
JEA4320	Amarelo	○
JEA4330	Laranja	○
JEA4340	Cinzentos	○
COR DO GUARDA-LAMAS		
JEA4400	◆ Mesma cor do chassis	◆
JEA4410	Preto	○
FORQUETAS TRASEIRAS		
JEA4500	◆ Forqueta única	◆
RODAS TRASEIRAS		
JEA4600	◆ 8", maciças, pretas	◆
RODAS DE TRAÇÃO		
JEA4700	◆ 14" (355mm) x 3" (75mm) , pneumáticas, pretas	◆
JEA4710	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○
TIPO DE SUSPENSÃO		
JEA4800	◆ Sistema de suspensão de 4 barras, tecnologia Broken-Link	◆
VELOCIDADE		
JEA4910	◆ 12 km/h, Motor 4 Polos	◆
BATERIAS		
JEA5000	◆ 60 Ah Gel	◆
G-TRAC		
JEA5100	◆ Módulo G-Trac	◆
CARREGADOR		
JEA5210	◆ Carregador Opti Charge 10A (IP44)	◆
RODAS ANTI-VOLTEIO DIANTEIRAS		
JEA5300	◆ Rodas anti-volteio - Peso máx: 136Kg	◆
LUZES		
JEA5400	Luzes LED com piscas - Potência 30 Lux	483,95 €
KIT DE TRANSPORTE		
JEA5500	◆ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
JEA5510	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça, cinto pélvico e apoios de pés	○

