

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Fevereiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Entregas em 48 horas
(exceto acessórios),
salvo rutura de stock

Invacare® Action²
NG



Código 12 22 03 - Cad. de Rodas controlada bimanualmente

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto fixo com tela em nylon almofadado, altura 43cm. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 24cm. Rodas traseiras 24" pneumáticas, aro motor alumínio; rodas dianteiras 6" x 1. ¼" maciças. Travão standard. Cor de chassis cinza claro.



Data:


Ortopedia:

Nome Utilizador:





Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Action2NG		319,73 €
Auto-propulsão - rodas 24"x 1 3/8" - eixo extração rápida - aro motor em alumínio		
RODAS TRASEIRAS PNEUMÁTICAS		
BR1685775	Largura 40,5 x prof. 40 cm	
BR1685776	Largura 43 x prof. 40 cm	
BR1685777	Largura 45,5 x prof. 40 cm	
RODAS TRASEIRAS MACIÇAS		
BR1685779	Largura 40,5 x prof. 40 cm	
BR1685780	Largura 43 x prof. 40 cm	
BR1685781	Largura 45,5 x prof. 40 cm	
Acessórios		
Apoio de Pernas Elevatório (par)		
 Patim Ajustável em ângulo e profundidade	API656946	405mm
	API657056	430 mm
	API662822	455 mm
		204,75
Suporte para Amputados		
	1442991	Esquerdo
	1442990	Direito
		115,76
Suporte de Canadianas		
	0572-02056	Suporte de canadianas
		33,08
Tabuleiro - fornecido em conjunto com par de almofadas compridas para apoio de braços		
	API606299	P/ Largura Assento 40,5cm
	API606300	P/ Largura Assento 43 / 45,5cm
		192,78

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Esticador - fornecido com manípulos e inserções nos punhos				
	1434100		Para Cadeiras Largura assento 40,5cm	31,50
	1433707		Para Cadeiras Largura assento 43cm	
	1433708		Para Cadeiras Largura assento 45,5cm	
Kit de Transporte				
	1532810		Kit de Transporte (par)	31,50
Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)				
	AP1554576		P/ Largura Assento 40,5cm	152,25
	AP1554577		P/ Largura Assento 43cm	
	AP1554578		P/ Largura Assento 45,5cm	
Rodas Anti-Volteio				
	0572-05848		Roda Anti-volteio (Unidade)	40,95
Suporte de Soro (inclui Esticador)				
	AP1553728		P/ Largura Assento 40,5cm	130,20
	AP1553729		P/ Largura Assento 43cm	
	AP1553730		P/ Largura Assento 45,5cm	