

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL COMPACT 2.0



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
 Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico
 (70°, 80°, tapered), sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo
 menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima
 personalização, apoios de pernas fixos / destacáveis com manipulo e apoios de pés individuais
 ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão,
 protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis
 traseiro para suporte aquando do transporte.
 Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG).
 Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.
 Peso máximo do utilizador: 130kg
 Peso da cadeira: a partir de 9,6kg*
 Peso para transporte: a partir de 6,7kg*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
 Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DCA0012	<input checked="" type="checkbox"/> KÜSCHALL COMPACT 2.0	2.895,72 €
FABRICO ESPECIAL		
DCA0000	<input type="checkbox"/> FABRICO ESPECIAL	<input type="radio"/>
UCA0001	<input type="checkbox"/> UNIQUE - personalização (Apenas referentes a opções começadas por UCA****)	<input type="radio"/>
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento		
DCA0220	<input type="checkbox"/> Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm)	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425) 1.620,49 €
DCA0230	<input type="checkbox"/> Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 mm)	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425) 1.256,47 €
CHASSIS DIANTEIRO		
DCA1100	<input checked="" type="checkbox"/> Chassis frontal rebatível standard	(NC: 1900, 1902, 3040, 3140) <input checked="" type="checkbox"/>
DCA1110	<input type="checkbox"/> Chassis frontal standard, Patins Fixos a 70°	NC: FSTF<440mm, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130) <input type="radio"/>
DCA1120	<input type="checkbox"/> Chassis frontal standard, Patins Fixos a 80°	FSTF<440mm, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650 <input type="radio"/>
DCA1130	<input type="checkbox"/> Chassis frontal tapered, Patins Fixos a 70°	(NC : 1300, 1305 , FSTF<440mm, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130) <input type="radio"/>
DCA1140	<input type="checkbox"/> Chassis frontal TAPERED, Patins Fixos a 80°	(NC : 1300, 1305, FSTF<440mm, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650 <input type="radio"/>
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DCA1300	<input type="checkbox"/> 280 MM	(NC : encostos e almofadas Matrix, 2210, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450) 92,67 €
DCA1305	<input type="checkbox"/> 300 MM	(NC : 2210, encostos e almofadas Matrix, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450) 92,67 €




PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS



Chassis frontal fixo






Chassis frontal standard (1110, 1120)



Chassis frontal tapered (1130, 1140)

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1310	<input type="checkbox"/>	320 MM (NC : encostos e almofadas Matrx, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450)	92,67 €
DCA1315	<input type="checkbox"/>	340 MM (NC : encostos e almofadas Matrx, 2750, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	<input type="checkbox"/>	360 MM (NC : almofadas Matrx)	○
DCA1325	<input type="checkbox"/>	380 MM	○
DCA1330	<input type="checkbox"/>	400 MM	◆
DCA1335	<input type="checkbox"/>	420 MM	○
DCA1340	<input type="checkbox"/>	440 MM (cruzeta dupla)	○
DCA1345	<input type="checkbox"/>	460 MM (cruzeta dupla) (NC: 2630)	○
DCA1350	<input type="checkbox"/>	480 MM (cruzeta dupla) (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630)	○
DCA1355	<input type="checkbox"/>	500 MM (cruzeta dupla) (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630)	92,67 €
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)			
DCA1400	<input type="checkbox"/>	320 MM (NC : 2155, 2160, 2630, 2750, almofadas Matrx, 2910, 5650)	○
DCA1405	<input type="checkbox"/>	340 MM (NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650)	○
DCA1415	<input type="checkbox"/>	360 MM (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 5650)	○
DCA1425	<input type="checkbox"/>	380 MM (NC : 2720, 2744, 5650)	○
DCA1435	◆	400 MM (NC : 2744)	◆
DCA1445	<input type="checkbox"/>	420 MM	○
DCA1460	<input type="checkbox"/>	440 MM (NC : 2740, 2742)	○
DCA1470	<input type="checkbox"/>	460 MM (NC : 2740, 2742, 2744)	○
DCA1480	<input type="checkbox"/>	480 MM (NC : 2740, 2742, 2744, 2746)	○
DCA1490	<input type="checkbox"/>	500 MM (NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746)	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)			
DCA1615	<input type="checkbox"/>	300 MM (NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1620	<input type="checkbox"/>	315 MM (NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1625	<input type="checkbox"/>	330 MM (NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1630	<input type="checkbox"/>	345 MM (NC : 2240, 2595)	○
DCA1635	<input type="checkbox"/>	360 MM (NC : 2240, 2595)	○
DCA1640	◆	375 MM (NC : 2240, 2595)	◆
DCA1645	<input type="checkbox"/>	390 MM (NC : 2240, 2595)	○
DCA1650	<input type="checkbox"/>	405 MM (NC : 2240)	○
DCA1655	<input type="checkbox"/>	420 MM (NC : 2240)	○
DCA1660	<input type="checkbox"/>	435 MM (NC : 2240)	○
DCA1665	<input type="checkbox"/>	450 MM (NC : 2240)	○
DCA1670	<input type="checkbox"/>	465 MM (NC : 2240)	○
DCA1675	<input type="checkbox"/>	480 MM (NC : 2240)	○
DCA1680	<input type="checkbox"/>	495 MM (NC : 2240)	○
DCA1685	<input type="checkbox"/>	510 MM (NC : 2240)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)		VER TABELA AJUDA 1 E 5	
DCA1700	<input type="checkbox"/>	370 MM (NC: 1810 a 1870, 1932 a 1962, 3030, 3130, 6010, 6010, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1705	<input type="checkbox"/>	380 MM (NC: 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1710	<input type="checkbox"/>	390 MM (NC: 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1715	<input type="checkbox"/>	400 MM (NC: 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1720	<input type="checkbox"/>	410 MM (NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130)	○
DCA1725	<input type="checkbox"/>	420 MM (NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962)	○
DCA1730	<input type="checkbox"/>	430 MM (NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962)	○
DCA1735	<input type="checkbox"/>	440 MM (NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962)	○
DCA1740	<input type="checkbox"/>	450 MM (NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962)	○
DCA1745	<input type="checkbox"/>	460 MM (NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962)	○
DCA1750	<input type="checkbox"/>	470 MM (NC: 1860 a 1870, 1952 a 1962)	○



RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm
 24" : 390-490 mm
 25" : 420-500 mm
 26" : 420-500 mm

RSTF / FSTF : chassis rebatível


Apoios de perna a 70° & 80° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm“ até „FSTF - 0 mm“

RSTF / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 0 mm“

Chassis 80° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 30 mm“

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1755	<input type="checkbox"/>	480 MM (NC: 1865, 1870, 1954 a 1962)	○
DCA1760	<input type="checkbox"/>	490 MM (NC: 1810, 1956 a 1962)	○
DCA1765	◆	500 MM (NC : 1810, 1815, 1958 a 1962)	◆
DCA1770	<input type="checkbox"/>	510 MM (NC: 1810 a 1820, 1960, 1962)	○
DCA1775	<input type="checkbox"/>	520 MM (NC: 1810 a 1825, 1962)	○
DCA1780	<input type="checkbox"/>	530 MM (NC: 1810 a 1830)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)		VER TABELA AJUDA 5	
DCA1805	<input type="checkbox"/>	370 MM (NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	○
DCA1810	<input type="checkbox"/>	380 MM (NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	○
DCA1815	<input type="checkbox"/>	390 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1820	<input type="checkbox"/>	400 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1825	<input type="checkbox"/>	410 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1830	<input type="checkbox"/>	420 MM	○
DCA1835	<input type="checkbox"/>	430 MM	○
DCA1840	<input type="checkbox"/>	440 MM	○
DCA1845	◆	450 MM	◆
DCA1850	<input type="checkbox"/>	460 MM	○
DCA1855	<input type="checkbox"/>	470 MM	○
DCA1860	<input type="checkbox"/>	480 MM (NC : 6400)	○
DCA1865	<input type="checkbox"/>	490 MM (NC : 6400)	○
DCA1870	<input type="checkbox"/>	500 MM (NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL) (VER TABELA DE AJUDA 2)			
DCA1900	<input type="checkbox"/>	200 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1902	<input type="checkbox"/>	210 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1904	<input type="checkbox"/>	220 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1906	<input type="checkbox"/>	230 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1908	<input type="checkbox"/>	240 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1910	<input type="checkbox"/>	250 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1912	<input type="checkbox"/>	260 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1914	<input type="checkbox"/>	270 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1916	<input type="checkbox"/>	280 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1918	<input type="checkbox"/>	290 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1920	<input type="checkbox"/>	300 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1922	<input type="checkbox"/>	310 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1924	<input type="checkbox"/>	320 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1926	<input type="checkbox"/>	330 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1928	<input type="checkbox"/>	340 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1930	<input type="checkbox"/>	350 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1932	<input type="checkbox"/>	360 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1934	<input type="checkbox"/>	370 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1936	<input type="checkbox"/>	380 MM	○
DCA1938	<input type="checkbox"/>	390 MM	○
DCA1940	<input type="checkbox"/>	400 MM	○
DCA1942	<input type="checkbox"/>	410 MM	○
DCA1944	<input type="checkbox"/>	420 MM	○
DCA1946	◆	430 MM	◆
DCA1948	<input type="checkbox"/>	440 MM	○
DCA1950	<input type="checkbox"/>	450 MM	○
DCA1952	<input type="checkbox"/>	460 MM	○
DCA1954	<input type="checkbox"/>	470 MM	○
DCA1956	<input type="checkbox"/>	480 MM	○
DCA1958	<input type="checkbox"/>	490 MM	○
DCA1960	<input type="checkbox"/>	500 MM	○
DCA1962	<input type="checkbox"/>	510 MM (NC : 3000, 3100, 3010, 3110)	○
ENCOSTO			
TUBOS DE ENCOSTO			
DCA2110	◆	Rectos fixos, standard (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	<input type="checkbox"/>	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos Matrix)	○



LLL / FSTF : chassiss dianteiro fixo

Chassis 70° :
LLL max. = „FSTF - 20 mm“

Chassis 80° :
LLL max. = „FSTF - 30 mm“

LLL / FSTF : chassiss relatiel

Apoios de perna a 70°: LLL max. = „FSTF 20 mm“
Apoios de perna a 80°: LLL max. = „FSTF 30 mm“

LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA2130	<input type="checkbox"/>	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	231,66 €
DCA2140	<input type="checkbox"/>	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, 2430)	289,58 €
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL			
DCA2155	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 82º	○
DCA2160	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 86º	○
DCA2165	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 90º	○
DCA2170	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 94º	○
DCA2175	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 98º	○
DCA2180	<input type="checkbox"/>	Ângulo encosto 102º	○
TELA DE ENCOSTO			
DCA2200	<input type="checkbox"/>	Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matr, 2400, 2430, 2595)	○
DCA2210	<input type="checkbox"/>	Light (NC : encosto matr, 2430, 2595)	144,78 €
DCA2220	◆	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr)	◆
DCA2230	<input type="checkbox"/>	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr)	289,58 €
DCA2240	<input type="checkbox"/>	Sem tela de encosto (NC: 2430, 2595)	○
UNIQUE - Cor das costuras da tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2241	<input type="checkbox"/>	Amarelo Neon	163,20 €
UCA2242	<input type="checkbox"/>	Rosa Neon	163,20 €
UCA2243	<input type="checkbox"/>	Azul	163,20 €
UCA2244	<input type="checkbox"/>	Branco	163,20 €
UCA2245	<input type="checkbox"/>	Vermelho	163,20 €
UCA0002	<input type="checkbox"/>	Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
UNIQUE - Bordado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley	285,60 €
UCA2248	<input type="checkbox"/>	Traveler	285,60 €
UCA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty	285,60 €
UCA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus	285,60 €
UCA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Küschall	285,60 €
UCA0003	<input type="checkbox"/>	Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
UNIQUE - Estampado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley	127,50 €
UCA2255	<input type="checkbox"/>	Traveler	127,50 €
UCA2256	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty	127,50 €
UCA2257	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus	127,50 €
UCA2259	<input type="checkbox"/>	Paint Stain	127,50 €
UCA0004	<input type="checkbox"/>	Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
ENCOSTOS MATRX (NC Apoio de Cabeça 2490)			
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	1.146,70 €
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	810,80 €



2220



2230

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.



2300, 2305, 2310, 2315

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA2325	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2330	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2331	<input type="checkbox"/> Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM	810,80 €
DCA2332	<input type="checkbox"/> Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	752,89 €
DCA2334	<input type="checkbox"/> Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	752,89 €
DCA2335	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	752,89 €
DCA2340	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2345	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2350	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2355	<input type="checkbox"/> Matr Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2357	<input type="checkbox"/> Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	752,89 €
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)		
DCA2360	<input type="checkbox"/> 360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
DCA2362	<input type="checkbox"/> 380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
DCA2364	<input type="checkbox"/> 410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
DCA2366	<input type="checkbox"/> 430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
DCA2368	<input type="checkbox"/> 460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
DCA2370	<input type="checkbox"/> 480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
DCA2372	<input type="checkbox"/> 510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
PUNHOS		
DCA2400	<input type="checkbox"/> Sem punhos	○
DCA2410	<input type="checkbox"/> Punhos fixos curtos (NC : 6580)	86,87 €
DCA2420	<input checked="" type="checkbox"/> Punhos fixos Longos	◆
DCA2430	<input type="checkbox"/> Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620)	231,66 €
DCA2440	<input type="checkbox"/> Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595)	289,58 €
DCA2450	<input type="checkbox"/> Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580)	318,54 €
APOIO DE CABEÇA (Apenas possível para cadeiras Largura > 38cm e Punhos Fixos Longos 2420)		
DCA2490	<input type="checkbox"/> Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)	220,08 €
OPÇÕES DE ENCOSTO		
DCA2595	<input type="checkbox"/> Esticador rebatível e destacável	115,83 €
ASSENTO		
TELA DE ASSENTO		
DCA2610	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon com uma faixa aderente central	◆
DCA2620	<input type="checkbox"/> Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
DCA2610	<input type="checkbox"/> Regulável em tensão (NC: 2800, 2910, 7600)	104,25 €
UNIQUE - Cor das costuras da tela de assento (aplicável apenas à opção DCA2610)		
UCA2602	<input type="checkbox"/> Amarelo Neon	193,80 €
UCA2603	<input type="checkbox"/> Rosa Neon	193,80 €
UCA2604	<input type="checkbox"/> Azul	193,80 €
UCA2605	<input type="checkbox"/> Branco	193,80 €
UCA2606	<input type="checkbox"/> Vermelho	193,80 €
UCA0005	<input type="checkbox"/> Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
ALMOFADA		
DCA2710	<input type="checkbox"/> FLO-TECH LITE	120,82 €
DCA2720	<input type="checkbox"/> MATRX LIBRA	462,16 €
DCA2750	<input type="checkbox"/> Vicair Active O2 - 6 cm altura	581,40 €
OPÇÕES DE ASSENTO		
DCA2800	<input type="checkbox"/> Bolsa de assento amovível	86,87 €
BOLSA DE ASSENTO		
DCA2910	<input type="checkbox"/> Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	34,75 €
APOIO DE PÉS E DE PERNAS		
Apoio de Perna Rebateável direito		Consultar tabela ajuda 7



2320, 2325, 2330

2335, 2340, 2345, 2350, 2355




2450

2430



2490



2610



2710



2720



2610



2800

Apoio de Pernas :
Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Ângulo aberto, 70°	(NC: 3110)	◆
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 3100, 5650)	○
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	173,75 €
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	144,78 €
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Sem apoio de perna		○
Apoio de Perna Relatível Esquerdo Consultar tabela ajuda 7				
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Ângulo aberto, 70°		◆
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 5650)	○
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	173,75 €
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	144,78 €
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Sem apoio de perna		○
TIPO DE PATIM (VER TABELA DE AJUDA 2)				
DCA3260	◆	Duplo, relatível, em plástico		◆
DCA3270	<input type="checkbox"/>	Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	277,99 €
DCA3280	<input type="checkbox"/>	Único, relatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	231,66 €
CINTO DE PÉS				
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Cinto de pernas montado no chassis		○
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Cinto de pernas montado nos suportes		○
DCA3310	◆	Calcanheiras		◆
GUARDAS LATERAIS				
PROTECTORES DE ROUPA CONSULTAR TABELA AJUDA 3				
DCA3400	<input type="checkbox"/>	Protetores de roupa fixos, Economy - Novos!	(NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3410	<input type="checkbox"/>	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3425	◆	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430	<input type="checkbox"/>	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6580, 7600, 8450, 6150, 6553, 6950)	173,75 €
DCA3440	<input type="checkbox"/>	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 6553, 8450)	173,75 €
DCA3450	<input type="checkbox"/>	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	115,83 €
UNIQUE - Cor dos Protetores de Roupa (aplicável apenas à opção DCA3400)				
UCA3422	<input type="checkbox"/>	Transparente		561,00 €
UCA3423	<input type="checkbox"/>	Azul transparente		805,80 €
UCA3424	<input type="checkbox"/>	Amarelo Neon Transparente		805,80 €
UCA3425	<input type="checkbox"/>	Laranja Neon Transparente		805,80 €
UCA3426	<input type="checkbox"/>	Vermelho Neon Transparente		805,80 €
UCA0006	<input type="checkbox"/>	Cor especial - Indicar RAL		Sob Consulta
UCA0007	<input type="checkbox"/>	Desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução		Sob Consulta
APOIO DE BRAÇO DIREITO				
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		144,78 €
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		144,78 €

3000 / 3100 3020 / 3120
3030 / 3130

3400



3440



3450



3500/3600



3520/3620



3530/3630

Atenção:
Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio braço Kuschall



3530 / 3630



3540/3640

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA3520	<input type="checkbox"/>	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	115,83 €
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	144,78 €
DCA3540	<input type="checkbox"/>	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	185,32 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO			
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	144,78 €
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	144,78 €
DCA3620	<input type="checkbox"/>	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	115,83 €
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	144,78 €
DCA3640	<input type="checkbox"/>	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	185,32 €
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO			
CORES DO CHASSIS			
DCA4000	◆	Preto espacial (RAL 9005)	◆
DCA4010	<input type="checkbox"/>	Cinza antracite (RAL 7016)	○
DCA4020	<input type="checkbox"/>	Branco (RAL 9016) (NC : 4220)	○
DCA4030	<input type="checkbox"/>	Vermelho carmim (RAL 3002)	○
DCA4040	<input type="checkbox"/>	Azul Celeste (RAL 5017)	○
DCA4100	<input type="checkbox"/>	Preto brilhante (RAL 9005)	405,41 €
DCA4060	<input type="checkbox"/>	Amarelo (RAL 1016)	405,41 €
DCA4130	<input type="checkbox"/>	Cinza claro (RAL 9006)	405,41 €
DCA4145	<input type="checkbox"/>	Azul Noite	405,41 €
DCA4150	<input type="checkbox"/>	Vermelho rubi (RAL 3003)	405,41 €
DCA4170	<input type="checkbox"/>	Laranja dinamite	405,41 €
DCA4180	<input type="checkbox"/>	Verde floresta (RAL 6029)	405,41 €
UCA4101	<input type="checkbox"/>	Acabamento em alumínio polido e espelhado	814,98 €
UCA4102	<input type="checkbox"/>	Verde Pastel	765,00 €
UCA4103	<input type="checkbox"/>	Azul Céu	765,00 €
UCA4104	<input type="checkbox"/>	Roxo Ameixa	765,00 €
UCA4105	<input type="checkbox"/>	Salmão	765,00 €
UCA0008	<input type="checkbox"/>	Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
UN1673612	<input type="checkbox"/>	Pintura Termocromática - muda de cor entre 26º e 31º	Sob Consulta
UN1673547	<input type="checkbox"/>	Pintura Hydrodipping	Sob Consulta
UN1673626	<input type="checkbox"/>	Pintura Bicolor	Sob Consulta
UNIQUE - Verniz Cerâmico			
UCA4066	<input type="checkbox"/>	Acabamento do chassis em Verniz Cerâmico (apenas para cores de chassis UCA****)	693,60 €
ESTILO DO DECALQUE			
DCA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD (NC : 4300, 4310)	110,04 €
DCA4195	◆	TAG (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD			
DCA4200	<input type="checkbox"/>	Preto	○
DCA4210	<input type="checkbox"/>	Cinza Escuro	○
DCA4220	<input type="checkbox"/>	Cinza Claro	○
DCA4230	<input type="checkbox"/>	Vermelho	○
DCA4240	<input type="checkbox"/>	Azul	○
DCA4250	<input type="checkbox"/>	Dourado	○
UCA4252	<input type="checkbox"/>	Amarelo Neon	193,80 €
UCA4253	<input type="checkbox"/>	Verde Neon	193,80 €



BOLD



TAG

Código	Descrição		P.R.P. €
UCA4254	<input type="checkbox"/>	Laranja Neon	193,80 €
UCA4255	<input type="checkbox"/>	Rosa Neon	193,80 €
UCA4256	<input type="checkbox"/>	Vermelho Neon	193,80 €
UCA0009	<input type="checkbox"/>	Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
COR DO DECALQUE TAG			
DCA4300	<input type="checkbox"/>	Preto	○
DCA4310	◆	Vermelho	◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)			
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" Comfort Preta	○
DCA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec preto	69,49 €
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" Frog Legs com jante e eixo preto	110,04 €
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	110,04 €
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5350	◆	5" Comfort Preta	◆
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec preta	69,49 €
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	110,04 €
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	110,04 €
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" Confort Preta	○
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumática	34,75 €
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" Confort Preta	○
UNIQUE - cor das jantes das rodas dianteiras Froglegs			
UCA5502	<input type="checkbox"/>	Rosa	224,40 €
UCA5504	<input type="checkbox"/>	Laranja	224,40 €
UCA5506	<input type="checkbox"/>	Azul	224,40 €
UCA5507	<input type="checkbox"/>	Violeta	224,40 €
UCA5508	<input type="checkbox"/>	Vermelho	224,40 €
UCA5509	<input type="checkbox"/>	Dourado	224,40 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para rodas dianteiras Froglegs			
UCA5510	<input type="checkbox"/>	Rolamentos em cerâmica	107,10 €
UNIQUE - FORQUETAS MONOBRAÇO			
UN1673619	<input type="checkbox"/>	Forquetas Frog Legs Uni-Tine	Sob Consulta
RODAS TRASEIRAS			
RODA COM ARO DUPLO			
DCA6000	<input type="checkbox"/>	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6830, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 463,31 €
DCA6010	<input type="checkbox"/>	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6830, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 463,31 €
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS			
DCA6020	◆	Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150) ◆
DCA6040	<input type="checkbox"/>	Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATÓRIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950) 144,78 €
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4			
DCA6100	<input type="checkbox"/>	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840) ○
DCA6110	<input type="checkbox"/>	Posição 2	(NC : 6950) ○
DCA6120	◆	Posição 3	◆
DCA6130	<input type="checkbox"/>	Posição 4	(NC : 6580, 6950) ○
DCA6140	<input type="checkbox"/>	Posição 5	○
DCA6150	<input type="checkbox"/>	Posição 6 (mais passiva)	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS			
DCA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950) 86,87 €
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS			



5350



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5050 / 5300



UN1673619



6300

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA6400	<input type="checkbox"/>	22" (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	173,75 €
DCA6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24" (NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	173,75 €
DCA6420	<input type="checkbox"/>	25" (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	173,75 €
DCA6430	<input type="checkbox"/>	26" (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6830, 6840, 6950)	231,66 €
RODAS TRASEIRAS			
DCA6500	<input type="checkbox"/>	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios)
DCA6510	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza	173,75 €
DCA6520	<input type="checkbox"/>	Rodas PERFORMANCE 24", 25", eixo e raios reforçados, jante, tudo preto	(NC : 6660)
DCA6550	<input type="checkbox"/>	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25" jante preta, eixo preto, 18 raios pretos	(NC : 6660, 6910)
DCA6580	<input type="checkbox"/>	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manipuladores na posição de acompanhante	(NC : 6950, 8680)
UCA6551	<input type="checkbox"/>	Rodas Spinergy Lite Extreme LX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910
UCA6552	<input type="checkbox"/>	Rodas Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910
UCA6553	<input type="checkbox"/>	Rodas Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX 24", 25" - (24 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910
UCA6554	<input type="checkbox"/>	Rodas Spinergy Fibra de Carbono CLX 24", 25" - (18 raios)	NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910
	<input type="checkbox"/>	Rodas Loopwheels Urban - com suspensão integrada nas rodas	Sob Consulta
UNIQUE - Anodização das jantes das rodas traseiras Spinergy			
UCA6557	<input type="checkbox"/>	Azul	255,00 €
UCA6558	<input type="checkbox"/>	Dourado	255,00 €
UCA6559	<input type="checkbox"/>	Verde	255,00 €
UCA6560	<input type="checkbox"/>	Laranja	255,00 €
UCA6561	<input type="checkbox"/>	Vermelho	255,00 €
UCA6562	<input type="checkbox"/>	Violeta	255,00 €
UNIQUE - Anodização do eixo das rodas traseiras Spinergy			
UCA6563	<input type="checkbox"/>	Azul	255,00 €
UCA6564	<input type="checkbox"/>	Dourado	255,00 €
UCA6565	<input type="checkbox"/>	Prateado	255,00 €
UCA6566	<input type="checkbox"/>	Verde	255,00 €
UCA6567	<input type="checkbox"/>	Laranja	255,00 €
UCA6568	<input type="checkbox"/>	Vermelho	255,00 €
UCA6569	<input type="checkbox"/>	Violeta	255,00 €
UNIQUE - Cor dos raios das rodas traseiras Spinergy			
UCA6570	<input type="checkbox"/>	Azul	255,00 €
UCA6571	<input type="checkbox"/>	Verde	255,00 €
UCA6572	<input type="checkbox"/>	Laranja	255,00 €
UCA6573	<input type="checkbox"/>	Rosa	255,00 €
UCA6574	<input type="checkbox"/>	Vermelho	255,00 €
UCA6575	<input type="checkbox"/>	Violeta	255,00 €
UCA6576	<input type="checkbox"/>	Branco	255,00 €
UCA6577	<input type="checkbox"/>	Amarelo	255,00 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para as rodas traseiras Spinergy			
UCA6579	<input type="checkbox"/>	Rolamentos em cerâmica	358,02 €
TIPO DE PNEU			
DCA6600	<input checked="" type="checkbox"/>	24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto	173,75 €



Rodas ativas de 24"

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard




Loopwheels Urban



6600

6630



6660

6625




6700

6710

6720

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA6625	<input type="checkbox"/> 22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto	110,04 €
DCA6630	<input type="checkbox"/> 24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	115,83 €
DCA6660	<input type="checkbox"/> Maciço, com perfil, preto, 24"	104,25 €
AROS MOTORES		
DCA6700	<input type="checkbox"/> Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	115,83 €
DCA6710	<input type="checkbox"/> Aço 24", 26", dist. 30 mm.	92,67 €
DCA6720	<input type="checkbox"/> Titânio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	288,42 €
DCA6740	<input type="checkbox"/> 24"/ 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DCA6750	<input type="checkbox"/> 24"/ 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DCA6760	<input type="checkbox"/> 24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	347,48 €
DCA6770	<input type="checkbox"/> 24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	376,44 €
DCA6780	♦ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	♦
DCA6790	<input type="checkbox"/> Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.	○
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)		
DCA6820	♦ 0°	♦
DCA6830	<input type="checkbox"/> 1°	○
DCA6840	<input type="checkbox"/> 3°	○
PROTETORES DE RAIOS		
DCA6900	<input type="checkbox"/> Transparentes 22", 24", 26"	173,75 €
DCA6910	<input type="checkbox"/> Negros 22", 24", 26"	173,75 €
KIT DE FIXAÇÃO ALBER		
DCA6950	<input type="checkbox"/> Kit de fixação E-MOTION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210) 677,60 €
UNIQUE - Kits de Anodização		
UCA6960	<input type="checkbox"/> Kit 1: Forquetas	204,00 €
UCA6961	<input type="checkbox"/> Kit 2: Forquetas, suporte da forqueta, suporte da roda traseira, suporte do travão e alavanca de extração dos apoios de pernas (apenas nas versões de chassis rebatível).	418,20 €
UNIQUE - Cores Premium para Kit Anodização		
UCA6963	<input type="checkbox"/> Vermelho	○
UCA6964	<input type="checkbox"/> Violeta	○
UCA6965	<input type="checkbox"/> Cobre	○
UCA6966	<input type="checkbox"/> Verde	○
UCA6967	<input type="checkbox"/> Laranja	○
UCA6968	<input type="checkbox"/> Dourado	○
UCA6969	<input type="checkbox"/> Champanhe	○
UCA6970	<input type="checkbox"/> Rosa	○
UCA6971	<input type="checkbox"/> Azul	○
UCA6972	<input type="checkbox"/> Acabamento em alumínio polido e espelhado	○
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4		
DCA7200	♦ Travão de puxar	♦
DCA7210	<input type="checkbox"/> Travões de empurrar, alavanca dobrada	○
DCA7220	<input type="checkbox"/> Travões de empurrar	○
DCA7240	<input type="checkbox"/> Travões ativos/tesoura	(NC : 7300) 92,67 €
DCA7250	<input type="checkbox"/> Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300) 150,58 €
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO		
DCA7300	<input type="checkbox"/> Para alavanca de travão reta	57,92 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA (VER TABELA AJUDA 5)		
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transitó)		
DCA7500	<input type="checkbox"/> Roda anti-volteio direita	110,04 €
DCA7510	<input type="checkbox"/> Roda anti-volteio esquerda	110,04 €
DCA7520	<input type="checkbox"/> Roda anti-volteio, par	214,28 €
KIT DE TRANSPORTE		
DCA7600	<input type="checkbox"/> Kit de transporte etiquetas com homologação para transporte, de acordo com ISO 7176-19	110,04 €
CINTO PÉLVICO		



Scissor brakes	Rear wheel position					
	1	2	3	4	5	6
ST32-38						
ST40						
ST42						
ST44						
ST46						
ST48						
ST50						

Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento



7500 / 7510

Kit ALBER :

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são obrigatórias em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA7800	<input type="checkbox"/> Cinto Standard (não almofadado)	92,67 €
DCA7810	<input type="checkbox"/> Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	150,58 €
DCA7820	<input type="checkbox"/> Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
DCA7830	<input type="checkbox"/> Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
REFLECTORES		
DCA7900	<input type="checkbox"/> Reflectores montados nos raios da cadeira	○
DCA7910	<input type="checkbox"/> Reflectores s/ montar	○
ACESSÓRIOS		
PROTECTOR DE CHASSIS		
DCA8000	<input checked="" type="checkbox"/> Protecção chassis traseiro	◆
DCA8010	<input type="checkbox"/> Protecção chassis dianteiro	57,92 €
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8100	<input type="checkbox"/> Ponteira, montagem à direita (NC : 8200)	115,83 €
DCA8110	<input type="checkbox"/> Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210)	115,83 €
DCA8120	<input type="checkbox"/> Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210)	220,08 €
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8200	<input type="checkbox"/> Suporte para canadianas, montagem à direita	115,83 €
DCA8210	<input type="checkbox"/> Suporte para canadianas, montagem à esquerda	115,83 €
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8300	<input type="checkbox"/> Rodas de trânsito de 3"	208,49 €
OUTRAS OPÇÕES		
DCA8450	<input type="checkbox"/> Mesa	173,75 €
DCA8550	<input type="checkbox"/> Kit de ferramentas	13,24 €
DCA8650	<input type="checkbox"/> Bolsa para as Rodas	115,83 €
DCA8680	<input type="checkbox"/> Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	521,23 €
DCA8800	<input type="checkbox"/> Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	86,87 €
DCA8850	<input type="checkbox"/> Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	98,45 €

**TABELA AJUDA 1 - Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem**

Roda Dianteira	Montagem Alta				Montagem Standard			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 2 - Indicação de Posição de Montagem do Tipo de Patim em relação a Angulo e LLL

LLL	DC3260				DCA3270				DCA3280			
	Chassis rebatível		Chassis Fixo		Chassis rebatível		Chassis Fixo		Chassis rebatível		Chassis Fixo	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
200			HIGH	HIGH			HIGH	HIGH				
210			HIGH	HIGH		HIGH	HIGH	HIGH				
220			HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
230			HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
240		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
250		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
260	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
270	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
280	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	HIGH	HIGH		STD		
290	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD		
300	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD		STD
310	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD		STD
320	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
330	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
340	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
350	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
360	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
510	STD		STD		STD		STD		STD		STD	

STD	Patim Montado na Posição Standard
HIGH	Patim Montado na Posição Subida
	OK
	NC

TABELA DE AJUDA 3 - NC de Protetores de Roupa sem rebordo em relação a RSTF, tamanho e posição da roda traseira

Position	22" Rear wheel						24" Rear wheel						25" Rear wheel						26" Rear wheel					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

		Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
	Posição Roda Traseira	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC		
	SD 400	NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 420	NC						NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 440							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 460													NC						NC	NC				
	SD 480																			NC					
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380	NC						NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 400							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 420													NC						NC	NC				
	SD 440																			NC					
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/tesoura	SD 320-380	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 400	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 420	NC	NC					NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 440	NC						NC	NC	NC				NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 460							NC						NC	NC					NC	NC				
	SD 480													NC						NC					
	SD 500																			NC					
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380							NC						NC	NC					NC	NC	NC			
	SD 400													NC						NC	NC	NC			
	SD 420																			NC					
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

NC	NC
NC com patins destacáveis	NC com patins destacáveis

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-voltêio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360																
	RSTF370																
	RSTF380																
	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
24"	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
25"	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																
26"	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRIX

	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 7 - Apoio de perna ajustável em Ângulo (3030/3130) em relação a LLL e FSTF

FSTF LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210													
220													
230													
240													
250													
260													
270													
280													
290													
300													
310													
320													
330													
340													
350													
360													
370													
380													
390													
400													
410													
420													
430													
440													
450													
460													
470													
480													
490													
500													
510													
520													
530													

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.