

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Rea® Dahlia 45°**

**Código ISO 12 22 18:** Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido preto PU TR26 e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno; apoios de pernas destacáveis e rebatíveis, ajustáveis em ângulo com apoio de pés ajustáveis em ângulo e profundidade, apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 24" com eixo de extração rápido com aro motor de alumínio (opção de 16" com eixo fixo e travões de acompanhamento), várias opções de posicionamento para tronco e apoio de cabeça; rodas anti-volteio integradas, kit de transporte com certificação ISO.

Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15) Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX
**Peso do utilizador =**      **kg.**

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXA0015	<input type="checkbox"/> Rea DAHLIA 45°		2.027,01 €
BXA8000	<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/>
<b>PROPULSÃO</b>			
BXA0020	<input type="checkbox"/> Versão trânsito <b>OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXA1546 (+ 249.83€)</b>	NC: 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0035	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, 0430, 1505,	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO</b>			
<b>LARGURA ASSENTO</b>			
BXA0050	<input type="checkbox"/> 39 cm (chassis pequeno)		<input type="radio"/>
BXA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 44 cm (chassis médio)		<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0070	<input type="checkbox"/> 49 cm (chassis comprido)		<input type="radio"/>
<b>EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE)</b>			<b>atenção: tem impacto quando seleciona mesa</b>
BXA0080	<input type="checkbox"/> Mais 5 cm		<input type="radio"/>
BXA0090	<input type="checkbox"/> Mais 10 cm (só para versão trânsito)	NC: 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0100	<input checked="" type="checkbox"/> Sem PRÉ-AJUSTE	NC: 0420, 0430	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE ASSENTO</b>			
BXA0110	<input checked="" type="checkbox"/> Reg. 43-50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASSENTO</b>			<b>ver Tabela 1 no final deste documento</b>
BXA0120	<input type="checkbox"/> 35 cm (rodas traseiras 20" ou 16")	NC: 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1465, 1525, 1535	<input type="radio"/>
BXA0130	<input type="checkbox"/> 38 cm (rodas traseiras 22", 20" ou 16")	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1535	<input type="radio"/>
BXA0140	<input type="checkbox"/> 40 cm (rodas traseiras 20")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535	<input type="radio"/>
BXA0150	<input type="checkbox"/> 43 cm (rodas traseiras 20" ou 22")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1535	<input type="radio"/>
BXA0160	<input checked="" type="checkbox"/> 45 cm (rodas traseiras 24" ou 22")	NC : 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1515	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0170	<input type="checkbox"/> 48 cm (rodas traseiras 24" ou 16")	NC : 1395, 1400, 1515, 1525	<input type="radio"/>
BXA0180	<input type="checkbox"/> 50 cm (rodas traseiras 16")	NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687	<input type="radio"/>
<b>BASCULAÇÃO DO ASSENTO</b>			
BXA0200	<input type="checkbox"/> Basculação de Assento 45°		<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0190	<input type="checkbox"/> Basculação de Assento 30°		<input type="radio"/>
<b>ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>			
BXA0207	<input checked="" type="checkbox"/> 30° reclinção de Encosto		<input checked="" type="checkbox"/>



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ASSENTO</b>		
BXA0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
<b>TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
BXA0230	◆ Flosshape	◆
BXA0240	<input type="checkbox"/> Almofoada MATRX CONTOUR VISCO NG NC : 0290, 0300, 0305	157,59 €
BXA0243	<input type="checkbox"/> Matrx Libra	440,15 €
BXA0246	<input type="checkbox"/> Flo-Tech Solution Xtra	579,15 €
BXA0260	<input type="checkbox"/> Vicair Adjuster 10cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	591,60 €
BXA0270	<input type="checkbox"/> Vicair Vector 10 cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	642,60 €
BXA0280	<input type="checkbox"/> Sem Almofoada de assento NC : 0290, 0300, 0305	○
<b>TIPO DE TECIDO DE ASSENTO</b>		
BXA0290	<input type="checkbox"/> Preto veludo TR35	○
BXA0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0305	<input type="checkbox"/> Capa Spacer TR36	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
BXA0320	<input type="checkbox"/> Retos (para aplicar encostos Flex3)	◆
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
BXA0390	◆ Flex3, placa de encosto rigida, ajust. em largura NC : 0450, 0515, 1225	◆
BXA0400	<input type="checkbox"/> Flex3, tela de encosto regulável em tensão NC : 0430	○
<b>AJUSTES DA LARGURA DO ENCOSTO FLEX3</b>		
BXA0420	<input type="checkbox"/> Encosto com + 5 cm	○
BXA0430	<input type="checkbox"/> Encosto com + 10 cm NC: 1685, 1687	○
BXA0440	◆ Sem ajuste em largura	◆
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>		
BXA0450	<input type="checkbox"/> Lona Almofoadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXA0460	◆ Almofoada LAGUNA, contorno lateral ligeiro NC: 1225	◆
BXA0470	<input type="checkbox"/> Almofoada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) NC: 0535, 1225	173,75 €
BXA0480	<input type="checkbox"/> Almofoada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular NC: 1225	173,75 €
BXA0484	<input type="checkbox"/> Vicair Multifuncional (NC : 0520, 0530, 0535)	765,00 €
BXA0486	<input type="checkbox"/> Vicair Flex, inclui contorno lateral (NC : 0520, 0530, 0535)	765,00 €
<b>TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO</b>		
BXA0520	<input type="checkbox"/> Preto veludo TR35	○
BXA0530	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0535	<input type="checkbox"/> Capa Spacer TR36	○
<b>PUNHOS DE EMPURRAR</b>		
BXA0540	<input type="checkbox"/> Barra de empurrar ajustável em ângulo	173,75 €
BXA0550	<input type="checkbox"/> Individuais, ajustáveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXA0560	◆ Conectados (sem hardware para apoio de cabeça)	◆
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO</b>		
BXA0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆
BXA0595	<input type="checkbox"/> Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando com fio (NC : 0600, 0630, 1860)	752,89 €
BXA0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆
<b>APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS</b>		
<b>APOIO DE PÉS CENTRAL</b>		
BXA0630	<input type="checkbox"/> Apoio de pés central, inclui almofoadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clinico NC: 0650, 0655, 0660, 0670, 0680, 0690, 0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0770, 1000, 1270, 1280, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313,	463,31 €



0390



0400




0460



0480



0470



0450




0540




0630

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS</b>		
BXA0640	<input type="checkbox"/> Posição baixa, standard	○
BXA0650	<input type="checkbox"/> Posição alta para patins com tubo longo	◆
BXA0655	<input type="checkbox"/> Posição para apoio de pernas a 90° NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740	○
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>		
BXA0660	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290	◆
BXA0670	<input type="checkbox"/> Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	○
BXA0680	<input type="checkbox"/> Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq. NC: 0780, 0800, 0810, 1270, 1465, 1470, 1475	○
BXA0690	<input type="checkbox"/> Apoio esq. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	150,58 €
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>		
BXA0710	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290	◆
BXA0720	<input type="checkbox"/> Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior ( NC 1270)	○
BXA0730	<input type="checkbox"/> Patim fixo a 90 °, rebat. p/ interior e exterior - alu 2003, dir. NC: 0820, 0840, 0850, 1270, 1465, 1475	○
BXA0740	<input type="checkbox"/> Apoio dir. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	150,58 €
<b>PATIM ÚNICO</b>		
BXA0760	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	162,16 €
BXA0770	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	162,16 €
<b>PATIM ESQUERDO</b>		
BXA0780	<input type="checkbox"/> Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0790	<input type="checkbox"/> Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	○
BXA0800	<input type="checkbox"/> Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆
<b>PATIM DIREITO</b>		
BXA0820	<input type="checkbox"/> Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim NC: 1280, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0830	<input type="checkbox"/> Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	○
BXA0840	<input type="checkbox"/> Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim 1280, 1290, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	◆
<b>APOIO DE BRAÇOS (Regulável em altura, fecho automático incluído)</b>		
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
BXA0860	<input type="checkbox"/> Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm, esq	○
BXA0870	◆ Almofada standard	◆
BXA0875	<input type="checkbox"/> Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○
BXA0880	<input type="checkbox"/> Almofada larga (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0890	<input type="checkbox"/> Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) NC: 0980;1710; 1715;1720;1730;1740	127,42 €
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
BXA0920	<input type="checkbox"/> Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm	○
BXA0930	◆ Almofada standard, regulável altura 23-32 cm	◆
BXA0935	<input type="checkbox"/> Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○



BXA0660 e BXA0710



0980

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA0940	<input type="checkbox"/> Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0950	<input type="checkbox"/> Hemiplégico NC. c/ mesa apoio, 0980, 1710, 1715, 1720, 1730, 1740	127,42 €
<b>OPÇÕES POSICIONAMENTO</b>		
<b>OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS</b>		
BXA0975	<input type="checkbox"/> Protetor lateral (não almofadado) reforçado	137,89 €
BXA0980	<input type="checkbox"/> Almofada p/ proteção do resguardo lateral	86,87 €
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
BXA0990	<input type="checkbox"/> Capa incontinência	40,55 €
BXA1000	<input type="checkbox"/> Peça abdutora NC: 1020	121,61 €
BXA1010	<input type="checkbox"/> Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimétrico (kit 2 placas)	69,49 €
BXA1020	<input type="checkbox"/> Placa de assento para aumento de altura em 2 cm	69,49 €
BXA1030	<input type="checkbox"/> Escala basculação de assento	34,75 €
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA</b>		
BXA1040	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	196,91 €
BXA1060	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	220,08 €
BXA1070	<input type="checkbox"/> Apoio de pescoço, simples, com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	52,12 €
BXA1041	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXA1042	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXA1043	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXA1044	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXA1045	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
BXA1046	<input type="checkbox"/> MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
<b>Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)</b>		
BXA1047	<input type="checkbox"/> Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)	220,08 €
BXA1048	<input type="checkbox"/> Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)	289,41 €
BXA1049	<input type="checkbox"/> Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx	198,56 €
BXA1100	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	98,45 €
BXA1110	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	98,45 €
BXA1140	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco com braço standard (esq.)	81,09 €
BXA1150	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco com braço standard (dir.)	81,09 €
BXA1180	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	98,45 €
BXA1190	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	98,45 €
BXA1225	<input type="checkbox"/> Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	69,49 €
BXA1240	<input type="checkbox"/> Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	17,38 €
BXA1260	<input type="checkbox"/> Escala reclinção do encosto	28,96 €
<b>OPÇÕES DE APOIO DE PÉS</b>		
BXA1270	<input type="checkbox"/> Extensão de patim esquerdo NC: 1300	11,59 €
BXA1280	<input type="checkbox"/> Extensão de patim direito NC: 1300	11,59 €
BXA1290	<input type="checkbox"/> Cinto de pés para patim único	17,38 €
BXA1300	<input type="checkbox"/> Cobertura acolchoada para patins individuais	86,87 €
BXA1310	<input type="checkbox"/> Suporte de gêmeos almofadado	86,87 €
BXA1311	<input type="checkbox"/> BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	185,32 €
BXA1312	<input type="checkbox"/> BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	185,32 €



1000



1010



1030




1040



1060



1070



1100 / 1110



1140 / 1150





1180 / 1190



1310



Código	Descrição	P.R.P. €
BXA1313	<input type="checkbox"/> BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)	185,32 €
<b>CHASSIS</b>		
<b>CORES DE CHASSIS</b>		
BXA1320	<input type="checkbox"/> Azul	◆
BXA1330	<input type="checkbox"/> Cinza prata	○
BXA1340	<input type="checkbox"/> Vermelho	○
BXA1350	<input type="checkbox"/> Champagne	○
BXA1360	<input type="checkbox"/> Verde petróleo	○
BXA1365	<input type="checkbox"/> Sem faixa de cor	○
<b>FORQUETAS</b>		
BXA1370	◆ Fixas	◆
BXA1380	<input type="checkbox"/> Extração rápida das forquetas	57,92 €
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
BXA1395	<input type="checkbox"/> Maciças medio 100X27 (4") pretas	○
BXA1400	<input type="checkbox"/> Semi-maciça 125 x 27	○
BXA1415	<input type="checkbox"/> Semi maciças (soft) 140X45 pretas	○
BXA1435	◆ Maciças 150X30 pretas	◆
BXA1455	<input type="checkbox"/> Maciças 200X32 pretas	○
BXA1465	<input type="checkbox"/> Pneumáticas 200 x 32 pretas	○
BXA1475	<input type="checkbox"/> Maciças 200X45 pretas	○
<b>FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
BXA1480	◆ Eixo de extração rápida QR	◆
BXA1490	<input type="checkbox"/> Eixo Fixo 1685, 1687	○
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
BXA1505	<input type="checkbox"/> 16" (maciças) Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687 )	○
BXA1515	<input type="checkbox"/> 20". Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, 1585, 1590, 1660 )	○
BXA1525	<input type="checkbox"/> 22". Rodas extração rápida (NC : 1660 )	○
BXA1535	◆ 24". Rodas extração rápida	◆
<b>TIPO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
BXA1542	◆ Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1620 )	◆
BXA1544	<input type="checkbox"/> Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	173,75 €
BXA1546	<input type="checkbox"/> Rodas com travão tambor Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	254,83 €
<b>TIPO DE PNEU</b>		
BXA1565	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BXA1585	<input type="checkbox"/> Maciço Preto (1" 3/8)	○
<b>AROS-MOTORES</b>		
BXA1610	◆ Alumínio	◆
BXA1620	<input type="checkbox"/> Cobertura anti-derrapante	92,67 €
<b>PROTECTORES RAIOS</b>		
BXA1670	<input type="checkbox"/> Frost	115,83 €
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>TRAVÃO</b>		
BXA1680	◆ Standard	◆
BXA1685	<input type="checkbox"/> Travão unilateral esq.	115,83 €
BXA1687	<input type="checkbox"/> Travão unilateral dta.	115,83 €
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
BXA1690	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico	52,53 €
BXA1691	<input type="checkbox"/> BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	127,42 €
BXA1692	<input type="checkbox"/> ODYPPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	127,42 €
BXA1693	<input type="checkbox"/> BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	150,58 €
BXA1694	<input type="checkbox"/> BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	150,58 €



ACESSÓRIOS			
BXA1710	<input type="checkbox"/>	Mesa ajustavel em profundidade 1725	191,12 €
BXA1715	<input type="checkbox"/>	Mesa ajustável em profundidade com almofada para cotovelos 1725	243,25 €
BXA1720	<input type="checkbox"/>	Almofada para mesa 1730	86,87 €
BXA1725	<input type="checkbox"/>	Almofada e Cunha para mesa 1730	86,87 €
BXA1730	<input type="checkbox"/>	Mesa rebatível 1740	202,70 €
BXA1740	<input type="checkbox"/>	Kit bloqueio para mesa	17,38 €
BXA1810	<input type="checkbox"/>	Hardware para fixação de cintos (par, aplicados na zona frontal do assento)	52,12 €
BXA1820	<input type="checkbox"/>	Hardware para fixação de coletes (tem de seleccionar um apoio de cabeça/pescoço)	52,12 €
BXA1830	<input type="checkbox"/>	Ponteira para auxiliar a trepar passeios 1860	56,75 €
BXA1850	<input type="checkbox"/>	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	○
BXA1860	<input type="checkbox"/>	Suporte para ventilador e/ou acessórios	416,99 €
BXA1890	<input type="checkbox"/>	Kit limitador de basculação/ reclinção	○
ESPECIAL			
BXA8010	<input type="checkbox"/>	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
PREÇO TOTAL			
TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira			

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinção de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinção máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

\* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinção de encosto.  
\*\* Os valores de reclinção presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.