

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

## E-MOTION M25 DUODRIVE



**Código ISO - 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 22 12 (prescrito em conjunto com a cadeira)**

Dispositivo elétrico de ajuda à propulsão. Consiste em 2 rodas (tamanho 24" ou 22") com motor e bateria integrados no eixo e um comando, montado no chassis anterior da cadeira (esquerda ou direita) ligado às rodas por Bluetooth. O comando permite controlar a velocidade e usar a função de cruise control. Velocidade máxima: 6 km/h (8,5 km/h na compra da APP Mobility Plus). Baterias Lítio-Ion (4,3 Ah). Kit de fixação à cadeira, mantendo possibilidade de manter as rodas originais da cadeira.

Peso por roda: 7,8 kg; Peso do comando: 0,25 kg; Peso máximo utilizador: 150 kg  
Comando de programação ECS com 2 níveis de assistência e função de bloqueio em subida (opcional).  
APP Mobility Plus disponível para aquisição diretamente na Google Store / App Store com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade até 8,5 km/h, 2 níveis de assistência, etc.).  
Montagem na cadeira incluída para encomendas em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ◆ Característica standard    ○ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>E-MOTION M25 DUODRIVE</b>		
<b>Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas</b>		
<b>E-MOTION M25 DUODRIVE com tamanho de roda 24" (inclui Comando de Programação ECS)</b>		
<b>Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor</b>		
1594390	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	8.685,19 €
1594391	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	8.805,52 €
1594403	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	8.986,01 €
1594396	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	9.106,34 €
1594392	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inox	8.865,68 €
1594393	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inoxidável com revestimento anti-derrapante	8.986,01 €
1594397	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	9.572,38 €
1594404	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	9.166,50 €
1594394	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	8.925,85 €
1594395	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	9.046,18 €
1594406	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	9.346,98 €
1594421	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	9.226,65 €
<b>E-MOTION M25 DUODRIVE com tamanho de roda 22" (inclui Comando de Programação ECS)</b>		
<b>Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor</b>		
1594422	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	8.685,19 €
1594423	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	8.805,52 €
1594424	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	8.925,85 €
1594425	e-motion M25 DUODRIVE, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	9.046,18 €



pneu liso Right Run



Comando de programação ECS

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA</b>		
Marca e Modelo: Nº Serie: Nota: Caso a cadeira de rodas onde o sistema vai ser montado não seja da marca Invacare, pedimos o envio da respetiva configuração, em conjunto com esta tabela PRP		
1456265	Eixo de conversão Alber para rodas manuais	◆
1467178	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira	◆
◆	Comando com Sistema de Controlo Ergonómico (ECS)	◆
1490821	Suporte magnetico para o comando ECS	258,70 €
<b>APP Mobility com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade ate 8,5 km/h, 2 níveis de assistência, etc.).</b>		
<b>APP MOBILITY PLUS - Compre diretamente da Play Store ou Apple Store (Invacare sem intervenção no processo)</b>		
<b>ACESSÓRIOS E OPÇÕES</b>		
1593206	Rodas anti-volteio pretas (par). c/ função "macaco" <b>DE USO RECOMENDADO</b> se a cadeira não estiver equipada	360,98 €
1592266	Protetor de raios "Comic" para rodas 22" (par)	180,50 €
1592268	Protetor de raios "Esfera" para rodas 24" (par)	180,50 €
1592553	Protetor de Raios transparente para rodas 24" (par)	174,48 €
1592421	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 24" (destacável) unidade	96,27 €
1592425	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 22" (destacável) unidade	96,27 €
1591500	Eixos de extração fácil da rodas E-Motion (mais ergonómicos)	144,39 €
1591362	Kit adaptação de eixo para transporte das rodas	72,20 €
1467780	Kit de adaptação de travões (depende do tipo de cadeira; pf contactar os nossos serviços) Nota: a mudança de rodas E-Motion para as rodas de origem pode obrigar a ajuste do travão (com ferramenta), devido ao diferente perfil das rodas.	◆
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	235,62 €



1467178



1593206



Pneu Marathon Plus

Pneu Anti-furo Plus



Aro Motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)



Aro Motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)



1490821



1592266



1592253



1592268



1591500



1591362

1592425  
1592421