

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

E-MOTION M25**Código ISO - 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 22 12 (prescrito em conjunto com a cadeira)**

Dispositivo elétrico de ajuda à propulsão. Consiste em 2 rodas (tamanho 24" ou 22") com motor e bateria integrados no eixo.

Velocidade máxima: 6 km/h (8,5 km/h na compra da APP Mobility Plus).

Baterias Lítio-Ion (4,3 Ah). Kit de fixação à cadeira, mantendo possibilidade de manter as rodas originais da cadeira.

Peso por roda: 7,8 kg; Peso máximo utilizador: 150 kg

Comando de programação ECS com 2 níveis de assistência e função de bloqueio em subida (opcional).

APP Mobility Plus disponível para aquisição diretamente na Google Store / App Store com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade até 8,5 km/h, Cruise control, 2 níveis de assistência, etc.)

Montagem na cadeira incluída para encomendas em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
E-MOTION M25		
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas		
E-MOTION com tamanho de roda 24" (inclui Comando de Programação ECS)		
Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor		
1592559	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	7.039,12 €
1592651	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.159,45 €
1592663	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.339,94 €
1592656	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.460,27 €
1592652	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inox	7.219,61 €
1592653	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inoxidável com revestimento anti-derrapante	7.339,94 €
1592657	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.640,76 €
1592666	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.520,43 €
1592654	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	7.279,78 €
1592655	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.400,11 €
1592668	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.700,92 €
1592669	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.580,59 €
E-MOTION com tamanho de roda 22" (inclui Comando de Programação ECS)		
Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor		
1592670	e-motion M25, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	7.039,12 €
1592671	e-motion M25, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.159,45 €
1592676	e-motion M25, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	7.279,78 €
1592677	e-motion M25, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.400,11 €
	Com 2 baterias 4,3 Ah + carregador	◆




pneu liso Right Run



Comando de programação ECS

Código	Descrição	P.R.P. €
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
Marca e Modelo: Nº Serie: Largura de assento:		
1456265	Eixo de conversão Alber para rodas manuais	◆
1467178	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira	◆
◆	Comando com Sistema de Controlo Ergonómico (ECS)	◆
1490821	Suporte magnetico para o comando ECS	258,70 €
APP Mobility com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade ate 8,5 km/h, Cruise control, 2 níveis de assistência, etc.).		
APP MOBILITY PLUS - Compre diretamente da Play Store ou Apple Store (Invacare sem intervenção no processo)		329,99€
ACESSÓRIOS E OPÇÕES		
1593206	Rodas anti-volteio pretas (par). c/ função "macaco" DE USO RECOMENDADO se a cadeira não estiver equipada	360,98 €
1592266	Protetor de raios "Comic" para rodas 22" (par)	180,50 €
1592268	Protetor de raios "Esfera" para rodas 24" (par)	180,50 €
1592553	Protetor de Raios transparente para rodas 24" (par)	174,48 €
1592421	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 24" (destacável) unidade	96,27 €
1592425	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 22" (destacável) unidade	96,27 €
1591500	Eixos de extração fácil da rodas E-Motion (mais ergonómicos)	144,39 €
1591362	Kit adaptação de eixo para transporte das rodas	72,20 €
1467780	Kit de adaptação de travões (depende do tipo de cadeira; pf contactar os nossos serviços) Nota: a mudança de rodas E-Motion para as rodas de origem pode obrigar a ajuste do travão (com ferramenta), devido ao diferente perfil das rodas.	◆
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	235,62 €



E-Motion M25



1467178



1593206



Pneu Marathon Plus

Pneu Anti-furo Plus



Aro Motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)



Aro Motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)



1490821



1592266



1592253



1592268



1591500



1591362

1592425
1592421