

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



## Alber® e-pilot® P15 e Versão Tetra



**Assistente elétrico para cadeira de rodas manual**

**Descrição: Código ISO 12 24 11 - UKit „Handbike“ / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo**

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16"
- Velocidade 20 km/h com função de cruise control
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de íons de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

**Versão Tetra:**

- Suporte para Tetraplégico
- suporte ergonómico para estabilização da mão para auxílio na travagem;
- Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com botões (instalado no mesmo lado do acelerador);



Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ◆ Característica standard    ○ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.</b>		
<b>Alber® e-pilot® P15</b>		
1595709	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado direito</b>	5.535,04 €
1595713	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado esquerdo</b>	5.535,04 €
1595717	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado direito</b>	5.655,36 €
1595721	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado esquerdo</b>	5.655,36 €
<b>Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra</b>		
<b>INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)</b>		
1595710	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo</b>	6.678,14 €
1595714	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito</b>	6.678,14 €
1595718	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo</b>	6.678,14 €
1595722	<input type="checkbox"/> Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito</b>	6.678,14 €
<b>OPÇÕES OBRIGATÓRIAS</b>		
1592290	<input type="checkbox"/> Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE) 391,07 €
MONTAGEM	<input type="checkbox"/> Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)	321,30 €
<b>Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:</b>		
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registre medidas e características no final deste formulário.		No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registre as características da cadeira no final deste formulário.
<b>Número de série:</b>		
<b>OPÇÕES</b>		
<b>Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: <a href="https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q">https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q</a>)</b>		
	<input type="checkbox"/> Branco	◆
1592122	<input type="checkbox"/> Amarelo torrado	○
1592123	<input type="checkbox"/> Vermelho	○



Focus Open 2018 Gold



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



1592122 1592123

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2026 Invacare International Sarl

Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €
1592189	<input type="checkbox"/> Verde lima	○
1592190	<input type="checkbox"/> Azul claro	○
1592191	<input type="checkbox"/> Laranja	○
1592192	<input type="checkbox"/> Roxo	○
1592193	<input type="checkbox"/> Vermelho cereja	○
1592194	<input type="checkbox"/> Verde esmeralda	○
1592195	<input type="checkbox"/> Azul escuro	○
1592196	<input type="checkbox"/> Antracite	○
<b>OPÇÕES / ACESSÓRIOS</b>		
1593079	<input type="checkbox"/> Kit de tração	(Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem 336,92 €
1592281	<input type="checkbox"/> Suporte frontal KCLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal) 180,50 €
1592278	<input type="checkbox"/> Cesto dianteiro preto	deve escolher em combinação com 1592281 96,26 €
1592277	<input type="checkbox"/> Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas	deve escolher em combinação com 1592281 96,26 €
1592282	<input type="checkbox"/> Suporte traseiro KCLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira) 180,50 €
1592276	<input type="checkbox"/> Mochila pequena com fecho	deve escolher em combinação com 1592282 60,17 €
1592284	<input type="checkbox"/> Suporte de Garrafa	deve escolher em combinação com 1592282 54,15 €
1592173	<input type="checkbox"/> Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova	180,50 €
1592286	<input type="checkbox"/> Espelho retrovisor esquerdo	54,15 €
1592287	<input type="checkbox"/> Suporte de punho para acelerador	54,15 €
1592097	<input type="checkbox"/> Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)	1.143,11 €
1592333	<input type="checkbox"/> Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz	397,80 €
1592285	<input type="checkbox"/> Luz traseira para encosto	54,15 €
1592914	<input type="checkbox"/> Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta	216,59 €
1593452	<input type="checkbox"/> Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)	252,69 €
1593107	<input type="checkbox"/> Alavanca central - para conseguir encaixar o e-Pilot apenas com uma mão	174,48 €



1593079



1592281

1592278



1592277

1592282



1592276

1592284




1592173

1592286




1592287

1592285



1592914

1593452



1592287


1592285



1592287

1592285


Largura da cadeira: ..... cm  
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: ..... cm




Altura traseira da cadeira ..... cm  
(Medida de exterior dos tubos do chassis)




Angulo da estrutura frontal : .....°



Medida do assento ao patim : ..... cm



Tipo de patim: .....



Tipo de travão: .....



Luz standard



Luz Supernova

