

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®**
**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Encosto MatrX® Mini**

**Código ISO 12 24 30 - Sistema de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas**

**Encosto de Posicionamento** com estrutura rígida de suporte e **almofada de espuma MatrX** com **contorno lombar ligeiro, recorte na região escapular**, capa de tecido bielástico com padrão abracadabra, destacável e com fecho para lavagem, **incluído sistema de fixação de 4 pontos** ajustável em largura, profundidade e ângulo, fita para fácil extração do encosto, **preparado para aplicação de vários sistemas de fixação de apoio de cabeça**. inclui almofada cunha lombar.

Disponível em vários tamanhos e possibilidade de integrar acessórios.



Data:









Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Escolha o tipo de encosto										PRP
<b>Tipo de Encosto</b>										
<input type="checkbox"/>	Encosto <b>MatrX Mini</b> - Inclui Hardware Fixação Mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30º) - Peso máx. Utilizador: 68 kg									717,04 €
<b>Escolha o tamanho do encosto</b>										
<b>Encosto MatrX Mini (inclui hardware fixação mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30º))</b>										
Largura do Encosto (A) <sup>(2)</sup>	Altura do Encosto (D)								Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento	
	180 mm		260 mm		310 mm		360 mm			
260mm	1626804	<input type="checkbox"/>	1626805	<input type="checkbox"/>	1626806	<input type="checkbox"/>			250mm - 270mm	
280mm	1626807	<input type="checkbox"/>	1626808	<input type="checkbox"/>	1626809	<input type="checkbox"/>			280mm - 300mm	
310mm	1626810	<input type="checkbox"/>	1626811	<input type="checkbox"/>	1626812	<input type="checkbox"/>	1626813	<input type="checkbox"/>	300mm - 320mm	
330mm	1626814	<input type="checkbox"/>	1626815	<input type="checkbox"/>	1626816	<input type="checkbox"/>	1626817	<input type="checkbox"/>	330mm - 360mm	
360mm	1626818	<input type="checkbox"/>	1626819	<input type="checkbox"/>	1626820	<input type="checkbox"/>	1626821	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm	
(2 )Largura real com a almofada de encosto instalada.										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;">  <p>Hardware de Fixação (incluído como standard)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Hardware fixação de apoio de cabeça incluído</p> </div> </div>										
<b>Escolha os Acessórios</b>										<b>P.R.P.</b>
<b>Acessórios para Encosto MatrX Mini</b>										
Código ISO 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas										
1627465	<input type="checkbox"/>	Kit de fixação para colete de tronco								110,31 €
1627466	<input type="checkbox"/>	Hardware de fixação para Suportes de tronco rebatíveis (unidade)								132,38 €
1544292	<input type="checkbox"/>	Almofada de Suporte de tronco 110mm x 82 mm (unidade)								82,73 €
1630140	<input type="checkbox"/>	Suporte de tronco fixo completo com almofada 115mm x 76 mm (unidade)								82,73 €
1631855	<input type="checkbox"/>	Faixa Abdominal Mini, 11,5cm largura								204,08 €
1631856	<input type="checkbox"/>	Faixa Abdominal Mini, 15cm largura								204,08 €
	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça Elan - ver tabela Apoio de Cabeça ELAN								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p>1627465</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1627466 + 1544292</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1630140</p> </div> </div>										

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.