

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Encostos MATRX



Código ISO - 12 24 30 - Sistema de Estabilização do ocupante na cadeira de rodas

Encostos para Posicionamento do tronco

Os Encostos Matrx da Invacare foram desenvolvidos para oferecer um suporte postural ótimo. Vários modelos e tamanhos à escolha permitem responder a diferentes necessidades clínicas (desde utilizadores ativos - **Matrx MX2** - àqueles que necessitam de mais suporte postural - **Matrx Posture Back**). Todos incluem espuma de alta qualidade Matrx e capa destacável de fácil remoção e lavável. Vários acessórios e opções de Hardware de Fixação (VER TABELA)



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Etapa 1 : Escolha o tipo de encosto										PRP
Tipo de Encosto (inclui cunha lombar)										
<input type="checkbox"/>	Encosto em Carbono Matrx MX2 (Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3) Profundidade 76 mm - Peso máx. Utilizador: 113 kg									915,05 €
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back (Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3) Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg									573,63 €
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back Profundo (Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3) Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg									590,17 €
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back Max - Inclui Hardware Fixação Reforçado - Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg									987,30 €
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back Max Profundo - Inclui Hardware Fixação Reforçado - Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg									1.097,61 €
Etapa 2 : Escolha o tamanho do encosto										
Encosto carbono Matrx MX2 (sem hardware fixação)										
Profundidade do encosto: 76 mm (C) -Peso máx. utilizador: 113 kg										
Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)								Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
		150 mm		230 mm		310 mm		410 mm		
≤260mm	355mm	1629002	<input type="checkbox"/>	1629003	<input type="checkbox"/>	1629004	<input type="checkbox"/>	1629005	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
≤310mm	380mm	1629006	<input type="checkbox"/>	1629007	<input type="checkbox"/>	1629008	<input type="checkbox"/>	1629009	<input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
≤330mm	405mm	1629010	<input type="checkbox"/>	1629011	<input type="checkbox"/>	1629012	<input type="checkbox"/>	1629013	<input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
≤360mm	430mm	1629014	<input type="checkbox"/>	1629015	<input type="checkbox"/>	1629016	<input type="checkbox"/>	1629017	<input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
≤410mm	455mm	1629018	<input type="checkbox"/>	1629019	<input type="checkbox"/>	1629020	<input type="checkbox"/>	1629021	<input type="checkbox"/>	460mm - 480mm
(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.										

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2026 Invacare International Sarl

Todos os direitos reservados.

Encosto MatrX Posture Back (sem hardware fixação)

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

Formulário de Encosto: 150 mm (C) - Peso Max. Utilizador: 150 kg								
Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)						Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1)
		310 mm		410 mm		510 mm		
≤260mm	360mm	1544783	<input type="checkbox"/>	1544784	<input type="checkbox"/>			330mm - 380mm
≤310mm	410mm	1544785	<input type="checkbox"/>	1515727	<input type="checkbox"/>	1515728	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
≤330mm	430mm	1544786	<input type="checkbox"/>	1515729	<input type="checkbox"/>	1515730	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
≤360mm	460mm	1544787	<input type="checkbox"/>	1515731	<input type="checkbox"/>	1515732	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
≤410mm	510mm	1544788	<input type="checkbox"/>	1518131	<input type="checkbox"/>	1518132	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm

(1) A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.

(2) Largura real com a almofada de encosto instalada.

Encosto MatrX Posture Back Profundo (sem hardware fixação)

Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

Formulário de encosto: 100 mm (C) - Peso máx. utilizador: 100 kg								
Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)						Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1)
		310 mm		410 mm		510 mm		
≤260mm	360mm	1545001	<input type="checkbox"/>	1545002	<input type="checkbox"/>			330mm - 380mm
≤310mm	410mm	1545003	<input type="checkbox"/>	1545058	<input type="checkbox"/>	1545059	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
≤330mm	430mm	1545060	<input type="checkbox"/>	1545061	<input type="checkbox"/>	1545062	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
≤360mm	460mm	1545063	<input type="checkbox"/>	1545064	<input type="checkbox"/>	1545065	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
≤410mm	510mm	1545066	<input type="checkbox"/>	1545067	<input type="checkbox"/>	1545068	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm

(1) A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.

(2) Largura real com a almofada de encosto instalada.




Encosto MatrX Posture Back Max (incluído hardware fixação reforçado)

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)		Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
		410 mm	510 mm	
≤410mm	510mm	1544538 <input type="checkbox"/>	1544657 <input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
≤460mm	560mm	1544658 <input type="checkbox"/>	1544659 <input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
≤510mm	610mm	1544660 <input type="checkbox"/>	1544661 <input type="checkbox"/>	610mm - 640mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.

**Encosto MatrX Posture Back Max Profundo (Incluído hardware fixação reforçado)**

Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)		Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
		410 mm	510 mm	
≤410mm	510mm	1543486 <input type="checkbox"/>	1543487 <input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
≤460mm	560mm	1543488 <input type="checkbox"/>	1543489 <input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
≤510mm	610mm	1543490 <input type="checkbox"/>	1543491 <input type="checkbox"/>	610mm - 640mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.

Etapa 3 : Escolha a fixação

P.R.P.

Fixações para Encostos MatrX

1545275	<input type="checkbox"/>	Fixação Standard para encostos Posture Back, par	173,75 €
1545277	<input type="checkbox"/>	Fixação Fixa Space-Saver para encostos Posture Back, par (aconselhado para montagem em cadeiras de chassis rígido ou com esticador soldado). Sem possibilidade de retirar o Encosto	173,75 €
1545278	<input type="checkbox"/>	Fixação Split para encostos Posture Back, par (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem, como parafusos, manipuladores, etc)	214,28 €
1544776	<input type="checkbox"/>	Fixação Standard reforçada para encosto Max, par	347,51 €
1629027	<input type="checkbox"/>	Hardware fixo em fibra de carbono, para encosto MatrX MX2 , par	289,58 €
1629028	<input type="checkbox"/>	Hardware de extração rápida para encosto MatrX MX2 , par	231,66 €



Fixação Std



Fixação Split



1629027



1629028

Etapa 4 : Escolha os Acessórios			P.R.P.
Acessórios para Encostos MatrX			
Código ISO 12 24 30 - Apoios de Tronco (Não compatível com Encostos Posture Back)			
1630141	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco fixo (completo) para encosto MX2 , almofada 115mm x 76mm (unidade)	104,25 €
1545167	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho L	98,45 €
1545168	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho L	98,45 €
1545172	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho S	98,45 €
1545225	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho S	98,45 €
1545169	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco Offset (completo) esquerdo fixo (posição alta ou baixa) tamanho L	173,75 €
1545170	<input type="checkbox"/>	Apoio de tronco Offset (completo) direito fixo (posição alta ou baixa) tamanho L	173,75 €
1551913	<input type="checkbox"/>	Hardware para Apoio de Tronco rebatível (dto ou esq.) - unid. [selecionar almofada]	144,78 €
1544798	<input type="checkbox"/>	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível esq. [selecionar almofada]	144,78 €
1544799	<input type="checkbox"/>	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível dto. [selecionar almofada]	144,78 €
1544238	<input type="checkbox"/>	Almofada lateral Elite, tamanho L	121,61 €
1544239	<input type="checkbox"/>	Almofada lateral Elite, tamanho M	121,61 €
1544291	<input type="checkbox"/>	Almofada lateral Elite, tamanho S	121,61 €
1544292	<input type="checkbox"/>	Almofada lateral Elite, tamanho XS	121,61 €
Código ISO 12 24 30 - Apoio de Cabeça (NC com encosto MX2)			
1544187	<input type="checkbox"/>	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 460 a 510 mm	28,96 €
1544188	<input type="checkbox"/>	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 330 a 430 mm	28,96 €
1544189	<input type="checkbox"/>	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 310mm	28,96 €
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE APOIOS DE CABEÇA, PF CONSULTE A TABELA DOS APOIOS DE CABEÇA ELAN			
Outros Acessórios (compatíveis com toda a gama de encostos MatrX)			
1544237	<input type="checkbox"/>	Kit Pinos de montagem compridos (+50 mm; 4 un.) - p/ aplicação dos encostos em cadeiras 50 mm mais largas	52,12 €
1551799	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	57,92 €
1551800	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho S (330 x 410 mm)	57,92 €
1551903	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho M (380 x 410 mm)	57,92 €
1551904	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho L (430 x 410 mm)	57,92 €

