

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® **Esprit Action® Adulto**



Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal dupla, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.

Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.V.P €
MODELO			
SPE0060	◆	ESPRIT ACTION ADULTO (cruzeta dupla)	◆
ESPECIAL			
N	◆	Sem Pedido Especial	◆
SPESPEC	<input type="checkbox"/>	Pedido especial	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
SPE0100	◆	MODELO BASE ESPRIT ACTION	4.721,40 €
CHASSIS			
SPE0210	◆	CRUZETA DUPLA (Largura de assento 380-605mm / Profundidade 400-500mm)	◆
COMANDO			
SUPORTE DE COMANDO			
SPE0300	◆	Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)	◆
SPE0310	<input type="checkbox"/>	Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)	269,79 €
MONTAGEM			
SPE0400	◆	Instalado para o utilizador, no lado direito (NC : 4020)	◆
SPE0410	<input type="checkbox"/>	Instalado para o utilizador, no lado esquerdo (NC : 4120)	○
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)			
SPE0440	<input type="checkbox"/>	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito.	758,80 €
SPE0450	<input type="checkbox"/>	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo	758,80 €
SPE0460	<input type="checkbox"/>	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo	758,80 €
VELOCIDADE			
SPE0500	◆	6 KM/H	◆
SPE0510	<input type="checkbox"/>	8 KM/H	224,83 €
BATERIA			
SPE0600	◆	Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	◆
OUTRAS OPÇÕES			
SPE0610	<input type="checkbox"/>	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	393,45 €
SPE0630	<input type="checkbox"/>	Protetor do comando	56,21 €
ASSENTO			
LARGURA DE ASSENTO			
SPE1040	<input type="checkbox"/>	380 MM (NC : 1240, 1250, 2100, 5046)	○
SPE1050	<input type="checkbox"/>	405 MM (NC : 1240, 1250)	○



Esprit Action 4 - Versão Adulto



Cruzeta Dupla



0440



0460



0610



0630

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


Código	Descrição			P.V.P €	
SPE1060	◆	430 MM		(NC : 5042) ◆	
SPE1070	□	455 MM		(NC : 5042) ○	
SPE1080	□	480 MM		(NC : 2100, 2330, 5042, 5044) ○	
SPE1090	□	505 MM		(NC : 5042, 5044, 5046, 5048) ○	
SPE1100	□	555 MM	(Lona de assento reforçada)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5080, 5130, 8200) ○	
SPE1110	□	605 MM	(Lona de assento reforçada)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5070, 5080, 5130, 8200) ○	
PROFUNDIDADE DE ASSENTO					
SPE1210	◆	400 mm		(NC : 5085, 5090) ◆	
SPE1220	□	Lona de Assento ajustável 400-450mm	Fornecido a 430 mm	(NC : 5090) 59,03 €	
SPE1230	□	450 mm		(NC : 5042, 5080, 5090) ○	
SPE1240	□	Lona de Assento ajustável 450-500mm		(NC : 5042, 5080) 59,03 €	
SPE1250	□	500 mm		(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080) ○	
ALTURA DE ASSENTO					
SPE1300	□	460 MM		○	
SPE1310	◆	485 MM		◆	
ESTOFO DE ASSENTO					
SPE1410	◆	Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação			◆
ENCOSTO (ESTICADOR INCLUÍDO)					
TIPO DE ENCOSTO					
SPE2000	□	Encosto fixo a 7º	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330) ○
SPE2010	◆	Encosto fixo a 7º	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2330) ◆
SPE2020	□	Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	(NC : 2330) ○
SPE2030	□	Encosto dobrável	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2320, 2330) ○
SPE2040	□	Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15º a + 15º), fornecido a 7º	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofado de encosto)		(NC : 2330) 118,03 €
SPE2050	□	Encosto com reclinção 0-30º pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330) 236,07 €
SPE2080	□	Encosto com reclinção 0-30º pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330) 153,45 €
SPE2090	□	Encosto com reclinção 0-30º pneumática (pistão a gás)	3 alturas 470/490/510 MM (fornecido a 510 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330) 153,45 €
SPE2100	□	Encosto com reclinção 0-30º pneumática (pistão gás) com estrutura rígida p/ almofada PASSAD2	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : encostos Matrxx, 2300, 2310, 2320, kit transporte) 236,07 €
ENCOSTOS (A largura do encosto Matrxx corresponde à largura do assento) Nota! Em combinação com o encosto com reclinção a profundidade útil reduz 20 mm aprox.					



1220/1240

2000/
20102080/
2090/
21002020
2030

2040



Novo tecido de Encosto

Código		Descrição		P.V.P €
SPE2200	<input type="checkbox"/>	MATRX ELITE E2 plano com fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	752,89 €
SPE2210	<input type="checkbox"/>	MATRX ELITE E2 plano com fixações Standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	752,89 €
SPE2220	<input type="checkbox"/>	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	810,80 €
SPE2230	<input type="checkbox"/>	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	810,80 €
ESTOFO DE ENCOSTO				
SPE2300	◆	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão	(NC : 5130)	◆
SPE2310	<input type="checkbox"/>	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 4 faixas ajustáveis em tensão	(NC : 5130)	○
SPE2320	<input type="checkbox"/>	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão	(NC : 5130)	59,03 €
SPE2330	<input type="checkbox"/>	Encosto almofadado PASSAD 2, contorno lateral ligeiro e informação escapular, tecido negro suave TR26, altura 510 mm - Apenas para Tipo de encosto SPE2100	(NC : 5130, 5140)	○
APOIO DE PERNAS / PATINS				
APOIO DE PERNAS DIREITO				
SPE3010	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm (NC : 3100)	◆
SPE3020	<input type="checkbox"/>	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gemeos incluido) (NC : 3220, 5150)	118,03 €
SPE3030	<input type="checkbox"/>	Suporte amputado	(NC : 3200, 3210, 3220)	118,03 €
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO				
SPE3110	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	◆
SPE3120	<input type="checkbox"/>	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gemeos incluido) (NC : 3220, 5150)	118,03 €
SPE3130	<input type="checkbox"/>	Suporte amputado	(NC : 3220, 3300, 3310)	118,03 €
PATIM DIREITO				
SPE3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras	◆
SPE3210	<input type="checkbox"/>	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras	47,22 €
SPE3220	<input type="checkbox"/>	Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade (NC: 3300, 3310)	177,06 €
PATIM ESQUERDO				
SPE3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras	◆
SPE3310	<input type="checkbox"/>	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras	47,22 €
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO				
SPE4000	<input type="checkbox"/>	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior) (NC: 8200)	○
SPE4010	◆	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	◆




2200/2210/2220/2230



Fixações Mini



Fixações Standard



2300




2310



2320



2330



3010/3110



3030/3110



3020/3120



3200/3300



3220




4000/4010

Código		Descrição		P.V.P €
SPE4020	<input type="checkbox"/>	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200) 185,49 €
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO				
SPE4100	<input type="checkbox"/>	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200) ○
SPE4110	◆	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	◆
SPE4120	<input type="checkbox"/>	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200) 185,49 €
OPÇÃO DE ASSENTO				
ALMOFADA DE ASSENTO				
SPE5020	<input type="checkbox"/>	MATRX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM	(NC : 5090)	120,82 €
SPE5030	<input type="checkbox"/>	ALMOFADA MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC : 5090)	231,13 €
SPE5040	<input type="checkbox"/>	ALMOFADA MATRX CONTOUR VISCO NG (Peso Max. utilizador 100 KG)	(NC : 5090)	157,59 €
SPE5070	<input type="checkbox"/>	MATRX LIBRA - Altura 70 MM	prazo de entrega adicional + 5 dias	462,16 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA				
SPE5080	<input type="checkbox"/>	400 MM		○
SPE5085	<input type="checkbox"/>	450 MM		○
SPE5090	<input type="checkbox"/>	500 MM		○
APOIO DE CABEÇA				
SPE5100	<input type="checkbox"/>	Apoio de Pescoço simples - Tecido negro suave PU TR26		126,47 €
SPE5110	<input type="checkbox"/>	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		196,91 €
SPE5120	<input type="checkbox"/>	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		220,08 €
SPE5130	<input type="checkbox"/>	Apoio de Cabeça Matrx com almofada suporte occipital, largura 255mm, barra ajustável	(apenas em combinação com encostos Matrx)	413,13 €
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO				
SPE5140	<input type="checkbox"/>	Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par		147,54 €
SPE5150	<input type="checkbox"/>	Cinto de Suporte de gêmeos		29,51 €
ESTICADOR				
SPE5170	◆	Esticador de Encosto		◆
OPÇÕES DE COR				
COR DE CHASSIS				
SPE6000	<input type="checkbox"/>	Preto Mate		○
SPE6015	<input type="checkbox"/>	Roxo		○
SPE6035	<input type="checkbox"/>	Azul marinho		○
SPE6040	◆	Cinza		◆
SPE6050	<input type="checkbox"/>	Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega	<input type="checkbox"/>
DETALHES DE COR				
SPE6100	◆	Preto		◆
SPE6120	<input type="checkbox"/>	Verde lima		73,07 €
RODAS DIANTEIRAS				
SPE7000	◆	200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas		◆
SPE7010	<input type="checkbox"/>	200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas		○
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS				



4020/4120

4000/
41004010/
4110

5020



5070



5100



5110



5120



5130



5170



5150



5140



Verde Lima



Preto



7000/7010



7100/7110

Código		Descrição			P.V.P €
SPE7100	<input type="checkbox"/>	Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	168,63 €
SPE7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO		OBRIGATÓRIO			
SPE8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)			◆
SPE8010	<input type="checkbox"/>	Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustáveis em altura, Par	Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem		393,45 €
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA					
SPE8020	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central			33,72 €
SPE8030	<input type="checkbox"/>	Kit de transporte			○
SPE8021	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M			144,78€
SPE8022	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L			144,78€
SPE8023	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M			173,75€
SPE8024	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L			173,75€
OUTRAS OPÇÕES					
SPE8100	<input type="checkbox"/>	Suporte para canadianas/bengala			35,41 €
SPE8200	<input type="checkbox"/>	Mesa acrílica, rebatível			177,06 €
PREÇO TOTAL					

