

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Esprit Action® Junior**



**Código ISO 122306**

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal simples, telescópica ajustável de 305 a 380mm, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.

Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança

Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.

Peso máximo utilizador: 80 Kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
SPD0050	<input checked="" type="checkbox"/> ESPRIT ACTION JUNIOR (cruzeta simples)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Sem Pedido Especial	<input checked="" type="checkbox"/>
SPDSPEC	<input type="checkbox"/> Pedido especial	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>		
SPD0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE ESPRIT ACTION JUNIOR	4.721,40 €
<b>CHASSIS</b>		
SPD0200	<input checked="" type="checkbox"/> CRUZETA SIMPLES	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMANDO</b>		
<b>SUPORTE DE COMANDO</b>		
SPD0300	<input checked="" type="checkbox"/> Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0310	<input type="checkbox"/> Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)	269,79 €
<b>MONTAGEM</b>		
SPD0400	<input checked="" type="checkbox"/> Instalado para o utilizador, no lado direito	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0410	<input type="checkbox"/> Instalado para o utilizador, no lado esquerdo	<input type="radio"/>
<b>COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)</b>		
SPD0440	<input type="checkbox"/> Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito. (NC : 0640 )	758,80 €
SPD0450	<input type="checkbox"/> Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo (NC : 0640 )	758,80 €
SPD0460	<input type="checkbox"/> Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo (NC : 0640 )	758,80 €
<b>VELOCIDADE</b>		
SPD0500	<input checked="" type="checkbox"/> 6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0510	<input type="checkbox"/> 8 KM/H	224,83 €
<b>BATERIA</b>		
SPD0600	<input checked="" type="checkbox"/> Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>		
SPD0610	<input type="checkbox"/> Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	393,45 €
SPD0630	<input type="checkbox"/> Protetor do comando	56,21 €
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SPD1000	<input type="checkbox"/> 305 MM	<input type="radio"/>
SPD1010	<input type="checkbox"/> 330 MM	<input type="radio"/>
SPD1020	<input type="checkbox"/> 355 MM	<input type="radio"/>
SPD1030	<input type="checkbox"/> 380 MM	<input type="radio"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código		Descripción			P.V.P €
SPD1200	◆	Estofa do Assento ajustável desde 325 a 375 MM	Fornecido a 350 MM		◆
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>					
SPD1300	◆	460 MM			◆
SPD1310	□	485 MM			○
<b>ESTOFO DE ASSENTO</b>					
SPD1400	◆	em Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação, ajustável em largura e profundidade			○
<b>ENCOSTO</b>					
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>					
SPD2000	◆	Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	◆
SPD2020	□	Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	○
SPD2040	□	Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a +15°), fornecido a 7°	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofa de encosto)	Punhos fixos	118,03 €
SPD2050	□	Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	236,07 €
SPD2080	□	Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	141,64 €
<b>ESTOFO DE ENCOSTO</b>					
SPE2300	□	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão			○
SPD2320	◆	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão			◆
<b>APOIO DE PERNAS / PATINS</b>					
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>					
SPD3000	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM	(NC : 3110 )	◆
SPD3010	□	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100 )	○
<b>APOIO DE PERNAS, ESQUERDO</b>					
SPD3100	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM		◆
SPD3110	□	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		○
<b>PATIM DIREITO</b>					
SPD3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3210	□	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		47,22 €
SPD3220	□	Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310 )	177,06 €
<b>PATIM ESQUERDO</b>					
SPD3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3310	□	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		42,02 €
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>					
<b>APOIO DE BRAÇOS, DIREITO</b>					
SPD4000	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200 )	◆
SPD4010	□	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		○
<b>APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO</b>					



2020


2000



2040



2080



2300

2320



3000/3010



3220



4000/4010

Código		Descrição		P.V.P €	
SPD4100	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200 )	◆
SPD4110	□	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		○
<b>OPÇÃO DE ASSENTO</b>					
<b>APOIO DE CABEÇA</b>					
SPD5110	□	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		196,91 €	
SPD5120	□	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		220,08 €	
<b>OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO</b>					
SPD5140	□	Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par		147,54 €	
SPD5150	□	Cinto de Suporte de gêmeos		29,51 €	
<b>ESTICADOR</b>					
SPD5160	◆	Esticador de Encosto, ajustável em largura			◆
<b>OPÇÕES DE COR</b>					
<b>COR DE CHASSIS</b>					
SPD6000	□	Preto Mate			○
SPD6015	□	Roxo			○
SPD6020	□	Azul oceano			◆
SPD6050	□	Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega		□
<b>DETALHES DE COR</b>					
SPD6100	◆	Preto			◆
SPD6120	□	Verde lima		73,07 €	
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>					
SPD7000	◆	200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas			◆
SPD7010	□	200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas			○
<b>RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS</b>					
SPD7100	□	Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	168,63 €
SPD7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>					
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO</b>					
SPD8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)			◆
SPD8010	□	Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustáveis em altura, Par	Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem	393,45 €	
<b>OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>					
SPD8020	□	Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central		33,72 €	
SPD8021	□	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M		144,78€	
SPD8022	□	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L		144,78€	
SPD8023	□	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M		173,75€	
SPD8024	□	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L		173,75€	
SPD8030	□	Kit de transporte			○
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>					
SPD8100	□	Suporte para canadianas/bengala		35,41 €	
SPD8200	□	Mesa acrílica, rebatível		177,06 €	
<b>PREÇO TOTAL</b>					



5110 5120



5150



5160



Verde Lima



Preto



7000/7010



7100/7110



8000




8010



8020



8030



8100



8200