

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Matrx Libra



Código ISO 04 33 03 - Almofada de **espuma de alta resiliência** e **bolsa de fluido dupla** para proteção da pele. **Espuma de estrutura de célula aberta** para permitir boa regulação da temperatura e manutenção da forma; **Cavidade pélvica com formato único para estabilidade da pélvis e distribuição da pressão nas tuberosidades isquiáticas**; Contorno lateral e proeminência de abdução para alinhamento dos membros inferiores; recorte posterior para melhor acomodação aos tubos do encosto e **recorte frontal para prevenção de pressão na região poplitea**; Bolsa de fluido com camada dupla, usando a tecnologia Flo-tech para gestão melhorada das forças de fricção e redistribuição da pressão. **Peso reduzido e livre de manutenção.**
Disponibiliza acessórios de posicionamento para personalização às necessidades específicas de cada utilizador.
Dois tipos de capa à escolha. Peso máximo do utilizador: 136 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Almofada MATRX LIBRA, Capa Bi-elástica, tecido macio preto, impermeável a líquidos, permeável a vapores

CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.	CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.	P.R.P.
LC1412	355 mm	305 mm	LC1720	430 mm	505 mm	462,16 €
LC1414	355 mm	355 mm	LC1816	455 mm	405 mm	
LC1416	355 mm	405 mm	LC1818	455 mm	455 mm	
LC1516	380 mm	405 mm	LC1820	455 mm	505 mm	
LC1517	380 mm	430 mm	LC1916	480 mm	405 mm	
LC1518	380 mm	455 mm	LC1918	480 mm	455 mm	
LC1520	380 mm	505 mm	LC1920	480 mm	505 mm	
LC1616	405 mm	405 mm	LC2016	505 mm	405 mm	
LC1618	405 mm	455 mm	LC2018	505 mm	455 mm	
LC1620	405 mm	505 mm	LC2020	505 mm	505 mm	
LC1716	430 mm	405 mm				
LC1717	430 mm	430 mm				
LC1718	430 mm	455 mm				

Almofada MATRX LIBRA, capa SPACER, mais respirável (favo de colmeia), tecido preto.

LCS1412	355 mm	305 mm	LCS1720	430 mm	505 mm	462,16 €
LCS1414	355 mm	355 mm	LCS1816	455 mm	405 mm	
LCS1416	355 mm	405 mm	LCS1818	455 mm	455 mm	
LCS1516	380 mm	405 mm	LCS1820	455 mm	505 mm	
LCS1518	380 mm	455 mm	LCS1916	480 mm	405 mm	
LCS1520	380 mm	505 mm	LCS1918	480 mm	455 mm	
LCS1616	405 mm	405 mm	LCS1920	480 mm	505 mm	
LCS1618	405 mm	455 mm	LCS2016	505 mm	405 mm	
LCS1620	405 mm	505 mm	LCS2018	505 mm	455 mm	
LCS1716	430 mm	405 mm	LCS2020	505 mm	505 mm	
LCS1717	430 mm	430 mm				
LCS1718	430 mm	455 mm				

ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA LIBRA

1578357	Saco de fluido Matrx Libra	63,71 €
1634585	Abdutor Matrx Libra	52,12 €
1487158	Cunhas de canto (par)	81,09 €
1487155	Cunhas laterais (un.)	40,55 €
1487157	Cunha anterior/frontal (unidade)	63,71 €

Legenda: Referências com Sombreado a azul signifca disponibilidade de Stock

PREÇO TOTAL



LABD

1487155