

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®
P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Matrx® MAC
NOVIDADE


Código ISO - 12 24 30 - Encostos para Posicionamento - Novo encosto de posicionamento e conforto **Matrx MAC**. Encosto de Posicionamento modular, com estrutura rígida de alumínio e espuma de dupla camada ou com almofada HUG para maior imersão, conforto e envolvimento; com apoio para a cintura escapular, particularmente útil para utilização em cadeiras com basculação e/ou reclinção; com **contorno lateral opcional de 9 a 23 cm de profundidade**, sendo possível a combinação de diferentes tamanhos para um **suporte assimétrico em altura, profundidade ou largura**. Peso máximo de utilizador 136Kg; ranhura vertical para ajuste do encosto em altura, mantendo o cliente na posição de sentado. **Fixações de 2 pontos, com ajuste em altura, profundidade e ângulo, incluídas:** Standard EasySet, com possibilidade de extração do encosto através de fita ajustável. Equipado de série com interface de montagem para apoio de cabeça em encostos de altura 41, 46, 51 e 56cm. Vários tamanhos disponíveis (para adequar às necessidades e anatomia dos vários utilizadores).

Excelente solução de posicionamento em combinação com as almofadas **Matrx**, cintos de estabilização **Bodypoint** e apoio de cabeça **Matrx Elan, Loxx ou Flipp** (Consultar lista de opções e preços individualmente nos respetivos produtos)

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Etapa 1: Escolher a Almofada de Encosto			PRP
TIPO DE ENCOSTO			
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx MAC - Almofada com espuma de dupla camada - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador:	136 Kg	663,00 €
<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx MAC HUG - Almofada Stamina Fibre™ - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador:	136 Kg	708,90 €
Opção MATRX SHAPE			
1634816	<input type="checkbox"/>	Matrx Shape - Conjunto de blocos de espuma modular para otimizar a acomodação de assimetrias posturais moderadas - utilizar em combinação com Matrx MAC HUG	250,00 €


Etapa 2: Escolher o tamanho do Encosto
Encosto Matrx MAC (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3
Peso Máximo do utilizador: 136Kg
Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR*)


Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto							
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm	
410 mm	380mm - 460mm	≤310mm	1634608	<input type="checkbox"/>	1634609	<input type="checkbox"/>	1634610	<input type="checkbox"/>	1634611	<input type="checkbox"/>
430 mm	410mm - 480mm	≤330mm	1634612	<input type="checkbox"/>	1634613	<input type="checkbox"/>	1634614	<input type="checkbox"/>	1634615	<input type="checkbox"/>
460 mm	430mm - 510mm	≤360mm	1634616	<input type="checkbox"/>	1634617	<input type="checkbox"/>	1634618	<input type="checkbox"/>	1634619	<input type="checkbox"/>
480 mm	460mm - 530mm	≤380mm	1634620	<input type="checkbox"/>	1634621	<input type="checkbox"/>	1634622	<input type="checkbox"/>	1634623	<input type="checkbox"/>
510 mm	480mm - 560mm	≤410mm	1634624	<input type="checkbox"/>	1634625	<input type="checkbox"/>	1634626	<input type="checkbox"/>	1634627	<input type="checkbox"/>

*QR = Quick-Release , extração fácil

Encosto Matrx MAC HUG (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3 Peso Máximo do utilizador: 136Kg Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR*)											
											
Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto								
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410 mm	380mm - 460mm	≤310mm	1634678	<input type="checkbox"/>	1634679	<input type="checkbox"/>	1634680	<input type="checkbox"/>	1634681	<input type="checkbox"/>	
430 mm	410mm - 480mm	≤330mm	1634682	<input type="checkbox"/>	1634683	<input type="checkbox"/>	1634684	<input type="checkbox"/>	1634685	<input type="checkbox"/>	
460 mm	430mm - 510mm	≤360mm	1634686	<input type="checkbox"/>	1634687	<input type="checkbox"/>	1634688	<input type="checkbox"/>	1634689	<input type="checkbox"/>	
480 mm	460mm - 530mm	≤380mm	1634690	<input type="checkbox"/>	1634691	<input type="checkbox"/>	1634692	<input type="checkbox"/>	1634693	<input type="checkbox"/>	
510 mm	480mm - 560mm	≤410mm	1634694	<input type="checkbox"/>	1634695	<input type="checkbox"/>	1634696	<input type="checkbox"/>	1634697	<input type="checkbox"/>	

*QR = Quick-Release , extração fácil

Código		Descrição	P.R.P. €
Etapa 3: Escolher a Profundidade do Encosto (Contorno Lateral)			
Nota: Pode combinar diferentes tamanhos - aconselhamos sempre a escolha de contorno lateral para ambos os lados.			
Contorno Lateral Direito			
1634628	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 9 cm	117,30 €
1634629	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 15 cm	142,80 €
1634630	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 23 cm	173,40 €
Contorno Lateral Esquerdo			
1634628	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 9 cm	117,30 €
1634629	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 15 cm	142,80 €
1634630	<input type="checkbox"/>	Profundidade de 23 cm	173,40 €
Acessórios			
Hardwares de Fixação			
Todas as fixações apresentam possibilidade de ajuste em altura, profundidade e ângulo. Os encostos acima apresentados já são fornecidos com hardware de fixação. Escolha uma fixação extra ou Selecione abaixo outro tipo de Hardware de Fixação ideal para as necessidades dos vários utilizadores.			
1545275	<input type="checkbox"/>	Fixações Standard EasySet (par), permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. Para encostos altura 460-560mm	173,75 €
1632766	<input type="checkbox"/>	Fixações Standard, fixas, par (peso máximo de utilizador 227kg). Recomendado para cadeiras manuais rígidas ou elétricas com funções basculação/ reclinção. Extração do encosto requer ferramenta. Para encostos de altura 460-560mm	231,66 €
1545278	<input type="checkbox"/>	Fixação Split, de 4 pontos, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem no encosto, como parafusos, manipulós, etc.). Para encostos altura 460-560mm	214,28 €
1544776	<input type="checkbox"/>	Fixações EasySet reforçadas (HD), par, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 227Kg. Para encostos altura 460-560mm	347,48 €
Acessórios para Encostos Matrx MAC			
1632759	<input type="checkbox"/>	Almofada de Apoio Lombar (Pode ser recortada para adaptação do tamanho desejado)	57,92 €
1632760	<input type="checkbox"/>	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho M (405mm - 580x165mm)	220,08 €
1632761	<input type="checkbox"/>	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho L (505mm - 810x175mm)	220,08 €
1632796	<input type="checkbox"/>	Opção para facilitar abertura da Faixa Abdominal (ideal para tetraplegia)	81,09 €
1632758	<input type="checkbox"/>	Hardware para Coletes de Tronco e Cintos de Ombros (para encostos largura 410-510mm)	92,67 €
1551799	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	57,92 €
1551800	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho S (380 x 410 mm)	57,92 €
1551903	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho M (430 x 410 mm)	57,92 €
1551904	<input type="checkbox"/>	Capa de Privacidade - tamanho L (480 x 410 mm)	57,92 €



9 cm



15 cm



23 cm



Combinação Assimétrica



1545275 1632766



1545278 1544776



1632759



1632760 / 1632761



Capa de Privacidade



1632796



1632758



9 cm



15 cm



23 cm



Combinação Assimétrica




1545275

1632766



1545278

1544776



1632759



1632760 / 1632761

Capa de Privacidade



1632796

1632758