

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® Scalamobil S45



Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução destacáveis e reguláveis em altura e largura e baterias integradas. Equipado com 4 rodas e **3 sensores que permitem utilizar a tecnologia soft step**, para uma condução suave e segura, capaz de ultrapassar degraus a uma velocidade de **12 degraus/minuto. Sistema de travagem automático em cada degrau e travão de emergência manual.**

Ecrã a cores para indicação do ângulo, direção e avarias.

Com 4 modos de condução à escolha: **Auto, Assist, Manual e ultrapassagem de obstáculos**

Desmontável em 3 partes

Altura máxima de cada degrau: 20 cm

Carregador de baterias 24V incluído

Trepador com possibilidade de instalação em cadeira de rodas já existente, com assento integrado ou com opção de sistema de adaptação universal para cadeira de rodas.

Peso máximo do utilizador: 140 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:



Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.


Dados da cadeira a aplicar o sistema:

Marca:		Posição roda Traseira:	
Modelo:		Eixo extração rápida:	
Largura Assento:		Tipo de travão:	
Altura Traseira:		Kit de transporte:	
Tamanho roda traseira:			

Código		Descrição	P.R.P.€
1595225	<input type="checkbox"/>	SCALAMOBIL S45 - Trepador de escadas portátil	6.579,00 €
		Completo, para acoplar a uma cadeira de rodas manual já existente Desmontável em 3 partes, bateria de gel 3,4 Ah (2 x 12V) integrada 4 Modos de condução: Auto, Assist, Manual, Ultrapassagem de Obstáculos Altura máxima do degrau: 20 cm Ecrã a cores para indicação do ângulo, direção e avarias Carregador de baterias incluído	
1457771	<input type="checkbox"/>	Suporte de fixação standard para Scalamobil S45	285,60 €
1595226	<input type="checkbox"/>	Scalacombi S46 - Trepador de escadas portátil com assento integrado	7.089,00 €
		As mesmas características que o S45 mas com assento integrado rebatível Apoios de pés rebatíveis e apoios de braço rebatíveis e destacáveis Altura máxima do degrau: 20 cm	
Acessórios para Scalamobil 45 / Scalacombi S46			
1565605	<input type="checkbox"/>	Conversão das rodas traseiras da cadeira de rodas para eixo de extração rápida (necessário quando a cadeira tem eixos fixos)	285,60 €
1457765	<input type="checkbox"/>	Suporte de fixação especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas (28-38 cm) e peso máx. uti. de 60 kg	346,80 €
1595564	<input type="checkbox"/>	Sistema de Bloqueio Automático: para acoplar rapidamente a cadeira de rodas ao Scalamobil S45	122,40 €



1457771



1565605



1595564





1594935



1593205

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


1594935	<input type="checkbox"/>	Suporte ISOFIX para montagem de cadeiras de criança (apenas para Scalacombi S46)	122,40 €
1593205	<input type="checkbox"/>	Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido para usar o Scalamobil)	350,67 €
1520929	<input type="checkbox"/>	Ponteira traseira para cadeira de rodas	71,40 €
1595179	<input type="checkbox"/>	Bateria adicional para S45 e S46	214,20 €
1467284	<input type="checkbox"/>	Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar diâmetro do tubo do chassis da cadeira)	147,90 €
1594961	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça regulável em altura e profundidade (para S45 e S46)	198,90 €
1456343	<input type="checkbox"/>	Cinto de segurança para região pélvica	86,70 €
1565509	<input type="checkbox"/>	Cinto de segurança retrátil (apenas para Scalacombi S46)	183,60 €
1564990	<input type="checkbox"/>	Cinto Peitoral (apenas para Scalacombi S46)	387,60 €
1520413	<input type="checkbox"/>	Adaptador para carregamento das baterias no carro	326,40 €
Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil S45			
1457912	<input type="checkbox"/>	Scalachair X3	1.249,50 €
		Cadeira de interior dobrável, com encaixes integrados para uso conjunto com o Scalamobil S45. Equipada com travões, apoios de pés, apoios de braços destacáveis	
Acessórios para Scalachair X3			
1456345	<input type="checkbox"/>	Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3	147,90 €
1456850	<input type="checkbox"/>	Punhos de empurrar para Scalachair X3, par	147,90 €
1457914	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça para Scalachair X3	188,70 €
1456343	<input type="checkbox"/>	Cinto de segurança para região pélvica	86,70 €
1464910	<input type="checkbox"/>	Cinto de pés	45,90 €
1520414	<input type="checkbox"/>	Scalaport X7 (para Scalamobil S45)	1.530,00 €
		Kit de adaptação universal para cadeiras de rodas com largura de assento entre 35 cm e 55 cm. Acessório que permite usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair as rodas da cadeira, nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas. Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio. Recomendado para instituições ou como equipamento de acessibilidade em lugares públicos Nota: Se escolher esta opção não precisa de escolher nenhum suporte de fixação para cadeira de rodas.	



1520929



1467284



1594961

1456343 /
1565509

1564990



1520413



1457914



1456345



1456850



1464910