

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Yes, you can.®

Alber® Smoov One

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Código ISO 12 24 09 - Unidades de propulsão

Descrição:

- Unidade de apoio à propulsão da cadeira de rodas manual com controlo por roda com eixo multidirecional, motor integrado e estrutura de ligação à cadeira com pega de transporte e baterias de lítio incorporadas.

Ligação de bluetooth à unidade de condução instalada no chassis anterior da cadeira (esquerda ou direita).

- Leve: 7,2 kg

- Luz de posição traseira e conexão USB

- Compatível com cadeiras de rodas manuais com chassis rígido ou de encartar

- Conexão com a app Smoov através de Bluetooth (autonomia, velocidade, modos de condução, etc)

- Carregador com entrada magnética EasyConnect

- Autonomia até 20 km

- Peso máximo de utilizador: 140 kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.


Código	Descrição	P.R.P. €
Smoov One 010		
1592897	Alber Smoov One - 6 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.782,99 €
1592898	Alber Smoov One - 10 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.933,40 €
Consulte a Invacare e verifique se a sua cadeira é compatível com o equipamento		
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592899	Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis rígido	324,89 €
1592900	Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis de encartar	324,89 €
1584856-SM	Montagem do kit de fixação Smoov One pela Invacare para cadeiras já existentes. Gratuito para encomendas em conjunto com cadeira de rodas.	240,66 €
OUTRAS OPÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIAS)		
1489214	Rodas anti-volteio Alber, par	360,98 €
1594521	Mala de Transporte para Smoov	200,54 €
	App Smoov - gratuita para o seu smartphone! Inclui: seleção do modo de condução, função cockpit, registo de trajetos, diagnósticos. Disponível para descarga gratuita através da Play ou App Store.	
	Pack Mobility Plus - Android e iOS Inclui: velocidade máxima até 10 km/h (129,99€), diagnósticos, controlo automático de velocidade. Utilizadores de iOS e Android devem fazer a compra direta na Apple Store (sem intervenção da Invacare)	



1592899



1592900

**Obrigatório preencher:**


Para seguimento de encomenda / determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira, indique:

Marca:

Modelo:

Número de série:

Largura de assento



cm

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

Altura traseira da cadeira



cm

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

Distancia entre eixos da roda traseira (apenas para cadeiras de encartar)



cm

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2026 Invacare International Sarl

Todos os direitos reservados.