

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®**
**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® TDX® SP2  
ULTRA LOW MAXX**


**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de **assento Ultra Low Maxx** com reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação Extended Shear Reduction (ESR) e basculação de assento 0-50°. Eletrônica expansível, programável sem fios e instalada com comando de baixa força com ecrã touch para acesso direto a funções de condução e assento. Base de tração com largura total de 680mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
ARO0080	TDX SP2 Ultra Low Max modelo básico	18.307,22 €
ARX1300	ESPECIAL (SOB CONSULTA DIRETA A INVACARE PORTUGAL)	
<b>MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO</b>		
	Config. Personalizadas	Medido desde:
A	Largura assento	Parte frontal plataforma de assento (canto esq ao canto dto)
B	Profundidade de assento	Parte frontal plataforma de assento até ao suporte do encosto (ponto mais baixo)
C	Encosto	Plataforma assento ao topo da carcaça do encosto
D	Altura ap. Braços esq	Plataforma assento ao topo do tubo
E	Altura ap. Braços dta	Plataforma assento ao topo do tubo
F	Altura assento	Plataforma assento até ao chão
G	Ap. Pernas central	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
H	Ap. Pernas montado lateral esq.	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
K	Ap. Pernas montado lateral dta	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
<b>Unidade de assento Ultra Low Maxx</b>		
<b>TIPO DE ASSENTO</b>		
ARO2020	Unidade de Assento Elétrica Ultra Low Maxx	◆
<b>LARGURA DE ASSENTO - AMPLITUDE REGULÁVEL</b>		
ARO2021	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2030, 2031, 2032, 2033 ◆
ARO2003	480 a 555mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033 ○
ARO2022	505 a 610 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175 ○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO REGULÁVEL			
ARO2008		405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm) NC 2040, 2041, 2042	◆
ARO2024		480 a 580 mm NC 2035, 2036, 2037	○
A LARGURA DE ASSENTO PRE-DEFINIÇÃO DE FÁBRICA			
ARO2025		405 mm NC 2022, 2041, 2042 (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARO2026		430 mm NC 2022, 2041, 2142, (2041+2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARO2027		455 mm NC 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARO2028		480 mm NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2029		505 mm NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2030		530 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2031		555 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2032		580 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	○
ARO2033		610 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	○
B PROFUNDIDADE DE ASSENTO AUSTÁVEL			
ARO2035		405 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARO2036		430 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+ap pernas montados na lateral), (2030/2031+2147)	◆
ARO2037		455 mm NC 2024	○
ARO2038		480 mm	○
ARO2039		505 mm	○
ARO2040		530 mm	○
ARO2041		555 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ARO2042		580 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com dimensão de assento)			
ARO2144		Almofada MatrX Vi (tecido Mesh)	◆
ARO2147		Almofada MatrX Libra NC 2032, 2033, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	462,16 €
ARO2140		Sem almofada de assento	○
TIPO DE ENCOSTO			
ARO2050		High back, altura 410 mm NC 2073, 2074	◆
ARO2051		High back, altura 460 mm NC 2070, 2071	○
ARO2174		Matrx Posture Back, altura 410 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074	○
ARO2175		Matrx Posture Back, altura 510 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072	○
ARO2178		Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm	○
ARO2168		Encosto MatrX MAC Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral NC: 2505	○
ARO2169		Encosto MatrX MAC HUG com Stamina Fiber Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral NC: 2505	○
ALTURA ENCOSTO MAC			
ARO2380		40.5cm	○
ARO2381		45.5cm	○
ARO2382		50.5cm	○
ARO2383		56cm	○
CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC			
ARO2385		9cm	○
ARO2386		15cm	○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																				
ARO2387	23cm	○																																				
CONTORNO LATERAL DIREITO MAC																																						
ARO2389	9cm	○																																				
ARO2390	15cm	○																																				
ARO2391	23cm	○																																				
LARGURA MAC																																						
ARO2394	encosto igual à largura assento	○																																				
ARO2395	+2,5cm que a largura assento	○																																				
Para mais opções de tamanhos dos Encosto Matrix por favor consulte-nos																																						
C OPÇÕES MONTAGEM (Importante para ajuste do mecanismo ESR)																																						
ARO2506	505 mm	○																																				
ARO2501	535 mm	○																																				
ARO2070	560 mm NC 2051, 2175, 2178	○																																				
ARO2071	585 mm NC 2051, 2175, 2178	○																																				
ARO2072	610 mm NC2174, 2175, 2178	○																																				
ARO2073	635 mm NC 2050, 2174, 2178	○																																				
ARO2074	660 mm NC 2050,2174	○																																				
APOIOS DE BRAÇO																																						
ARO2095	Cantilever rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	◆																																				
ARO2097	Braço reclinável, estrutura em T, rebatível, ajustável em altura (240-330 mm)	○																																				
ARO0690	Sem apoios de braço	○																																				
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO																																						
ARO2012	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	○																																				
ARO2013	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	◆																																				
ARO2014	Apoio de braço Ergonómico côncavo NC 2316, 2317, 1404, 1405	383,61 €																																				
ARO2015	Sem almofada de apoio de braço	○																																				
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO																																						
ARO2016	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	◆																																				
ARO2017	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (355 mm) NC 2318, 2319, 1404, 1405	○																																				
ARO2018	Apoio de braço Ergonómico côncavo	383,61 €																																				
ARO2020	Sem almofada de apoio de braço	○																																				
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO (apenas em combinação c/ ARO2014/18; montagem lado oposto ao comando)																																						
ARO2080	Almofada plana p/ apoio da palma da mão esquerda	212,47 €																																				
ARO2083	Almofada plana p/ apoio da palma da mão direita	212,47 €																																				
ARO2082	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço esquerdo (aumenta alt. em 43mm)	289,19 €																																				
ARO2085	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço direito (aumenta alt. em 43mm)	289,19 €																																				
D AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO ESQUERDO																																						
	De fábrica	◆																																				
	Personalizado (definir)	○																																				
	<table><tr><td></td><td>240mm</td><td></td><td>300mm</td><td></td><td>360mm</td></tr><tr><td></td><td>250mm</td><td></td><td>310mm</td><td></td><td>370mm</td></tr><tr><td></td><td>260mm</td><td></td><td>320mm</td><td></td><td>380mm</td></tr><tr><td></td><td>270mm</td><td></td><td>330mm</td><td></td><td>390mm</td></tr><tr><td></td><td>280mm</td><td></td><td>340mm</td><td></td><td>405mm</td></tr><tr><td></td><td>290mm</td><td></td><td>350mm</td><td></td><td></td></tr></table>		240mm		300mm		360mm		250mm		310mm		370mm		260mm		320mm		380mm		270mm		330mm		390mm		280mm		340mm		405mm		290mm		350mm			
	240mm		300mm		360mm																																	
	250mm		310mm		370mm																																	
	260mm		320mm		380mm																																	
	270mm		330mm		390mm																																	
	280mm		340mm		405mm																																	
	290mm		350mm																																			
E AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO DIREITO																																						
	De fábrica	◆																																				
	Personalizado (definir)	○																																				
	<table><tr><td></td><td>240mm</td><td></td><td>300mm</td><td></td><td>360mm</td></tr><tr><td></td><td>250mm</td><td></td><td>310mm</td><td></td><td>370mm</td></tr><tr><td></td><td>260mm</td><td></td><td>320mm</td><td></td><td>380mm</td></tr><tr><td></td><td>270mm</td><td></td><td>330mm</td><td></td><td>390mm</td></tr><tr><td></td><td>280mm</td><td></td><td>340mm</td><td></td><td>405mm</td></tr><tr><td></td><td>290mm</td><td></td><td>350mm</td><td></td><td></td></tr></table>		240mm		300mm		360mm		250mm		310mm		370mm		260mm		320mm		380mm		270mm		330mm		390mm		280mm		340mm		405mm		290mm		350mm			
	240mm		300mm		360mm																																	
	250mm		310mm		370mm																																	
	260mm		320mm		380mm																																	
	270mm		330mm		390mm																																	
	280mm		340mm		405mm																																	
	290mm		350mm																																			
SUPORTE DE COTOVELOS																																						



Ap. Braço Cantilever



Ap. Braço Reclinável

Código	Descrição	P.R.P. €



Código	Descrição	P.R.P. €																								
ARO2056	Ultra Low Maxx CG Pré-Basculação posterior 5º - aumenta basculação posterior em 5º; aumenta altura assento-chão dianteira em 6cm NC 0592 Combinável com todas as opções de apoios de pernas	354,10 €																								
RECLINAÇÃO DE ENCOSTO COM ESR (Extended Shear Reduction)																										
ARO2060	Reclinação Elétrica 90 a 170º com sistema de compensação ESR	◆																								
ARO2063	Reclinação Elétrica, 8º Proclive, 82º a 162º	○																								
ARO2066	Reclinação Elétrica, 30º Proclive, 60º a 140º	442,63 €																								
Apoio de pernas para assento Ultra Low Maxx																										
APOIO DE PERNAS CENTRAL (INCLUI ALMOFADA APOIO DE GEMEOS)																										
ARO0586	Apoio de perna, central, configurado para a Ultra Low Maxx	○																								
ARO0589	Ap. perna, central, com compensação, eléctrico, LNX Power Centre Mount para Ultra Low Max	1.859,05 €																								
ARO592	Ap. Perna central eléctrico LNX, com compensação, com elevador de patim (desce até ao chão), comprimento 380-419 mm (Seleção do comp. depende da altura assento-chão). Apenas como fabrico especial, requer personalização. NC 0583, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055)	3.068,90 €																								
TIPO DE PATIM																										
ARO2365	Patins ajustáveis em ângulo e largura S (190mm comprimento)	○																								
ARO0559	Patins ajustáveis em ângulo e largura M (240mm comprimento) NC 0592	◆																								
ARO0516	Patins ajustáveis em ângulo e largura L (290mm comprimento) NC 0592	○																								
ARO0517	Plataforma ajustável em ângulo (275mm comprimento) NC 0592	275,79 €																								
G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL, opções 0586 & 0589																										
	De fábrica	◆																								
	Personalizado (definir)	○																								
	<table><tr><td></td><td>310mm</td><td></td><td>355mm</td><td></td><td>410mm</td></tr><tr><td></td><td>325mm</td><td></td><td>364mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>335mm</td><td></td><td>375mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>345mm</td><td></td><td>385mm</td><td></td><td></td></tr></table>		310mm		355mm		410mm		325mm		364mm				335mm		375mm				345mm		385mm			
	310mm		355mm		410mm																					
	325mm		364mm																							
	335mm		375mm																							
	345mm		385mm																							
G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL COM ELEVADOR ELETRICO DE PATIM																										
	Personalizado:	○																								
	NOTA: medir cuidadosamente e considerar a altura da almofada; o fabrico especial é personalizado e não permitirá qualquer alteração posterior.																									
	<table><tr><td></td><td>380mm</td><td></td><td>406mm</td></tr><tr><td></td><td>393mm</td><td></td><td>419mm</td></tr></table>		380mm		406mm		393mm		419mm																	
	380mm		406mm																							
	393mm		419mm																							
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (ESQUERDO)																										
ARO0537	Vari A	◆																								
ARO0539	ADE 0º-80º	442,63 €																								
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (DIREITO)																										
ARO0547	Vari A	◆																								
ARO0549	ADE 0º-80º	442,63 €																								
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (ESQUERDA)																										
ARO0509	Regulável em ângulo	◆																								
ARO0511	Regulável em ângulo e profundidade	147,54 €																								
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (DIREITO)																										
ARO0506	Regulável em ângulo	◆																								
ARO0508	Regulável em ângulo e profundidade	147,54 €																								
H AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI ESQUERDO																										
	De fábrica	◆																								
	Personalizado (definir)	○																								



Ap. Pernas Central Elétrico LNX

Código	Descrição						P.R.P. €	
			270mm		330mm		390mm	
			280mm		340mm		400mm	
			290mm		350mm		410mm	
			300mm		360mm		420mm	
			310mm		370mm		430mm	
			320mm		380mm			
K AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI DIREITO								
		De fábrica						◆
		Personalizado (definir)						○
			270mm		330mm		390mm	
			280mm		340mm		400mm	
			290mm		350mm		410mm	
			300mm		360mm		420mm	
			310mm		370mm		430mm	
			320mm		380mm			
Tipo de Comando e Electrónica LiNX								
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE								
ARO2203		Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272						○
ARO2204		Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437) NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272						○
ARO2205		Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch						◆
ARO2206		Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluettoth integrado e entradas jack p/ switch Nota: Escolher hardware de montagem NC 1709, 1710, 2270						1.475,44 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400								
ARO2270		2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206						141,60 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO								
ARO1207		Suporte standard dto.				NC 1404		○
ARO1208		Suporte standard esq.				NC 1405		○
ARO1707		Suporte rebatível dto.				NC 1404		◆
ARO1708		Suporte rebatível esq.				NC 1405		○
ARO1709		Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, direita				NC: 1404		357,00 €
ARO1710		Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, esquerda				NC: 1405		357,00 €
ARO2075		Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à dta p/ utilizador				NC 1415		295,10 €
ARO2076		Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à esq. p/ utilizador				NC 1339		295,10 €
ARO2227		Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita NC 2219, 1221						141,64 €
ARO2228		Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda NC 2219, 1222						141,64 €
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500								
ARO2209		Suporte rebatível para a direita, multi-ajustável NC (2251+2217), 1404						○
ARO2210		Suporte rebatível para a esquerda, multi-ajustável NC (2251+2218), 1405						○
ARO2213		Montagem central, rebatível para a dta. (linha média) NC (2251+2217), 1404, 1405						708,21 €
ARO2214		Montagem central, rebatível para a esq. (linha média) NC (2251+2218), 1404, 1405						708,21 €
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)								
ARO2219		Comando duplo compacto LiNX (DLX-ACU200)				NC 1221, 1222, (2227/ 2228+ 2203/ 2204/ 2205)		873,46 €
ARO2245		Comando de acompanhante intuitivo IDC				NC 1207, 1208		1.652,49 €
ARO1207		Suporte standard dto.				NC 2245		○

LiNX®



REM211



REM400




1709/1710



2209/10



Código	Descrição	P.R.P. €
ARO1208	Suporte standard esq. NC 2245	○
ARO1221	Suporte direito, rebatível NC 2219, 2227	○
ARO1222	Suporte esquerdo, rebatível NC 2219, 2228	○
<b>LINX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>		
ARO2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão: 192g)	708,21 €
ARO2232	Comando compacto proporcional (pouca força para operar) DLX-CR400LF (força deflexão: 112g)	1.003,30 €
ARO2207	Montagem à dta.	○
ARO2208	Montagem à esq.	○
ARO2213	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)	708,21 €
ARO2214	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)	708,21 €
<b>COMANDOS ALTERNATIVOS &amp; ENTRADAS &amp; SUPORTES (Requer o comando rehab como principal)</b>		
<b>COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>		
ARO2230	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (ATOM, ASL104) com abas standard M3 NC 2233, 2257, 2240	6.491,92 €
ARO2247	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2233, 2257, 2240	6.609,96 €
<b>COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE</b>		
ARO2257	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)	7.318,16 €
ARO2275	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
ARO2276	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
<b>ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>		
ARO2249	Recetor de switch triplo (ASL557-3) (Sub D plug)	531,17 €
ARO2250	Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.121,34 €
<b>COMANDO MICRO DE EXTREMIDADES</b>		
ARO2233	Mini Joystick proporcional MEC (força deflexão: 18g)	4.131,22 €
<b>COMANDO HEAVY DUTY</b>		
ARO2240	Comando Heavy Duty proporcional ASL133 (força deflexão: 285g)	2.348,90 €
<b>COMANDO PEDIÁTRICO</b>		
ARO2243	Comando pediátrico proporcional (ASL132) (força deflexão: 90g), inclui módulo de input	2.478,73 €
<b>MONTAGEM DOS TABULEIROS/ COMANDOS</b>		
ARO2235	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ARO2236	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ARO2213	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ARO2214	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ARO2241	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
ARO2242	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
<b>COMANDO DE SOPRO</b>		
ARO2255	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.672,27 €
ARO2256	Comando de sopro (inclui kit de sopro, switch de lábio ASL301 LIP e módulo de input)	7.672,27 €
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>		
ARO2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	607,88 €
ARO2217	Suporte dto., montado para o utilizador	70,82 €
ARO2218	Suporte esq., montado para o utilizador	70,82 €
ARO2226	Montado para o acompanhante, nas carenagens traseiras	100,34 €
ARO2225	Sem montagem	
<b>ALAVANCA/ BOTÃO PARA CONTROLO DE BÂSCULA</b>		
ARO2263	Caixa para funções elétricas (4 alavanca)	295,10 €
ARO2264	Caixa para funções elétricas (4 botões)	295,10 €
ARO2207	Montagem à dta	○



2230

2247



2233 + 2241



2240



2243

Código	Descrição	P.R.P. €
ARO2208	Montagem à esq	○
ARO2225	Sem montagem	○
<b>ACESSÓRIOS LINX</b>		
ARO2253	Entrada para carregador USB DLX-USB02-A NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARO2207	Montagem à esq	○
ARO2208	Montagem à dta	○
<b>MÓDULO OUTPUT</b>		
ARO2272	Módulo Output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação) NC 2203, 2204	767,23 €
<b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)</b>		
ARO1685	Vermelho	118,03 €
ARO1686	Amarelo	118,03 €
ARO1687	Verde	118,03 €
ARO1690	Azul	118,03 €
<b>EGG SWITCH</b>		
ARO2254	Egg switch, preto	129,85 €
<b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)</b>		
ARO1711	Vermelho	129,85 €
ARO1712	Amarelo	129,85 €
ARO1713	Verde	129,85 €
ARO1714	Laranja	129,85 €
ARO1715	Azul	129,85 €
ARO1716	Preto	129,85 €
<b>COMANDO PARAGEM DE EMERGÊNCIA</b>		
ARO2258	Comando paragem de emergência (ASL504)	787,95 €
<b>MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT</b>		
ARO2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
ARO2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
ARO2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
ARO2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
<b>Cor do chassis</b>		
<b>CORES</b>		
ARO2640	Preto Obsidiano	○
ARO2641	Vermelho Rubi	○
ARO2642	Púrpura	○
ARO2643	Azul	○
ARO2644	Azul Ártico	○
<b>COR DOS AROS DAS JANTES</b>		
ARO2650	Preto Obsidiano	○
ARO2651	Vermelho Rubi	○
ARO2652	Púrpura	○
ARO2653	Azul	○
ARO2654	Azul Ártico	○
<b>FORQUETAS</b>		
ARO2631	Forqueta única	○
ARO2632	Forqueta dupla	○
<b>Opções de performance</b>		
<b>RODAS DE TRAÇÃO</b>		
ARO0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas	◆
ARO0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas	○
ARO0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○
<b>TIPO DE MOTOR</b>		
ARO1285	10 km/h, 4 polos	◆
ARO1224	12 km/h, 4 polos	531,17 €
<b>TIPO DE BATERIAS</b>		
ARO1260	73,5 Ah	◆
<b>CARREGADOR DE BATERIAS</b>		
ARO1343	OptiCharge 8 A	◆
ARO1313	OptiCharge 10 A	413,13 €



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar



Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Giroscópio</b>		
<b>G-TRAC</b>		
ARO1215	G-Trac	737,73 €
<b>Opções</b>		
<b>KIT DE LUZES</b>		
ARO1437	Luzes LED com piscas 30 Lux	483,95 €
ARO2837	Luzes LED extra brilho com piscas 60 Lux	578,38 €
ARO1254	Sem sistema de luzes	◆
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>		
ARO1450	Chassis preparado para aplicação DAHL - Docking Station (obrigatório seleccionar apoio de cabeça)	
ARO1493	4 Pontos para transportar a cadeira sem utilizador	◆
ARO1494	4-pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISSO 7176-19:2001; obrigatório apoio de cabeça)	○
<b>CINTO DE POSICIONAMENTO</b>		
ARO2113	Cinto auto-lock, montagem na calha NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
<b>CINTOS PÉLVICOS BODYPONT</b>		
ARO2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	147,54 €
ARO2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	147,54 €
ARO2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	129,85 €
ARO2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	129,85 €
ARO2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	106,23 €
ARO2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	106,23 €
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>		
ARO1415	Espelho direito NC 2075	70,82 €
ARO1339	Espelho esquerdo NC 2076	70,82 €
<b>TABULEIRO</b>		
ARO1404	Tabuleiro rebatível à direita NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018	430,83 €
ARO1405	Tabuleiro rebatível à esquerda NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018	336,41 €
<b>PREÇO TOTAL</b>		



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button