

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Junho de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Alber® Scalamobil S45

CE

Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução destacáveis e reguláveis em altura e largura e baterias integradas. Equipado com 4 rodas e **3 sensores que permitem utilizar a tecnologia soft step**, para uma condução suave e segura, capaz de ultrapassar degraus a uma velocidade de **12 degraus/minuto. Sistema de travagem automático em cada degrau e travão de emergência manual.**

Ecrã a cores para indicação do ângulo, direção e avarias.

Com 4 modos de condução à escolha: **Auto, Assist, Manual e ultrapassagem de obstáculos**

Desmontável em 3 partes

Altura máxima de cada degrau: 20 cm

Carregador de baterias 24V incluído

Trepador com possibilidade de instalação em cadeira de rodas já existente, com assento integrado ou com opção de sistema de adaptação universal para cadeira de rodas.

Peso máximo do utilizador: 140 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX
Peso do utilizador = kg.

Dados da cadeira a aplicar o sistema:			
Marca:		Posição roda Traseira:	
Modelo:		Eixo extração rápida:	
Largura Assento:		Tipo de travão:	
Altura Traseira:		Kit de transporte:	
Tamanho roda traseira:			
Código	Descrição	P.R.P.€	
1595225	SCALAMOBIL S45 - Trepador de escadas portátil	6.450,00 €	
	Completo, para acoplar a uma cadeira de rodas manual já existente Desmontável em 3 partes, bateria de gel 3,4 Ah (2 x 12V) integrada 4 Modos de condução: Auto, Assist, Manual, Ultrapassagem de Obstáculos Altura máxima do degrau: 20 cm Ecrã a cores para indicação do ângulo, direção e avarias Carregador de baterias incluído		   1457771
1457771	Suporte de fixação standard para Scalamobil S45	280,00 €	
1595226	Scalacombi S46 - Trepador de escadas portátil com assento integrado	6.950,00 €	
	As mesmas características que o S45 mas com assento integrado rebatível Apoios de pés rebatíveis e apoios de braço rebatíveis e destacáveis Altura máxima do degrau: 20 cm		
Acessórios para Scalamobil 45 / Scalacombi S46			
1565605	Conversão das rodas traseiras da cadeira de rodas para eixo de extração rápida (necessário quando a cadeira tem eixos fixos)	280,00 €	 1565605
1457765	Suporte de fixação especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas (28-38 cm) e peso máx. uti. de 60 kg	340,00 €	 1595564
1595564	Sistema de Bloqueio Automático: para acoplar rapidamente a cadeira de rodas ao Scalamobil S45	120,00 €	 1594935
			 1593205

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

1594935	Suporte ISOFIX para montagem de cadeiras de criança (apenas para Scalacombi S46)	120,00 €
1593205	Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido para usar o Scalamobil)	343,79 €
1520929	Ponteira traseira para cadeira de rodas	70,00 €
1595179	Bateria adicional para S45 e S46	210,00 €
1467284	Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar diâmetro do tubo do chassi da cadeira)	145,00 €
1594961	Apoio de cabeça regulável em altura e profundidade (para S45 e S46)	195,00 €
1456343	Cinto de segurança para região pélvica	85,00 €
1565509	Cinto de segurança retrátil (apenas para Scalacombi S46)	180,00 €
1564990	Cinto Peitoral (apenas para Scalacombi S46)	380,00 €
1520413	Adaptador para carregamento das baterias no carro	320,00 €
Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil S45		
1457912	Scalachair X3	1.225,00 €
	Cadeira de interior dobrável, com encaixes integrados para uso conjunto com o Scalamobil S45. Equipada com travões, apoios de pés, apoios de braços destacáveis	
Acessórios para Scalachair X3		
1456345	Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3	145,00 €
1456850	Punhos de empurrar para Scalachair X3, par	145,00 €
1457914	Apoio de cabeça para Scalachair X3	185,00 €
1456343	Cinto de segurança para região pélvica	85,00 €
1464910	Cinto de pés	45,00 €
1520414	Scalaport X7 (para Scalamobil S45)	1.500,00 €
	Kit de adaptação universal para cadeiras de rodas com largura de assento entre 35 cm e 55 cm. Acessório que permite usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair as rodas da cadeira, nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas. Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio. Recomendado para instituições ou como equipamento de acessibilidade em lugares públicos Nota: Se escolher esta opção não precisa de escolher nenhum suporte de fixação para cadeira de rodas.	



1520929



1467284



1594961



1456343 / 1565509



1564990



1520413



1457914



1456345



1456850



1464910