

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**  
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Matrix® MAC**

**NOVIDADE**



**Código ISO - 12 24 30 - Encostos para Posicionamento** - Novo encosto de posicionamento e conforto **Matrix MAC**. Encosto de Posicionamento modular, com estrutura rígida de alumínio e espuma de dupla camada ou com almofada HUG para maior imersão, conforto e envolvimento; com apoio para a cintura escapular, particularmente útil para utilização em cadeiras com basculação e/ou reclinção; com **contorno lateral opcional de 9 a 23 cm de profundidade**, sendo possível a combinação de diferentes tamanhos para um **suporte assimétrico em altura, profundidade ou largura**. Peso máximo de utilizador 136Kg; ranhura vertical para ajuste do encosto em altura, mantendo o cliente na posição de sentado. **Fixações de 2 pontos, com ajuste em altura, profundidade e ângulo, incluídas:** Standard EasySet, com possibilidade de extração do encosto através de fita ajustável. Equipado de série com interface de montagem para apoio de cabeça em encostos de altura 41, 46, 51 e 56cm. Vários tamanhos disponíveis (para adequar às necessidades e anatomia dos vários utilizadores).

Excelente solução de posicionamento em combinação com as almofadas **Matrix**, cintos de estabilização **Bodypoint** e apoio de cabeça **Matrix Eian, Loxx** ou **Flipp** (Consultar lista de opções e preços individualmente nos respetivos produtos)

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX


**Peso do utilizador =**      **kg.**

Etapa 1: Escolher a Almofada de Encosto		PRP
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
	Encosto <b>Matrix MAC</b> - Almofada com espuma de dupla camada - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador: 136 Kg	650,00 €
	Encosto <b>Matrix MAC HUG</b> - Almofada Stamina Fibre™ - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador: 136 Kg	695,00 €
<b>Opção MATRIX SHAPE</b>		
1634816	Matrix Shape - Conjunto de blocos de espuma modular para otimizar a acomodação de assimetrias posturais moderadas - utilizar em combinação com Matrix MAC HUG	250,00 €



**Etapa 2: Escolher o tamanho do Encosto**

**Encosto Matrix MAC (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3**  
**Peso Máximo do utilizador: 136Kg**  
**Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR\*)**



Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto			
			410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
<b>410 mm</b>	380mm - 460mm	≤310mm	1634608	1634609	1634610	1634611
<b>430 mm</b>	410mm - 480mm	≤330mm	1634612	1634613	1634614	1634615
<b>460 mm</b>	430mm - 510mm	≤360mm	1634616	1634617	1634618	1634619
<b>480 mm</b>	460mm - 530mm	≤380mm	1634620	1634621	1634622	1634623
<b>510 mm</b>	480mm - 560mm	≤410mm	1634624	1634625	1634626	1634627

\*QR = Quick-Release , extração fácil

**Encosto Matrx MAC HUG (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3**

**Peso Máximo do utilizador: 136Kg**

**Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR\*)**



Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto			
			410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
<b>410 mm</b>	380mm - 460mm	≤310mm	1634678	1634679	1634680	1634681
<b>430 mm</b>	410mm - 480mm	≤330mm	1634682	1634683	1634684	1634685
<b>460 mm</b>	430mm - 510mm	≤360mm	1634686	1634687	1634688	1634689
<b>480 mm</b>	460mm - 530mm	≤380mm	1634690	1634691	1634692	1634693
<b>510 mm</b>	480mm - 560mm	≤410mm	1634694	1634695	1634696	1634697

\*QR = Quick-Release , extração fácil

Código	Descrição	P.R.P. €
--------	-----------	----------

**Etapa 3: Escolher a Profundidade do Encosto (Contorno Lateral)**

**Nota: Pode combinar diferentes tamanhos - aconselhamos sempre a escolha de contorno lateral para ambos os lados.**

**Contorno Lateral Direito**

1634628	Profundidade de 9 cm	115,00 €
1634629	Profundidade de 15 cm	140,00 €
1634630	Profundidade de 23 cm	170,00 €

**Contorno Lateral Esquerdo**

1634628	Profundidade de 9 cm	115,00 €
1634629	Profundidade de 15 cm	140,00 €
1634630	Profundidade de 23 cm	170,00 €

**Acessórios**

**Hardwares de Fixação**

Todas as fixações apresentam possibilidade de ajuste em altura, profundidade e ângulo. Os encostos acima apresentados já são fornecidos com hardware de fixação. Escolha uma fixação extra ou Selecione abaixo outro tipo de Hardware de Fixação ideal para as necessidades dos vários utilizadores.

1545275	Fixações Standard EasySet (par), permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. Para encostos altura 460-560mm	170,34 €
1632766	Fixações Standard, fixas, par (peso máximo de utilizador 227kg). Recomendado para cadeiras manuais rígidas ou elétricas com funções basculação/ reclinção. Extração do encosto requer ferramenta. Para encostos de altura 460-560mm	227,12 €
1545278	Fixação Split, de 4 pontos, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem no encosto, como parafusos, manípulos, etc.). Para encostos altura 460-560mm	210,08 €
1544776	Fixações EasySet reforçadas (HD), par, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 227Kg. Para encostos altura 460-560mm	340,67 €

**Acessórios para Encostos Matrx MAC**

1632759	Almofada de Apoio Lombar (Pode ser recortada para adaptação do tamanho desejado)	56,78 €
1632760	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho M (405mm - 580x165mm)	215,76 €
1632761	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho L (505mm - 810x175mm)	215,76 €
1632796	Opção para facilitar abertura da Faixa Abdominal (ideal para tetraplegia)	79,50 €
1632758	Hardware para Coletes de Tronco e Cintos de Ombros (para encostos largura 410-510mm)	90,85 €
1551799	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	56,78 €
1551800	Capa de Privacidade - tamanho S (380 x 410 mm)	56,78 €
1551903	Capa de Privacidade - tamanho M (430 x 410 mm)	56,78 €
1551904	Capa de Privacidade - tamanho L (480 x 410 mm)	56,78 €



9 cm



15 cm



23 cm



Combinação Assimétrica



1545275 1632766



1545278 1544776



1632759



1632760 / 1632761

Capa de Privacidade



1632796 1632758

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.